

Juzo Compression Wrap Vejledning- læg, fod.

Læg- del – passer til venstre og højre. Læg- del, fire løse velcro

1. Stockinette tages på under bandagen
2. Påsæt velcro på straps sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af
3. Luk velcro for at undgå de hænger fast i andet materiale



4. I siddende stilling anbringes wrappen (2 fingersbredder under knæhasen). Syning på bagsiden skal sidde midt på læggen. Juzo mærkat skal sidde op mod knæet.
5. Wrappen lægges på ved at holde i den lille snip øverst på wrappen. Fæstnes så den nøjagtig bliver siddende
6. Fortsæt med at lukke wrappen nedefter.
Det anbefales at wrappen lukkes m. 2 straps af gangen – 1 i højre og 1 i venstre hånd.



7. Nederste strap lukkes samtidig med, at der trækkes ned af i den lille snip på wrappen. Trækkes til endestræk og lukkes med velcro.
8. Juster øvrige straps op efter og træk til endestræk. Sørg for, at der ikke kommer "lufthuller" imellem hver enkelt strap.
9. Wrappen skal sidde pænt ind til benet (ikke for stram eller for løs). Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → oprethold det høje arbejdstryk.
Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen.



Fod- del – passer til venstre og højre. Fod- del, fire løse velcro (ingen billeder)

1. Stockinette tages på under bandagen
2. Påsæt velcro på straps sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af
3. Læg fodens hæl i hullet på foddelen. Sæt hælen i gulvet, og træk foddelen fremad. Juzo mærkat skal sidde over akillesenen.
4. Juster øvrige straps op efter, og træk til endestræk. Sørg for, at der ikke kommer "lufthuller" imellem hver enkelt strap.
Wrappen skal sidde pænt ind til benet (ikke for stram eller for løs). Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → oprethold det høje arbejdstryk.
Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen.

Sørg for, at der er et overlap imellem lægdel og foddel for at undgå vinduesødemer