


## Effektiv, justerbar kompression



# Juzo Compression Wraps



# Juzo Compression Wraps

## Design Funktioner:

### **EZ Pull tabs**

“Strip” både distalt og proksimalt, kan være en hjælp, når der trækkes i den distale og proksimale strap

### **Indhak**



Har små indhak, hvor straps “niveauerne” mødes

Hver strap har en glidende overgang

- minimerer risikoen for “huller”,  
samtidig med at “dobbeltag” undgås

### **Materiale**

88% polyamid, 12 % elasthan



# Juzo Compression Wraps

## Design Funktioner:

### Aftagelig Velcro (fjernes inden vask)

- Trim-to-fit
- Reversibelt- mulighed for at bruge produktet i enten sort eller beige
- Kan maskinvaskes ved 30 grader/ tørres ved svag varme
- BRUG IKKE: blegemiddel, klorin, skyllemiddel



## Design af straps

- Har et alternativt strap-design
- Tilstødende straps trækkes i modsatte retninger for at opnå spænding i straps (kompression)

## Juzo® Compression Wrap- Hånd

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Art. Nr.   | 6000                   |
| Version    | AC Hånd segment        |
| Størrelser | Hånd - XS, S, M, L, XL |
| Inkluderer | Wrap                   |




1. Påsæt velcro sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af. Luk dem for at undgå de hænger fast i andet materiale.
2. Træk tommelfingeren ind i tommelfingerudspring, således, at den korte side er i håndfladen. Vikl wrappen rundt om hånden, og før tommelfingeren igennem hullet til denne. Fastgør velcro, - start med velcro omkring håndled.
3. Fastgør derefter velcro omkring håndryggen.
4. Wrappen skal sidde pænt ind til hånden (ikke for stram eller for løs).

Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → opret-hold det høje arbejdstryk.

Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen.

## Størrelsestabel Hånd:



|   | XS            | S             | M           | L           | XL          |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| A | 15,5- 17,5 cm | 17,5- 19,5 cm | 19,5- 22 cm | 22- 24,5 cm | 24,5- 28 cm |
| C | 13- 17 cm     | 15- 19 cm     | 17- 21,5 cm | 20- 24 cm   | 21- 25 cm   |

# Juzo Compression Wraps

## Juzo® Compression Wrap- Arm

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Art. Nr.   | 6000                                          |
| Version    | CG Arm segment                                |
| Størrelser | Arm - XS, S, M, L, XL<br>Middel & Lang længde |
| Inkluderer | Wrap                                          |



1. Påsæt velcro sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af. Luk dem for at undgå de hænger fast i andet materiale.
2. Træk armen igen in- liner i wrappen, indtil sømmen midt på wrappen sidder over albuen.
3. Luk den nederst strap (omkring håndleddet), så wrappen nøjagtigt sidder fast.
4. De øvrige straps lukkes på samme måde.
5. Når alle straps er lukket, strammes hver enkel strap startende fra strap ved håndleddet. Sørg for, at der ikke kommer "lufthuller" imellem hver enkelt strap.
6. Wrappen skal sidde pænt ind til armen (ikke for stram eller for løs). Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → oprethold det høje arbejdstryk.  
Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen

## Størrelsestabel Arm:

|    | XS        | S         | M         | L         | XL        |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| cG | 27- 36 cm | 30- 39 cm | 33- 44 cm | 35- 49 cm | 40- 56 cm |
| cE | 23- 32 cm | 24- 34 cm | 26- 36 cm | 29- 42 cm | 31- 46 cm |
| cC | 16- 19 cm | 17- 20 cm | 18- 22 cm | 20- 26 cm | 21- 29 cm |

cG middel: < 43 cm  
 cG lang: > 43 cm

# Juzo Compression Wraps


## Juzo® Compression Wrap- Fod

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Art. Nr.   | 6000               |
| Version    | AB fod segment     |
| Størrelser | Fod - S, M, L      |
| Inkluderer | Wrap, Cotton liner |



1. Påsæt velcro sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af. Luk dem for at undgå de hænger fast i andet materiale.
2. Tag wrappen på foden, så hælen sidder i hullet bag på wrappen. Syningen på bagsiden skal følge midten af bagsiden af hælen.
3. Luk den yderste strap samtidig med, at der trækkes let ud af i den lille snip.
4. Luk de 2 midterste straps.  
Den øverste strap lukkes samtidig med, at der trækkes let op i den lille snip. Sørg for, at der ikke kommer "lufthuller" imellem hver enkelt strap.
7. Wrappen skal sidde pænt ind til foden (ikke for stram eller for løs). Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → oprethold det høje arbejdstryk.  
Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen

## Størrelsestabel Fod:



cB

cA

**S**

**M**

**L**

19- 24 cm

24- 29 cm

29- 34 cm

15- 23 cm

20- 28 cm

25- 33 cm

# Juzo Compression Wraps


## Juzo® Compression Wrap- Læg

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Art. Nr.   | 6000                                             |
| Version    | BD Læg segment                                   |
| Størrelser | Læg - S, M, L, XL, 2XL, 3XL<br>Max & Lang længde |
| Inkluderer | Wrap, Cottonliner                                |



1. Påsæt velcro sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af. Luk dem for at undgå de hænger fast i andet materiale.
2. I siddende stilling anbringes wrappen (2 fingersbredder under knæhasen). Syning på bagsiden skal sidde midt på læggen.
3. Wrappen lægges på ved at holde i den lille snip øverst på wrappen. Fæstnes så den nøjagtig bliver siddende.
4. Fortsæt med at lukke wrappen nedefter. Det anbefales, at wrappen lukke m. 2 straps af gangen – 1 i højre og 1 i venstre hånd.
5. Nederste strap lukkes samtidig med, at der trækkes ned af i den lille snip på wrappen. Trækkes til endestræk, og luk.
6. Juster øvrige straps op efter og træk til endestræk. Sørg for, at der ikke kommer "lufthuller" imellem hver enkelt strap.
7. Wrappen skal sidde pænt ind til benet (ikke for stram eller for løs) Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → oprethold det høje arbejdsstryk. Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen.

## Størrelsestabel Læg:



| S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 29- 35 cm | 34- 40 cm | 37- 44 cm | 41- 48 cm | 46- 53 cm | 50- 60 cm |
| 35- 41 cm | 40- 46 cm | 44- 51 cm | 48- 55 cm | 53- 60 cm | 60- 70 cm |
| 18- 21 cm | 21- 24 cm | 24- 27 cm | 27- 31 cm | 31- 35 cm | 36- 47 cm |

IBD middel: < 40 cm

IBD lang: > 40 cm


## Juzo® Compression Wrap- Knæ

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Art. Nr.   | 6000                        |
| Version    | DF knæ segment              |
| Størrelser | Knæ - S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Inkluderer | Wrap                        |



1. Påsæt velcro sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af. Luk dem for at undgå de hænger fast i andet materiale
2. Buk benet i siddende stilling, og placer bandagen, så syning på bagsiden "ligger" i knæhasen
3. Wrappen lægges på ved at holde i den lille snip øverst på wrappen. Fæstnes så den nøjagtig bliver siddende
4. Fortsæt med at lukke nederste straps.
5. Når wrappen sidder på knæet, trækkes den øverste strap langs snippen, nedad mod midten af knæet. Den nederste strap trækkes opad mod midten af knæet. Sørg for, at der ikke kommer "lufthuller" imellem hver enkelt strap.
7. Wrappen skal sidde pænt ind til benet (ikke for stram eller for løs). Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → oprethold det høje arbejdsstryk. Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen

## Størrelsestabel Knæ:

|                                                                                    | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 30- 36 cm | 36- 42 cm | 42- 48 cm | 48- 55 cm | 55- 62 cm | 62- 70 cm |



## Juzo® Compression Wrap- Lår

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Art. Nr.   | 6000                                           |
| Version    | FG Lår segment                                 |
| Størrelser | Lår - S, M, L, XL, 2XL<br>Middel & Lang længde |
| Inkluderer | Wrap                                           |



1. Påsæt velcro sv.t. modsatte side af ønskede farve, der skal være ud af. Luk dem for at undgå de hænger fast i andet materiale.
2. Stående skal den nederste strap overlape knæ- wrappen.
3. Wrappen lægges på ved at holde i den lille snip øverst på wrappen. Fæstnes så den nøjagtig bliver siddende.
4. Fastgør den miderste strap ved samtidig at trække i denne og den nederste strap, indtil den sidder pænt ind til benet.
5. Den nederste strap fastgøres ved samtidig at der trækkes lidt ned i den lille snip. Sørg for, at der ikke kommer "lufthuller" imellem hver enkelt strap.
6. Wrappen skal sidde pænt ind til benet (ikke for stram eller for løs). Anbefales at strammes til 6 – 10 gange om dagen → oprethold det høje arbejdsstryk. Hvis en eller flere straps er for lange, kan velcro flyttes, og der kan klippes af wrappen.

## Størrelsestabel Lår:



|   | S         | M         | L         | XL         | 2XL        |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| G | 43- 70 cm | 54- 81cm  | 65- 92 cm | 75- 102 cm | 85- 112 cm |
| F | 35- 55 cm | 48- 70 cm | 60- 82 cm | 70- 92 cm  | 80- 102 cm |

FG middel: < 25 cm  
FG lang: > 30 cm