



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag

Produktbeskrivelse

Tegaderm™ Alginate Ag er en højabsorberende, steril, non-woven antimikrobiel pude, der er sammensat af "high G" (gurulonsyre)-kalciumalginat, carboxymethylcellulose (CMC) samt en sølvion-forbindelse (sølv-natrium-hydrogen-zirconiumfosfat), som frigiver sølvioner ved tilstedeværelse af sårekssudat. Gelen sikrer endvidere intakt fjernelse af forbindingen uden at beskadige det ophelende væv.

Egenskaber

- De sølvioner, der frigives ved tilstedeværelse af sårekssudat, er et effektivt antimikrobielt middel mod en bred vifte af mikroorganismer, som ofte er associeret med bakteriekolonisering og sårinfektion.
- I takt med at sårekssudatet absorberes, danner alginatet en gel, som hjælper ved autolytisk debridering, samtidig med at der opretholdes et fugtigt miljø til opnåelse af optimal sårheling.
- In vitro-test har vist, at sølvioner virker i op til 21 dage.
- Er blød og smidig

Fordele

- Produktet kan fjernes i et stykke uden at efterlade rester i såret.
- Opretholder et fugtigt sårmiljø.
- Kan anvendes sammen med kompression
- Høj absorption

Indikationer

Tegaderm™ Alginate Ag er indikeret til brug ved behandling af alle moderat til kraftigt ekssuderende sår med delhuds-(epidermis) eller fuldhuds-(dermis)tab, herunder:

- operationssår
- traumesår (hudafskrabninger, læsioner eller snitsår)
- skinnebenssår
- tryksår
- diabetessår
- transplantat- og donorsteder
- kavitetsår
- overfladiske og delhuds-brandsår



Tegaderm™ Alginate Ag kan anvendes til behandling af inficerede sår eller sår, hvor der er øget risiko for infektion. Behandlingen bør ske under tilsyn fra sundhedsfagligt personale.

Tegaderm™ Alginate Ag er udelukkende indikeret til udvortes brug.



Forsigtighedsregler

Forbindingen kan klæbe, hvis den anvendes på tørre eller kun let væskende sår. Hvis forbindingen

klæber og ikke er let at fjerne, kan den fugtes med sterilt saltvand, før fjernelse.

Forbindingens funktion kan hæmmes ved overdreven brug af mineraloliebaserede salver.

Undgå kontakt med elektroder eller ledende gel i forbindelse med f.eks. elektrokardiogrammer (EKG) og elektroencefalogrammer (EEG). Forbindingen skal fjernes, før patienten får foretaget MR-scanninger. I tilfælde af klinisk infektion kan topisk sølv ikke opveje nødvendigheden af systemisk behandling eller anden passende infektionsbehandling.

Kontraindikationer

Tegaderm™ Alginate Ag er kontraindikeret til brug ved:

- tørre eller let ekssuderende sår
- personer, som har fået konstateret overfølsomhed over for alginater eller sølv
- behandling af kraftig blødning
- kirurgisk implantation

Brugsvejledning

Forberedelse af sårsted

1. Foretag om nødvendigt debridering, og skyl sårstedet i henhold til standardprotokollerne.
2. Fjern overskydende opløsning fra den omgivende hud.

Valg af forbinding

3. Vælg en Tegaderm™ Alginate Ag-forbinding, der er en anelse større end såret.

Applikation af forbinding

4. Klip (med en steril saks) eller fold forbindingen, så den passer til såret.
5. Læg forbindingen direkte på sårbunden. Tamponér dybe sår løst, idet det tilses, at forbindingen ikke overlapper sårkanterne.
6. Dæk og fasthold Tegaderm™ Alginate Ag med en ikke-okklusiv sekundær forbinding.

Skift/fjernelse af forbinding

7. Tegaderm™ Alginate Ag kan blive siddende på i op til 7 dage. Hyppigheden af forbindingsskift afhænger af sårets tilstand og omfanget af ekssudat. Indledningsvist kan det være påkrævet at skifte forbinding hver dag.
8. Skift Tegaderm™ Alginate Ag, når den sekundære forbinding har nået maksimal absorptionskapacitet, eller når god praksis for sårpleje foreskriver, at forbindingen skal skiftes.
9. Fjern forsigtigt den sekundære forbinding.
10. Hvis såret synes tørt, gennemvædes forbindingen med almindelig sterilt saltvand før fjernelse.
11. Fjern forsigtigt forbindingen fra sårbunden, og bortskaf den.
12. Skyl om nødvendigt sårstedet i henhold til standardprotokollerne, før en ny forbinding appliceres.

Inficerede sår

- Hvis såret er inficeret, bør passende medicinsk behandling iværksættes.
- Anvendelsen af Tegaderm™ Alginate Ag kan fortsættes, hvis den tilsynsførende læge tilråder dette.

Holdbarhed og opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur (under 25°C).

Holdbarhed: Se udløbsdatoen på pakningen.

Bestillingsinformation

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag

Varenr.:	Størrelse, cm x cm	Antal/æske	Æsker/karton
90310	5 x 5	10	10
90312	10 x 10	10	10
90314	10 x 20	10	10
90316	15 x 15	10	10
90320	3 x 30	10	10

3M a/s

Health Care

Fabriksparken 15

2600 Glostrup

www.3mhealthcare.dk

