### HemoCue<sup>®</sup> WBC DIFF

Brugsanvisning





### Indholdsfortegnelse

HemoCue® WBC DIFF system	3
Komponenter	4
Opstart	6
Dataindlæsning og navigation	10
Instrumentets knapper	
Tastatur	
Stregkodelæser	11
Anvendte symboler	
Navigationssymboler	12
Proceduresymboler	14
Displaysymboler	15
Opsætning	18
Indstillinger	
Printer	
Tastatur	
Stregkodelæser	
Konnektivitet	
Blodprøvetagning	34
Kapillært blod	34
Venøst blod og kontrolmateriale	40
Almindelig håndtering	42
Patienttest	42
QC test	
Gennemse/Slet resultater	54
Vedligeholdelse	58
Daglig vedligeholdelse	
Optikenheden	60
Fejlsøgningsskema	62
Specifikationer	68
1	

### HemoCue® WBC DIFF system



Tak, fordi De valgte HemoCue® WBC DIFF systemet.

HemoCue WBC DIFF systemet er et *in vitro*-diagnostisk system beregnet til kvantitativ bestemmelse af hvide blodlegemer (WBC) i kapillært eller venøst fuldblod. Systemet giver en værdi for det totale antal hvide blodlegemer og en differentialtælling af de hvide blodlegemer, herunder neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile.

HemoCue WBC DIFF systemet er beregnet til brug på kliniske laboratorier og til point-of-care måling i sundhedssektoren på børn (≥ 3 måneder) og voksne. HemoCue WBC DIFF Analyzer må kun anvendes sammen med HemoCue WBC DIFF Microcuvettes til måling af det totale antal hvide blodlegemer og differentialtælling af de hvide blodlegemer, eller sammen med HemoCue WBC Microcuvettes udelukkende til måling af det totale antal hvide blodlegemer.

 $\bigwedge^{A}_{s}$ 

Alle systemkomponenter er konstrueret og fremstillet med henblik på maksimal sikkerhed. Brug af systemet til andet end det tiltænkte formål kan påvirke sikkerheden.

# Komponenter



- 1. HemoCue WBC DIFF Analyzer
- 2. Transformer (landespecifik)
- 3. 6 stk. 1,5 V batterier, type C (LR14/HR14)\*
- 4. Quickguide til HemoCue WBC DIFF
- a. HemoCue WBC DIFF Microcuvettes\*
  b. HemoCue WBC Microcuvettes\*
- 6. Brugsanvisning til HemoCue WBC DIFF
- 7. HemoCue<sup>®</sup> Cleaner WBC

Anbring instrumentet og tilbehøret på et stabilt (ikke-vibrerende) underlag.

BEMÆRK: Instrumentet må ikke åbnes. Garantien bortfalder, hvis instrumentet har været åbnet.



Det er kun WBC DIFF kuvetteholderen (mærket med WBC DIFF), der må anvendes sammen med WBC DIFF Analyzer.

\*Medfølger ikke.

Yderligere oplysninger om HemoCue WBC DIFF Microcuvettes og HemoCue WBC Microcuvettes kan fås ved henvendelse til HemoCue Danmark.

# Opstart



Brug kun transformere, der er angivet under Specifikationer i afsnittet Transformere.

Instrumentet kan forsynes med strøm fra enten transformeren eller batterier.

Tilslutning af transformer

1. Tilslut den medfølgende transformer til strømstikket bag på instrumentet.

Ilægning af batterier

- 2. Tryk på den rillede knap bag på instrumentet for at åbne batteriholderen på venstre side.
- 3. Tag forsigtigt batteriholderen ud. Ilæg 6 stk. 1,5 V batterier, type C (LR14/HR14). Kontrollér, at batterierne vender rigtigt. Sæt batteriholderen tilbage i instrumentet.



Følg altid de lokale miljøregler ved bortskaffelse af brugte batterier.









#### Opstart af instrument

- 4. Træk kuvetteholderens arm ud til ilægningsposition.
- 5. Tryk på knappen til venstre, og hold den nede, indtil displayet er aktivt. Opstartsvinduet viser instrumentets softwareversion i ca. 15 sekunder.
- 6. Instrumentet foretager en selvtest og viser et timeglas i ca. 30 sekunder.
- 7. Instrumentet er klar til brug, når hovedmenuen vises.

#### Slukning af instrumentet

- 8. Tryk på knappen til venstre, og hold den nede, indtil displayet bliver tomt. Instrumentet slukkes automatisk, når det ikke benyttes.
  - efter 5 min. ved batteridrift
  - efter 8 timer ved brug af transformer

Dataindlæsning og navigation



#### Instrumentets knapper

1. De tre knapper under displayet er til navigation og bekræftelse af de valgmuligheder/ symboler, der vises over den enkelte knap. Knappen til venstre benyttes også til at tænde og slukke for instrumentet.

#### Eksternt tastatur

 Anvend tastaturet til indtastning af data, f.eks. Patient ID, Bruger ID, Lab ID, Kontrol ID og Site ID. Det kan også anvendes til navigation ved at benytte F1 til venstre, F2 til op/ned og F3 til højre. Installation af eksternt tastatur beskrives i afsnittet *Opsætning/Tastatur*.

#### Ekstern stregkodelæser

 Anvend stregkodelæseren til indlæsning af data, f.eks. Patient ID, Bruger ID, Lab ID, Kontrol ID og Site ID. Installation af ekstern stregkodelæser beskrives i afsnittet *Opsætning/Stregkodelæser*.



# **OK** Anvendte symboler

Navigationssymboler	Betegnelse	Funktion
	Hjem	Gå til hovedmenu.
•	Højre	Fortsæt til næste nummer/vindue.
+	Venstre	Vend tilbage til forrige nummer/vindue.
	Ор	Rul op.
+	Ned	Rul ned.

Navigationssymboler	Betegnelse	Funktion
$\checkmark$	Godkend	Godkend indlæsning.
×	Afvis	Afvis indlæsning.
	Skift	Skift mellem resultat og data.

Proceduresymboler	Betegnelse	Funktion
	Patienttest	Gå til proceduren for patienttest.
	Menu	Gå til vinduet Gennemse/Slet/Indstillinger/QC-test.
<b>S</b>	Gennemse/Slet	Gå til vinduet Gennemse/Slet.
2	Gennemse	Gå til vinduet Gennemse.
Û	Slet	Gå til vinduet Slet resultater.
TI.	Indstillinger	Gå til menuen Indstillinger.

Displaysymboler	Betegnelse	Funktion
**	Tilsluttet	Instrumentet er tilsluttet til en pc.
8	Ikke-sendte resultater	Ikke-sendte resultater gemt i instrumentet.
✓	Godkendt	Resultat godkendt.
×	Afvist	Resultat afvist.
<b>√</b> ₀	Automatisk godkendt	Resultat automatisk godkendt.
	Batteriniveau	Kritisk batteriniveau.

Displaysymboler	Betegnelse	Funktion
	Batteriniveau	Batteriniveau 30 %. Batteriniveauet angives med 10–100 %.
ŧ	Transformer	Instrumentet er tilsluttet til transformeren.
	Ilæg kuvette.	Instrumentet er klar til måling. Ilæg en kuvette for at påbegynde måling.
	Fjern kuvette	Træk kuvetteholderens arm ud til ilægningsposition, og fjern kuvetten.
	Måling	Instrumentet måler.
X	Timeglas	Instrumentet udfører en selvtest.

Displaysymboler	Betegnelse	Funktion
1/2	Sidenummer	Aktuelt sidenummer/antal sider i alt.
	Forsigtig	Resultaterne af differentialtællingen af hvide blodlegemer er usikre. Prøven kan indeholde patologiske, unormale eller uidentificerede celler. Yderligere oplysninger findes i afsnittet <i>Fejlsøgningsskema</i> . På udskriften vises en stjerne (*) i stedet for skærmsymbolet
	Ikke-kritisk fejl	Der er opstået en fejl. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Fejlsøgningsskema.
$\overline{\boldsymbol{\otimes}}$	Kritisk fejl	Der er opstået en kritisk fejl. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Fejlsøgningsskema.

### Opsætning Indstillinger



Indstillinger foretages i menuen Opsætning/Indstillinger. Brug venstre knap til at bekræfte/godkende indlæsninger og til at gå tilbage. Brug højre knap til at bekræfte/godkende indlæsninger og til at gå frem. Brug den midterste knap til at rulle op/ned og til at afkrydse felter.

- 1. Tænd for instrumentet som beskrevet i afsnittet Opstart.
- 2. Tryk på højre knap.
- 3. Tryk på højre knap for at vælge menu og gå videre til næste vindue.
- 4. Vinduet til indtastning af pinkode vises. Pinkoden anvendes til at forhindre uautoriserede brugere i at indlæse/ændre indstillinger. Som standard er pinkoden indstillet til 0000. Ændring af pinkoden beskrives i trin 19 i afsnittet *Indstillinger*. Indtast pinkoden ved at trykke på den midterste knap for at skifte ciffer. Tryk på højre knap for at bekræfte indtastningen og gå videre til næste. Tryk på højre knap efter indtastning af den firecifrede pinkode for at godkende og gå til næste vindue.
- 5. Hvis instrumentet er konfigureret til USB, vises vindue 5a. Hvis instrumentet er konfigureret til Ethernet, vises vindue 5b. Følgende vises i displayet: Hjem, Gennemse/Slet og Indstillinger. Tryk på højre knap for at komme til indstillinger.



- 6. Vinduet til valg af sprog vises. Vælg sprog ved at trykke på den midterste knap. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 7. Vinduet til valg af tidszone vises. Vælg tidszone ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 8. Vinduet til valg af datoformat vises. Vælg datoformat ved at trykke på knappen under ned-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 9. Vinduet til valg af dato vises. Vælg dato ved at trykke på knappen under op-pilen for at ændre tal. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre til næste tal. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 10. Vinduet til valg af tidsformat vises. Vælg tidsformat ved at trykke på knappen under ned-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- Vinduet til indstilling af tid vises. Indstil timetallet ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte indtastningen og gå videre til minutter. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.



15		
	🐨 Site ID	🚥 📝 Kontrol ID
		Terreroen

- 12. Vinduet for Patient ID vises. Vælg, om Patient ID skal være slået til eller fra, ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 13. Vinduet for Bruger ID vises. Vælg, om Bruger ID skal være slået til eller fra, ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 14. Vinduet for Lab ID vises. Vælg, om Lab ID skal være slået til eller fra, ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 15. Vinduet for Site ID vises. Vælg, om Site ID skal være slået til eller fra, ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 16. Vinduet for Kontrol ID vises. Vælg, om Kontrol ID skal være slået til eller fra, ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.



20	HEMOCUE WECDIFF	
	Bekræft PIN-kodel	05:32 <sup>na</sup>
	×	<b>A B</b>

- 17. Vinduet til valg af enheder vises. Resultaterne kan vises i
  - absolutte tal sammen med procent: 10<sup>9</sup>/L, %
  - absolutte tal alene: 10<sup>9</sup>/L
  - procent alene: %

Vælg, hvordan resultaterne skal vises, ved at trykke på knappen under ned-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.

- 18. Vinduet for lydsignal vises. Der høres en diskret lyd ved tryk på knapper, en kort lyd, når en måling er færdig, og en skarp lyd, når der er opstået en fejl. Vælg, om lydsignal skal være slået til eller fra, ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre.
- 19. Vinduet til indstilling af pinkode vises. Vælg cifre ved at trykke på knappen under op-pilen. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre til næste ciffer. Tryk på højre knap for at godkende den firecifrede pinkode.
- 20. Hvis pinkoden ændres, vises vinduet til bekræftelse af ændring af pinkode. Tryk på højre knap for at godkende ændringen. Tryk på venstre knap for at afvise ændringen.
- 21. Hovedmenuen vises.

### **Opsætning** Printer



- 1. Tilslut kablet\* til instrumentet og ASCII-printeren\*, før analysen udføres. Udfør analysen som beskrevet i afsnittene *Almindelig håndtering/Patienttest* eller *Almindelig håndtering/QC test*.
- 2. Resultatet vises i displayet (2a) og udskrives automatisk (2b).

Kun det aktuelle resultat kan overføres direkte til printeren. Lagrede resultater kan ikke udskrives.

\*Skal købes særskilt.

Læs og følg printerens brugsanvisning for at justere følgende COM-port-indstillinger.

- Baud rate 9600
- Databit 8
- Paritet Ingen
- Stopbit 1
- Flow-styring Ingen

# **Opsætning** Tastatur



Tastaturet kan anvendes til indtastning af Patient ID, Bruger ID, Lab ID, Kontrol ID og Site ID. Brug F1 til at navigere til venstre, F2 til op/ned og F3 til højre.

1. Tilslut kablet fra tastaturet\* til USB-porten på instrumentet, før analysen udføres.

\*Skal købes særskilt.

# **Opsætning** Stregkodelæser



Stregkodelæseren kan anvendes til indlæsning af Patient ID, Bruger ID, Lab ID, Kontrol ID og Site ID.

1. Tilslut kablet fra stregkodelæseren\* til USB-porten på instrumentet, før analysen udføres.

Indstilling af stregkodelæseren beskrives i brugsanvisningen til stregkodelæseren.

\*Skal købes særskilt.

# **Opsætning** Konnektivitet





Instrumentet kan tilsluttes til en pc/server med henblik på overførsel af data via USB-kabel\* eller LAN-kabel\*.

Tilslutning via USB: Tilslut kablet\* fra pc'en\* til USB B-stikket på instrumentet.
 Tilslutning via LAN: Tilslut kablet\* fra LAN-porten til LAN-stikket på instrumentet.

Dataene sendes i henhold til POCT1-A-standarden. For yderligere oplysninger om konnektivitet og hvordan IP-adresseindstillingerne konfigureres ved tilslutning via LAN-porten kontakt HemoCue Danmark.

\*Skal købes særskilt.

# Blodprøvetagning Kapillært blod



34

Vigtigt! Blodprøver skal altid håndteres forsigtigt, da de kan være smittefarlige. De lokale miljøregler skal altid følges ved bortskaffelse. Bær altid beskyttelseshandsker ved håndtering af materiale, der indeholder blod. Kuvetten er kun til engangsbrug.

Måleproceduren beskrives i afsnittet Almindelig håndtering/Patienttest.

- 1. Kontrollér, at patientens hånd er varm og afslappet. Anvend kun 3. eller 4. finger til prøvetagning. Undgå at anvende fingre med ringe.
- 2. Rens prøvetagningsstedet med et desinfektionsmiddel. Lad det tørre helt, eller tør af med en tør, fnugfri serviet.
- 3. Pres let med tommelfingeren fra det yderste led op mod fingerspidsen.








- 4. Tag prøven på siden af fingerspidsen.
- 5. Mens tommelfingeren er presset let mod fingerspidsen, foretages et indstik med en lancet\*.
- 6. Aftør de første 2–3 dråber blod.
- 7. Læg igen et let tryk mod fingerspidsen, indtil en ny bloddråbe fremkommer.

\*Det anbefales at anvende lancetter med blad for at opnå tilstrækkelig blodgennemstrømning og en repræsentativ prøve.



- Når bloddråben er stor nok, fyldes kuvetten på én gang. Efterfyld ALDRIG kuvetten! BEMÆRK: Kuvetten skal fyldes fra spidsen og anbringes i en vinkel på ca. 45 grader i forhold til bloddråben.
- 9. Aftør overskydende blod på ydersiden af kuvetten med en ren, fnugfri serviet. Undgå at berøre kuvettens åbning.
- 10. Kontrollér, at der ikke er synlige luftbobler i kuvetten. Hvis det er tilfældet, kasseres kuvetten, og en ny fyldes med en ny dråbe blod.

BEMÆRK: Kontrollér, at kuvetten fyldes korrekt, da en forkert fyldningsvinkel kan forårsage luftbobler.

BEMÆRK: Hvis der skal tages en ny prøve, er det vigtigt, at det sker, efter at målingen af den første prøve er afsluttet. Fjern resterne af den første dråbe blod, og fyld den anden kuvette med en ny dråbe blod som beskrevet i trin 8–10 ovenfor.

BEMÆRK: HemoCue WBC DIFF er ikke valideret til hælstik.

# Blodprøvetagning Venøst blod og kontrolmateriale



## Vigtigt: Blodprøver skal altid håndteres forsigtigt, da de kan være smittefarlige. De lokale miljøregler skal altid følges ved bortskaffelse. Bær altid beskyttelseshandsker ved håndtering af materiale, der indeholder blod. Kuvetten er kun til engangsbrug.

Måleproceduren beskrives i afsnittet *Almindelig håndtering/QC test* eller *Almindelig håndtering/Patienttest*.

Kontrolmateriale skal altid måles ved hjælp af proceduren for QC test.

- 1. Prøver af venøst blod skal opbevares ved stuetemperatur (18–30 °C) og analyseres inden for otte timer efter prøvetagningen. Bland det venøse blod grundigt, enten mekanisk i 1–2 minutter eller ved at vende røret op og ned 10-20 gange. Prøverne må ikke fortyndes. Når der anvendes kontrolmateriale, skal brugsanvisningen fra producenten altid følges.
- 2. Anbring en dråbe blod eller kontrolmateriale på et ikke-sugende underlag ved hjælp af en pipette (2a) eller lignende (2b).
- Fyld kuvetten på én gang. Efterfyld ALDRIG kuvetten! BEMÆRK: Kuvetten skal fyldes fra spidsen og anbringes i en vinkel på ca. 45 grader i forhold til bloddråben.
- 4. Aftør overskydende blod på ydersiden af kuvetten med en ren, fnugfri serviet. Undgå at berøre kuvettens åbning.
- 5. Kontrollér, at der ikke er synlige luftbobler i kuvetten. Hvis det er tilfældet, kasseres kuvetten, og en ny fyldes med en ny dråbe blod.

# Almindelig håndtering Patienttest











Patienttest betyder udførelse af test på prøver fra patienter.

- 1. Tænd for instrumentet som beskrevet i afsnittet *Opstart*. Træk kuvetteholderens arm ud til ilægningspositionen.
- 2. Displayet viser hovedmenuen. Tag en kuvette ud af pakningen (HemoCue WBC DIFF Microcuvette eller HemoCue WBC Microcuvette). Ved enkeltstykspakkede kuvetter åbnes foliepakningen, og kuvetten tages ud.
- 3. Tryk på knappen under symbolet for patienttest.
- 4. Indtast de påkrævede data (valgt under Indstillinger), f.eks. Bruger ID, Patient ID, Lab ID og Site ID. Indlæsning af data beskrives i afsnittet *Dataindlæsning og navigation*.
- 5. Hvis der er indlæst data, vises vinduet til bekræftelse af data. Tryk på højre knap for at bekræfte. For at ændre oplysninger trykkes på venstre knap, indtil det ønskede vindue vises.









- 6. Symbolet for indføring af kuvette vises.
- Tag en prøve som beskrevet i afsnittet Blodprøvetagning/Kapillært blod eller Blodprøvetagning/Venøst blod og kontrolmateriale. Placér kuvetten i kuvetteholderen (7a), og begynd målingen så hurtigt som muligt, dog senest 1 minut efter at kuvetten er fyldt, ved forsigtigt at skubbe kuvetteholderen i måleposition (7b).
- 8. Under målingen vises målevinduet.



1	Patienttest	
"Patient"		
wec	1616	
	16.5	
	-	¥

		Hare pitt
-	Patienttest	
"Patient"		100
Date/Tid:	10/09/30 01:50	_
	"Bruger"	
	"Patient"	
Lab ID:	"Lab"	
Site ID:	"Site"	
	-	1
	_	<u> </u>
×	-	×



- 9. Resultaterne vises inden for 5 minutter,
  - 9a. WBC DIFF resultat
  - 9b. WBC resultat
  - 9c. Indlæste data

Resultatvinduernes indhold er forskelligt, afhængigt af indlæste data og valg af kuvette. Tryk på den midterste knap for at skifte mellem resultat og data.

Bekræft resultatet ved at trykke på knappen under symbolet for godkendelse.

Afvis resultatet ved at trykke på knappen under symbolet for afvisning.

Afviste resultater gemmes og markeres som afvist. Displayet viser hovedmenuen. BEMÆRK: Kuvetten må ikke genmåles.

10. Blodprøver skal altid håndteres forsigtigt, da de kan være smittefarlige. De lokale miljøregler skal altid følges ved bortskaffelse. Bær altid beskyttelseshandsker ved håndtering af materiale, der indeholder blod. Kuvetten er kun til engangsbrug.

## Almindelig håndtering QC test



QC test (kvalitetskontrol) betyder udførelse af test på kontrolmateriale.

BEMÆRK: Patientprøver må ikke analyseres i QC test-mode.

- 1. Tænd for instrumentet som beskrevet i afsnittet *Opstart*. Træk kuvetteholderens arm ud til ilægningspositionen.
- Displayet viser hovedmenuen. Tag en kuvette ud af pakningen (HemoCue WBC DIFF Microcuvette eller HemoCue WBC Microcuvette). Ved enkeltstykspakkede kuvetter åbnes foliepakningen, og kuvetten tages ud.
- 3. Tryk på højre knap for Menu/QC test.
- 4. Tryk på midterste knap for at rulle ned og vælge QC test. Tryk på højre knap for at acceptere QC test og gå videre til næste vindue.
- 5. Tryk på højre knap for at bekræfte QC test.
- 6. Indtast de påkrævede data (valgt under Indstillinger), f.eks. Bruger ID, Kontrol ID.











- 7. Hvis der er indlæst data, vises vinduet til bekræftelse af data. Tryk på højre knap for at bekræfte. For at ændre oplysninger trykkes på venstre knap, indtil det ønskede vindue vises.
- 8. Symbolet for indføring af kuvette vises.
- 9. Tag en prøve som beskrevet i afsnittene *Blodprøvetagning/Venøst blod og Kontrolmateriale*. Læg kuvetten i kuvetteholderen (9a), og start målingen hurtigst muligt og senest 1 minut efter, at kuvetten er fyldt, ved forsigtigt at skubbe kuvetteholderen ind i målepositionen (9b). Den glider automatisk til den korrekte position, hvorefter målingen begynder.
- 10. Under målingen vises målevinduet.



TILINO	OC last	HDC DIFF
	GC test	
"Kontrol		
Dato/Tid:	10/09/30	
	"Bruger"	
	Kontrol	
×	-	~
_		
0		



- 11. Resultaterne vises inden for 5 minutter,
  11a. WBC DIFF resultat
  11b. WBC resultat
  11c. Indlæste data
  Resultatvinduernes indhold er forskelligt, afhængigt af indlæste data og valg af kuvette.
  Tryk på den midterste knap for at skifte mellem resultat og data.
  Bekræft resultatet ved at trykke på knappen under symbolet for godkendelse.
  Afviste resultatet ved at trykke på knappen under symbolet for afvisning.
  Afviste resultater gemmes og markeres som afvist. Efter afvisning af resultatet vises hovedmenuen.
  BEMÆRK: Kuvetten må ikke genmåles.
  12 Blodprøver skal altid håndteres forsigtigt, da de kan være smittefarlige. De lokale
- 12. Blodprøver skal altid håndteres forsigtigt, da de kan være smittefarlige. De lokale miljøregler skal altid følges ved bortskaffelse. Bær altid beskyttelseshandsker ved håndtering af materiale, der indeholder blod. Kuvetten er kun til engangsbrug.

## **Gennemse/Slet resultater**



Brug menuen Opsætning/Indstillinger til at gennemse/slette resultater. Instrumentet kan lagre op til 600 resultater.

- 1. Tænd for instrumentet som beskrevet i afsnittet *Opstart*.
- 2. Tryk på knappen under symbolet Menu/QC test.
- 3. Tryk på højre knap for at vælge menu og komme videre til næste vindue.
- 4. Vinduet til indtastning af pinkode vises. Pinkoden anvendes til at forhindre uautoriserede brugere i at indlæse/ændre indstillinger. Som standard er pinkoden indstillet til 0000. Ændring af pinkoden beskrives i trin 19 i afsnittet *Indstillinger*. Indtast pinkoden ved at trykke på den midterste knap for at ændre ciffer. Tryk på højre knap for at bekræfte og gå videre til næste ciffer. Tryk på højre knap efter indtastning af den firecifrede pinkode for at godkende og gå til næste vindue.
- 5. Følgende vises i displayet: Hjem, Gennemse/Slet og Indstillinger. Tryk på den midterste knap for at komme til Gennemse/Slet.
- 6. Vinduet Gennemse/Slet vises på displayet. Vælg Gennemse ved at trykke på knappen under symbolet for Gennemse, og gå til trin 7. Vælg Slet ved at trykke på knappen under symbolet for Slet, og gå til trin 9.



bato/Tid: 10/09/30 Sruger ID: "Bruger" atlent ID: "Patient"		ont"	Patien
Dato/Tid: 10/09/30 Bruger ID: "Bruger" Patient ID: "Patient"	_		
Bruger ID: "Bruger" Patient ID: "Patient" ab ID: "Lab"	V09/30	Tid: 10/09/3	
atient ID: "Patient"	ruger"	r ID: "Bruger	Bruger II
ab ID: "I ab"	atient"	it ID: "Patien	
ao io. Lab	ab"	"Lab"	Lab ID:
iite ID: "Site"	ite"	: "Site"	Site ID:



## Gennemse resultater

 De seneste resultater vises. Tryk på den midterste knap for at skifte mellem resultat og data. Resultatvinduernes indhold er forskelligt, afhængigt af indlæste data og typen af kuvette.

Vend tilbage til hovedmenuen ved at trykke på den midterste knap og derefter venstre knap.

8. Tryk på den midterste knap for at skifte mellem resultat og data. Tryk på venstre knap for at vende tilbage til hovedmenuen.

## Slet resultater

 Vinduet til sletning af resultater vises. Tryk på højre knap for at slette alle resultater, der er gemt i instrumentet. Tryk på venstre knap for at annullere. Hovedmenuen vises. BEMÆRK: Enkeltresultater kan ikke slettes.

# Vedligeholdelse Daglig vedligeholdelse



Rengør kuvetteholderen dagligt efter brug.

- 1. Sluk instrumentet. Træk kuvetteholderens arm ud til ilægningspositionen.
- 2. Tag kuvetteholderen ud ved at løfte den lige op.
- Rengør kuvetteholderen med alkohol (20–70 %) eller et mildt rengøringsmiddel. BEMÆRK: Må ikke autoklaveres. Hvis der er urenheder i optikenheden, vises der en fejlkode. Rengør som beskrevet i afsnittet *Vedligeholdelse/Optikenhed*.
- 4. Vent 15 minutter, før kuvetteholderen sættes på plads.
- 5. Træk kuvetteholderens arm ud til ilægningspositionen, før kuvetteholderen sættes tilbage.

Rengør instrumentets ydersider med alkohol (20-70 %) eller et mildt rengøringsmiddel.



Det er kun WBC DIFF kuvetteholderen, der må anvendes sammen med WBC DIFF Analyzer. WBC DIFF kuvetteholderen er mærket med WBC DIFF.

# Vedligeholdelse Optikenheden





Hvis der er urenheder i optikenheden i WBC DIFF Analyzer, vises der en fejlkode. Brug HemoCue Cleaner WBC til rengøring af optikenheden.

- 1. Sluk instrumentet. Træk kuvetteholderens arm ud til ilægningspositionen, og lad kuvetteholderen blive på plads.
- Hold HemoCue Cleaner WBC\*, så HemoCue logoet vender opad. Skub cleaneren så langt som muligt ind i optikenheden. Bevæg cleaneren frem og tilbage 5–10 gange langs med kuvetteholderen (2a). Optikenheden er placeret i venstre side af åbningen. Bevæg cleaneren langs med kuvetteholderen for at finde den rigtige vinkel til rengøring af optikenheden (2b).
- Bevæg den fra side til side 5–10 gange. Hvis cleaneren bliver snavset, gentages proceduren med en ny cleaner.
- 4. Vent 15 minutter, inden der gennemføres en ny måling.

\*Der følger én HemoCue Cleaner WBC med instrumentet. Kontakt din HemoCueforhandler for at bestille flere cleanere.

BEMÆRK: Sørg for, at kuvetteholderens arm er i ilægningspositionen, og at kuvetteholderen er på plads.

BEMÆRK: Bortskaf cleaneren som potentielt smittefarligt affald. Må ikke genbruges.



Det er kun WBC DIFF kuvetteholderen, der må anvendes sammen med WBC DIFF Analyzer. WBC DIFF kuvetteholderen er mærket med WBC DIFF.

# Sejlsøgningsskema

HemoCue WBC DIFF systemet viser et flag eller en fejlkode, hvis der registreres et problem i systemet eller prøven. Fejlsøgningsskemaet indeholder forklaringer og anbefalede handlinger for hvert flag eller fejlkode. Hvis problemet ikke kan løses ved at følge instruktionen i fejlsøgningsskemaet, kontaktes HemoCue Danmark eller HemoCue AB. Instrumentet skal rengøres som anbefalet i afsnittet Vedligeholdelse før service eller bortskaffelse. Der er ingen servicekrævende dele i instrumentet.

BEMÆRK: Instrumentet må ikke åbnes. Garantien bortfalder, hvis instrumentet har været åbnet.

Flag	Forklaring
■       Patient Test       ■         112       112         WBC 10 <sup>9</sup> /L       DIFF 10 <sup>9</sup> /L       %         NEU A 4.7       79         LYM A 0.6       11         MON A 0.5       9         EOS A 0.1       1         BAS A 0.0       0	Resultaterne af differentialtællingen er usikre. Prøven kan indeholde patologiske, unormale eller uidentificerede celler. Prøven skal verificeres ved hjælp af en egnet laboratoriemetode og undersøges i forhold til patientens patologiske tilstand. På udskriften vises en stjerne (*) i stedet for skærmsymbolet
Patient Test   1/2   WBC 10 <sup>9</sup> /L   DIFF   10 <sup>9</sup> /L   NEU   LLL   LYM   LLL   MON   EOS   LLL   BAS   LLL	Differentialtællingen vises ikke, når det totale antal hvide blodlegemer er under 1 x 10 <sup>9</sup> /L. Hvis der kræves en differentialtælling, skal prøven verificeres ved hjælp af en egnet laboratoriemetode.

Flag				Forklaring
-#		Patient Test		Det målte totale antal hvide blodlegemer ligger under 0,3 x 10 <sup>9</sup> /L.
			1/2	Prøven skal verificeres ved hjælp af en egnet laboratoriemetode.
WBC	10º/L	DIFF NEU	10º/L % 	
		LYM		
		MON		
		EOS		
		BAS		
	×		<b>√</b>	
-#			2	Det målte antal hvide blodlegemer ligger over $30,0 \ge 10^9$ /L.
"Patie	nt"		1/2	Prøven skal verificeres ved hjælp af en egnet laboratoriemetode.
WBC	10º/L	DIFF	10 <sup>9</sup> /L %	
		NEU		
		LYM		
	пп	MON		
		EOS		
		BAS		
	×		~	

HemoCue WBC DIFF systemet viser en fejlkode, hvis der opstår et problem, som påvirker udførelsen af en analyse. Hver fejlkode er nummereret og relateret til en specifik årsag. Hvis en fejlkode vises, acceptér fejlkoden og fortsæt med afhjælpningen af den specifikke fejlkode som beskrevet i fejlsøgningsskemaet.

Fejlkode	Forklaring	Afhjælpning
	Ikke-kritisk fejl (Err01, Err02, Err04, Err05, Err31, Err33)	Bekræft fejlkode. Fortsæt som beskrevet i afhjælpningen til den viste fejlkode.
$(\mathbf{x})$	Kritisk fejl (Err03, Err30, Err34, Err35, Err60, Err69, Err90)	Bekræft fejlkode. Instrumentet slukkes automatisk. Genstart instrumentet, og fortsæt som beskrevet i af hjælpningen til den viste fejlkode.
Err01	<ul> <li>Dele af billedområdet kan ikke analyseres.</li> <li>Mulige årsager kan være:</li> <li>Luftbobler i prøven.</li> <li>Forkert håndtering af prøven</li> <li>Abnormaliteter i prøven.</li> </ul>	<ol> <li>Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet <i>Almindelig håndtering/Patienttest</i> eller <i>QC test</i>.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, skal prøven verificeres ved hjælp af en egnet laboratoriemetode.</li> </ol>
Err02	Ujævn rumlig fordeling af detekterede celler.	Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet Almindelig håndtering/Patienttest eller QC test.
Err03	Billedet eller dele af billedområdet er utydeligt.	<ol> <li>Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet <i>Almindelig håndtering/Patienttest</i> eller <i>QC test</i>.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, kræver instrumentet service. Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ol>
Err04	Der kan ikke opnås et acceptabelt lysniveau.	<ol> <li>Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet Almindelig håndtering/Patienttest eller QC test.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, kræver instrumentet service. Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ol>
Err05	Kuvetteholderen er skubbet ind i instrumentet, før <i>Patienttest</i> er valgt.	Fjern kuvetten. Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet <i>Almindelig håndtering/Patienttest</i> eller <i>QC test.</i> BEMÆRK: Kontrollér, at symbolet for indføring af kuvette vises, inden der indsættes en ny kuvette.

Fejlkode	Forklaring	Afhjælpning
Err30	Optikenheden er snavset eller våd efter rengøring.	<ol> <li>Rengør optikenheden som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Vent 15 minutter, før instrumentet tændes efter rengøring, for at sikre, at optikenheden er tør.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, kræver instrumentet service. Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ol>
Err31	Hukommelsesfejl.	<ol> <li>Genstart instrumentet som beskrevet i afsnittet Opstart.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, vælges et af følgende alternativer:         <ul> <li>Slet alle resultater som beskrevet i afsnittet Gennemse/slet resultater. BEMÆRK: Alle lagrede data vil blive slettet.</li> <li>Instrumentet kræver service. Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ul> </li> </ol>
Err33	Tom kuvette, ikke fyldt med prøve.	Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet <i>Almindelig håndtering/Patienttest</i> eller <i>QC test</i> . Kontrollér, at kuvetten er fyldt med prøve.
Err34	Falsk lys detekteret.	<ol> <li>Kontrollér, at instrumentet ikke udsættes for stærkt lys.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, kræver instrumentet service.</li> <li>Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ol>
Err35	Batterispændingen er for lav.	Udskift batterierne, 6 stk. type C (LR14/HR14), 1,5 V, eller brug transformeren som beskrevet i afsnittet <i>Opstart</i> .
Err60	Generel hardwarefejl.	<ul> <li>Prøv et eller flere af følgende:</li> <li>1a) Rengør optikenheden som beskrevet i afsnittet</li> <li><i>Vedligeholdelse.</i></li> <li>1b) Hvis der vises en fejlkode ved tilslutning af en USB-enhed,</li> <li>skal den eksterne enhed fjernes og instrumentet tændes som</li> <li>beskrevet i afsnittet <i>Opstart.</i></li> <li>1c) Vent 30 sekunder, og tænd for instrumentet.</li> <li>2. Hvis problemet fortsætter, kræver instrumentet service.</li> <li>Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ul>
Err69	Konfigurationsfejl.	Instrumentet kræver service. Kontakt HemoCue Danmark.

Fejlkode	Forklaring	Afhjælpning
Err90	Intern fejl.	<ol> <li>Vent 30 sekunder, og tænd instrumentet som beskrevet i afsnittet <i>Opstart</i>.</li> <li>Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet <i>Almindelig håndtering/Patienttest eller QC test</i>.</li> <li>Hvis problemet fortsætter, kræver instrumentet service. Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ol>
Andre fejl		
Ingen tegn i displayet.	<ol> <li>Ingen strøm.</li> <li>Ved batteridrift: Batterierne skal udskiftes.</li> <li>Displayet fungerer ikke.</li> </ol>	<ol> <li>Ia. Kontrollér, at transformeren er korrekt tilsluttet til instrumentet.</li> <li>Ib. Kontrollér, at kablet ikke er beskadiget.</li> <li>Udskift batterierne, 6 stk. type C (LR14/HR14), 1,5 V, som beskrevet i afsnittet <i>Opstart</i>.</li> <li>Instrumentet kræver service. Kontakt HemoCue Danmark.</li> </ol>
Displayet viser forkerte tegn	<ol> <li>Displayet er ude af funktion.</li> <li>Mikroprocessoren er ude af funktion.</li> </ol>	Instrumentet kræver service. Kontakt HemoCue Danmark.
Kuvetteholderen bevæges ikke til den korrekte position.	Magneten i kuvetteholderen mangler.	Instrumentet kræver service. Kontakt HemoCue Danmark.
Resultatet af målingen på patientprøver er højere eller lavere end forventet.	<ol> <li>Forkert prøvetagningsteknik.</li> <li>Kuvetterne er beskadiget, opbevaret forkert, eller kuvetternes udløbsdato er overskredet.</li> <li>Prøven er blevet opbevaret forkert.</li> </ol>	<ol> <li>Tag en ny kuvette, og gentag målingen som beskrevet i afsnittet Almindelig håndtering/Patienttest.</li> <li>Kontrollér kuvetternes udløbsdato og opbevaringsbetingelser.</li> <li>Kontrollér prøvens opbevaringsbetingelser.</li> </ol>



# **Specifikationer**

#### Anvendelsesområde

HemoCue WBC DIFF systemet er et *in vitro*-diagnostisk system beregnet til kvanitativ bestemmelse af hvide blodlegemer (WBC) i kapillært eller venøst fuldblod. Systemet giver en værdi for det totale antal hvide blodlegemer og en differentialtælling, herunder neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile.

HemoCue WBC DIFF systemet er beregnet til brug på kliniske laboratorier og til point-of-care måling i sundhedssektoren på børn (≥ 3 måneder) og voksne.

HemoCue WBC DIFF Analyzer må kun anvendes sammen med HemoCue WBC DIFF Microcuvettes til måling af det totale antal hvide blodlegemer og differentialtælling af de hvide blodlegemer, eller sammen med HemoCue WBC Microcuvettes udelukkende til måling af det totale antal hvide blodlegemer.

#### IVD Medical Device Directive (Direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik)

HemoCue WBC DIFF systemet er i overensstemmelse med IVD Medical Device Directive 98/79/EC og er CE-mærket.

#### Principper for metode/procedure

Metode

Et hæmolyseringsmiddel hæmolyserer de røde blodlegemer i kuvetten, og et farvestof farver de hvide blodlegemer. Der tages adskillige billeder af de farvede hvide blodlegemer, og cellerne klassificeres. Cellerne tælles ved hjælp af billedanalyse i instrumentet.

#### Procedure

Kuvetten er kun til engangsbrug og fungerer på samme tid som prøvebeholder og reaktionskammer. Ved hjælp af kuvettens kapillæreffekt opsuges en blodprøve på cirka 10  $\mu$ L i kuvetten. Kuvetten anbringes i instrumentet, og resultatet vises inden for 5 minutter. Systemet er beregnet til at skabe overensstemmelse mellem:

- · Den manuelle metode til differentialtælling af hvide blodlegemer.
- Den manuelle metode til bestemmelse af det totale antal hvide blodlegemer.

Der kræves ingen kalibrering, da systemet er fabrikskalibreret.

#### Sikkerhedsforanstaltninger

Kuvetterne må kun anvendes til *in vitro*-diagnostik. Blodprøver skal altid håndteres forsigtigt, da de kan være smittefarlige. Lokale miljøregler skal altid følges ved bortskaffelse. Bær altid beskyttelseshandsker ved håndtering af materiale, der indeholder blod. Kuvetterne er kun til engangsbrug. Patientprøver må ikke analyseres i QC test-mode.

#### Opbevaring og håndtering

Kuvetter

Kuvetterne skal opbevares ved 15–35 °C og < 90 % ikkekondenserende luftfugtighed. En ubrudt beholder/enkeltpakning med kuvetter kan opbevares i et kortere tidsrum (fire uger) uden for de angivne opbevaringsbetingelser ned til 4 °C og op til 50 °C. Lad kuvetten opnå en temperatur på 18–30 °C inden anvendelse. For *enkeltstykspakkede kuvetter*: Når en enkeltpakning er åben, skal kuvetten anvendes inden for 10 minutter. For *kuvetter pakket i beholder*: Efter anbrud af beholderen skal kuvetterne anvendes inden for 3 måneder. Kuvettebeholderen skal altid holdes lukket. Anvend kuvetterne før udløbsdatoen, der er påtrykt pakningen. Kuvetterne skal opbevares i originalpakningen.

Instrument

Instrumentet kan opbevares ved 4-50 °C og < 90 % ikke-

kondenserende luftfugtighed i fire uger.

Lad instrumentet opnå omgivelsernes temperatur før brug. Arbejdstemperatur

For at HemoCue WBC DIFF systemet fungerer optimalt skal arbejdstemperaturen være:

Venøst/kapillært blod i EDTA-rør: 18-30 °C,

- < 90 % ikke-kondenserende luftfugtighed
- Kapillært blod fra fingerprik: 18-25 °C,

< 90 % ikke-kondenserende luftfugtighed.

#### Prøveopsamling og præparation

Kapillært eller venøst fuldblod kan anvendes. EDTA antikoagulans skal anvendes. Prøven må ikke fortyndes. Prøver af venøst blod og kapillært blod i EDTA-rør skal opbevares ved stuetemperatur 18–30 °C. Holdbarhed: venøse blodprøver 8 timer, kapillære blodprøver 4 timer.

#### Nødvendigt materiale

- HemoCue WBC DIFF Analyzer
- HemoCue WBC DIFF Microcuvettes og/eller HemoCue WBC Microcuvettes
- Lancet (kapillærprøver)
- Pipette eller andet udstyr til at overføre prøverne (venøse prøver)
- Fnugfri aftørringsserviet

#### Kvalitetskontrol

Når HemoCue WBC DIFF Analyzer tændes, udføres der automatisk en kvalitetskontrol (selvtest) for at kontrollere instrumentets funktion. Hvis testen mislykkes, vises der en fejlkode. For hver måling foretages der kvalitetskontrol af:

- HemoCue WBC DIFF Analyzer.
- HemoCue WBC DIFF Microcuvettes eller WBC Microcuvettes.
- Prøven.
- · Håndteringen af kuvetter og prøve.

Der er ikke behov for, at brugeren udfører yderligere kvalitetskontrol til bekræftelse af funktionaliteten.

### Forventede værdier (Dacie og Lewis, Practical Haematology)

	3–6 måneder	1 år	2–6 år	6–12 år
Antal hvide blodlegemer x10 <sup>9</sup> /L	12±6	11±5	10±5	9±4
Neutrofile x10 <sup>9</sup> /L	1-6	1–7	1,5–8	2-8
Lymfocytter x10 <sup>9</sup> /L	4-12	3,5–11	6–9	1–5
Monocytter x10 <sup>9</sup> /L	0,2–1,2	0,2–1,0	0,2–1,0	0,2–1,0
Eosinofile x10 <sup>9</sup> /L	0,1–1,0	0,1–1,0	0,1–1,0	0,1–1,0

Antal hvide blodlegemer for normale børn udtrykt som et middeltal ±2 SD (95 %-område)

### Forventede værdier (Dacie og Lewis, Practical Haematology)

	Voksne (x10 <sup>9</sup> /L)	Voksne (%)
Antal hvide blodlegemer	4,0-10,0	Ikke relevant
Neutrofile	2,0-7,0	40-80
Lymfocytter	1,0–3,0	20-40
Monocytter	0,2–1,0	2-10
Eosinofile	0,02–0,5	1-6
Basofile	0,02-0,1	< 1–2

Antal hvide blodlegemer for normale voksne udtrykt som et middeltal ±2 SD (95 %-område)

Ovennævnte værdier kan variere som følge af en lang række faktorer, såsom køn, døgnvariationer, motion, fysisk belastning eller traume, graviditet, fordøjelsesbesvær og rygning.

#### Måleområde

Vist område for det totale antal hvide blodlegemer: 0,3-30,0 x 10%L (300-30.000/mm<sup>3</sup>, 300-30.000/µL). Resultater, der ligger over måleområdet, vises som HHH. Resultater, der ligger under måleområdet, vises som LLL.

Differentialtællingen vises, når det totale antal hvide blodlegemer er mellem  $1,0-30,0 \ge 10^9/L$ .

#### Detektionsgrænse

Detektionsgrænsen er defineret som den mindste mængde analyt, som kan detekteres med sandsynlighed. Detektionsgrænsen er blevet bestemt til at være  $0.3 \times 10^9/L$ . (CLSI Document EP17-A) for måling af hvide blodlegemer.

#### Metodens/procedurens begrænsninger

- a) Målingen skal foretages senest I minut efter, at kuvetten er fyldt.
- b) En fyldt kuvette må ikke genmåles.
- c) For lang tids blanding kan påvirke resultatet.
- Resultater, der ligger over måleområdet, vises som HHH. Resultater, der ligger under måleområdet, vises som LLL.
- e) Prøven skal kasseres, hvis der konstateres koagler.
- f) Interferensstudier beskrives i afsnittet Kendte interferenser.

#### Specifikke karakteristika

#### Linearitet

Antallet af hvide blodlegemer for WBC DIFF systemet er, ifølge retningslinjerne fra de amerikanske myndigheder for automatisk differentialtælling af umodne eller unormale blodlegemer (FDA Guidance Premarket Notification for Automated Differential Cell Counters for Immature or Abnormal Blood Cells), blevet påvist som værende lineært mellem 0,3–30,0 x 10<sup>9</sup>/L med en korrelationskoefficient (r) på 0,999.

#### Kapillærprøvetagning

Når der udføres en punktur af huden for kapillærprøvetagning, aktiveres der meget hurtigt adskillige forsvarssystemer i kroppen. Disse forsvarssystemer forårsager en stigning i antallet af hvide blodlegemer i det blod, der er tættest på såret, hvilket fører til større forskelle i resultaterne fra flere prøver, der er blevet taget fra samme indstik.
## Repeterbarhed

En undersøgelse er foretaget i overensstemmelse med CLSI Document H26-A2 med anvendelse af friske blodprøver for at afgøre repeterbarheden ved lave, normale og høje koncentrationer. Undersøgelsen blev udført på prøver af venøst fuldblod testet med 31 bestemmelser pr. prøve med 1 instrument og 1 lot kuvetter.

N	WBC Niveau	To hvide	otale antal e blodlegen	ner	Neutrofile			Lymfocytter			Monocytter		Eosinofile	
		Middel- værdi (x10 <sup>9/</sup> L)	SD (x10 <sup>9</sup> /L)	CV (%)	Middel- værdi (x10 <sup>9/</sup> L)	SD (x10 <sup>9</sup> /L)	CV (%)	Middel- værdi (x10 <sup>9</sup> /L)	SD (x10 <sup>9</sup> /L)	CV (%)	Middel- værdi (x10 <sup>9</sup> /L)	SD (x10 <sup>9</sup> /L)	Middel- værdi (x10 <sup>9</sup> /L)	SD (x10 <sup>9</sup> /L)
31	Lav	2,8	0,14	5,0	1,5	0,11	7,3	1,0	0,08	7,8	0,2	0,03	0,1	0,02
31	Normalt	6,1	0,17	2,8	3,4	0,13	3,7	2,2	0,10	4,6	0,3	0,07	0,1	0,03
31	Høj	18,1	0,57	3,1	14,4	0,61	4,3	2,8	0,26	9,5	0,8	0,14	0,1	0,05

## Metodesammenligning – venøse blodprøver

Resultater fra en metodesammenligning udført i overensstemmelse med CLSI Document EP 9-A2 på HemoCue WBC DIFF-systemet og Beckman Coulter LH750 vises for det totale antal hvide blodlegemer i figur 1, for neutrofile i figur 2 og for lymfocytter i figur 3.



## Metodesammenligning – kapillærprøver taget direkte fra fingeren

Resultater fra en metodesammenligning udført på HemoCue WBC DIFF systemet og Sysmex XS-1000i vises for det totale antal hvide blodlegemer i figur 1, for neutrofile i figur 2 og for lymfocytter i figur 3. Kapillærprøven til Sysmex blev taget i et mikrorør.



#### Kendte interferenser

Kerneholdige røde blodceller (NRBC) kan tælles som hvide blodlegemer og give en falsk forhøjet bestemmelse af leukocytter. Dette afspejles hovedsageligt i differentialtællingen som et forhøjet antal lymfocytter. Kuldeagglutininer eller cryoglobulin kan interferere. Lav hemoglobinkoncentration (< 80 g/L, 5,0 mmol/L) kan medføre et øget antal flag. BEMÆRK: Prøven skal kasseres, hvis der konstateres koagler.

#### Tekniske specifikationer

Størrelse: 188 x 157 x 155 mm Vægt: 1300 g (med 6 stk. batterier, type C (LR14/HR14) isat) Transformer: CE-mærket Brug kun transformere, der er angivet under Transformere. Forureningsgrad: 2 Overspændingskategori: II Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1.060 hPa.

Udstyret må ikke anvendes i nærheden af letantændelige stoffer.

HemoCue WBC DIFF systemet er blevet testet for elektrisk sikkerhed og EMC i overensstemmelse med nedenstående standarder:

- IEC 61010-1 Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug – del 1: Generelle krav.
- IEC 61010-2-101 Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug – del 2-101: Særlige krav til medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVD).
- UL 61010/CSA-C22.2 nr. 61010-1 Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug – del 1: Generelle krav.
- IEC/EN 60601-1-2 vers. 3.0 Medicinsk elektrisk udstyr del 1: Generelle krav til sikkerhed – del 1-2: Sideordnet standard: Elektromagnetisk kompatibilitet – krav og test.

#### Primært formål

HemoCue WBC DIFF systemet er et *in vitro*-diagnostisk system beregnet til kvantitativ bestemmelse af hvide blodlegemer (WBC) i kapillært eller venøst fuldblod. Systemet giver en værdi for det totale antal hvide blodlegemer og en differentialtælling af de hvide blodlegemer, herunder neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile. Anbefalet separationsafstand mellem bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr og HemoCue WBC DIFF Analyzer HemoCue-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske miljøer, hvor udstrålet RF-støj er under kontrol. Køberen eller brugeren af HemoCue-systemet kan bidrage til at forebygge elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumafstand mellem bærbart udstyr/RFkommunikationsudstyr (transmittere) og HemoCue-systemet som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Transmit- terens	Separationsfstand i henhold til transmitterens frekvens (m)					
maksimale nominelle udgangsef- fekt (W)	150 kHz til 80 MHz d=1,2√P	80 MHz til 800 MHz d=1,2√P	800 MHz til 2,5 GHz d=2,3√P			
0,01	0,12	0,12	0,23			
0,1	0,38	0,38	0,73			
1	1,2	1,2	2,3			
10	3,8	3,8	7,3			
100	12	12	23			

For transmittere, hvor den maksimale nominelle udgangseffekt ikke er anført ovenfor, kan de anbefalede separationsafstande (d) i meter (m) anslås ved hjælp af en ligning for transmitterens frekvens, hvor (P) er transmitterens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til oplysningerne fra producenten af transmitteren. NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det høje frekvensområde.

NOTE 2 Disse retningslinjer er ikke nødvendigvis gældende i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og personer.

# Vejledning og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet

HemoCue-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske miljøer som angivet nedenfor. Køberen eller brugeren af HemoCuesystemet skal drage omsorg for, at det anvendes i et sådant miljø.

Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overholdelsesni- veau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV, kontakt ±8 kV, luft	±6 kV, kontakt ±8 kV, luft	Gulvet skal være et træ-, beton- eller flisegulv. Hvis gulvet er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %.
Elektrisk hurtig transient/stødvis IEC 61000-4-4	±2 kV for strømforsyningsledninger ±1 kV for indgangs-/ udgangsledninger	2 kV for strømforsy- ningsledninger ±1 kV for indgangs-/ udgangsledninger	Strømkvaliteten fra lysnettet skal svare til niveauet for et typisk industri- eller hospitalsmiljø.
Vandrebølger IEC 61000-4-5	±1 kV, differentialfunktion	±1 kV, differential- funktion	Strømkvaliteten fra lysnettet skal svare til niveauet for et typisk industri- eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningsledninger. IEC 61000-4-11	< 5 % U (> 95 % fald i U) i en halv cyklus 40 % U (60 % fald i U) i 5 cyklusser 70 % U (30 % fald i U) i 25 cyklusser < 5 % U (> 95 % fald i U) i 5 sekunder Se NOTE 1 for at få en forklaring af U.	< 5 % U (> 95 % fald i U) i en halv cyklus 40 % U (60 % fald i U) i 5 cyklusser 70 % U (30 % fald i U) i 25 cyklusser < 5 % U (> 95 % fald i U) i 5 sekunder	Strømkvaliteten fra lysnettet skal svare til niveauet for et typisk industri- eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af HemoCue-systemets billedforstærker kræver uafbrudt drift under strømafbrydelser, anbefales det at forsyne billedforstærkeren med strøm fra en uafbrydelig strømkilde eller fra et batteri.

Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Ledningsført RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz	3 Vrms	Afstanden mellem bærbart og mobilt RF- kommunikationsudstyr og HemoCue-systemet, berunder de tilhørende kabler, må ikke være
Strålet RF IEC 61000-4-3	3V/m 80 MHz til 2,5 GHz Se NOTE 2 og NOTE 3	3 V/m	herunder de tilhørende kabler, ma ikke være mindre end den anbefalede separationsafstand, der beregnes ved hjælp af ligningen for transmitterens frekvens. Anbefalet separationsafstand: $d = 1, 2\sqrt{P}$ $d = 1, 2\sqrt{P}$ 80 MHz til 800 MHz $d = 2, 3\sqrt{P}$ 800 MHz til 2,5 GHz Hvor (P) er transmitterens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til oplysningerne fra producenten af transmitteren, og (d) er den anbefalede separationsafstand i meter (m). Feltstyrken fra faste RF-transmittere, som bestemt ved en undersøgelse af elektromagnetismen på stedet (a), skal ligge under overensstemmelsesniveauet for hvert frekvensområde (b). Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr mærket med dette symbol:

NOTE 1 U er vekselstrømsspændingen i lysnettet før påføring af testniveauet.

NOTE 2 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det høje frekvensområde.

NOTE 3 Disse retningslinjer er ikke nødvendigvis gældende i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og personer.

- a) Feltstyrken fra faste transmittere, såsom basestationer til mobiltelefoner eller trådløse telefoner og LMR-systemer (land mobile radio), amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og TV-udsendelser, kan ikke forudsiges med nøjagtighed. Derfor bør det overvejes at foretage en undersøgelse på stedet for at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af faste RF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor HemoCue-systemet anvendes, ligger over det gældende RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal det kontrolleres, at driften af HemoCue-systemet er normal. Hvis der observeres uregelmæssigheder, kan det være nødvendigt at træfte yderligere foranstaltninger, såsom at vende eller flytte systemet.
- b) Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være under 3 V/m.

## Tekniske specifikationer (EMC-RF) Anvend kun kabler med følgende specifikationer:

Skærmet USB-kabel, maks. 2 m

Skærmet serielt kabel, maks. 1,5 m

Vejledning og producenterklæring – elektromagnetiske emissioner HemoCue-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske miljøer som angivet nedenfor. Køberen eller brugeren af HemoCue- systemet skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø.					
Emissionstest	Overholdelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning			
RF-emissioner	Gruppe 1	HemoCue-systemerne anvender kun RF-energi til den interne funktion. RF-emissionerne er således meget lave og forventes ikke at forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden.			
RF-emissioner	Klasse B	HemoCue-systemet egner sig til anvendelse overalt, herunder beboelsesejendomme og			
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	Klasse A	andre lokaliteter, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsstrømforsyningsnet, som leverer strøm til beboelsesejendomme.			
Spændingsvariationer/ flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Overholdelse				

#### Transformere

Land: EU/US/UK Type: HCA01 Input: 100 V~ - 240 V~/50–60 Hz/500 mA

#### Advarsel

Udstyret er testet i overensstemmelse med IEC 61010-2-101 og overholder denne standard.

På trods af ovennævnte overholdelse er det umuligt at forudse mulige virkninger af andre nærtstående instrumenter (stationære, bærbare eller mobile enheder) eller den mulige virkning af elektromagnetisk radians. Derfor er vi nødt til at informere brugerne af dette instrument om, at støj fra andet udstyr kan påvirke instrumentets ydeevne. Såfremt du bemærker, at dette er tilfældet, bedes du kontakte HemoCue Danmark. HemoCue WBC DIFF systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske miljøer som angivet under Tekniske specifikationer. Køberen eller brugeren af HemoCue WBC DIFF systemet skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø. HemoCue WBC DIFF Analyzer anvender kun RF-energi til den interne funktion. RF-emissionerne er således meget lave og forventes ikke at forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden.

HemoCue WBC DIFF systemet egner sig til anvendelse overalt, herunder beboelsesejendomme og andre lokaliteter, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsstrømforsyningsnet, som leverer strøm til beboelsesejendomme.

#### Garanti

Der ydes 24 måneders garanti på instrumentet fra leveringsdatoen. Efter garantiperiodens udløb foretages service og reparationer til fast pris. Garantien bortfalder, hvis systemet bruges til andet end det af producenten anbefalede formål.

#### Service og bortskaffelse

Instrumentet skal rengøres i henhold til anbefalingerne i afsnittet Vedligeholdelse før service eller bortskaffelse. De lokale miljøregler skal altid følges ved bortskaffelse.

#### Reservedele og tilbehør

Følgende reservedele og tilbehør er tilgængelige:

- Transformer
- Kuvetteholder
- HemoCue Cleaner WBC
- Printer

#### Patenter

Produktet er beskyttet af følgende patenter (eller patenter under behandling) SE 0601575-4, SE 0700958-2, US 11/822,159, EP 07808762.4, SE 0601576-2, US 7,633,615, EP 07768988.3, SE 0800117-4, US 8,009,894, EP 09702056.4, SE 0500549-1, US 7,521,243, US 8,092,758

#### Anvendte symboler



Klasse II-udstyr



Kun gældende i EU. Angiver separat indsamling af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr.

010 Seriel port

G USB



Relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende

Indgang for jævnstrøm



Opbevaringstemperatur



Effektniveau



Se brugsanvisning.

100
GO
T
140301

Anvend af sikkerhedsmæssige årsager kun transformere af mærket HCA01.

### Referencer

- · Pakningsindlæg til HemoCue WBC DIFF Microcuvettes
- · Pakningsindlæg til HemoCue WBC Microcuvettes
- · Dacie og Lewis, Practical Haematology, Tenth edition.
- Class II Special Controls Guidance Document: Premarket Notifications for Automated Differential Cell Counters for Immature or Abnormal Blood Cells; Final Guidance for Industry and FDA, Document issued at December 4, 2001
- CSLI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers
- CLSI Document EP09-A2-IR, Vol. 30, No. 17, Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples
- CLSI Document EP17-A, Vol. 24, No. 34, Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation

#### Producent

HemoCue AB Boks 1204 SE-262 23 Ängelholm Sverige Tlf.: +46 77 570 02 10 Fax: +46 77 570 02 12 E-mail: info@hemocue.se www.hemocue.com



HemoCue AB, Box 1204, SE-262 23 Ängelholm, Sverige. Tlf.: +46 77 570 02 10. Fax: +46 77 570 02 12. info@hemocue.se www.hemocue.com