

smith&nephew

SECURA° NO-STING BARRIER FILM

Film protecteur cutané – lingette, tampon et spray

Description du produit
SECURA° NO-STING BARRIER FILM est un produit liquide stérile qui forme un film et contient une solution qui n'irrite pas et sèche rapidement.

SECURA NO-STING BARRIER FILM aide à protéger la peau intacte ou lésée contre

l'irritation provoquée par l'incontinence urinaire et/ou fécale, les sucs digestifs, le drainage des plaies, les adhésifs et le frottement. Le produit, lorsqu'il est appliqué sur une peau intacte ou lésée, forme un film sur le site de fixation des drains, des cathéters externes, des pansements adhésifs ou autour des sites de stomie. Le film est incolore et transparent sur la peau. Si vous ne savez pas si ce produit vous convient,

consultez un professionnel de santé avant de l'utiliser pour la première fois.
Ingrédients
Hexaméthylsiloxane, copolymère acrylique.
Indications
SECURA NO-STING BARRIER FILM est un liquide conçu pour former un film en séchant. Appliqué sur une peau intacte ou lésée, il forme une barrière imperméable à l'eau et durable qui sert d'interface protectrice entre la peau et les déchets et liquides organiques, les pansements adhésifs, les drains, les cathéters externes ou le pourtour des sites de stomie. Le produit peut également être utilisé sur les talons, les coudes et les autres parties du corps à risque d'irritation provoquée par le frottement de la peau sur les draps et matelas. Le produit peut être utilisé chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés à terme âgés d'au moins un mois.

Précautions d'emploi
1. En cas d'apparition de signes d'irritation (rougeur, inflammation) ou de sensibilité (réactions allergiques), arrêter d'utiliser le produit et consulter un professionnel de santé.

2. Ne pas utiliser chez des patients ayant une allergie connue à l'un des composants.
3. L'utilisation de ce produit sur les zones sensibles telles que le visage et les yeux est déconseillée, sauf sous le contrôle d'un professionnel de santé.
En cas de contact accidentel, rincer les yeux abondamment avec de l'eau.
4. Ne pas appliquer sur des zones cutanées infectées.
5. Le contenu du spray est stérile jusqu'au premier emploi.
Mise en garde
SECURA NO-STING BARRIER FILM est inflammable. L'utiliser dans un lieu bien ventilé. Ne pas l'utiliser à proximité de flamme ou d'une source de feu. Tenir hors de la portée des enfants. A usage externe uniquement.

Mode d'emploi
Veuillez suivre les instructions
Disponibilité des produits

Produit	Description	Quantité par boîte
66800712	1ml Lingette	50
66800711	3ml Tampon	50
66800710	28ml Spray	1
66800787	3ml Tampon	5
66800788	3ml Tampon	25
66800789	1ml Tampon	5
66800790	1ml Tampon	25

Produktverfügbarkeit

Produkt	Beschreibung	Stk./Karton
66800712	1ml Tuch	50
66800711	3ml Applikator	50
66800710	28ml Spray	1
66800787	3ml Applikator	5
66800788	3ml Applikator	25
66800789	1ml Applikator	5
66800790	1ml Applikator	25

Wahrhinweise
SECURA NO-STING BARRIER FILM ist brennbar. In gut gelüfteten Bereichen verwenden. Verwendung um Flammen und Zündquellen herum vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Gebrauchsanweisung
Falls von Ihrem Arzt, Pflegepersonal oder Gesundheitsexperten keine

smith&nephew

SECURA° NO-STING BARRIER FILM

Hautschutz-Tuch, -Applikator und –Spray

Produktbeschreibung
SECURA° NO-STING BARRIER FILM ist ein steriles, flüssiges filmbildendes Produkt, das ein reizfreies, schnell trocknendes Lösungsmittel enthält.

SECURA NO-STING BARRIER FILM hilft, Intakte oder beschädigte Haut vor Reizung und Irritationen durch Urin- und/oder Fäkalinkontinenz, Verdauungssäfte,

Wunddrainagen, Klebstoffe und Reibung zu schützen. Beim Auftrag auf intakte oder beschädigte Haut bildet es einen dünnen Schutzfilm, z.B. für Hautareale, auf denen Drainageschläuche und externe Katheter fixiert werden, auf der Umgebungshaut von Stoma und nach Trocknung einen dünnen Film bildet. Dieser Film bietet eine langlebige wasserdichte Barriere, die als Schutzschicht zwischen der Haut und Körperflüssigkeiten bei Ham-, Stuhlinkontinenz, sowie Stoma dient, als auch zwischen Haut und klebenden Verbänden.

Der Film ist farblos und transparent auf der Haut. Inhalatstoffe Hexamethyldisiloxan, Acrylat-Copolymer.
Indikationen
SECURA NO-STING BARRIER FILM ist eine Flüssigkeit, die auf intakte oder beschädigte Haut aufgetragen werden kann und nach Trocknung einen dünnen Film bildet. Dieser Film bietet eine langlebige wasserdichte Barriere, die als Schutzschicht zwischen der Haut und Körperflüssigkeiten bei Ham-, Stuhlinkontinenz, sowie Stoma dient, als auch zwischen Haut und klebenden Verbänden. Drainageschläuchen, sowie externen Kathetern. SECURA NO-STING BARRIER FILM kann ebenfalls an Fersen, Ellbogen und anderen Körperpartien als Hautschutz verwendet werden, bei denen Gefahr von Reibungsschäden durch externe Oberflächen wie z. B. Bettwäsche und Matratzen besteht. Das Produkt ist für Erwachsene, Kinder und neugeborene Säuglinge ab dem ersten Lebensjahr einsetzbar.
Vorsichtsmaßnahmen
1. Falls irgendwelche Anzeichen von Reizung (Rötung, Entzündung) oder Empfindlichkeit (allergische Reaktionen) auftreten, ist der Gebrauch einzustellen und ein Arzt zu konsultieren.
2. Nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe verwenden.
3. Die Verwendung dieses Produkts wird nicht für empfindliche Bereiche wie z. B. um das Gesicht und die Augen herum empfohlen, außer unter der Anleitung eines Arztes oder einer Pflegekraft. Bei versehentlichem Kontakt die Augen gut mit Wasser spülen.
4. Nicht auf infizierte Hautpartien auftragen.
5. Setzen Sie den Deckel des Sprays bei Nichtgebrauch wieder auf die Spraydüse auf, um versehentliche Abgabe zu verhindern.

Inhaltstoffe
Hexamethyldisiloxan, Acrylat-Copolymer.

Indikationen
SECURA NO-STING BARRIER FILM ist eine Flüssigkeit, die auf intakte oder beschädigte Haut aufgetragen werden kann und nach Trocknung einen dünnen Film bildet. Dieser Film bietet eine langlebige wasserdichte Barriere, die als Schutzschicht zwischen der Haut und Körperflüssigkeiten bei Ham-, Stuhlinkontinenz, sowie Stoma dient, als auch zwischen Haut und klebenden Verbänden. Lassen Sie diese ebenfalls vollständig trocknen, bevor der Bereich mit einem Verband oder sonstigen Klebeprodukt bedeckt wird.

5. Wenn SECURA NO-STING BARRIER FILM auf eine Partie mit Hautfalten oder sonstigem Haut-zu-Haut-Kontakt aufgetragen wird, ist sicherzustellen, dass die Hautkontaktschneise solange getrennt werden, bis die Beschichtung vollständig getrocknet ist.
6. Bei der Verwendung unter klebenden Produkten ist ein erneuter Auftrag bei jedem Verbandswechsel erforderlich, da der Film durch den Klebstoff entfernt werden kann. Es ist sicherzustellen, dass SECURA NO-STING BARRIER FILM trocken ist, bevor klebende Produkte aufgetragen werden.

7. Bei Verwendung als Schutz vor Körperflüssigkeiten, Kot oder Urin etc., und wenn keine Klebeprodukte auf die Haut aufgebracht werden:
(a) Ein erneuter Auftrag von SECURA NO-STING BARRIER FILM wird je nach Reinigungshäufigkeit alle 24-96 Stunden empfohlen.
(b) In Extremfällen (z. B. konstantem Durchfallstulz) kann bei sehr häufiger Reinigung der Haut auch ein häufigerer Auftrag von SECURA NO-STING BARRIER FILM notwendig sein (d. h. alle 12-24 Stunden).
8. SECURA NO-STING BARRIER FILM muss vor dem erneuten Auftrag nicht entfernt werden. Falls das Entfernen jedoch gewünscht wird, kann der Film mittels medizinischen Klebstoffentfernern wie z. B. REMOVE, ZOFF™ oder UNSOLVE™ weisungsgemäß gelöst werden. Reinigen und trocknen Sie den Bereich und tragen Sie SECURA NO-STING BARRIER FILM erneut auf, wie vorstehend angewiesen.

9. Setzen Sie den Deckel des Sprays bei Nichtgebrauch wieder auf die Spraydüse auf, um versehentliche Abgabe zu verhindern.
Wahrhinweise
SECURA NO-STING BARRIER FILM ist brennbar. In gut gelüfteten Bereichen verwenden. Verwendung um Flammen und Zündquellen herum vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Gebrauchsanweisung
Falls von Ihrem Arzt, Pflegepersonal oder Gesundheitsexperten keine

smith&nephew

SECURA° NO-STING BARRIER FILM

Película protectora en toallita, torunda y spray

Descripción del producto
SECURA° NO-STING BARRIER FILM es un producto líquido estéril que forma una película que contiene un disolvente no irritante de secado rápido.

SECURA NO-STING BARRIER FILM ayuda a proteger la piel intacta o dañada de las irritaciones causadas por la incontinencia urinaria y/o fecal, los jugos digestivos, drenaje de heridas, adhesivos y fricción.

Cuando se aplica sobre la piel intacta o dañada, forma una película en la zona de acoplamiento de tubos de drenaje, catéters externos, zonas ostómicas adyacentes y apósitos adhesivos. La película es incolora y transparente sobre la piel. Si no está seguro sobre el uso de este producto,

consulte a un profesional sanitario antes de utilizarlo por primera vez.
Ingrédients
Hexaméthylsiloxane, copolymère acrilato.

Indicaciones
SECURA NO-STING BARRIER FILM es un líquido destinado al uso como producto capace de formare un pellicola, quando viene applicato su cute integra o lesa forma una barriera impermeabile e duratura che agisce da interfaccia di protezione tra cute e rifiuti corporei, fluidi, medicazioni adesive, tubi di drenaggio, cateteri esterni e sili peristomiali. È ideale anche per uso su talloni, gomiti ed altre sedi anatomiche a rischio di irritazione dovuta a danni da attrito causati da superfici esterne come biancheria e materassi. Questo prodotto può essere utilizzato su adulti, bambini e neonati a termine dall'età di un mese.

Indicazioni
SECURA NO-STING BARRIER FILM è un liquido destinato all'uso come prodotto capace di formare un pellicola, quando viene applicato su cute integra o lesa forma una barriera impermeabile e duratura che agisce da interfaccia di protezione tra cute e rifiuti corporei, fluidi, medicazioni adesive, tubi di drenaggio, cateteri esterni e sili peristomiali. È ideale anche per uso su talloni, gomiti ed altre sedi anatomiche a rischio di irritazione dovuta a danni da attrito causati da superfici esterne come biancheria e materassi. Questo prodotto può essere utilizzato su adulti, bambini e neonati a termine dall'età di un mese.

Precauciones
1. En caso de que aparezcan indicios de irritación (rojez o inflamación) o sensibilidad (reacciones alérgicas) interrumpir el uso del producto y consultar a un profesional sanitario.
2. No está indicado para uso en pacientes con alergias conocidas a cualquiera de los ingredientes.
3. El uso de este producto no está recomendado en áreas sensibles como alrededor de la cara y los ojos a menos que así lo indique el profesional sanitario.
En caso de contacto accidental con los ojos, limpiar con abundante agua.
4. No debe aplicarse sobre zonas de piel infectadas.
5. El contenido del aerosol es estéril hasta el primer uso.

Avvertencia
SECURA NO-STING BARRIER FILM è infiammabile: usare in luogo ben ventilato. Evitare l'uso in presenza di fiamme e fonti di innesco. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno.

Modo de empleo
Seguir las instrucciones de uso del médico, enfermera o profesional sanitario. En caso contrario, seguir el modo de

Disponibilità del prodotto

Prodotto	Descrizione	Pezzi/ Cartone
66800712	1ml Toallita	50
66800711	3ml Gasca	50
66800710	28ml Aerosol	1
66800787	3ml Gasca	5
66800788	3ml Gasca	25
66800789	1ml Gasca	5
66800790	1ml Gasca	25

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Fecha de emisión 03/2020
*Marcas registradas de Smith & Nephew
Fabricado en EE.UU.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

STERILE R       

smith&nephew

SECURA° NO-STING BARRIER FILM

Tampone, salvietta e spray che creano un film barriera

Descrizione del prodotto
SECURA° NO-STING BARRIER FILM è un prodotto liquido sterile che forma una pellicola, contiene un solvente che non brucia e asciuga rapidamente.

SECURA NO-STING BARRIER FILM contribuisce a proteggere la cute integra o lesa da irritazioni causate da incontinenza urinaria e/o fecale, succhi gastrici, essudati, adesivi e attrito.

L'applicazione su cute integra o lesa crea una pellicola come sede di appoggio dei tubi di drenaggio, di cateteri esterni, di sili peristomiali e di medicazioni adesive. La pellicola è incolore e trasparente sulla cute.

Composizione
Emametilidissilossano, acrilopolimero acrilato.

Indicazioni
SECURA NO-STING BARRIER FILM è un liquido destinato all'uso come prodotto capace di formare un pellicola, quando viene applicato su cute integra o lesa forma una barriera impermeabile e duratura che agisce da interfaccia di protezione tra cute e rifiuti corporei, fluidi, medicazioni adesive, tubi di drenaggio, cateteri esterni e sili peristomiali. È ideale anche per uso su talloni, gomiti ed altre sedi anatomiche a rischio di irritazione dovuta a danni da attrito causati da superfici esterne come biancheria e materassi. Questo prodotto può essere utilizzato su adulti, bambini e neonati a termine dall'età di un mese.

Composizione
Emametilidissilossano, acrilato copolimero.

Indicazioni
SECURA NO-STING BARRIER FILM è un liquido destinato all'uso come prodotto capace di formare un pellicola, quando viene applicato su cute integra o lesa forma una barriera impermeabile e duratura che agisce da interfaccia di protezione tra cute e rifiuti corporei, fluidi, medicazioni adesive, tubi di drenaggio, cateteri esterni e sili peristomiali. È ideale anche per uso su talloni, gomiti ed altre sedi anatomiche a rischio di irritazione dovuta a danni da attrito causati da superfici esterne come biancheria e materassi. Questo prodotto può essere utilizzato su adulti, bambini e neonati a termine dall'età di un mese.

Precauzioni
1. In caso di irritazione (arrossamento o infiammazione) o sensibilizzazione (reazioni allergiche), interrompere l'uso e consultare un operatore sanitario.
2. Non usare su pazienti con allergia accertata ad uno dei componenti.
3. È sconsigliato l'uso del prodotto su zone sensibili come viso e occhi, salvo sotto la guida di un operatore sanitario. In caso di contatto accidentale, lavare gli occhi con abbondante acqua.
4. Non applicare su zone infette della cute.
5. Il contenuto del flacone spray è sterile fino al primo utilizzo.

Attenzione
SECURA NO-STING BARRIER FILM è infiammabile: usare in luogo ben ventilato. Evitare l'uso in presenza di fiamme e fonti di innesco. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno.

Formati disponibili

Prodotto	Descrizione	Pezzi/ Cartone
66800712	1ml Salvietta	50
66800711	3ml Tamponcino	50
66800710	28ml Spray	1
66800787	3ml Tamponcino	5
66800788	3ml Tamponcino	25
66800789	1ml Tamponcino	5
66800790	1ml Tamponcino	25

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

STERILE R       

smith&nephew

SECURA° NO-STING BARRIER FILM

Niët prikkende barrière film tissue, aanbrengstaaftje en spray

Productbeschrijving
SECURA° NO-STING BARRIER FILM is een steriel vloeibaar product dat een film vormt. Het bevat een niet-prikkend en sneldroogend oplosmiddel.

SECURA NO-STING BARRIER FILM helpt intacte of beschadigde huid te beschermen tegen irritatie veroorzaakt door incontinentie (urine en/of ontlasting), spijsverteringsgassen, wondvocht, kleeflagen en wrijving. Bij aanbrengen op een intjace of beschadigde huid wordt het product een film voor het aanbrengen van draineerbuisjes en externe katheters, rondom een stoma en klevende wonderverbanden. De film is kleurloos en transparant op de huid.

Ingediënten
Hexamethyldisiloxaan, acrylaat copolymeer.

Indicaties
SECURA NO-STING BARRIER FILM is een vloeistof die is bedoeld voor gebruik als een filmvormend product, dat bij aanbrengen op intacte of beschadigde huid een langdurige waterproof barrière vormt, die als een beschermende laag fungeert tussen huidplooien of huid-huid contact, houd dan de gebieden waar de huid contact maakt van elkaar totdat de laag volledig droog is.
6. Indien SECURA NO-STING BARRIER FILM wordt aangebracht onder klevende producten, dient het bij iedere verbandwisseling opnieuw te worden aangebracht. Het klevende product kan de filmlaag immers verwijderen.
Verzeker u ervan dat de laag SECURA NO-STING BARRIER FILM droog is voordat u een klevend product op aanbrengt.
7. Indien gebruikt als bescherming tegen lichaamsvloeistoffen, ontlasting of urine enz., en er geen klevende producten op de huid worden aangebracht:
(a) Opnieuw aanbrengen van SECURA NO-STING BARRIER FILM wordt aanbevolen om de 24 - 96 uur, afhankelijk van hoe vaak het gebied wordt schoongemaakt.
(b) In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij voortdurende diarree) met zeer frequent schoonmaken kan het noodzakelijk zijn het product vaker aan te brengen (bijvoorbeeld om de 12 - 24 uur).
8. Het is niet nodig SECURA NO-STING BARRIER FILM te verwijderen alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Indien verdering van het product echter toch wenselijk is, kan de film worden verwijderd met behulp van de meeste medische producten voor verwijdering van klevend materiaal, zoals REMOVE™, ZOFF™, of UNSOLVE™. Volg de instructies op. Maak het gebied schoon en droog het. Breng vervolgens opnieuw SECURA NO-STING BARRIER FILM aan zoals hierboven aangegeven.

Waarshuwing
SECURA NO-STING BARRIER FILM is ontvlambaar: gebruik in een goed geluchte ruimte. Vermijd gebruik naast vlammen of ontstekingsbronnen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Gebruiksaanwijzing
Gelieve de instructies van uw arts, verpleegkundige of medische zorgverlener te

observere le istruzioni riportate di seguito.

1. Pulire e asciugare la cute prima di applicare SECURA NO-STING BARRIER FILM.
2. Tamponcino o salvietta: Applicare uno strato uniforme sulla zona da proteggere.
Spray: Tenere l'ugello dello spray a 10-15 cm dalla cute e applicare uno strato di pellicola, liscio e uniforme sulla zona da proteggere, spostando lo spray con un ampio movimento.

3. SECURA NO-STING BARRIER FILM asciuga in 30 secondi circa. In caso di mancata copertura di una parte da coprire, attendere che la pellicola originale sia asciutta prima di applicare nuovamente il prodotto sulla parte mancante.

4. Per garantire la massima protezione si può applicare un secondo strato di SECURA NO-STING BARRIER FILM, lasciandolo asciugare prima di ricoprire la zona con una medicazione o altro prodotto adesivo.

5. In caso di applicazione di SECURA NO-STING BARRIER FILM su sedi con pliche cutanee o di altro contatto pelle a pelle, separare le zone di contatto per consentire alla pellicola di asciugare completamente prima di riportarle nella posizione normale.

6. Quando viene utilizzato sotto prodotti adesivi è necessario ripetere l'applicazione ogni volta che il prodotto adesivo viene cambiato, poiché l'adesivo può rimuovere la pellicola. Prima di applicare prodotti adesivi, verificare che SECURA NO-STING BARRIER FILM sia asciutto.

7. Quando viene utilizzato come protezione da fluidi corporei, feci o urina ecc., e sulla cute non vengono applicati prodotti adesivi:
(a) si consiglia di riapplicare SECURA NO-STING BARRIER FILM ogni 24-96 ore, a seconda della frequenza di pulizia.
(b) in casi estremi (es. feci costantemente diarroiche) con pulizia molto frequente, possono essere necessarie applicazioni più frequenti (ogni 12 - 24 ore).
8. Non è necessario rimuovere SECURA NO-STING BARRIER FILM prima di ripetere l'applicazione. All'occorrenza, tuttavia, si può rimuovere la pellicola con l'ausilio di preparati per la rimozione di adesivi medicali, come REMOVE™, ZOFF™ o UNSOLVE™, come da indicazioni. Pulire e asciugare la zona interessata e applicare SECURA NO-STING BARRIER FILM come indicato sopra.

9. Durante le pause di utilizzo, rimettere il tappo sull'ugello dello spray per impedire l'azionamento accidentale.

Formati disponibili

Prodotto	Descrizione	Pezzi/ Cartone
66800712	1ml Salvietta	50
66800711	3ml Tamponcino	50
66800710	28ml Spray	1
66800787	3ml Tamponcino	5
66800788	3ml Tamponcino	25
66800789	1ml Tamponcino	5
66800790	1ml Tamponcino	25

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

STERILE R       

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessele Road, Hull HU3 2BN England. www.smith-nephew.com
*Smith & Nephew Data di revisione 03/2020
*Marchi di Smith & Nephew
Prodotto in USA.

STERILE R       

smith&nephew

SECURA° NO-STING BARRIER FILM

Φίλμ προστασίας του δέρματος σε μορφή ματηλιάου, φορηγυαρίου και σπρέι