

AIDIAN



QuikRead go® Instrument


135930-8
• Suomi
• Svenska
• Norsk
• Dansk

Symbolien selitykset	Förklaring av symboler	Forklaring på symbolene	Symbolforklaring	
IVD	In vitro -diagnostiikan tarkoitettu lääkinvälinen laite	Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik	Medisinsk utstyr for in vitro-diag-nostikk	Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
SN	Sarjanumero	Serienummer	Serienummer	Serienummer
REF	Luetelonnumero	Listnummer	Bestillingsnummer	Bestillingsnummer
	Valmistaja	Tillverkare	Produsent	Fabrikant
	Valmistusajankohta	Tillverkningsdatum	Produksjonsdato	Produktionsdato
CONT	Sisältö	Innehåll	Innhold	Indhold
	Laite	Instrument	Instrument	Instrument
	Virtalähde	Strömförsörjning	Strømforsyning	Strømforsyning
	Virtajohto	Huvudkabel	Strømforsyningskabel	Strømforsyningskabel
i	Katso käyttöohjetta	Läs bruksanvisningen	Se bruksanvisningen	Se brugsanvisningen
!	Varoitus	Viktigt	Viktig	Vigtigt
℃	Lämpötilarajat	Temperaturbegränsning	Temperaturbegrensning	Temperaturbegrænsning
☺	Varovasti käsittelytavä	Ömtåligt, hanteras varsamt	Forsiktig — håndteres varsomt	Forsigtigt, kan gå i stykker
☀	Säilytettävä kuivassa	Förvaras torrt	Oppbevares tørt	Opbevares tørt
15	China RoHS GB/T 26572	China RoHS GB/T 26572	China RoHS GB/T 26572	China RoHS GB/T 26572

QuikRead go®

Cat. No. 135867

Suomi



Käyttöohje • Suomi	4
Bruksanvisning • Svenska	36
Bruksanvisning • Norsk	68
Brugsvejledning • Dansk	100

SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO	5		
Käyttötarkoitus	5	Yleistä käyttöliittymästä	16
QuikRead go -laite	5	Päävalikko	16
Turvallisuusohjeet	5	Laitteen tilaa osoittavat symbolit	16
Varotoimenpiteet ja rajoitukset	5	Tulostäytäinten näkymä	17
		Käyttöliittymän rakenne	18
2 KÄYTÖÖNOTTO	6		
Pakkauksen avaaminen	6		
Lisälaitteet	6		
QuikRead go -laitteen osat	6		
Laitteen kantaminen ja siirtäminen	8		
Laitteen sijoitus ja olosuhteet	8		
Käytön aikana	8		
Kuljetuksen ja varastointin aikana	8		
Virtalähde ja akku	9	Mittauksen tekeminen	19
Liittimet ja kaapelit	9	Perusmittaus	20
Verkkovirtaan liittäminen	9	Laaduntarkkailu	21
Akun asentaminen	10	Muut mittautavat	21
Virta (pääälle, pois, virransäätötila)	11	Tulokset	21
Virran kytkeminen	11	Tulosten seläaminen	21
Virran sammuttaminen	11	Tulosten poistaminen	21
Virransäätötila	11	Tulostaminen	21
Kosketusnäytön käyttö	11	Tulosten siirtäminen muistitikulle	21
Käynnistysapuri	12	LIS offline -tulosten lähettäminen	21
Kieli	13	Asetukset	22
Päivämäärä ja aika	14	Käyttäjäkohtaiset asetukset	22
Näytön kirkkaus	14	Mittautapa	23
Näppäinäätet	15	Ylläpitoasetukset	25
Virransäätö	15	Pääkäyttäjä-asetukset	26
Käynnistysapuriohjelman päättäminen	15	Tehdasasetusten palautus	28
		Profiilit	28
		Profilin luominen	28
		Profilin käyttöönotto	28
		Perus asetukset	28
3 KÄYTÖ	19		
4 YLLÄPITO	28		
		Laitteen kalibrointi	28
		Laitteen puhdistaminen	28
		Ohjelmaversion päivitys	28
		Kellopariston vaihtaminen	28
5 VIANETSINTÄ	29		
6 LAITESPECIFIKAATIOT	32		
		Vaativuudenmukaisuusvakuutus	32
		Tekniset spesifikaatiot	32
		Fotometri	32
		Kosketusnäyttö	32
		Mitat ja tehovaltimukset	32
		Laitteen ohjelmisto	32
		Laitteen tunnistaja	32
		Muisti	32
		Virtalähde	32
		LIS-yhteys	32
		USB-liittimet	32
		Huolto	33
		Takuu	33
		Kierrätyks	33
		QuikRead go -laitteen käyttäjätasot ja -oikeudet, kun suojattu kirjautuminen on käytössä	34

1 JOHDANTO

Käyttötarkoitus

QuikRead go® on helppokäytöinen in vitro -diagnostiikan testausjärjestelmä. Se on suunniteltu mittaamaan potilasnäytteistä erilaisia analyytejä, joita tarvitaan diagnoosin tukena ja hoidon seurannassa.

Järjestelmä koostuu QuiRead go -laitteesta ja QuikRead go -reagenssipakkauksista.

QuikRead go -laite

QuiRead go -laite on fotometri, jolla tehdään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia mittauksia. Laite on suunniteltu ja kalibroitu sekä fotometrisiin että turbidimetrisiin määritysiin. Näytön tekstit ja animaatiot ohjaavat käyttäjää testin tekemisessä.

QuikRead go -laite mittaa kyvetin absorbanssin ja muuttaa saadun arvon testin kalibrointitietojen perusteella joko kvantitatiiviseksi tai kvalitatiiviseksi testitulokseksi. Kunkin testin kalibrointitiedot – kalibrointikäyrä tai cut-off -arvo – on koodattu kyvetin viivakoodietikettiin, josta tieto siirtyy mittauksen aikana automaattisesti QuikRead go -laitteelle.

Testit tehdään kyseisen reagenssipakkauksen mukaan olevia käytööhohjeita noudattaen. Tulokset saadaan muutamassa minuutissa.

Laitetta voi käyttää verkkovirralla tai akun avulla ja siinä on USB-portit ulkoiselle tulostimelle, näppäimistölle tai viivakoodinlukijalle. QuikRead go -laite voidaan kytkeä laboratorioriin tai sairaalaan tietojär-

jestelmään (Laboratory and Hospital Information System, LIS/HIS). Tiedonsiirto tapahtuu standardoidulla tiedonsiirtoprotokollalla. Lisätietoja saat Aidianista.

Turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi turvallisuutesi noudata kaikkia laitteessa ja käytööhohjeessa olevia varoituksia ja turvallisuusmääryksiä.

Lue huolellisesti alla olevat varotoimenpiteet ja rajoitukset ennen laitteen käyttöönottoa.

Varotoimenpiteet ja rajoitukset

- Huolehdi, ettei laitteen päälle tai sisälle joudu mitään nestettä tai esineitä.
- Mahdollisesti tartuntavaaralliset roiskeet tullee välittömästi poistaa imupaperilla ja kontaminointuneet alueet puhdistaa desinfiointiaineella tai 70% etanolilla. Puhdistukseen käytetyt materiaalit, myös käsineet, tullee hävittää kuten tartuntavaaralliset jätteet.
- Lue QuikRead go -reagenssipakkauksen käytööhohje huolellisesti ennen testin suorittamista.
- QuikRead go -laitteessa voidaan käyttää vain QuikRead go -reagensseja.
- Älä sekoita keskenään eri testien tai eri erien reagensseja.
- Huolehdi, että kyvetin korkki on aina tiukasti kiinni ennen kuin laitat kyvetin laitteeseen.
- Varmista, että kyvetin suojaolio on kokonaan poistettu.
- Käytä vain laitteen mukana tulevaa virtalähettää ja varmista, että pistotulppa on sijoitettu siten, että se on irrotettavissa.
- Käytä laitteessa vain Aidianin toimittamaa virallista akkua.
- Älä laita sormiasi tai muita laitteita QuikRead go -laitteeseen mittauksen aikana.
- Älä poista tai sammuta mitään USB-laitetta tiedonsiiron aikana.
- Älä avaa mitään ruuveilla kiinnitettyjä laitteen suojuksia. Jos takuusinetti on rikkoutunut, laitteen takuu ei ole voimassa.
- Käytä suojattua sisäistä verkkoa tai VPN (Virtual Private Network) -verkkoa muodostaessasi verkkoyhteyden QuikRead go -laitteesta LIS-/HIS-järjestelmään.
- Älä käytä laitetta tai yhdistä sitä verkkoon, jos takuusinetti on rikkoutunut.

2 KÄYTÖÖNOTTO

Pakkauksen avaaminen

Avaavat kuljetuspakkaus ja tarkista, että se sisältää kaikki tarvittavat osat:

- laite
- käyttöohje
- virtalähde
- virtajohto
- analyysisertifikaatti

Tarkista huolellisesti, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mikäli laite on vahingoittunut tai pakkauksesta puuttuu jotain, ota välittömästi yhteyttä Aidianiin.

Lisälaitteet

Tulostin

QuikRead go -laitteeseen voidaan liittää ulkoinen tulostin. Yhteensopivien tulostimien lista sekä asennusparametrit löytyvät osoitteesta www.quikread.com.

Liitä yhteensopiva tulostin USB-porttiin ja seuraa näytön ohjeita.

Viivakoodilukija

QuikRead go -laitteeseen voidaan liittää ulkoinen viivakoodilukija. Lista yhteensopivista viivakoodilukijoista löytyy osoitteesta www.quikread.com.


Liitä yhteensopiva viivakoodilukija USB-porttiin ja seuraa näytön ohjeita.

WLAN adapteri

QuikRead go -laite voidaan liittää WLAN-adaptterilla langattomaan verkkoon. Käytä laitteella ainoastaan Aidianin toimittamaa adapteria. WLAN adapterin voi laittaa mihin tahansa laitteen vapaana olevista USB-porteista.


QuikRead go -laitteen osat

QuikRead go -laitteen osat on merkitty **kuvia 1** (laite päältäpäin), **2** (laitteen takaaosa) ja **3** (laitteen pohja).




Kuva 1

1. Kyvetin mittauskammio
2. Kosketusnäyttö
3. Virtakytkin
4. USB-portti 1 (A-tyyppi)



Kuva 2


1. USB-portti 2 (A-tyyppi)
2. USB-portti 3 (A-tyyppi)
3. USB-portti 4 (B-tyyppi)
4. RJ-45 portti
5. Virtajohdon liitin



Kuva 3

1. Akkutilan kanssi
2. Laitteen sarjanumerotarra
3. Takuusinetti

Laitteen kantaminen ja siirtäminen



Kuva 4

Laitteen nostaminen kahvasta.

Käsittele Quikread go -laitetta varovasti aina nostettaessa tai siirrettäessä. Laitteen takana on kahva, jolla laitteen voi kätevästi nostaa yhdellä kädellä (**kuva 4**).

Kaarevien kylkien ansiosta laitteesta saa nostettavissa pitävän otteen (**kuva 5**).



Kuva 5

Laitteen nostaminen kahdella kädellä.

Laitteen sijoitus ja olosuhteet

Käytön aikana

Sijoita laite vaakatasoon tasaiselle, puhtalle alustalle. Ota huomioon myös seuraavat seikat:

- Käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.
- Käyttökorkeus alle 2000 m merenpinnasta.
- Huoneenlämpötilan tulee olla 15...35°C.
- Maksimi ilmankosteus 80 % lämpötilaan 31°C asti ja ilmankosteuden laskiessa lineaarisesti 67 %:iin lämpötilassa 35°C (ei tiivistymistä).
- Verkkojännitteen poikkeama nimenlisjännitteestä $\pm 10\%$.
- Asennusluokka II (2500 V hetkellinen).
- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon.
- Laitetta ei saa sijoittaa vahvan magneettitai sähkökentän läheisyyteen Älä tee mittausta liikkuvassa ajoneuvossa.
- Laitetta ei saa siirtää kesken mittauksen.
- Liikaantumisaste 2.

Kuljetuksen ja varastointin aikana

- Lämpötilan tulee olla 2...35°C.
- Suojattava sateelta ja kosteudelta.
- Laitetta on käsiteltävä varoen.

Virtalähde ja akku

QuikRead go -laitetta voidaan käyttää joko verkkovirralla tai akulla. Akku varautuu automaatisesti, kun laite on liitetty verkkovirtaan.



USB



RJ-45



Lue käyttöohjeet



Virtajohdon liitin



Virtakytkin

Liittimet ja kaapelit


Laitteen takaosassa on viisi liittintä ja jokaisen kohdalla käyttötarkoitusta kuvaava symboli. Laitteen oikealla puolella on yksi USB-liitin. Kaikki symbolit on selitetty **kuvassa 6**.

RJ-45 -liitin voidaan käyttää sarjaportti- ja LAN-liitäntöihin. Kts. kaapeliens johdotus osoitteesta: www.quikread.com.

Verkkovirtaan liittäminen

Kytke virtajohto laitteen takana olevaan liittimeen.

Kytke johto virtapistokkeeseen.



Kuva 6

QuikRead go -laitteen symbolit


Kuva 7

Virtajohdon kytkeminen.

Akun asentaminen

Seuraa huolellisesti alla olevaa ohjetta kun asennat akun QuikRead go -laitteeseen.

1. Sulje laitteesta virta, jos se on päällä.
2. Irrota virtajohto.
3. Käännä laite kyljelleen pöydällä.
4. Avaa akkutilan kansi.
5. Kiinnitä akun liitin akkuun.
6. Paina akku paikalleen ja varmista, että se on kunnolla paikoillaan.
7. Sulje kansi.
8. Käännä laite oikein pään.



Kuva 8

1. Akkutilan kansi
2. Akun liitin
3. Akku
4. Kellopatteri

Virta (päälle, pois, virransäästötila)

QuikRead go -laite voi olla kolmessa tilassa: virta kytettyinä, virta sammutettuna tai virransäästötilassa.

Virran kytkeminen

Paina etupaneelissa olevaa virtakytkintä. Virtakytkimeen tulee valo kun laite käynnistyy. Mikäli mitään ei tapahdu, varmista, että virtajohto on kytketty tai että akussa on virtaa.

Virtakytkimen painamisen jälkeen näyttöön syttyy valo, laite käynnistyy ja näyttöön ilmestyy päävalikko. Käytettäessä QuikRead go -laitetta ensimmäisestä kertaa laite käynnistää käynnistysapuriohjelman (kts. luku Käynnistysapuri).

Virran sammuttaminen

Sammuta virta painamalla virtakytkintä n. kahden sekunnin ajan. Laite pyytää varmistamaan kysymällä "Haluatko sammuttaa laitteen?". Mikäli kosketusnäytöllä valitaan *Kyllä*, laitteesta sammuu virta. Jos laitteen sisällä on kyvetti, se nousee ylös ja laite pyytää poistamaan kyvetin.

Virransäästötila


Virransäästötilan tarkoitus on akun latauksen säästämisen käytettäessä laitetta akulla. Laite siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos sitä ei ole käytetty käyttäjäkohtaisissa asetuksissa säädetyn ajan puitteissa (kts. luku Asetukset → Virransäästö). Virransäästötilan toiminto voi olla "Täysi valmistiila" tai "Sulje vain kansi".

Virransäästötilassa virtakytkimen taustavalo vilkuu. Paina virtakytkintä saadaksesi laitteen taas toimivaksi.

Kosketusnäytön käyttö

QuikRead go -laitteessa on värikosketusnäyttö. Laitetta käytetään koskettamalla näytöllä olevia painikkeita sormella. Näyttöä voi käyttää paljain sormin tai käsineet kädessä. Kevyt kosketus riittää. Liian voimakas painaminen tai terävien esineiden käyttäminen voi vahingoittaa näyttöä.

Painikkeen koskettaminen antaa vasteen vaihtamalla ulkonäköä ja antamalla äänisignaalin. Toimin-takäsky rekisteröityy, kun sormi nostetaan näytöltä. Mikäli kosketus ei osu painikkeen kohdalle, toimin-takäsky ei välity laitteelle.



Kuva 9

Kosketusnäytöä käytetään koskettamalla näytöä kevyesti sormella.

Käynnistysapuri


Kun QuikRead go -laite käynnistetään ensimmäisestä kertaa, käynnistyvä käynnistysapuriohjelma, joka pyytää valitsemaan kielen sekä asettamaan päivämääränsä ja ajan.

Oletuskieli on englanti. Kielen voi vaihtaa käynnistysapurin ensimmäisessä vaiheessa.

Käynnistä Käynnistysapuriohjelma valitsemalla *Start (Aloita)* (**Kuva 10**).

Huom.

Käynnistysapurin voi käynnistää myöhemmin valitsemalla *Asetukset* -> *Mittaustapa* -> *Ylläpito* -> *Perusasetukset*.



Kuva 10

Aloita käynnistysapurin käyttö valitsemalla *Start (Aloita)*.


Kieli

Valitse laitteen käyttökieli. Mikäli haluamaasi kieltä ei näy listalla, valitse *More languages (Lisää kieliä)*.

Valitse kieli koskettamalla kielien painiketta.

Laitte pyytää vahvistamaan kielivalinnan. Vahvistuspyyntö näkyy sekä englanniksi että valitulla kielellä. Mikäli valittu kieli on oikea, valitse Yes (*Kyllä*), muussa tapauksessa No (*Ei*).

Valitun kielen voi koska tahansa vaihtaa.



Kuva 11

Käynnistysapurin ensimmäisessä vaiheessa valitaan laitteen käyttökieli.

Päivämäärä ja kellonaika

Käynnistysapurin seuraavassa vaiheessa asetetaan päivämäärä ja aika alla olevan ohjeen mukaisesti:

1. Valitse Aika-rivillä *Muokkaa*.
2. Säädä aikaa nuolinäppäimillä.
3. Valitse 12 tai 24 tunnin aikanäytö.
4. Hyväksy OK-painikkeella.
5. Valitse Päivämäärä-rivillä *Muokkaa*.
6. Säädä päivämäärää nuolinäppäimillä.
7. Valitse päivämäärän esitystapa.
8. Hyväksy OK-painikkeella.
9. Valitse Seuraava ja jatka.
10. Valitse Seuraava.

Näytön kirkkaus

Käynnistysapurin kolmannessa vaiheessa säädetään näytön kirkkaus seuraavasti:

1. Säädä näytön kirkkautta nuolinäppäimillä.
2. Hyväksy Seuraava-näppäimellä.

Käyttöönotto PÄIVÄMÄÄRÄ & KELLONAIKA

Aika: 10:30 am Muokkaa

Päivämäärä: 2015-05-03 Muokkaa

i Säädä aika ja päivämäärä. Laite ei huomioi automaattisesti kesä- ja talviajan muutoksia, ne pitää asettaa erikseen.

Palaa Seuraava

Kuva 12

Käynnistysapurin toisessa vaiheessa säädetään päivämäärä ja aika.

Näppäinäätet

Käynnistysapurin neljännessä vaiheessa säädetään näppäinäätten voimakkuus seuraavasti:

1. Säädä näppäinääni nuolinäppäimillä.
2. Tarkista valitsemalla *Testaa*.
3. Säädä hälytysääni nuolinäppäimillä.
4. Tarkista valitsemalla *Testaa*.
5. Hyväksy valitsemalla *Seuraava*.

Virransäästö

Säättämällä virransäästöäkaa voit vähentää virrankulutusta, kun laite toimii akkuvirralla. Ajan lyhentäminen lisää laitteen toiminta-aikaa.

1. Valitse aika, jonka kuluttua QuikRead go -laite siirtyy lepotilaan (virransäästötilaan).
2. Valitse lepotilan toiminto. Täydessä valmiustilassa QuikRead go siirtyy lepotilaan ja sammuttaa näytön taustavalon määritetyn ajan kuluttua. Sulje vain kansi -tilassa vain laitteen kansi sulkeutuu.

Käynnistysapuriohjelman päättäminen

Laite on nyt valmis käyttöön. Voit aloittaa laitteen käytön tai jatkaa määrittämällä muita asetuksia *Lisäasetuksissa*. Tällöin esiiin tulee *Mittauksen kulku*-kohta, jossa voit säätää laboratorioympäristön tai työruuinen asetuksia.



Kuva 13 Virransäästö

Yleistä käyttöliittymästä


QuikRead go -laitteen käyttö perustuu helppokäytöiseen graafiseen käyttöliittymään. Seuraavassa käydään läpi käyttöliittymän pääkohdat.

Päävalikko

Päävalikon kautta pääsee kaikkiin muihin valikoihin (kuva 14).

Laitteen tilaa osoittavat symbolit


Tässä kentässä voi esiintyä seuraavia symboleita (kts. kuva 15):



LIS-yhteystila:



LIS online



LIS offline



LIS vireillä

POCT-tila:



Viestejä jonossa



Laite on lukittu

Virrankäyttötila:



Verkkovirta kunnossa



Verkkovirran toimintahäiriö
(punainen symboli)



Akkuvirta kunnossa



Akkuvirta vähissä
(punainen symboli)



Reaalialkakellon pariston virta
on alhainen (punainen symboli)

Muut:



Viivakoodi



Tulostin



USB-tallennuslaite



Näppäimistö



Liitettyn QR go
Feeder
laitteeseen

Kuva 15

Tila-alueen symbolit

Tulosnäkymä

Tulosnäkymä on jaettu viiteen alueeseen (kts. kuva 16a & 16b).

1. Laitteen tilaa osoittava kenttä

QuikRead go -laitteen tila ilmaistaan symboleilla.

2. Huomiokenttä

Huomiokentän väri ilmaisee kulloinkin menossa olevan mittausvaiheen. Perusväri on harmaa, vihreä ilmaisee, että jokin toiminto on parhaillaan käynnissä, ja keltainen, että käyttäjältä odotetaan toimenpiteitä. Punainen väri varoittaa virheestä.

4. Informaatiokenttä

Useimmissa näytöillä tällä alueella annetaan lisäopastusta.

5. Navigointikenttä

Tällä alueella ovat laitteen käyttämiseen tarvitavat vakiopainikkeet.

1

PROFIILI

2

Mittaus

TULOS

CRP

20 mg/l

3

Potilastunniste: xxxxxxxxx Mittausajankohta: 2017-05-03 12:19


Testi: CRP Tuloksen lisätiedot

4

i Valitse **Tuloksen lisätiedot** katsoaksesi tuloksen lisätietoja. Poista kyvetti ja jatka uudella mittauksella.

5

Poistu Tulosta Uusi mittaus



Kuva 16a Tulosnäyttö

PROFIILI

Mittaus

TULOS

Käyttäjätunniste: 12345 Lisätunniste: DOC1


Mittautunniste: 30/A17044I01234 LOT REAG HS04
BUF HS47

QuikRead go: A17044I01234 2019-03-05

Testi: CRP Tulos

i Valitse **Tulos** katsoaksesi tulosta. Poista kyvetti ja jatka uudella mittauksella.

Poistu Tulosta Uusi mittaus



Kuva 16b Tuloksen lisätiedot -näyttö

Käyttöliittymän rakenne

Rakenne vaihtelee sen mukaan, onko suojattu kirjautuminen otettu käyttöön kohdassa **Asetukset** → **Mittauksen kulu** → **Ylläpito** → **Hallinta-asetukset** → **Suojausasetukset** (katso kuvat **17a ja 17b**):


Niiden toimintoja kuvataan seuraavassa luvussa.

Käyttöliittymän rakenne ilman suojattua kirjautumistoimintoa:

1. Mittaus
2. Laadunvalvonta
3. Tulokset
4. Profiilit
5. Asetukset


Käyttöliittymän rakenne, kun suojattu kirjautuminen on käytössä:

1. Mittaus
2. Laadunvalvonta
3. Tulokset
4. Asetukset
5. Kirjaudu ulos



Kuva 17a

Käyttöliittymän rakenne ilman suojattua kirjautumistoimintoa.



Kuva 17b

Käyttöliittymän rakenne, kun suojattu kirjautuminen on käytössä.

3 KÄYTÖ


QuikRead go -laitteen käyttö voidaan jakaa kolmeen toimintoon:

- mittauksen tekeminen
- tulosten katselu
- asetusten muuttaminen

Mittauksen tekeminen

Laitteeseen voidaan ohjelmoida tarpeen mukaan useita erilaisia mittaustapoja. Perusmittaustapa on yksinkertaisin ja se on oletusasetuksena, mikäli asetukset ei käytöönottetaessa ole muutettu.

Testien tekemiseen voi käyttää vain QuikRead go -reagensseja. Perehdy reagenssipakkauksen käyttöohjeeseen ennen aloitusta. Ohjeesta löytyvät tarkemmat tiedot testin tekemisestä ja näytteen käsittelystä.



Kuva 18


Aloita perusmittaus valitsemalla päävalikolla *Mittaus*.

Perusmittaus

Perusmittauksessa QuikRead go -laite tekee mittauksen ja näyttää näytöllä tuloksen sekä reagenssin erätiedon.

Ohje mittauksen tekemiseen:

1. Valitse päävalikolla *Mittaus* ja seuraa näytön ohjeita (kts. **kuva 18**).
2. Pudota kyvetti mittauskammioon oikeassa asennossa. Kyvetin viivakoodin tulee olla itseesi päin (**kuva 19**).
Huom. Älä työnnä sormea tai mitään esinettä mittauskammioon.
3. Luukku sulkeutuu ja laite aloittaa mittauksen.
4. Kun mittaus on valmis, tulos näkyy näytöllä ja kyvetti nousee ylös. Valitse *Tuloksen lisätiedot* nähdäksesi lisätietoa testistä. (kts. **kuva 16b**)
5. Poista kyvetti. Tulos häviää näytöltä. Tuloksen saa uudelleen näkyville valitsemalla *Katso edellinen tulos*.
6. Jos haluat tehdä seuraavan mittauksen, laita uusi kyvetti mittauskammioon. *Peruuta* palauttaa päävalikkoon.



Kuva 19

Pudota kyvetti mittauskammioon siten, että viivakoodi on itseesi päin.

Laaduntarkkailu

QuikRead go -laitteessa on erillinen tallennuspaikka kontrollitulokksille. Kontrollinäytteet mitataan kuten tavalliset näytteet, mutta tulokset tallentuvat omaan tiedostoon. Aloita kontrollinäytteen mittauksen valitsemalla *Kontrollimittaus* ja seuraa näytön ohjeita.

Muut mittaustavat

Perusmittaukseen lisäksi voi käyttää muitakin mittaustapoja. Mittaustapaan voi sisällyttää potilas- ja käyttäjätunnisteet, tulosten tulostamisen tai niiden lähetettämisen laboratorion tietojärjestelmään (LIS, Laboratory Information System). Mittaustapa määritellään Asetukset-valikossa aktivoimalla halutut ominaisuudet. Jos suojaattu kirjautuminen on käytössä, se korvaa käyttäjätunnuksen.

Käyttäjä- ja potilaatunnisteet voidaan lukea joko viivakoodilukijalla tai syöttää laitteen näppäimistön tai ulkoisen näppäimistön kautta. Tunnisteet syötetään ennen mittauksen aloittamista. Molemmat tai jompikumpi tunnistesta voi olla aktivoituna. Käyttäjätunniston voi myös aktivoida ehdottamaan edellistä käytössä ollutta tunnistetta. Käyttäjätunniston voi tallöinkin aina vaihtaa ennen mittausta.

Testitulokset voi tulostaa tai lähetää laboratorion tietojärjestelmään aktivoimalla tulostuksen ja/tai tietojärjestelmään lähetämisen.

Tulokset

Testitulokset tallentuvat *Tulokset*-tiedostoon, jossa niitä voi selata, tulostaa tai siirtää muistitikulle. *Tulokset*-tiedosto jakautuu seuraaviin alaosiin: *Viimeiset tulokset*, *Viimeiset kontrollitulokset*, *LIS-offline-tulokset* ja *Tyhjennä tuloshistoria*.

LIS offline -tulokset ovat tuloksia, jotka tallentuvat muistiin silloin, kun normaalista LIS-järjestelmään kytketty QuikRead go -laite on offline-tilassa, kuten esim. osasto- tai kotikäynnillä.

Tulosten selaaminen

Tuloksia voi selata valitsemalla pää näytöllä *Tulokset*. Valittavissa on *Viimeiset tulokset*, *Viimeiset kontrollitulokset* tai *LIS offline -tulokset*. Tuloksia voi selata nuolinäppäimillä ylös- ja alaspäin.

Tulokset voi lajitella päivämäärän, testin tai potilaatunniston perusteella. Valitse haluamasi lajitteluperuste valitsemalla *Aika*, *Testi* tai *Potilaatunniste*. Tulosriviä koskettamalla saa näkyviin kaikki yksittäisen mittauksen tiedot.

Tulosten poistaminen

Valitsemalla *Tyhjennä tuloshistoria* tulokset pyykiityvät lopullisesti pois muistista. Laite pyytää varmistamaan ennen poistamista.

Tulostaminen

Valitsemalla *Tulosta* tulokset voi tulostaa lajitelmaa päivämäärän, testin tai potilaatunniston mukaan

(kts. kohta Tulosten selaaminen). Kosketa näppäintä ja valitse tulokset, jotka tulostetaan. Valitse *OK* tulostuksen aloittamiseksi.

Tulosten siirtäminen muistitikulle

Tulokset voi siirtää muistitikulle. Liitä muistitikku USB-porttiin. Valitse *Siirrä USB-muistille*, valitse tulokset, jotka siirretään ja valitse *OK*. Älä poista USB-tikkuja ennen kuin siirto on valmis. Näytöön ilmestyy "Muistitikulle siirto tehty. Voit turvallisesti poistaa muistitikun."

LIS offline -tulosten lähetäminen tietojärjestelmään

Valitsemalla *LIS offline -tulokset* voi tarkastella kaikkia niitä tuloksia, joita ei ole lähetetty laboratorion tietojärjestelmään. Valitsemalla *Lähetä LIS:iin* tulokset lähetetään laboratorion tietojärjestelmään. Onnistuneen siirron jälkeen tulokset poistuvat LIS offline -muistista. Valitsemalla *Poista offline -tulokset* tulokset poistetaan muistista lähetämättä niitä laboratorion tietojärjestelmään.

QuikRead go -laite tarkistaa tietojärjestelmäyhteyden automaattisesti aina, kun laite käynnistetään, siirrytään päävalikkoon sekä myös jokaisen mittauksen jälkeen. Jos yhteys on olemassa ja LIS offline -tiedostossa on tuloksia, QuikRead go -laite ehdottaa automaattisesti tulosten lähetämistä tietojärjestelmään.

Asetukset

QuikRead go -asetukset tehdään kosketusnäytöllä.

Asetukset on jaettu neljään pääalueeseen:

- Käyttäjäkohtaiset asetukset
- Mittaustapa
- Ylläpito
- Pääkäyttäjä-asetukset

Käyttäjäkohtaisiin asetuksiin ja mittaustapaan tehdyt muutokset voi tallentaa profiilina myöhempää käyttöä varten.

Muutokset tehdasasetuksiin tehdään Käynnistysapuriohjelmassa. Ensimmäisellä käyttökerralla QuikRead go -laite käynnistyy tehdasasetuksilla. Jos suojaudu kirjautuminen on käytössä, käytössä on erilaisilla käyttöoikeuksilla varustettuja käyttäjärooleja, katso Käyttäjäroolit ja oikeudet -taulukko **sivulla 34**.

Käyttäjäkohtaiset asetukset

Käyttäjäkohtaisissa asetuksissa voi tehdä itsele sopivia asetuksia. Asetukset pysyvät tallessa, kunnes virta katkaistaan. Ne voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten profiilina. Jatkuva käyttöä varten asetukset kannattaa tehdä Käynnistysapurilla: *Asetukset -> Mittaustapa -> Ylläpito -> Perusasetukset*.

Näyttö

Näytön kirkkautta säädetään valitsemalla *Näyttö* ja säätmällä kirkkautta nuolinäppäinten avulla. Hyväksy muutokset valitsemalla *OK* tai hylkää valitsemalla *Peruuta*.

Äänenvoimakkuus


Äänenvoimakkuutta säädetään valitsemalla *Äänenvoimakkuus* ja säätmällä voimakkuutta nuolinäppäimillä. Hyväksy muutokset valitsemalla *OK* tai hylkää valitsemalla *Peruuta*.

Kieli

Kieli on valittu käynnistysapuriohjelmassa. Kielen voi vaihtaa valitsemalla *Kieli* ja valitsemalla listalta haluttu kieli. Varmista valitsemalla *Kyllä* tai hylkää valitsemalla *Ei*.

Virransäestö

Aika, jonka kuluttua QuikRead go -laite sulkee kannen siirtymättä lepotilaan, voidaan asettaa kohdassa *Virransäestö > Sulje vain kansi*. Säädä viivearvoa nuolipainikkeiden avulla.



Kuva 20
Käyttäjäkohtaiset
asetukset

Laite sulkee kannen siirtymättä lepotilaan (aktivioimatta virransäästötoimintoa), jos se on ollut määritetyn ajan käytämättä. Tämä tila ei katkaise mahdollista LIS-/HIS-yhteyttä.

Aika, jonka kuluttua QuikRead go -laite siirtyy lepotilaan, voidaan asettaa kohdassa *Virransäästö > Täysi valmiustila*. Säädä viivearvoa nuolipainikeiden avulla. Laite siirtyy valmiustilasta lepotilaan, jos se on ollut ilmoitetun ajan käytämättä. Lepotilaan siirtyminen sulkee aktiiviset LIS-/HIS-yhteydet. Hyväksy asetukset valitsemalla *OK* tai hylkää ne valitsemalla *Peruuta*.

Muutosten tallentaminen

käyttäjäkohtaisiin asetuksiin

Muutokset käyttäjäkohtaisiin asetuksiin tallennetaan valitsemalla *Tallenna*.

Muutosten tallentaminen profiliin myöhempää käyttöä varten

Valitse pää näytöllä *Profilit*. Valitse *Tallenna profili*, valitse tyhjä profili ja anna sille nimi. Vaihtoehtoisesti muokkaa olemassa olevaa profilia ja anna sille uusi nimi. Hyväksy valitsemalla *OK*.

Mittaustapa

Mittaustapa-näytöllä voidaan valita toimipisteen työskentelytavan mukaiset käytännöt, kuten käyttäjä- ja potilastunnisteiden käyttö, tulostaminen, laboratorion tietojärjestelmän käyttö sekä testikohdaiset asetukset. Asetukset saadaan väliaikaiseen

käyttöön valitsemalla *Tallenna*.

Myöhempää käyttöä varten asetukset tulee tallentaa profiliin. Jatkuva käyttöä varten asetukset tulisi asettaa käynnistysapuriin avulla.

Käyttäjätunniste

Kuin käyttäjä voi tunnistautua käyttäjäksi käyttäjätunnisteen avulla.


- Käyttäjätunniste OFF*: Laite ei kysy käyttäjätunnistetta.
- Käyttäjätunniste ON*: Käyttäjätunniste on annettava ennen jokaista mittausta. Tunniste tulee näkyviin testin tuloksen yhteyteen.

- Käyttäjätunniste ON + Ehdota edellistä*: Laite ehdottaa käyttäjätunnisteeksi edellistä käytössä ollutta. Tunniste voi myös vaihtaa.

Potilastunniste

Potilasnäytteeseen voidaan liittää potilastunniste.

- Potilastunniste OFF*: Laite ei kysy potilastunnistetta.
- Potilastunniste ON*: Potilastunniste on annettava ennen jokaista mittausta. Tunniste tulee näkyviin testituloksen yhteyteen.




Kuva 21
Mittaustapa

Testiasetukset

Tiettyjä testikohtaisia asetuksia on mahdollista muuttaa. Muuttamiseen vaaditaan pääkäyttäjäsalamana, joka on QRGOSET. Valitse  / Testi-parametrit ja kyseinen *Testi*. Näytölle ilmestyy lista kyseisen testin asetuksista, joita voi muokata.

Laadunvalvonnan tarkistus

Nämä asetukset koskevat laadunvalvontaa. Laadunvalvontaerä voidaan käyttää QC-tarkistuksen automatisointiin. Kirjoita ja muokkaa laadunvalvontaerien tietoja tähän. Jos POCT1-A2 on käytössä, LIS/HIS-järjestelmälle lähetettävän uuden erän tiedot voidaan syöttää tähän, mutta sitä ei voi muokata manuaalisesti.



Asetukset	MITTAUSTAPA :: QC-ERÄN ASETUKSET		
Testi:	CRP		
QC-erän tunniste:	1526010		
Mittayksiköt:	mg/l	Abc	Abc
Varoitusalue	38	Abc	Abc
Kriittinen alue	34	Abc	Abc
Tavoitearvo	43	Abc	Abc

Kuva 22
QC-erän asetukset

QC-tarkistus voidaan määrittää antamaan vain varoitus tai se voidaan määrittää estämään potilasmittaukset, jos kontrollimittaus on kriittisten rajojen ulkopuolella. Onnistunut kontrollimittaus palauttaa potilasmittaukset käyttöön. Myös QC-tarkistuksen poistaminen käytöstä ja ottaminen uudelleen käyttöön nollaa QC-lukituksen ja palauttaa potilasmittaukset käyttöön.

Ota QC-tarkistus käyttöön valitsemalla  / QC ja kirjoittamalla ylläpidon salasana.

- **QC-tarkistus OFF:** Laadunvalvonnan tarkistus ei ole käytössä.
- **QC-tarkistus ON:** Laadunvalvonnan tarkistus on käytössä.
- **QC-lukitus:** Kun tämä on valittuna, laite lukkiuu, jos kontrollimittauksen tulos on kriittisten

rajojen ulkopuolella.

Voit asettaa uuden laadunvalvontanäytteen seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Valitse *Asetukset* -> *Mittaustapa* -> QC -> Anna pääkäyttäjäsalamana.
2. Valitse *Uusi erä*.
3. Valitse testi *Testi*-luettelosta.
4. Anna QC-erän tunniste.
5. Valitse mittayksikkö *Mittayksiköt*-luettelosta.
6. Aseta *Varoitusalueen rajat*.

HUOMAUTUS: Desimaalit on erotettava desimaalipisteellä pilkun asemesta.

7. Aseta *Kriittisen alueen rajat*.
8. Aseta *Tavoitearvo*.
9. Valitse *Seuraava*.
10. Anna päättymispäivämäärä.
11. Hyväksy kahdesti painamalla *OK*.
12. Valitse *Takaisin*.
13. Valitse *Tallenna*.

Laadunvalvontaerä on nyt määritetty. Erän parametreja voidaan muokata tai erä voidaan poistaa valitsemalla rivi ja valitsemalla *Muokkaa* tai *Poista*. Kontrollimittausta aloittaessa laadunvalvontaerän voi valita luettelosta valitsemalla .

Tulostaminen

- **Tulostus OFF:** Laite ei ehdota tulostamista. Tuloksen voi kuitenkin tulostaa valitsemalla *Tulosta tulosnäkymä-näytöllä*.
- **Tulostus ON:** Kun kysyy on noussut ylös, laite kysyy "Tulosta nykyinen tulos?". Hyväksy valitsemalla *Kyllä*. Hylkää valitsemalla *Ei*.
- **Tulostus ON + Automaattisesti:** Laite tulostaa jokaisen tuloksen automaattisesti.

Tietojärjestelmään lähetäminen

- *LIS-lähetys OFF*: Laite ei lähetä tuloksia laboratorion tietojärjestelmään.
- *LIS-lähetys ON*: jos valitulla, laite kysyy tulostamisen jälkeen: "Lähetä tulos LIS-järjestelmään? Hyväksy valitsemalla Hyväksy. Hylkää valitsemalla Hylkää.
- *LIS-lähetys ON + Automaattisesti*: Laite lähetää tulokset automaattisesti LIS-järjestelmään.

Mittaustapa-asetusten tallentaminen profiiliksi myöhempää käyttöä varten

Valitse pää näytöllä *Profiilit*. Valitse *Tallenna profiilina*, valitse tyhjä profiili ja anna sille nimi. Tai muokkaa olemassa olevaa profiilia ja anna tarvittaessa uusi nimi. Hyväksy valitsemalla *OK*.

Ylläpitoasetukset

Laitekohtaiset asetukset tehdään Ylläpitovalikossa.

Päivämäärä ja aika

Päivämäärä ja aika säädetään valitsemalla *Päivämäärä ja aika*. Tee seuraavasti:

1. Valitse *Aika-rivillä Muokkaa*.
2. Säädä aikaa nuolinäppäimillä.
3. Valitse 12 tai 24 tunnin aikanäytö.
4. Hyväksy *OK-näppäimellä*.
5. Valitse *Päivämäärä-rivillä Muokkaa*.
6. Säädä päivämääränä nuolinäppäimillä.
7. Valitse päivämäärän esitystapa.
8. Hyväksy *OK-näppäimellä* ja vahvista seuraavalla näytöllä valitsemalla *Kyllä*.

9. Valitse *OK* ja jatka asetusten kanssa.

Virheloki

Laitteen virhekoodit tallentuvat muistiin. Virhekoodia voi selata oikeassa reunassa olevilla nuolinäppäimillä tai niitä voi lajittella valitsemalla *Aika* tai *Virhekoodi*.

Virhekoodit voi siirtää USB-muistitikulle.

1. Valitse *Lähetä USB-muistille*.
 2. Liitä muistitikku USB-porttiin. Odota, kunnes näytöllä ilkee "Siirto tehty. Voit turvallisesti poistaa muistitikun."
 3. Valitse *OK* ja poista muistitikku.
 4. Valitse *Takaisin* ja palaa Pää näytölle.
- Tyhjennä virheloki pyyhkii kaikki virhekoodit muisista. Pyyhkiminen vaatii varmistuksen:
1. Hyväksy valitsemalla *Kyllä* tai hylkää valitsemalla *Ei*.
 2. Valitse *OK* virhelokinäytöllä.
 3. Valitse *Palaa ja Peruuta* ja palaa pää näytölle.

Laitteen toiminnan testaus

Laite tekee toiminnallisia testauksia virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Tee *Toimintatesti* valitsemalla *OK*. Palaa Ylläpitovalikkoon valitsemalla *OK*.

Ohjelmaversion päivitys

QuikRead go -laitteen ohjelmisto ohjaa laitteen toimintaa. Ohjelmisto voidaan tarvittaessa päivittää uusimpaan saatavilla olevaan versioon. Uusi ohjelmisto on saatavissa osoitteesta www.softwareupdate.quikread.com, tai se voidaan tilata USB-tal-

lennuslaitteelle tallennettuna. Valitse *Asetukset* -> *Mittauksen kulku* -> *Ylläpito* -> *Ohjelmistopäivitys*. Jos laitteessa on akku, poista se ennen päivityksen aloittamista. Uusi versio ladataan laitteeseen USB-tallennuslaitteelta. Laitteen nykyinen ja uusi ohjelmistoversio näkyvät näytöllä. Vahvista päivitys valitsemalla *Kyllä*. Kun laite on tehnyt ohjelmistopäivityksen näytölle tulee teksti: "Voit turvallisesti poistaa muistitikun. Uudelleen käynnistämisen jälkeen päivitys jatkuu ja näyttö on pimeänä noin 30 sek ajan. Älä sulje laitetta ennen kuin päivitys on valmis. Paina OK laitteen käynnistämiseksi uudelleen." Valitse *OK*. Seuraavaksi näytölle tulee teksti "Päivitys on valmis, kun laite käynnistetään uudelleen". Valitse *Uudelleenkäynnistys*. QuikRead go -laite käynnisty uudelleen ja palaa aloitusnäytöön. Voit nyt turvallisesti poistaa muistitikun.

Kosketusnäytön kalibrointi

Laitteen kosketusnäytön voi kalibroida, jotta näppäinten käytettävyys saadaan optimoitu. Aloita kalibrointi valitsemalla *Näytön kalibrointi*. Kalibroi kosketusnäytö koskettamalla jokaista näytöön ilmestyvä mustaa ympyrää. Kun näytöön ilmestyy "Näytön kalibrointi onnistui" valitse *OK*.

Tuotetiedot

Tietoja-näytössä on laitekohtaisia tietoja:

- Laitteen sarjanumero
- Ohjelmiston versionumero
- LIS-yhteyden tiedot

Ylläpitolokit

Laitteen lokit ja suojauslokit voidaan siirtää USB-tallennuslaitteelle. Suojauslokit voidaan myös poistaa. Siirto USB-tallennuslaitteelle ei tyhjennä lokitiedostoja.

Pääkäyttäjä-asetukset

Hallinta-asetukset (Asetukset -> Mittauksen kulku -> Ylläpito -> Hallinta-asetukset) pääkäyttäjä voi muuttaa laitekohtaisia LIS-yhteyden ja GMT-arvon asetuksia, suojausasetuksia sekä QuikRead go Feeder -asetuksia. Myös tehdasasetusten palautus voidaan aloittaa tällä.

Hallinta-asetusten muuttaminen edellyttää seuraavaa salasanaa: QRGOSSET. Salasanan avulla varmistetaan, ettei käyttäjä avaa tästä sivua vahingossa.

GMT-aika

GMT-aika on kansainvälinen aika, jota vastaan laitteen aika säädetään. GMT-aika ei näy käyttäjälle vaan toimii ainoastaan laitteen sisäisenä kellona.

GMT-ajan säättäminen: säädä aikaa ja päivämäärä nuolinäppäimillä.

Sisäinen kello

- Päivämäärä ja aika on asetettu tehtaalla GMT-aikaan.
- Päivämäärä ja aika tallennetaan muistiin kerran päivässä käynnistyksen yhteydessä.
- Jos kelloparisto tyhjenee, kello pysähtyy. Kun paristo vaihdetaan, kello jatkaa viimeisestä tal-

lennetusta ajasta. Aika säädetään pääkäyttäjä-asetuksissa ja vaatii salasanaa. Uusi säädetty aika ei voi olla aikaisempi kuin viimeksi muistiin tallentunut. Liian vanhan päivämäären syöttäminen aiheuttaa virhehälytyksen.

Paikallinen aika

- Aseta kellonaika paikallisen ajan mukaan (Asetukset -> Mittauksen kulku -> Ylläpito: PVM & aika).
- Kellopariston vaihdon yhteydessä säädä päivämäärä ja aika. Aikaa ei voi säättää yli 24 tuntia taaksepäin verrattuna viimeisimmäksi tallennettuun GMT-aikaan. Liian vanhan ajan antamisen aiheuttaa virhehälytyksen 'Päivämäären asetus epäonnistui. Päivämäärä on liian vanha'.

Suojausasetukset

Kun suojattu kirjautuminen on käytössä (ON), kaikien käyttäjien on aina kirjauduttava ennen QuikRead go -laitteen käytön aloittamista.

Hätätilamittaukset voidaan mitata pelkkää käyttäjätunnistetta käytämällä ilman salasanaa.


Kaikilla käyttäjillä on rooli ja tarvitaan käyttäjätili, jolla on käyttäjätunniste, koko nimi ja salasana. Käyttäjäroolit ovat:

Pääkäyttäjä:

- vain yksi laitetta kohden, pääkäyttäjätunniste on ADMIN. Tunniste ei ole muokattavissa.

Valvoja:

- pääsy kaikkiin muihin toimintoihin paitsi Tehdas-asetusten palautus ja Tietoturvalojen poisto



Kuva 23
Turvallisuusasetukset

Normaali käyttäjä:

- voi asettaa käyttäjäkohtaiset asetukset.
- voi nähdä laadunvalvontatulokset ja LIS-järjestelmän offline-tulokset ja valinnaisesti vanhat potilastulokset.
- voi lisätä uusia laadunvalvontaerää paikallisesti laadunvalvontamittausta tehtäessä. Laadunvalvonnan tarkistus on oltava päällä (ON).
- voi nähdä virhelokin ja siirtää lokin USB-tallennuslaitteeseen.
- ominaisuudet, joihin ei ole käytööikeutta, ovat harmaita.

Katso taulukko sivulla 34 käyttäjärooleista ja -oikeuksista.

Ota suojausasetukset käyttöön siirtymällä kohtaan **Asetukset -> Mittaustapa -> Ylläpito -> Pääkäyttäjäasetukset -> Kirjoita pääkäyttäjäsalasana -> Turvallisuusasetukset**

- Valitse **Kirjautuminen päällä** (ON).
- Määritä pääsy vanhoihin tuloksiin.
- Pääkäyttäjän salasana voidaan vaihtaa pääkäyttäjätilin hallinnoinnin kautta. Pääkäyttäjän salasana on QRGOSET.
- Määritä käyttäjä- ja valvojatilit.
- Aseta uloskirjauksen aikakatkisuaika. Tämä on eri asetus verrattuna lepotila-asetukseen virransäätöasetuksessa. Jos kohdassa Virransäätö Täysi valmiustila on käytössä, käyttäjä kirjataan ulos, kun QuikRead go siirtyy lepotilaan. Käyttäjä voi kirjautua ulos myös manuaalisesti.

Mikäli ylläpitäjän salasana on kadonnut tai unoh-

tunut, väliaikainen salasana voidaan pyytää osoitteessa www.softwareupdate.quikread.com.

Laitteen sarjanumero tarvitaan salasanan vaihtoon. Väliaikainen salasana on voimassa yhden viikon ja sitä voidaan käyttää vain kerran laitteen tehdasasetuksien palauttamiseksi.

Lisätietoja LIS-yhteydestä saat laitteen toimitajalta.

LIS-asetukset

LIS-asetukset kohdassa voidaan muuttaa tiedonsiirron LIS-asetuksia. Tiedot siirretään sarjaportti tai verkkoheyteiden kautta. Verkkoyhteiden käyttö edellyttää, että TCP/IP-asetukset on määritetty. Lisätietoja LIS-yhteydestä saat laitteen toimitajalta.

LIS-ominaisuudet

Poista seuraavat toiminnot käytöstä (OFF) tai ota ne käyttöön (ON).

- **LIS-loki.** Kun tämä on käytössä (ON), LIS-liikenne kirjautuu lokiin.
- **QC-tuloksen tunnistus.** Kun tämä on käytössä (ON), QC-tuloksilla on erityinen tunniste LIS-tietoliikenteessä.
- **LIS-viive.** Kun tämä on käytössä (ON), peräkkäisten tulosten LIS-järjestelmään lähetettämisestä on lyhyt viive. Viive voi olla hyödyllinen ratkaistaessa vanhempien sarjaporttiyhetyksien ruuhkailanteita.
- **Lisätunniste.** Kun tämä on käytössä (ON), näytteelle voidaan lisätä potilastunnus ja käyttäjätunnusken lisäksi kolmas tunniste, esim. potilaan syntymäaika tai lääkärin tunnus.

Lisätunniste voidaan ottaa käyttöön myös QuikRead go -laitteissa, jotka eivät ole yhteydessä LIS-järjestelmään.

POCT1-A2-ominaisuudet

- **Käyttäjän kirjautuminen.** Kun asetus on käytössä (ON), kaikkien käyttäjien on aina kirjauduttava ennen QuikRead go laitteen käytön aloittamista. POCT1-A2-palvelimen on lähetettävä käyttäjätiedot.
- **Potilastunnusken validointi.** Kun asetus on käytössä (ON), potilastunnukset tarkistetaan ladattusta potilasluettelosta ennen tulosten lähetettämistä LIS-järjestelmään.
- **Potilastiedot näkyvät.** Kun asetus on käytössä (ON), potilastiedot näkyvät ennen mittauksen aloittamista.
- **Hätätilamittaus.** Kun tämä ei ole käytössä (OFF), hätätilamittaus on poistettu kirjautumisruudusta.

TCP/IP-asetukset

Valitse käytettävä LIS-yhteyden tyyppi.

WLAN-asetukset

Valitse käytettävä WLAN-yhteyden tyyppi.

Merkistöasetukset

Valitse LIS01-A2-protokollan käyttämä merkistö.

Lisätietoja LIS-yhteydestä saat laitteen toimitajalta.

Tehdasasetusten palautus

Käyttöliittymään voi palauttaa tehdasasetukset. Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki profiilit ja tulokset sekä tyhjentää virhelokin. Laitteissa, joissa on käytössä suojaudu kirjautuminen, tehdasasetusten palautus poistaa myös suojauslokit. Tehdasasetusten palautuksen jälkeen kaikki käyttäjätilit on luotava uudelleen.

Valmistajan osio

Tämä osio on vain valmistajan käyttöön.

Profiilit

Käyttäjäkohtaiset asetukset voi tallentaa profiilina pysyvä käyttö varten. Laitteen muistiin voidaan tallentaa neljä profilia. Jos suojaudu kirjautuminen on käytössä, profiilit eivät ole käytössä.

Profiilin luominen

Kun laitteen asetukset on tehty, ne voidaan tallentaa profiilina:

1. Valitse *Tallenna profiilina*.
2. Valitse *[tyhjä]*.
3. Anna profiilille nimi.
4. Valitse *OK*.

Profiilin käyttöönotto

Valitse *Käytä profilia*. Valitse haluttu profili.

Perusasetukset

Valitsemalla *Perusasetukset* laite palauttaa käytön Käynnistysapurilla luodut asetukset.

4 YLLÄPITO

QuikRead go -laite on suunniteltu mahdollisimman helppokäytöiseksi eikä sen käyttö vaadi määräai-kaishuoitoja. Ota kaikissa korjausasioissa yhteyttä Aidianiin.

Laitteen kalibrointi

Laite on kalibroitu tehtaalla. Laite suorittaa automaattisen toimintatestin jokaisen mittauksen yhteydessä. Mikäli toiminnessa on vikaa, näytöön ilmestyy virhekoodi.

Jokaisen testin kalibrointitiedot tai cut-off -arvo on koodattu kyvetin viivakoodietikettiin. Tieto välittyy laitteeseen automaattisesti mittauksen yhteydessä.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista laitteen ulkopinta säännöllisesti nihkeällä ja nukkaamattomalla, veteen kostutettulla liinalla. Noudata erityistä huolellisuutta kosketusnäytön puhdistamisessa. Varo, ettei nestettä pääse valumaan kosketusnäytön reunoihin, mittauskammioon tai liittimiin.

Tarvittaessa voi käyttää mietoa pesuainetta. Älä käytä puhdistukseen orgaanisia liuottimia tai syövytäviä aineita. Mahdollisesti tartuntavaaralliset roiskeet tulee välittömästi poistaa imupaperilla ja kontaminointuneet alueet puhdistaa desinfiointiaineella tai 70 % etanolilla. Puhdistukseen käytetyt materiaalit, myös käsineet, tulee hävittää kuten tartuntavaaralliset jätteet.

Ohjelmaversion päivitys

Uusi ohjelmisto voidaan ladata laitteeseen USB-tallennuslaitteesta, katso [sivu 25](#). Pyydä lisätietoja Aidinista.

Kellopariston vaihtaminen

Laitteessa on paristo, josta laitteen sisäinen kello saa virtaa. Jos pariston varaus on loppu, näytöön ilmestyy varoitus. Vaihda kelloparisto uuteen samantyyppiseen paristoon (tyyppi CR 2032 3V):

1. Sulje laitteesta virta, jos se on päällä.
2. Irrota virtajohto.
3. Käännä laite kyljelleen pöydällä.
4. Avaa akkutilan kansi.
5. Jos akku on paikallaan, irrota akun liitin akusta ja nostaa akku pois.
6. Irrota kelloparisto pidikkeestä.
7. Laita uusi paristo (tyyppi CR 2032 3V) pitimeen teksti alaspäin.
8. Jos laitetta käytetään akulla, liitä akun liitin akkuun ja paina akku paikalleen. Varmista, että akku on oikein paikoillaan. Sulje akkutilan kansi.
9. Käännä laite takaisin oikein päin ja kiinnitä virrajohto.
10. Käynnistä laite *Virta-kytkimestä*.
11. Säädä päivämäärä ja aika (*Asetukset* -> *Mittaustapa* -> *Ylläpito* -> *Päivämäärä ja aika*).

5 VIANETSINTÄ

Virhetilanteissa QuikRead go -laite näyttää virhekoodin ja opastaa käyttäjää. Seuraan näytön ohjeita ja katso tämän sekä reagenssipakkauksen käyt-

tööhjeen vianetsintätaulukot.
Tarvittaessa ota yhteyttä Aidianiin.

Virheilmoitus / vianetsintä	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
QuikRead go -laite ei käynnisty.	Virtalähde ei ole kytketty.	Kytke virtalähde ja käynnistä uudelleen.
	Laitteessa on sähköinen vika.	Ota yhteyttä Aidianiin.
Kosketusnäyttö ei toimi.	Kosketusnäytön kalibrointi ei ole kohdallaan, eli aktiivinen alue ei ole näppäimen kohdalla.	Kalibroi kosketusnäyttö kohdassa <i>Ylläpito -> Kosketusnäytön kalibrointi</i> olevan ohjeen mukaan.
	Kosketusnäyttö ei toimi lainkaan.	Ota yhteyttä Aidianiin.
Laitteen hälytysääni ei kuulu.	Äänen voimakkuus on säädetty liian alhaiseksi.	Säädä äänen voimakkuutta kohdassa <i>Käyttäjäkohtaiset asetukset</i> olevan ohjeen mukaan.
	Laitteen kaiutin ei toimi.	Käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Aidianiin.

Virheilmoitus/vianetsintä	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Tulostin ei tulosta.	Tulostin ei ole päällä tai kaapeli ei ole liitettynä tai tulostin on rikki tai asetukset eivät ole oikeat.	Varmista, että tulostin on liitettyvä ja sen virta kytkettyvä. Tarkista asetukset. Jos ongelma ei poistu, käynnistä laite ja tulostin uudestaan ja yritä tulostaa Tulokset-valikosta. Jos tämä ei auta, ota yhteystä Aidianiin.
Viivakoodilukija ei toimi.	Viivakoodilukija ei ole liitettyvä tai se on rikki tai asetukset eivät ole oikeat.	Varmista, että viivakoodilukija on liitettyvä. Tarkista asetukset. Jos ongelma ei poistu, käynnistä laite ja yritä uudelleen. Jos tämä ei auta, ota yhteystä Aidianiin.
"Virhekoodi XXX. Käynnistä QuikRead go uudelleen."	Optisilla pinnoilla on kosteutta.	Siirrä laite kuivaan ympäristöön ja käynnistä uudelleen.
	Hetkellinen toimintavika.	Käynnistä laite uudelleen. Jos virhekoodi esiintyy usein, ota yhteystä Aidianiin.
"Virhekoodi XXX. Ota yhteystä Aidianiin.."	Laitteessa on pysyvä vika.	Ota yhteystä Aidianiin.
Akku täytyy ladata usein.	Akun latauskapasiteetti heikkenee akun iän myötä.	Vaihda tilalle uusi akku. Kts. Akun asentaminen.
"Akun virta on alhainen. Yhdistä virtalähteeseen, jotta voit jatkaa mittaamista ja akku latautuu."	Akussa on vähän virtaa.	Liitä laite virtalähteeseen.
Kelloparisto hälyttää.	Sisäisen kellon paristo on tyhjä.	Vaihda kelloparisto. Kts. Kellopariston vaihtaminen.

Virheilmoitus/vianetsintä	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
"Kyvetti on väärässä asennossa. Poista kyvetti."	Kyvetin reunaan on jäyntä folionpalasia. Laitteessa on mekaaninen vika.	Poista kyvetti, kun se on ylhäällä. Varmista seuraavalla kerralla, että folio on täysin poistettu. Tarkista edellä oleva kohta. Jos vika ei ole siinä, käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteytä Aidianiin.
Mittaus ei toimi	Reagenssikorkki puuttuu tai kyvetti on jo käytetty.	Tarkista, että kyvetissä on reagenssikorkki ja että korkin sisällä olevaa väriilistä osaa ei ole painettu alas.
	Erätunnisten luku viivakoodista epäonnistunut.	Yritä uudelleen. Jos vika ei poistu, hylkää testi.
	Reagenssipakkaus on vanhentunut.	Hävitä vanhentunut reagenssipakkaus. Ota käyttöön uusi reagenssipakkaus.
	Kyvetin lämpötila on liian alhainen.	Anna kyvetin lämmetä huoneenlämpöiseksi. Testaa sama kyvetti uudelleen.
	Kyvetin lämpötila on liian korkea.	Anna kyvetin lämmetä huoneenlämpöiseksi. Testaa sama kyvetti uudelleen.
Testi peruutettu.	Taustamittaus on liian korkea.	Testaa sama kyvetti uudelleen. Taustamittaus ei ole valmis tai näyte saattaa sisältää häiritseviä tekijöitä. Jälkimmäisessä tapauksessa testiä ei voida suorittaa.
	Taustamittaus on epästabiili.	
	Häiriö reagenssin lisäyksessä.	Tee uusi testi. Reagenssin lisäyksessä on ilmenyt ongelmia. Varmista, että korkki on suljettu tiiviisti.
	Laitehäiriö.	Tee uusi testi. Mikäli tämä virheilmoitus ilmestyy usein, ota yhteytä Aidianiin.

6 LAITESPESIFIKAATIOT

Vaatimustenmukaisuus- vakuutus

QuikRead go -laite täyttää standardin IEC 61326-2-6 sähkömagneettista säteilyä ja häiriönsietoja koskevat vaatimukset. Laite täyttää FCC luokan A vaatimukset.

Tekniset spesifikaatiot

Laitteessa on esiohjelmoitu mikroprosessori, joka kontrolloi mittausvaiheita ja tulosten käsitelyä. Testin tunniste, mittausajat ja kalibrointitiedot tai cut off -arvo ovat jokaisen kyvetin viivakoodietiketissä. Viivakoodi aktivoi mikroprosessorin, joka kontrolloi ja ohja mittausvaiheita ja muuttaa näytteiden absorbanssilukemat pitoisuusiksi tai cut off -arvoiksi.

Fotometri

QuikRead go -fotometri koostuu mittauskammiosta, kolmesta ledistä ja valodetektoreista. Fotometri on suunniteltu ja kalibroitu sekä fotometrisiin että turbidimetrisiin mittauksiin.

Kosketusnäyttö

Käytöllä oleva kosketusnäyttö perustuu helppokäytöiseen kosketusnäyttöön. Sitä käytetään näytöllä olevilla kosketusnäppäimillä. Näytöllä näkyvät myös jokaiseen mittausvaiheeseen liittyvät viestit ja kehotukset, samoin testituloiset ja virheilmoitukset.

- resistiivinen, 4-johtoinen
- näytön koko: 116,16 x 87,12 mm
- pikselit: 640 x 480

Mitat ja tehovaatimukset

- paino: 1,7 kg ilman virtalähettää
- koko: 27 x 15,5 x 14,5 cm
- Sähkövaatimukset
 - Jännite: 100–240 V AC
 - Taajuus: 50–60 Hz
 - Virrankulutus: 8 W

Laitteen ohjelmisto

Uusi ohjelmaversio QuikRead go -laitteeseen ladataan USB-muistitikulta. Pyydä lisähohjeita Aidianista.

Laitteen tunniste

Jokaisella QuikRead go -laitteella on yksilöllinen sarjanumero, joka löytyy laitteen pohjassa olevasta tarrasta.

Muisti

QuikRead go -laitteessa on sisäinen muisti, johon tulokset tallentuvat. Kts. Tulokset.

Virtalähde

Laite saa virtaa mukana toimitettavan virtalähteen välityksellä. Vaihtoehtoisesti laitetta voi käyttää akulla. Kaapeliliittimen sisällä oleva kytkin vaihtaa virrankäytön automaattisesti akkukäytöstä verkko-virtakäytöön, kts. Akun asentaminen.

LIS-yhteys

Yhteys voidaan muodostaa seuraavasti:

- Käytämällä RJ-45-porttia sarjaporttina erityisen kaapelin avulla. Kaapelin kytkentää liittyvät tekniset tiedot ovat luettavissa osoitteessa www.quikread.com.
- Käytämällä RJ-45-porttia ja tuettua 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet-yhteyttä. Käytettävä kaapelin tulee olla Cat5- tai Cat5e-tyyppinen suojaamatona parikaapeli (UTP).
- WLAN-verkkoyhteyden avulla. Tällöin on käytettävä ulkoista WLAN-USB-tikkua.
- Laite ei tue PoE (Power over Ethernet) -tekniikkaa.
- Lisätietoja saat laitteen toimittajalta.

USB-liittimet

Laitteessa on kolme A-tyypin USB-liittintä, joihin voidaan liittää tulostin, viivakoodilukija tai muistitikku. Laite voidaan liittää virtuaali-com-porttina PC:hen tai tietokoneeseen B-tyypin USB-liittimen kautta.

Huolto

QuikRead go -laite on suunniteltu siten, että se testaa itse jatkuvasti toimintaansa eikä sen käyttö vaa- di määräaikaishuoltoja. Laittevan tai korjaustarpeen ilmetessä ota yhteyttä Aidianiin.

Kaikki potilastulokset tulee poistaa potilashistorias- ta ennen laitteen lähetämistä huoltoon sekä lait- teen ulkopinta tulee puhdistaa. Tarkemmat ohjeet laitteen puhdistuksesta osiossa Laitteen puhdis- minen.

Takuu

Valmistajan takuu kattaa QuikRead go -laitteen materiaali- ja valmistusvirheet kaksi vuotta ostopäivästä lukien.

Valmistaja sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan laitteen, jos se lakkaa toimimasta komponentti- vian vuoksi. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä johtuvaa laitteen rikkoutumista. Takuu on voimassa kaksi vuotta. Jotta takuu on voimassa, laitteen takuusinetti (**Kuva 3**) on oltava koskematon. Val- mistajalla ei ole velvollisuutta muuttaa tai päivittää laitetta, ellei laitteessa todeta valmistusvikaa. Mah- dollisen laitevan ilmetessä ota yhteyttä Aidianiin.

Kierrätyks

QuikRead go -laite on matalajännitteinen elektroni- nen laite. Laite täyttää RoHS-direktiivin vaatimuk- set (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment: Directive 2011/65/EU).

Käytettyä QuikRead go -laitetta on käsiteltävä mah- dollisesti biologisesti vaarallisena jätteenä. Laite on hävitettävä käytetynä lääketieteellisenä laitteena kansallisen ja paikallisen lain mukaan. Varmista, että kaikki potilastiedot on poistettu ennen laitteen hävittämistä.

Pakkausmateriaalit ovat kierrätykskelpoisia.

Akku on hävitettävä direktiiviin 2006/66/EY perus- tutvien kansallisten ja paikallisten keräyssääntöjen mukaisesti.

QuikRead go -laitteen käyttäjätasot ja -oikeudet, kun suojauduksen kirjautuminen on käytössä

Toimi	Normaali käyttäjä	Valvoja	Järjestelmänvalvoja
Potilasmittaus	x	x	x
QC-mittaus	x	x	x
Näytä kaikki QC-tulokset	x	x	x
Lisää uusi QC-erä	x	x	x
Näytä vanhat potilaustulokset	- / x*	x	x
Näytä LIS-offline-tulokset	x	x	x
Siirrä vanhat tulokset USB:hen	-	x	x
Henkilökohtaiset asetukset (Kieli, Virransäästö)	-	x	x
Henkilökohtaiset asetukset (Näytön kirkkaus, Äänenvoimakkuus)	x	x	x
Mittauksen kulku	-	x	x
Testiparametrit	-	x	x
QC-asetukset	-	x	x
Ylläpito (Virheloki, Toimintatesti, Tietoja)	x	x	x
Ylläpito (Perusasetukset, PVM & aika, Ohjelmistopäivitys, Kosketuksen kalibrointi, Ylläpitolokit: siirto)	-	x	x
Ylläpitolokit: Poista suojauslokot	-	-	x
Hallinta-asetukset (kaikki paitsi Palauta tehdasasetukset)	-	x	x
Hallinta-asetukset (Palauta tehdasasetukset)	-	-	x
Vaihda oma salasana	x	x	x
Luo / Muokkaa / Poista käyttäjä	-	x	x
Luo uusi valvoja	-	x	x

Määritty seuraavan kohdan asetusten mukaan: Asetukset → Mittauksen kulku → Ylläpito → Hallinta-asetukset → Suojausasetukset.

INNEHÅLL

1 INTRODUKTION	37	Användargränssnitt i allmänhet	48
Avsedd användning	37	Huvudmeny	48
QuikRead go instrument	37	Statusområdets symboler	48
Säkerhetsinformation	37	Layout	49
Försiktighetsmeddelanden	37	Användargränssnittet	50
2 ATT KOMMA IGÅNG.....	38	3 ANVÄNDNING.....	51
Uppackning	38	Att utföra en analys	51
Tillbehör	38	Att utföra en analys	52
QuikRead go	38	Kvalitetskontroll	53
Lyfta/transportera instrumentet	40	Andra analysprotokoll	53
Placering och miljö	40	Resultat	53
Under användning	40	Visa resultat	53
Transport och förvaring	40	Ta bort gamla resultat	53
Strömkabel & ackumulator	41	Skriva ut resultat	53
Kontakter och kablar	41	Överföra resultaten till USB-minne	53
Ansluta strömkabeln	41	Att skicka offline resultat till LIS/HIS	53
Ansluta ackumulatorpaket	42	Inställningar	54
Ström (på, av, energisparläge)	43	Personliga inställningar	54
Sätt på strömmen	43	Analysflöde	55
Stäng av strömmen	43	Underhållsinställningar	57
Energisparläge	43	Administrativa inställningar	58
Användning av pekskärmen	43	Fabriksåterställning	59
Inställningsguiden	44	Profiler	59
Språk	45	Skapa en profil	59
Datum och tid	46	Tillämpa en profil	59
Skärmens ljusstyrka	46	Grundinställningar	59
Ljudvolym	47		
Energisparläge	47		
Avsluta inställningsguiden	47		
4 UNDERHÅLL.....	60	4 UNDERHÅLL.....	60
Instrumentkalibrering	60	Instrumentkalibrering	60
Rengöring av instrument	60	Mjukvaruuppdatering	60
Byta klockans batteri	60		
5 FELSÖKNING	61		
6 INSTRUMENTSPECIFIKATION ..	64		
Försäkran om överensstämmelse	64		
Teknisk specifikation	64		
Fotometer	64		
Pekskärm	64		
Mått och effektbehov	64		
Instrument mjukvara	64		
Instrumentidentifikation	64		
Minne	64		
Strömförsörjning	64		
LIS-anslutning	64		
USB-anslutning	64		
Service	65		
Garanti	65		
Återvinning	65		
Användarnivåer och rättigheter i QuikRead go när Säkerhetsinloggning har aktiverats	66		

1 INTRODUKTION

Avsedd användning

QuikRead go är ett lättanvänt *in vitro*-diagnostiskt testsystem. Det har utformats för att mäta olika analyter från patientprover som behövs för hjälp till korrekt diagnos och för behandlingsövervakning. Systemet består av QuikRead go instrument och QuikRead go reagenskit.

QuikRead go instrument

QuikRead go instrument är en fotometer som kan producera kvantitativa och kvalitativa resultat. Instrumentet har utformats och kalibrerats både för fotometriska och turbidimetriska mätningar. Instrumentet guidar dig genom analysproceduren med hjälp av meddelanden och bilder som visas på displayen.

QuikRead go instrumentet mäter absorbansen i kyvettinnehållet och omvandlar det till koncentrationsvärden eller ett positivt/negativt resultat utifrån testets förinställda kalibreringsdata. Kalibreringsdata som definierar den övergripande analyskurvan eller cut-offvärdet för varje test finns kodad på varje kyvettetikett. Denna information överförs automatiskt till QuikRead go instrumentet under mätningen.

Analyserna utförs enligt användarinstruktioner som medföljer varje QuikRead go reagenskit. Resultaten finns tillgängliga inom någon minut.

Instrumentet kan användas antingen med nätström eller med en ackumulatorenhet. Den har USB-anslutningar för en extern skrivare, ett tangentbord

eller en streckkodsläsare. Instrumentet kan användas antingen med nätström eller med en ackumulatorenhet. Den har USB-anslutningar för en extern skrivare, ett tangentbord eller en streckkodsläsare. QuikRead go instrument kan anslutas till ett fjärranslutet laboratoriedatasystem (LIS/HIS). Instrumentet använder ett standardiserat dataöverföringsprotokoll. Kontakta din lokala leverantör för mer information.

Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet, notera alla varningar och försiktighetsmeddelanden. För att varna dig för eventuella elektriska eller operativa risker, tillhandahålls varning om försiktighet i tillämpliga fall. Innan du använder QuikRead go, läs följande försiktighetsmeddelanden och begränsningar noggrant.

Försiktighetsmeddelanden och begränsningar

- Spill inte ut någon vätska eller tappa inte något objekt på eller i instrumentet.
- Spill av potentiellt smittsamt material bör torkas bort omedelbart med absorberande papper och de kontaminerade områdena tvättas med ett standarddesinfektionsmedel eller 70% etanol. Material som används för att rengöra spill, inklusive handskar, ska kasseras som biologiskt riskavfall.
- Läs i förväg och följ noga QuikRead go inlaga som medföljer varje reagenskit.
- Enbart QuikRead go reagenskit kan användas.

- Blanda inte komponenter med olika batchnummer eller olika analyter.
- En kyvett skall alltid ha en väl försiljut reagenskork på innan den sätts ner i QuikRead go instrumentet.
- Säkerställ att kyvettfolien är helt borttagen.
- Använd endast den strömförsörjning som levererats med instrumentet och se till att kontakten är placerad så att den är flyttbar.
- Använd endast den officiella QuikRead go ackumulatorn som tillhandahålls av Aidian.
- Stoppa inte in dina fingrar eller några externa enheter i QuikRead go under mätning.
- Ta inte bort eller stäng av en USB-enhet under dataöverföring.
- Öppna inte instrumentets höljen genom att lossa några skruvar. Om garantiförseglingen är bruten blir instrumentets garanti ogiltig.
- Använd ett säkert internt nätverk eller VPN (Virtual Private Network) när QuikRead go ansluts till LIS/HIS med LAN.
- Instrumentet ska inte användas eller anslutas till ett LAN om garantiförseglingen är bruten.

2 ATT KOMMA IGÅNG

Uppackning

Öppna transportförpackningen och kontrollera att den innehåller alla nödvändiga saker:

- Instrument
- Instrumentmanual
- Strömförsljning
- Huvudkabel
- Analyscertifikat

Undersök noggrant instrumentet för att kontrollera att det inte har skadats under transporten. Om skador har uppstått eller delar saknas, kontakta omedelbart din lokala leverantör.

Tillbehör

Skrivare

Instrumentet kan anslutas till en skrivare. En lista över kompatibla skrivare och konfigurationsparametrar finns på www.quikread.com. Anslut skrivaren till en USB-port och följ anvisningarna på displayen.

Streckkodsläsare

En extern streckkodsläsare kan anslutas till QuikRead go instrument. En lista över kompatibla streckkodsläsare finns på www.quikread.com. Anslut den kompatibla streckkodsläsaren till en USB-port och följ instruktionerna på displayen.

WLAN adapter

För trådlös datauppkoppling. Använd endast adapter tillhandahållen av Aidian. Anslut adaptern till någon av USB portarna.

QuikRead go

QuikRead go visas i **bild 1** (instrument ovanifrån), **bild 2** (instrument bakifrån) och **bild 3** (instrument underifrån).




Bild 1

1. Mätbrunn för kyvett
2. Pekskärm
3. AV/PÅ knapp
4. USB-ingång 1 (typ A)




Bild 2

1. USB ingång 2 (typ A)
2. USB ingång 3 (typ A)
3. USB ingång 4 (typ B)
4. RJ-45 ingång
5. Anslutning för strömförsejring




Bild 3

1. Ackumulatorenhet
2. Instrumentetikett med serienummer
3. Garantiförsegling

Lyfta/transportera instrumentet

Vid lyft eller transport av QuikRead go instrument, hantera det alltid varsamt. På baksidan av instrumentet finns ett handtag som gör att du kan lyfta instrumentet med en hand (**bild 4**).

En fördjupning finns på instrumentets sidor för att underlätta förflyttning (**bild 5**).




Bild 4

Lyfta instrumentet med en hand.



Bild 5

Lyfta instrumentet med två händer.

Placering och miljö

Under användning

Instrument bör placeras på en ren, plan, horisontell yta och följande punkter bör iakttas:

- För inomhus bruk
- Nivå upp till 2000 m
- Den omgivande temperaturen ska vara mellan 15°C och 35°C.
- Maximal relativ luftfuktighet 80% för temperaturer upp till 31°C minskande linjärt till 67% relativ luftfuktighet vid 35°C (icke-kondenserade).
- Nätspänningen fluktuationer upp till $\pm 10\%$ av nominell spänning.
- Installation kategori II (2500 V övergående).
- Placera inte instrumentet i direkt solljus.
- Placera inte instrumentet nära starka magnetiska eller elektriska fält.
- Gör inga mätningar i ett fordon som rör sig.
- Flytta inte instrumentet då en analys utförs.
- Föroreningsgrad 2.

Transport och förvaring

- Den omgivande temperaturen ska vara mellan 2°C och 35°C.
- Skydda mot regn och fukt.
- Hantera instrumentet med omsorg.

Strömkabel & ackumulator

QuikRead go instrument kan användas antingen med strömkabeln eller ackumulatorpaketet. Ackumulatorpaketet laddas automatiskt när strömkabeln är nätsluten.



USB



RJ-45



Vänligen läs manualen



Ström



Av/på knapp

Kontakter och kablar

På baksidan av instrumentet finns det fem kopplingar med symboler som beskriver dess användning. En USB-ingång är placerad på höger sida av instrumentet. Alla symboler beskrivs i **bild 6**.

RJ-45-kontakten kan användas för seriell- och LAN-anslutning. Diagram över kopplingsschema beskrivs på www.quikread.com.

Ansluta strömkabeln

Anslut strömkabeln till baksidan av instrumentet.

Anslut nätaggregatet till ett eluttag.




Bild 6

Symboler på QuikRead go

Bild 7

Anslut strömkabel

Ansluta ackumulatorpaket

Följ noga anvisningarna nedan för att ansluta ackumulatorenheten till QuikRead go instrument.

1. Stäng av instrumentet (om det är igång).
2. Dra ut strömkabeln.
3. Ställ instrumentet på sidan.
4. Öppna ackumulatorluckan.
5. Anslut ackumulatorn.
6. Koppla ackumulatorenheten på plats och se till att den placeras på rätt sätt.
7. Stäng ackumulatorluckan.
8. Vänd tillbaka instrumentet till utgångsposition.




Bild 8

1. Ackumulatorlucka
2. Ackumulatorkoppling
3. Ackumulatorenhet
4. Klockbatteri

Ström (på, av, energisparläge)

QuikRead go kan vara i tre lägen: på, av eller energisparläge.

Sätt på strömmen

För att aktivera instrumentet, tryck på strömbrytaren på frontpanelen i 2 sek. Lampan på strömbrytaren anger att instrumentet är påslaget. Om ingenting händer, kontrollera att strömkabeln är ansluten, eller om instrumentet är i ackumulatorläge, se till att ackumulatorn laddas.

Efter att du tryckt på strömbrytaren kommer bakgrundsbelysning i displayen att lysa, instrumentet startar och huvudmenyn kommer att visas. Om du startar QuikRead go instrument för första gången kommer en inställningsguide upp (se kapitel inställningsguiden).

Stäng av strömmen

När du ska stänga av instrumentet trycker du på knappen "Strömbrytaren" i ca två sekunder. Instrumentet vill att du bekräftar avstängning genom att fråga "vill du stänga av?" Om JA väljs på pekskärmen, stängs instrumentet av. Om en kyvett är inuti instrumentet under avstängning kommer kyvetten att lyftas upp och instrumentet uppmanar att du ska plocka bort kyvetten.

Energisparläge

Syftet med energisparläget är att spara ackumulatorns batterier. Viloläget kommer att aktiveras automatiskt när instrumentet har varit inaktivt längre än den tid som valts i personliga inställningar (se kapitel *Inställningar* → *Energisparläge*). Viloläget kan vara antingen "Fullständig standby" eller "Stäng endast locket".

Instrumentet visar viloläget genom att strömbrytaren blinkar. För att aktivera instrumentet, tryck på strömbrytaren.

Användning av pekskärmen

QuikRead go instrument har en pekskärm i färg. Man trycker på de virtuella knapparna med fingret med eller utan handskar. Pekskärmen kräver inte mycket tryck och om man trycker för hårt eller med ett vasst objekt kan skärmen skadas. Det finns alltid en återkoppling när en knapp har vidrörts: Knappen svarar på trycket både genom att ändra utseende och avge ett hörbart ljud. Ett kommando registreras när ett finger tas bort från knappen som berörts. Om vidröring sker utanför den ursprungliga knappens område ges inget kommando.




Bild 9

Använd pekskärmen genom att försiktigt vidröra den med ett finger.

Inställningsguiden

När du startar QuikRead go instrument för första gången blir du ombedd att fullfölja inställningsguiden. Inställningsguiden ber dig att välja språk samt att ställa in datum och tid. Standardinställningen är engelska. Språket kan ändras vid det första steget på inställningsguiden. Starta inställningsguiden genom att välja **Start** (se **bild 10**).

Notera

Inställningsguiden kan också startas manuellt från: *Inställningar* -> *Analysflöde* -> *Underhåll* -> *Grundinställningar*.




Bild 10

Starta inställningsguiden genom att välja **Start**.

Språk

Välj det språk du vill använda på instrumentet. Om du inte kan se önskat språk i listan, välj *More languages (Fler språk)* för fler alternativ. Välj språk genom att trycka på motsvarande knapp. Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta ditt val av språk. Du kommer att se begäran om bekräftelse både på engelska och på det valda språket. Om det valda språket är korrekt välj *Yes (Ja)*, om inte, välj *No (Nej)*. Det valda språket kan ändras när som helst senare.




Bild 11

Det första steget i inställningsguiden är att välja det språk man önskar för QuikRead go instrument.

Datum och tid

Det andra steget i inställningsguiden är att justera datum och tid. För att göra detta, följ instruktionerna nedan:

1. Välj *Redigera* på *Tid*-raden.
2. Justera tiden med pilknapparna.
3. Välj mellan 12-timmars och 24-timmars klocka.
4. Acceptera med *OK*.
5. Tryck på *Redigera* på *Dag*-raden.
6. Justera datum med pilknapparna.
7. Välj datumformat.
8. Godkänn genom *OK*.
9. Välj *Nästa* för att fortsätta.
10. Välj *Nästa*.

Skärmens ljusstyrka

Det tredje steget på inställningsguiden är att justera skärmens ljusstyrka. För att göra detta, följ instruktionerna nedan:

1. Justera skärmens ljusstyrka med pil tangenterna.
2. Godkänn genom att välja *Nästa*.




Bild 12

Det andra steget i inställningsguiden är att justera datum och tid.

Ljudvolym

Det fjärde steget i inställningsguiden är att justera ljudvolymen:

1. Justera knappljudvolymen med piltangenterna.
2. Volymen kan testas med hjälp av *Test*-knappen.
3. Justera signalvolymen med piltangenterna.
4. Volymen kan testas med hjälp av *Test*-knappen.
5. Godkänn genom att välja *Nästa*.

Energisparläge

Justera tiden för energisparläget för att minska strömförbrukningen när instrumentet drivs av batteripaketet. En kortare tid förlänger drifttiden.

1. Välj efter hur lång tid QuikRead go-instrumentet ska gå i viloläge (energisparläge).
2. Välj funktion för viloläget. I Fullständig standby övergår QuikRead i viloläge och stänger av bakgrundsbelysningen till displayen efter den angivna tiden. I läget Stäng endast locket stängs locket.

Avsluta inställningsguiden

Du har nu slutfört inställningsguiden. Du kan börja använda instrumentet eller fortsätta att göra inställningar i *Avancerade inställningar*, som tar dig till *Mätflöde* där du kan ändra inställningarna för laboratorie- och arbetsrutiner.




Bild 13 Energisparläge

Användargränssnitt i allmänhet

QuikRead go instrumentet används via ett grafiskt användargränssnitt. I detta kapitel förklaras de viktigaste principerna för användargränssnittet.

Huvudmeny

Alla funktioner i användargränssnittet kan nås via huvudmenyn (se **bild 14**).

Statusområdets symboler

Statusområdet kan innehålla följande symboler (se **bild 15**):




Bild 14

LIS-anslutningsstatus:	Energistatus:	Övrigt:
LIS online	Huvudströmmen OK	Streckkod
LIS offline	Fel på huvudströmmen (röd symbol)	Skrivare
LIS väntar	Ackumulatorströmmen OK	USB-lagring
POCT-status:	Låg ackumulatorström (röd symbol)	Tangentbord
Meddelanden i kö	Låg batteriladdning för realtidsläckan (röd symbol)	Feeder
Instrumentet låst		Ansluten till QR go Feeder

Bild 15

Statusområdets symboler

Layout

Skärmområdet i användargränssnittet är indelat i fem avdelningar (se **bild 16a & 16b**):

1. Statusområdet

Anger status för QuikRead go instrumentet via symboler.

2. Meddelandeområde

Indikerar nuvarande skede av processen via färg. Startfärg är grått, medan det gröna betyder att något håller på att utföras, gult betyder att en användaråtgärd behövs och rött indikerar ett fel.

4. Informationsområde

På de flesta skärmar finns ytterligare information för vägledning.

3. Innehållsområde

De faktiska uppgifterna är i mitten av skärmen.

5. Navigationsområde

Standardknappar för navigering finns längst ner på skärmen.

The screenshot shows the main result screen. At the top left is the word 'PROFIL' and at the top right are icons for battery level, signal strength, and a clock showing 12:20. A blue circle labeled '1' points to the top left corner. Below the header is a horizontal bar with 'Analysera' on the left and 'RESULTAT' on the right. A large result card for 'CRP' is displayed with the value '20 mg/l'. A blue circle labeled '2' points to the top of this card. Below the card are fields for 'Patient ID' (xxxxxx) and 'Analystid' (2017-05-03 12:19). A blue circle labeled '3' points to the 'Analystid' field. Further down is a section for 'Test' (CRP) and 'Resultatinformation'. A blue circle labeled '4' points to an information icon (i) with the text: 'Välj Resultatinformation för att se mer information. Ta bort kryetten för att fortsätta med en ny analys.' At the bottom are three buttons: 'Avsluta', 'Skriv ut', and 'Ny analys'. A blue circle labeled '5' points to the 'Avsluta' button.

Bild 16a Resultatskärm

This screenshot shows the 'Resultatinformation' screen. At the top left is 'PROFIL' and at the top right are icons for battery level, signal strength, and a clock showing 12:20. A blue circle labeled '1' points to the top left corner. Below the header is a horizontal bar with 'Analysera' on the left and 'RESULTAT' on the right. The result card for 'CRP' is identical to Bild 16a. A blue circle labeled '2' points to the top of the card. Below the card are fields for 'Operatörs ID' (12345), 'Övrig ID' (DOC1), 'Analys ID' (30/A17044I01234), 'LOT' (LOT), 'REAG' (REAG), 'BUF' (BUF), and 'HSID' (HS44). A blue circle labeled '3' points to the 'Analys ID' field. Further down is a section for 'QuikRead go' (A17044I01234) and a date (2019-03-05). A blue circle labeled '4' points to an information icon (i) with the text: 'Välj Resultat för att visa mätningsresultat. Ta bort kryetten för att fortsätta med en ny mätning.' At the bottom are three buttons: 'Avsluta', 'Skriv ut', and 'Ny analys'. A blue circle labeled '5' points to the 'Avsluta' button.

Bild 16b Skärmen Resultatinformation

Användargränssnittet

Strukturen är annorlunda beroende på om Säkerhetsinloggning är aktiverad i *Inställningar* -> *Mätföde* -> *Underhåll* -> *Admin inställningar* -> *Säkerhetsinställningar* (se bild 17a och 17b):

Deras funktion beskrivs i nästa kapitel.

Användargränssnittets struktur utan Säkerhetsinloggningens funktioner:

1. Mätning
2. Kvalitetskontroll
3. Resultat
4. Profiler
5. Inställningar

Användargränssnittets struktur med Säkerhetsinloggningen aktiverad:

1. Mätning
2. Kvalitetskontroll
3. Resultat
4. Inställningar
5. Logga ut




Bild 17a Användargränssnittets struktur utan Säkerhetsinloggningens funktioner.




Bild 17b Användargränssnittets struktur med Säkerhetsinloggningens funktioner.

3 ANVÄNDNING

Användningen av QuikRead go instrument kan delas in i tre delar:

- Att utföra en analys
- Visa resultat
- Ändra instrumentinställningar

Att utföra en analys

Instrumentet kan ställas in på olika analyslägen om det behövs. Grundinställningen använder det enklaste analysprotokollet och är standard i ett nytt instrument om inställningen inte har ändrats när instrumentet tas i bruk. Endast QuikRead go reagenskit kan användas för att utföra ett test. Läs instruktionerna för användning av QuikRead go reagenskit före användning. Instruktionerna ger dig mer detaljerad information om hur du utför testen och provtagning.




Bild 18

Starta en analys genom att välja *Analysera* på huvudmenyn.

Att utföra en analys

I grundinställningen av QuikRead go instrumentet utförs en analys och resultatet visas på displayen tillsammans med reagensets batchdata.

För att utföra en analys, gör följande:

1. Välj *Analysera* på huvudmenyn och följ instruktionerna på skärmen (se **bild 18**).
2. Sätt ner en kyvett i mätbrunnen i rätt läge. Streckkoden på kyvetten skall vara vänd mot dig (se **bild 19**).
Obs: Placera inte ett finger eller något annat föremål i mätbrunnen.
3. Locket stängs och instrumentet startar analysen.
4. När analysen är avslutad kommer resultatet att visas på displayen och kyvetten lyfts upp för att kunna tas bort. Välj *Resultatinfo* för att se ytterligare information om testet (se **Bild 16b**).
5. Ta bort kyvetten. Resultatet försvinner från displayen. Det kan visas igen genom att välja *Se föregående resultat*.
6. Om du vill göra en ny analys, sätt ner en ny kyvett i mätbrunnen. Väljer du *Avbryt* kommer du till huvudmenyn.




Bild 19

Sätt ner en kyvett i mätbrunnen så att streckkoden är vänd mot dig.

Kvalitetskontroll

QuikRead go har en separat fil som visar tidigare resultat för kvalitetskontroller. Kvalitetskontroller analyseras som patientprover men resultaten lagras i en separat resultatfil. För att starta en kvalitetskontrollanalys, välj *Kvalitetskontroll* på huvudmenyn och följ instruktionerna på skärmen.

Andra analysprotokoll

Instrumentet kan användas i olika analyslägen utöver basprotokollet. Tillvalsprotokoll omfattar användning av patient-ID, operatörs-ID, utskrift av resultaten eller att skicka resultatet till LIS (Laboratory Information System). Analysprotokollet definieras i menyn där dessa funktioner kan aktiveras eller inaktiveras. Om Säkerhetsinloggningen är aktiverad, ersätter den Operatörs-ID.

Operatörs- och patient-ID kan läsas in via en streckkodsläsare eller skrivas in med instrumentets virtuella tangentbord eller ett externt tangentbord. Användaren matar in operatörs- och patient-ID före analyseringen. Alternativt kan någon av dessa eller båda ID vara inaktiverade. Operatörs-ID kan också konfigureras så att det senast använda föreslås. Användaren kan ändra operatörs-ID före en analys genom att skriva över den sista ID med en ny. Analysresultaten kan skickas till en skrivare och/eller LIS-överföring.

Resultat

Resultaten lagras i Resultat-filen, där de kan visas, skrivas ut eller överföras till USB-lagring. Filen *Resultat* har följande undermenyalternativ: *Senaste resultat*, *Senaste kvalitetskontrollresultat*, *LIS-offlineresultat* och *Ta bort resultathistorik*.

LIS offline resultaten är resultat som lagrats i minnet på ett QuikRead go instrument som normalt är anslutet till ett LIS men har tillfälligt varit i LIS offline-läge, t.ex. under ett hembesök eller ett avdelningsbesök.

Visa resultat

Vill du se resultaten väljer du *Resultat* i huvudmenyn. Du kan välja *Senaste resultaten* eller *Senaste QC resultaten* eller *LIS resultat offline*. Resultaten kan rullas upp och ner med knapparna till höger. Resultaten kan sorteras efter tid, analyt eller patient-ID genom att välja rätt knappar. Om du trycker på ett resultat kommer du få se detaljerad information om denna analys.

Ta bort gamla resultat

Om du väljer *Radera resultathistorik* kommer alla gamla resultat att försvinna. Instrumentet kommer att be dig bekräfta detta innan de raderas.

Skriva ut resultat

Om du väljer *Utskrift* kommer du ha möjlighet att skriva ut resultat sorterade efter datum, analyt eller patient-ID. Tryck på knappen och välj de resultat som skall skrivas ut. Välj *OK* för att starta utskriften.

Överföra resultaten till USB-minne

Resultatet kan överföras till ett USB-minne. Anslut en USB-lagringsenhets till en USB-port. Välj *Överföring till USB*, välj de resultat som skall överföras och välj *OK*. Ta inte bort USB-minnet förrän överföringen är slutförd. Efter att överföringen slutförts kommer ett meddelande "Överföring slutförd". Då kan du säkert ta bort USB-minnet.

Att skicka offline resultat till LIS/HIS

Alla resultat som inte skickats till LIS kan visas genom att välja *LIS offline resultat*. Genom att välja *Skicka till LIS* skickas resultatet till LIS-systemet, och efter en lyckad överföring av resultaten raderas de från LIS offline minne. Genom att välja *Ta bort offline resultat* tas resultaten bort utan att de skickas till LIS. QuikRead go instrumentet kontrollerar LIS-anslutningen automatiskt vid uppstart, vid inträdet i huvudmenyn och efter varje analys. Om en anslutning är tillgänglig och det finns uppgifter i LIS offline resultatminnet, kommer QuikRead go instrumentet automatiskt föreslå "Skicka offline resultat till LIS".

Inställningar

QuikRead go inställningar kan konfigureras via pekskärmen. Inställningarna är indelade i fyra huvudkategorier.

- Personliga inställningar
- Analysflödet
- Underhåll
- Admin-inställningar

Sparade ändringar i personliga inställningar och analysflödesinställningar sker genom att de sparas som profiler som senare kan tas i bruk genom att tillämpa en profil vid uppstarten.

Ändringar av fabriksinställningar görs med hjälp av inställningsguiden. När man börjar använda instrumentet första gången används fabriksinställningarna. Om Säkerhetsinloggningen är aktiverad kommer olika användarroller med olika användarrättigheter att användas, se tabellen *Användarroller och rättigheter på sidan 66*.

Personliga inställningar

I personliga inställningarna kan operatören justera eller välja användarorienterade inställningar. Dessa inställningar kan väljas för tillfällig användning tills instrumentet stängs av. För vidare användning av dessa inställningar behöver de sparas som en profil. För kontinuerlig användning bör inställningarna konfigureras med inställningsguiden: *Inställningar* → *Analysflöde* → *Underhåll* → *Grundläggande inställningar*.

Skärm

Skärmens ljusstyrka kan justeras genom att välja *Skärm*. För att öka eller minska ljusstyrkan på skärmen använd pilknapparna. Godkänn genom *OK* eller förkasta med *Avbryt*.

Volym

Ljudvolymen kan justeras genom att välja *Volym*. Justera volymen på knappljudet och volymen på varningstonen genom att trycka på pilknapparna. Godkänn genom *OK* eller förkasta med *Avbryt*.

Språk

Språket har valts med installationsguiden. Här är det möjligt att ändra språk genom att välja *Språk* och därefter välja önskat språk. Godkänn genom *JA* eller förkasta med *NEJ*.

Energisparläge

Den tid efter vilken QuikRead go-instrument stänger luckan – utan att gå i viloläge – kan ställas in via *Energisparläge* > *Stäng endast locket*. Ställ in värdet för fördräjningen med pilknapparna.

Instrumentet stänger luckan utan att gå i viloläge (aktivera energisparläget) om det inte har använts




Bild 20

Personliga inställningar,
meny

under den tidsperiod som angetts. Det här läget stör ingen LIS/HIS-anslutning.

Den tid efter vilken QuikRead go-instrumentet går i viloläge kan ställas in via *Energisparläge > Fullständig standby*. Ställ in värdet för fördräjningen med pilknapparna. Instrumentet går från oanvänt läge till viloläge om det inte har använts under den tidsperiod som angetts. Övergången till viloläge stänger eventuella aktiva LIS/HIS-anslutningar. Acceptera inställningarna med *OK* eller avvisa dem med *Avbryt*.

Spara ändringar i personliga inställningar

När alla justeringar av personliga inställningar har gjorts välja *Spara*.

Spara inställningen till profiler för kommande användning

På huvudmenyn väljer du *Profiler*. Välj *Spara som en profil*, välj en tom profil och namnge den eller välj en profil som du vill ändra, ge profilen ett nytt namn om det behövs och acceptera med *OK*.

Analysflöde

I analysflödets inställningar kan operatören justera eller välja laboratorie/arbetstunten orienterade inställningar som operatörs- och patient-ID, utskrift, LIS-överföring och några testspecifika parametrar. Dessa inställningar kan väljas för tillfällig användning genom att välja *Spara* efter ändringarna har gjorts.

För ytterligare användning behöver inställningarna

sparas som en profil. För kontinuerlig användning bör inställningar konfigureras med installationsguiden.

Operatörs-ID

är en identifiering av användaren.

- *Operatörs-ID OFF*: Instrumentet kräver inte ett Operatörs-ID.
- *Operatörs-ID ON*: operatörs-ID måste ges före varje analys och ID är kopplat till analys-resultatet.
- *Operatör ID ON + föreslå senaste*: Instrumentet föreslår ett tidigare ID som skall användas, men det kan också ändras.

Patient-ID

är en identifiering av patientprovet.

- *Patient-ID OFF*: Instrumentet söker inte ett patient-ID.
- *Patient-ID ON*: Ett patient-ID måste anges före varje analys och ID kopplas med analysresultatet.

Testparametrar

Några testspecifika parametrar kan ändras. Förflyttningar kräver att ADMIN lösenord anges, detta är QRGOSET. Välj  / Testparametrar och motsvarande *Test*. En förteckning över parametrar som ska konfigureras kommer att visas.




Bild 21
Analysflöde, meny

Kvalitetskontroll

De här inställningarna är för kvalitetskontroller. Lots för kvalitetskontroll kan användas för att automatisera QC-kontrollen. Ange och redigera information om kvalitetskontrolllots här. Om POCT1-A2 används kan information om ett nytt lot som ska skickas till LIS / HIS anges här, men kan inte redigeras manuellt.

QC-kontroll kan konfigureras för att bara ge en varning eller konfigureras för att avaktivera patientmätningar om kvalitetskontrollmätningen ligger utanför de kritiska gränserna. En lyckad kvalitetskontrollmätning återaktiverar patientmätningar. Om QC-kontroll ändras till OFF och sedan ON igen

återställs också QC-läset och patientmätningarna återaktiveras.

Om du vill slå på QC-kontroll väljer du / QC och anger administratörens lösenord.

- **QC-kontroll OFF:** Kvalitetskontroll används inte.
 - **QC-kontroll ON:** Kvalitetskontroll används
 - **QC-lås:** Om det här väljs kommer instrumentet att läsas om resultatet från kvalitetskontrollen ligger utanför de kritiska gränserna. Om du vill ange ett nytt kvalitetskontrollprov följer du anvisningarna nedan:
1. Välj *Inställningar* → *Mätflöde* → *QC*. Skriv in admin lösenord.
 2. Välj *Ny lot*.

3. Välj testet från listan *Test*.
4. Ange *QC lot-id*.
5. Välj enhet från listan *Enhet*.
6. Ange gränserna för *Varningsområde*.
- OBS!** Använd punkt istället för komma för decimaler.
7. Ange gränserna för *Kritiskt område*.
8. Ange *Målvärdet*.
9. Välj *Nästa*.
10. Ange utgångsdatum.
11. Acceptera två gånger genom att trycka på *OK*.
12. Välj *Tillbaka*.
13. Välj *Spara*.

En lot för kvalitetskontroll har nu definierats. Parametrarna för en lot kan redigeras eller loten raderas genom att du markerar raden och väljer *Redigera* eller *Ta bort*. När en kvalitetskontrollmätning startas kan önskad lot för kvalitetskontroll väljas från listan via .

Skriva ut

- **Skriva ut OFF:** Instrumentet föreslår inte utskrift. Det är dock möjligt att skriva ut resultatet genom att välja *Skriv ut* på Åtgärd/Resultat skärmen.
- **Skriva ut ON:** Efter att kyvetten lyfts upp frågar instrumentet "Skriv ut aktuellt resultat?" Acceptera utskrift genom att välja JA. Avbryt utskrift genom att välja NEJ.
- **Skriva ut ON + Automatisk:** Instrumentet skriver ut varje analysresultat automatiskt.

Inställningar		MÄTFLÖDE :: QC LOT-EGENSKAPER			
Test:	CRP				
QC lot-ID:	1526010				
Enhet:	mg/l				
Varnings-område	38	Abc	till	48	Abc
Kritiskt område	34	Abc	till	52	Abc
Målvärdet	43	Abc			

Bild 22

QC lot-egenskaper

LIS överföring

- *LIS överföring OFF*: Instrumentet skickar inte resultaten till Laboratoriedatasystemet.
- *LIS överföring ON*: Efter utskrift, om den är aktiverad, frågar instrumentet: "Skall resultatet skickas till LIS?" Acceptera att skicka genom att välja *Godkänn*. Avvisa genom att välja *Avvisa*.
- *LIS överföring ON + Automatisk*: Instrumentet sänder automatiskt analysresultatet till LIS.

Spara analysflödet i profiler för kommande användning

På huvudmenyn väljer du *Profiler*. Välj *Spara som profil*, välj en tom profil och ge den ett namn eller välj en profil som du vill ändra, ge profilen ett nytt namn om det behövs och välj *OK*.

Underhållsinställningar

Instrumentets specifika inställningar kan konfigureras i Underhållsmenyn.

Datum och tid

Datum och tid kan justeras genom att välja *Datum och tid*. För att göra detta, följ instruktionerna nedan:

1. Välj *Redigera* på *Tid* raden.
2. Justera tiden med pilknapparna.
3. Välj mellan 12-timmars och 24-timmars klocka.
4. Godkänn genom *OK*.
5. Välj *Redigera* på *Datum*-raden.
6. Justera datum med pil tangenterna.
7. Välj format för datum.

8. Godkänn genom *OK* och bekräfta genom *OK* på nästa skärm.
9. Välj *OK* för att fortsätta med inställningarna.

Fellogg

Instrumentets felkoder lagras i minnet. Felkoder kan rullas upp och ner med pilarna till höger eller så kan de sorteras genom att välja *Tid* eller *Felkod*. Felkoder kan överföras till ett USB-minne.

1. Välj *Överföring till USB*.
2. Anslut en USB-lagrings enhet till en USB-port. Vänta tills skärmen visar: "Överföring slutförd". Nu kan du säkert ta bort USB-lagrings enhet.
3. Välj *OK* och ta bort USB-minne.
4. Välj *Tillbaka* för att återgå till underhållsmenyn. Knappen *Ta bort Fellogg* tar bort alla felkoder från minnet. Innan du raderar visas en bekräftelse text.
1. Godkänn genom *Ja* eller avbryt med *Nej*.
2. Välj *OK* på *Fellogg* tommar skärm.
3. Välj *Tillbaka* och *Avbryt* och återgå till huvudmenyn.

Självkontroll

Instrumentet utför operativa kontroller för att säkerställa funktionen. Utför en självkontroll genom att välja *OK*. Återgå till underhåll genom att välja *OK*.

Mjukvaruuppdatering

QuikRead go mjukvara definierar instrumentets funktioner. Mjukvaran kan uppdateras till den senaste tillgängliga version. Nytt program blir till-

gängligt via webbsidan www.softwareupdate.quikread.com eller det kan beställas och levereras på ett USB-minne. Välj *Inställningar* → *Mjukvaruuppdatering*.

Om instrumentet har en acku-enhet, ta bort den innan du börjar uppdatera. Ny mjukvara kommer levereras på ett USB-minne. Anslut den till ett USB uttag. Det nya versionsnumret kommer att visas på displayen. Bekräfта uppdateringen genom att välja *Ja*. Efter slutförd mjukvaruuppdatering visas följande meddelande upp: "Du kan nu ta bort USB-minnet. Efter omstart, fortsätter uppdateringen och skärmen kommer bli svart i ca 30 sekunder. Stäng inte av strömmen tills uppdateringen är helt klar. Tryck OK för att starta om instrumentet." Tryck på *OK*. Därefter kommer följande meddelande att visas: "Instrumentet måste startas om för att slutföra mjukvaruuppdateringen." Tryck på *Omstart*. QuikRead go kommer att starta om och återvända till startmenyn.

Du kan nu ta bort USB-minnet.

Kalibrering av pekskärmen

Pekskärmen kan kalibreras för att optimera användbarheten av knapparna. Starta kalibreringen genom att välja *Pekskärmskalibrering*. Kalibrera pekskärmen genom att trycka på var och en av de svarta cirklarna i turordning. Efter "Pekskärmskalibreringen lyckades" välj *OK*.

Produktinformation

Bildskärmen *Om* visar instrumentspecifika detaljer:

- Instruments serienummer
- Mjukvaruversionsnummer
- LIS-anslutningsdetaljer

Underhållsloggar

Instrumentets loggar och säkerhetsloggar kan överföras till en USB-lagringsenhets. Säkerhetsloggar kan också tas bort. Överföringen till USB-minnet tömmer inte loggfilerna.

Administrativa inställningar

De administrativa inställningarna (*Inställningar* → *Mätflöde* → *Underhåll* → *Admin inställningar*) tillåter administrativ personal att justera instrumentspecifika inställningar för LIS-anslutningen, GMT-värden, Säkerhetsinställningar och Feederinställningar för QuikRead go. En fabriksåterställning kan också startas härifrån.

Följande lösenord krävs för att ändra administrativa inställningarna: QRGOSET. Lösenordet används för att bekräfta att användaren inte går till den här sidan av misstag.

GMT

GMT är en universell tid mot vilken instrumentets tid är inställt. GMT är inte synlig för användaren men är en intern klocka för instrumentet. För att ställa in GMT justera datum och tid med pil-tangenterna.

Interna klockan

- Datum och tid har justerats till GMT på fabriken.
- Datum och tid lagras i minnet en gång dagligen vid uppstart.
- Om batteriet i klockan tar slut, stannar klockan. När batteriet har bytts ut, fortsätter klockan från den sparade tiden. Tiden justeras i Admin-inställningarna och kräver ett lösenord. En ny justerad tid kan inte vara före den sparade. Att ange för gammal tid kommer att skapa ett felmeddelande.

Lokal tid

- Justera tiden enligt den lokala tiden (*Inställningar* → *Mätflöde* → *Underhåll: Datum och tid*).
- Vid byte av klockans batteri, justera tid och datum. Tiden kan inte ställas till mer än 24 timmar innan det senaste sparade GMT. Att ange tid som passerats ger felmeddelande "Inställning av datum misslyckades. Datumen har passerats".

Säkerhetsinställningar

När säkerhetsinställningarna är PÅ måste användaren alltid logga in på QuikRead go innan han börjar använda instrumentet. Endast nödmätningar kan mätas bara med ett operatörs-ID, utan lösenord. Alla användare har en roll och behöver ett användarkonto med operatörs-ID, fullt namn och lösenord. Användarroller är:

Admin:

- bara ett per instrument, operatörs-ID är ADMIN. ID: t är inte modifierbart.

Handledare:

- har åtkomst till alla utom för att utföra fabriksåterställning och ta bort säkerhetsloggar.

Normalanvändare:

- kan ställa in användarspecifika inställningar.
- kan se resultat från QC och LIS offline och eventuella gamla patientresultat.
- kan lägga till nya QC-partier lokalt när man gör en kvalitetskontrollmätning. QC-kontroll måste vara PÅ.

- kan se fellogg och överföra loggen till en USB-lagringsenhets.
- funktioner som inte är tillgängliga är gråtonade. Se tabell på sid. 66 av användarroller och rättigheter.

För att använda säkerhetsinställningarna, gå till *Inställningar* → *Mätflöde* → *Underhåll* → *Administrativa inställningar* → *Säkerhetsinställningar*

- Välj *Säkerhetsinloggning PÅ*.
- Definiera åtkomst till gamla resultat.
- Administratörlösenord kan ändras i *Hantera administratörskonto*. Standardadministratörlösenord är QRGOSET.
- Ställ in användar- och handledarkonton i *Användarkonton*.
- Justera tiden till att en användare kommer att loggas ut.
- Detta skiljer sig från viloläge i energisparande. Om Full standby-alternativet i energisparande

använts kommer användaren att loggas ut när QuikRead go går in i viloläge. Användaren kan också logga ut manuellt.

Om ett administratörslösenord förlorats eller glömts bort, begär då ett tillfälligt lösenord på www.softwareupdate.quikread.com. Du behöver ett instruments serienummer för att fortsätta. Det tillfälliga lösenordet är giltigt i en vecka och kan bara användas en gång för att återställa instrumentet till fabriksinställningar. Kontakta din leverantör för mer information om LIS-anslutning.

LIS-inställningar

Från alternativet *LIS-inställningar* kan LIS-inställningarna för dataöverföring justeras. Data överförs via en seriell anslutning eller en LAN-anslutning. TCP/IP-inställningar måste anges innan en LAN-anslutning kan fungera. Kontakta din leverantör för mer information om LIS-anslutning.

LIS-funktioner

Markera AV eller PÅ för följande funktioner.

- *LIS-loggnings*. När PÅ är inställt, kan LIS-trafik loggas.
- *Identifiera QC-resultat*. När PÅ är inställt har QC-resultat en speciell identifiering i LIS-kommunikationen.
- *LIS fördröjning*. När det är PÅ, blir det en kort fördröjning mellan konsekutiva resultat som skickas till LIS. En fördröjning kan vara användbar för att lösa problem med långsam överföring vid äldre seriella anslutningar.

- *Ytterligare ID*. När det är PÅ, kan ett tredje prov-ID, utöver Patient-ID och Operatörs-ID läggas till, t.ex. patientens födelsedag eller läkarens ID. Detta extra ID kan användas även med QuikRead go-instrument som inte är anslutna till LIS.

POCT1-A2-funktioner

- *Operatörsinloggning*. När PÅ är inställt måste alla användare alltid logga in innan de börjar använda QuikRead go. Användarinformationen måste tillhandahållas av servern POCT1-A2.
- *Validering av patient-id*. När PÅ är inställt, kontrolleras patientens ID mot en nedladdad patientlista innan resultaten skickas till LIS.
- *Patientdata som visas*. När PÅ är inställt, visas patientens data innan en mätning startar.
- *Akutmätning visas*. När den är ställd på OFF, så inaktiveras akutmätning på inloggningsskärmen.

TCP/IP inställningar

Välj typen av LIS-anslutning som används.

WLAN-inställningar

Välj typen av WLAN-anslutning som används.

Teckenkodning

Välj typen av teckenkodning som används för protokollet LIS01-A2.

Kontakta din leverantör för mer information om LIS-anslutningen.

Fabriksåterställning

Användargränssnittet kan återställas till fabriksinställningarna. En fabriksåterställning raderar alla profiler och resultat och tömmer felloggen. På instrument där Säkerhetsinloggning aktiverats, raderar fabriksåterställningen säkerhetsloggarna också. Efter en fabriksåterställning behöver alla användarkonton skapas på nytt.

Tillverkarens inställningar

Detta avsnitt är bara för tillverkarens användning.

Profiler

Justerade inställningar av användaren kan sparas som profiler för senare användning. Fyra olika användarprofiler kan sparas i instrumentets minne. Profiler används inte om Säkerhetsinloggning har aktiverats.

Skapa en profil

När instrumentet har startats kan inställningar sparas som en profil:

1. Välj *Spara som profil*.
2. Välj en (tom) profil.
3. Ge profilen ett namn.
4. Välj OK.

Tillämpa en profil

Välj *Tillämpa en profil*. Välj önskad profil.

Grundinställningar

Välj *Grundinställningar* och instrument sätts igång

i enlighet med grundinställningarna i installationsguiden.

4 UNDERHÅLL

QuikRead go instrumentet har konstruerats för att vara så användarvänligt som möjligt utan behov av regelbundet underhåll. För varje reparationsbehov, kontakta din lokala leverantör.

Instrumentkalibrering

Instrumentet är fabrikskalibrerat. Riktig funktion av instrument kontrolleras vid självkontroll under varje analys. Vid driftstörning visas ett felmeddelande. Kalibreringsdatan som definierar den övergripande analyskurvan eller cut off-värde för varje test finns kodad på kyvettens etikett. Denna information överförs automatiskt till instrumentet vid varje analys.

Rengöring av instrument

Rengör regelbundet utsidan av instrumentet med en luddfri trasa fuktad med vatten. Var speciellt noggrann med displayen. Se till att ingen vätska rinner ut på kanterna i displayen, mätbrunnen eller kontakterna.

Vid behov kan ett milt rengöringsmedel användas. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen. Spill av potentiellt infektiöst material bör torkas bort omedelbart med absorberande papper och de kontaminerade områdena torkas med ett standarddesinfektionsmedel eller 70% etanol. Material som används för att rengöra spill, inklusive handskar, ska kasseras som biologiskt riskavfall.

Mjukvaruuppdatering

Ny programvara laddas in i instrumentet från en USB-lagringsenhets, se [sidan 57](#). Fråga din lokala leverantör om mer information.

Byta klockans batteri

Instrumentet har ett batteri för den interna klockan. Om batteriet i klockan är slut visas en varning. Klockbatteriet kan ersättas med samma typ av batteri (typ CR 2032 3V).

1. Stäng av instrumentet (om det på).
2. Dra ur strömkabeln.
3. Placera instrumentet på sidan.
4. Öppna ackumulatorlocket.
5. Om en ackumulatorenheten är ansluten koppla bort ackumulatorkontakten från ackumulatorenheten och ta bort den.
6. Ta bort klockbatteriet från batterihållaren.
7. Sätt det nya klockbatteriet (typ CR 2032 3V) i batterifacket med texten nedåt.
8. Om en ackumulatorenheten används, anslut ackumulatorkontakten till ackumulatorenheten och tryck ackumulatorenheten på plats och se till att den sitter ordentligt. Stäng ackumulatorlocket.
9. Ställ instrumentet upp och anslut elkabeln.
10. Starta instrumentet genom att trycka på strömbrytaren.
11. Justera datum och tid (*Inställningar -> Personliga inställningar -> Analysflöde -> Underhåll -> Datum och tid*).

5 FELSÖKNING

QuikRead go instrumentet visar felmeddelanden och vägleder användaren då fel upptäcks. Följ de instruktioner som visas och se felsökningstabellen

i denna bruksanvisning och i QuikRead go kit inlagan.
Kontakta din lokala leverantör vid frågor eller vid reparationskrav.

Felmeddelande/felsökning	Möjlig orsak	Korrigerande åtgärder
QuikRead go startar inte.	Strömkabeln är inte inkopplad.	Anslut strömkabeln och försök igen.
	Instrumentet har ett elektroniskt fel.	Kontakta kundservice.
Pekskärmen fungerar inte korrekt.	Pekskärmskalibreringen är inte korrekt dvs det aktiva området är inte under knappen.	Kalibrera pekskärmen enligt det förfarande som beskrivs i underhållskapitel.
	Pekskärmen svarar inte alls.	Kontakta kundservice.
Instrumentets alarm hörs inte.	Volymen är inställd på en låg ljudnivå.	Ställ in volymen enligt det förfarande som beskrivs i kapitlet om personliga inställningar.
	Instrumentets ljudsystem krånglar.	Starta om QuikRead go. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta kundservice.

Felmeddelande/felsökning	Möjlig orsak	Korrigerande åtgärder
Skrivaren skriver inte ut.	Skrivaren är avstängd eller skrivarkabeln är inte ansluten eller skrivaren krånglar eller inställningarna är inte korrektar.	Kontrollera att skrivaren är ansluten och strömmen är påslagen. Kontrollera inställningarna. Om problemet kvarstår starta om instrumentet och skrivaren och försök skriva ut från Resultat meny. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.
Streckkodsläsaren fungerar inte.	Streckkodsläsaren är inte ansluten eller streckkodsläsaren krånglar eller inställningarna är inte korrektar.	Se till att streckkodsläsaren är ansluten. Kontrollera inställningarna. Om problemet kvarstår starta om instrumentet och försök igen med streckkodsläsning. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.
Meddelandet "Fel kod XXX. Starta om QuikRead go" visas.	Luftfuktighet har samlats på optiska ytor.	Flytta instrumentet till en torr miljö och starta om.
	Tillfälligt fel på instrumentet.	Starta om instrumentet. Om detta felmeddelande visas ofta kontakta kundservice.
Meddelandet "Fel kod XXX. Vänligen kontakta kundtjänst" visas.	Permanent fel på instrumentet.	Kontakta kundservice.
Akkumulatorheten måste laddas ofta.	Akkumulatorhets lagringskapacitet minskar under dess livstid.	Byt ut den gamla ackumulatorheten mot en ny enligt det förfarande som beskrivs i kapitlet Sätta in ackumulatorhet.
Felmeddelandet "Ackumulatornivån är låg. Anslut till strömkabeln för att fortsätta" visas.	Laddningen i ackumulatorheten är låg.	Anslut QuikRead go till strömanslutning.
Klockbatteriet är lågt	Klockbatteriet är urladdat	Byt ut klockbatteriet enligt förfarandet som beskrivs i kapitlet. Ändra klockbatteriet.

Felmeddelande/felsökning	Möjlig orsak	Korrigerande åtgärder
Felmeddelande "Kyvettläget är inte korrekt. Ta bort kyvetten." visas.	Rester av kyvettfolien är kvar på kyvetten. Instrumentet har ett mekaniskt fel.	Ta bort kyvetten när instrumentet har lyft upp den. Se till att alla rester tas bort innan nästa analys. Kontrollera posten ovan. Om detta inte gäller, starta om instrumentet. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.
Analysering ej tillåten.	Reagenskork saknas eller kyvetten är redan använd. Läsning av batchdata från streckkoden misslyckades.	Kontrollera att kyvetten har en reagenskork och att den inre färgade delen på korken ej är intryckt. Försök igen. Om problemet kvarstår, avbryt analysen.
	Utgångsdatum har passerat.	Släng kitet och ta fram en ny batch.
	Kyvettemperaturen för låg.	Låt kyvetten värmas upp till rumstemperatur. Testa samma kyvett igen.
	Kyvettemperaturen för hög.	Låt kyvetten svalna till rumstemperatur. Testa samma kyvett igen.
Testet avbrutet	Blank för hög. Instabil blank.	Testa samma kyvett igen. Blankingsprocessen har inte slutförts eller provet kan innehålla störande ämnen. I det senare fallet kan analysen inte genomföras.
	Fel i reagenstillsättningen.	Utför analysen på nytt. Det har varit något problem under reagenstillsättningen. Se till att reagenskorken är ordentligt ditsatt.
	Instrumentet misslyckades.	Gör en ny analys. Om meddelandet visas ofta, kontakta kundservice.

6 INSTRUMENT-SPECIFIKATION

Försäkran om överensstämmelse

QuikRead go-instrumentet uppfyller de elektromagnetiska emissions- och immunitetskrav som beskrivs i standarden IEC 61326-2-6. Instrumentet uppfyller klass A enligt FCC-reglerna.

Teknisk specifikation

Instrumentet har en förprogrammerad mikroprocessor som kontrollerar analysstegen och databehandlingen. Testidentifiering, tidsplan och kalibreringskurvan eller cut-offvärdet finns på en streckkad på varje kyvett. När mikroprocessorn aktiverats av kyvettetiketten kontrollerar och guidar den i alla analyssteg och omvandlar absorbansvärdena för proven i koncentrationsheter eller cut-offvärdet.

Fotometer

Fotometern i QuikRead go består av en mätbrunn, tre lysdioder och ljusdetektorer. Fotometern har konstruerats och kalibrerats för både fotometriska och turbidimetriska mätningar.

Pekskärm

Användargränssnittet är baserat på en enkel att-använda pekskärm. Det används genom beröringsknappar som visas på skärmen. Det ger också användaren meddelanden och uppmaningar för att utföra varje analyssteg och ger analysresultat och felmeddelanden.

- 4-träd resistiv
- Displaystorlek: 116,16 x 87,12 mm
- Pixlar: 640 x 480

Mått och effektbehov

- Vikt: 1,7 kg utan strömförsörjning
- Storlek: 27 x 15,5 x 14,5 cm
- Strömspecifikationer:

Spänning: 100–240 V AC

Frekvens: 50–60 Hz

Effektförbrukning: 8 W

Instrument mjukvara

Ny mjukvara laddas in i instrumentet från en USB-lagringsenhets. Följ instruktionerna på skärmen. Fråga din lokala leverantör om mer information.

Instrumentidentifikation

Varje QuikRead go instrument har ett unikt serienummer som finns på etiketten på undersidan av instrumentet.

Minne

QuikRead go instrumentet har ett internt minne för resultathistoria. Se avsnittet Resultat.

Strömförsörjning

Instrumentet drivs av ett nättaggregat som levereras med instrumentet. Utöver strömförsörjningen kan instrumentet använda en ackumulatorhet som strömkälla. En intern omkopplare inuti kabeln växlar automatiskt från ackumulator-driven användning till strömdrift. För instruktioner hur en ackumulatorhet installeras, se avsnittet Installera ackumulatorhet.

LIS-anslutning

Anslutningen kan göras med:

- En RJ-45-kontakt som serieport med en speciellkabel. Specifikationen för kabelns ledningar finns på www.quikread.com.
- En RJ-45-kontakt och en 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet-anslutning. Cat 5 / Cat 5e UTP-kabel (oskärmad tvinnad parkabel) ska användas.
- En WLAN-anslutning. En extern USB-sticka för WLAN krävs.
- PoE (Power over Ethernet) stöds inte.
- Kontakta din leverantör för mer information.

USB-anslutning

Instrumentet har tre USB-kontakter av A-typ. Dessa kontakter kan användas för skrivare, streckkodsläsare och minneskort. Instrumentet kan anslutas som en virtuell com-port till en PC eller dator via en USB-kontakt av B-typ.

Service

QuikRead go instrument är avsett att vara fritt från regelbundet underhåll med inbyggd egenkontroll. Om instrumentet fungerar dåligt eller kräver reparation, kontakta din lokala leverantör. Innan du sänder instrumentet för service, ta bort alla patientresultat från resultathistoriken och rengör instrumentets utsida. Se kapitel "Rengöra instrumentet" för detaljerade instruktioner.

Garanti

Tillverkarens garanti för QuikRead go instrument täcker brister i material eller tillverkning under en period av två år från inköpsdatum. För att garantin ska gälla så måste garantiplomberingen (se bild 3) vara intakt. Tillverkaren åtar sig att reparera eller byta ut instrument, om det är ur funktion på grund av ett fel på en intern del av instrumentet. Garantin täcker inte skador orsakade av användning som inte är i enlighet med instruktionerna. Garantin gäller i två år. Tillverkaren har ingen skyldighet att ändra eller uppdatera instrumentet efter det har tillverkats, om inte ett fabrikationsfel identifieras. I händelse av ett instrumentfel, kontakta din lokala leverantör.

Återvinning

QuikRead go-instrumentet är en lågspännings elektronisk enhet. Det är utformat i enlighet med RoHS-direktivet (Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och Elektronisk utrustning: Direktiv 2011/65 / EU). Ett begagnat QuikRead go-instrument måste behandlas som potentiellt farligt avfall. Instrumentet ska återvinnas som begagnad medicinsk utrustning enligt nationell och lokal lag. Se till att radera all patientinformation innan du kasserar instrument.

Förpackningsmaterialen är återvinningsbara material.

Ackumulatorn ska kasseras enligt nationella och lokala ackumulatoruppsamlingsregler baserade på direktiv 2006/66 / EG.

Användarnivåer och rättigheter i QuikRead go när Säkerhetsinloggning har aktiverats

Atgärd	Normal användare	Chef	Administratör
Patientmätning	x	x	x
QC-mätning	x	x	x
Se alla QC-resultat	x	x	x
Lägga till ny QC-lot	x	x	x
Se gamla patientresultat	- / x*	x	x
Se LIS-offlineresultat	x	x	x
Överföra gamla resultat till USB	-	x	x
Personliga inställningar (Språk, Energisparläge)	-	x	x
Personliga inställningar (Skärmens ljusstyrka, Ljudvolym)	x	x	x
Mätflöde	-	x	x
Testparametrar	-	x	x
QC-parametrar	-	x	x
Underhåll (Fellogg, Självdiagnostik, Om)	x	x	x
Underhåll (Grundinställningar, Datum och tid, Programvaruuppdatering, Pekkalibrering, Underhållsloggar: överföring)	-	x	x
Underhållsloggar: Ta bort säkerhetsloggar	-	-	x
Admin inställningar (alla utom Fabriksåterställning)	-	x	x
Admin inställningar (Fabriksåterställning)	-	-	x
Ändra eget lösenord	x	x	x
Skapa/Redigera/Ta bort en användare	-	x	x
Skapa en ny Chef	-	x	x

*Beroende på *inställningarna i Inställningar -> Mätflöde -> Underhåll -> Admin inställningar -> Säkerhetsinställningar*.

INNHOLD

1 INTRODUKSJON	69
Bruksområde	69
QuikRead go instrument	69
Sikkerhetsinformasjon	69
Forholdsregler og begrensninger	69
2 Å STARTE	70
Utpakking	70
Tilleggsutstyr	70
QuikRead go deler	70
Løfting/transportering av instrumentet	72
Plassering og omgivelser	72
Bruk	72
Transport og oppbevaring	72
Strømforsyningsskabel & batterienhet	73
Tilkobling og kabler	73
Koble til strømforsyningen	73
Insetting av batterienheten	74
Strøm (på, av, hvilemodus)	75
Slå på strømmen	75
Slå av strømmen	75
Hvilemodus	75
Bruk av Touch Screen	75
Set-up veiviser	76
Språk	77
Dato og tid	78
Skjermbelysning	78
Lydvolum	79
Strømsparer	79
Fullføre Set-up veiviseren	79
Brukergrensesnitt	80
Hovedmeny	80
Statusområde symboler	80
Layout	81
Struktur for brukergrensesnitt	82
3 ANVENDELSE	83
Utførelse av en analyse	83
“Basic” analysemodus	84
Kvalitetskontroll	85
Andre analysemodus	85
Resultater	85
Vise resultater	85
Sletting av resultathistorikk	85
Utskrift av resultater	85
Overføring av resultater til USB-brikke	85
Sende offline resultater til LIS/HIS	85
Innstillinger	86
Personlige innstillinger	86
Analyseprosess	87
Vedlikeholdsinnstillinger	89
Admin innstiller	90
Fabrikk tilbakestillinger	91
Profiler	93
Lage en profil	92
Bruke en profil	92
Grunninnstilling	92
4 VEDLIKEHOLD	92
Instrumentkalibrering	92
Rengjøring av instrumentet	92
Programvareoppdatering	92
Bytte klokkebatteri	92
5 FEILSØKING	93
6 INSTRUMENTSPESIFIKASJON	96
Samsvarserklæring	96
Tekniske spesifikasjoner	96
Fotometer	96
Touch screen	96
Dimensjon og strømkrev	96
Instrument programvare	96
Instrumentidentifikasjon	96
Minne	96
Strømforsyning	96
LIS-tilkobling	96
USB-tilkobling	96
Service	97
Garanti	97
Resirkulering	97
QuikRead go-brukernivåer og -rettigheter når sikkerhetspålogging er aktivert	98

1 INTRODUKSJON

Bruksområde

QuikRead go® er et enkelt testsystem til *in vitro* diagnostikk. Det har som hensikt å analysere flere analyser fra pasientprøver som et nødvendig hjelpemiddel i diagnostikk og monitorering av behandling. Systemet består av QuikRead go instrumentet og QuikRead go reagenskit.

QuikRead go instrument

QuikRead go er et fotometer som kan gi kvantitative og kvalitative resultater. Instrumentet er designet og kalibrert for både fotometrisk og turbidimetrisk analysering. Instrumentet guider deg gjennom analyseprosedyren ved hjelp av en serie meldinger og bilder vist på skjermen.

QuikRead go instrumentet analyserer absorbansen av innholdet i kyvetten, og omdanner absorbansverdien til konsentrationsverdien eller positive/negative resultater basert på forhåndsatte kalibreringsdata for testen. Kalibreringsdataene definerer generelt prøvekurven eller cut-off verdien for hver test som er kodet på hver kyvetteetikett. Denne informasjonen overføres til QuikRead go instrumentet automatisk i løpet av analyseringen.

Analysen utføres i henhold til pakningsvedlegg som følger med hvert QuikRead go reagenskit. Resultatene er tilgjengelige i løpet av minutter.

Instrumentet kan drives med nettstrøm eller med en batterienhet, det har USB-tilkoblinger for en ekstern skriver eller tastatur eller en strekkodeleser.

QuikRead go instrumentet kan kobles til et laboratorie- og sykehus informasjonssystem (LIS/HIS). Instrumentet bruker en standardisert overføringsprotokoll for data. Kontakt din lokale forhandler for flere detaljer.

Sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet, overhold alle advarsler og forsiktigheitsregler. For å varsle deg om potensiell elektronisk eller driftsmessig fare, er det redegjort for aktuelle advarsler og forsiktigheitsregler.

Vennligst les følgende forholdsregler og begrensninger nøyde før QuikRead go tas i bruk.

Forholdsregler og begrensninger

- Ikke sør noe væske eller slipp noen objekter på eller inn i instrumentet.
- Søl av potensielt infisert materialet skal vaskes bort umiddelbart med et absorberende papir. Det kontaminerte området skal vaskes med et standardisert desinfeksjonsmiddel eller 70 % alkohol. Brukt rengjøringsmaterialet, inkludert hanske skal kastes som smittefarlig avfall.
- Les på forhånd og følg nøyde pakningsvedlegget for reagenser til QuikRead go som følger med hvert reagenskit.

- Kun QuikRead go reagenser kan brukes.
- Bland aldri komponenter fra forskjellige lotnummer eller fra forskjellige tester.
- Sett aldri en kyvette uten en tett kork i QuikRead go.
- Sørg for at folien på kryetten er forsvarlig fjernet.
- Bruk bare strømforsyningen som fulgte med instrumentet og sørg for at det er koblet til stikkontakten slik at den kan fjernes.
- Bruk bare det offisielle QuikRead go batteriet som er levert av Aidian.
- Mens en måling pågår, må du ikke stikke fingre eller andre gjenstander inn i QuikRead go.
- Ikke fjern eller slå av USB brikken i løpet av dataoverføringen.
- Instrumentdekslene må ikke åpnes (skrus løs). Hvis garantiforseglingen brytes, er instrument-garantien ikke gyldig.
- Bruk et sikkert internt nettverk eller et virtuelt privat nettverk (VPN) når QuikRead go skal kobles til et LIS/HIS via LAN.
- Hvis garantiforseglingen er brutt, må instrumentet ikke kobles til LAN.

2 Å STARTE

Utpakking

Åpne pakken/esken og sjekk at den inneholder alle nødvendige elementer:

- Instrument
- Instruksjonsmanual
- Strømforsyning
- Strømforsyingskabel
- Analysesertifikat

Sjekk instrumentet nøyde for å sikre at det ikke har fått noen skade i løpet av transporten.

Hvis skade har oppstått eller det mangler deler, ta kontakt med din lokale forhandler umiddelbart.

Tilleggsutstyr

Skriver

Instrumentet kan kobles til en ekstern skriver. En liste over kompatible skrивere og konfigurasjonsparametere finnes på www.quikread.com.

Koble den kompatible skriven til en USB-port og følg instruksjonene på skjermen.

Barkodeleser

En ekstern barkodeleser kan kobles til QuikRead go instrument. En liste over kompatible barkodelesere finnes på www.quikread.com.


Koble til den kompatible barkodeleseren til en USB-port og følg instruksjonene på skjermen.

WLAN adapter

For trådløs nettverktilkobling, bruk kun godkjent adapter fra Aidian. Koble adapteren til en ledig USB-port.


QuikRead go deler

Komponentene til QuikRead go er vist i **Bilde 1** (instrument ovenfra), **Bilde 2** (instrument fra baksiden) og **Bilde 3** (instrument fra undersiden).




Bilde 1

1. Prøvebrønn for kyvette
2. Touch Screen
3. Strømbryter
4. USB port 1 (Type A)



Bilde 2


1. USB port 2 (Type A)
2. USB port 3 (Type A)
3. USB port 4 (Type B)
4. RJ-45 port
5. Kontakt for strømforsyning



Bilde 3

1. Deksel til batterienhet
2. Instrument etikett med serienummer
3. Garantiforsegling

Løfting/transportering av instrumentet



Bilde 4

Løfte instrumentet med en hånd.

QuikRead go instrumentet skal alltid behandles forsiktig ved løfting eller transportering. På baksiden av instrumentet er det et håndtak som gjør det mulig å løfte det med en hånd (**Bilde 4**). Det er laget en fordypning på instrumentets sideflater for å bedre gripeevnen (**Bilde 5**).



Bilde 5

Løfte instrumentet med to hender.

Plassering og omgivelser

Bruk

Instrumentet skal plasseres på et flatt, rent og horisontalt underlag, og følgende punkter bør sjekkes:

- Innendørs bruk.
- Høyde over havet opp til 2000 m.
- Temperaturen rundt instrumentet bør være mellom 15°C og 35°C.
- Maksimum 80 % relativ fuktighet ved temperatur opp til 31°C, synkende linearitet til 67 % relativ fuktighet ved 35°C (ikke-kondensrende).
- Spenningsfluktasjon i strømforsyningen opp til ±10 % av normal spenning.
- Installasjonskategori II (2500 V transient).
- Ikke plasser instrumentet i direkte sollys.
- Ikke plasser instrumentet i et sterkt magnetisk eller elektronisk felt.
- Det skal ikke utføres analyse i et kjøretøy i bevegelse.
- Ikke flytt instrumentet mens en test analyseres.
- Forurensing grad 2.

Transport og oppbevaring

- Temperaturen rundt instrumentet bør være mellom 2°C og 35°C.
- Beskytt mot regn og fuktighet.
- Håndter instrumentet med forsiktighet.

Strømforsyningsskabel & batterienhet

QuikRead go instrumentet kan brukes enten med strømforsyningsskabel eller batterienheten.

Batterienheten blir ladet automatisk når strømforsyningsskabelen er plugget inn.


Tilkobling og kabler

På baksiden av instrumentet er det fem tilkoblinger med symboler som beskriver dens bruk. Alle symbolene er beskrevet i **Bilde 6**.

RJ-45 kontakten kan brukes for serie- og LAN tilkoblinger. Koblingsskjema er beskrevet på www.quikread.com.


Koble til strømforsyningen

Sett inn strømforsyningsskabelen på baksiden av instrumentet. Koble strømforsyningsskabelen til et strømuttak.



Bilde 6

Symboler på QuikRead go




Bilde 7

Koble strømforsyningsskabel.

Innsetting av batterienheten

Vennligst følg nøye trinnene under for å sette inn batterienheten i QuikRead go instrumentet.

1. Slå av instrumentet (hvis det er på).
2. Ta ut strømforsyningkabelen.
3. Legg instrumentet på siden på et bord.
4. Åpne dekselet til batterienheten.
5. Fest batteritilkoblingen til batterienheten.
6. Trykk batterienheten på plass og sorg for at den er plassert riktig.
7. Lukk dekselet til batterienheten.
8. Snu instrumentet tilbake til stående posisjon.



Bilde 8

1. Deksel til batterienhet
2. Batteritilkobling
3. Batterienhet
4. Klokkebatteri

Strøm (på, av, hvilemodus)

QuikRead go instrumentet kan settes i tre modus: på, av, eller hvilemodus.

Slå på strømmen

For å slå instrumentet på, trykk Strøm tasten på frontpanelet. Lyset i Strøm tasten vil indikere at strømmen til instrumentet er slått på. Hvis ingen ting skjer, sørг for at strømutfaket er tilkoblet, eller om instrumentet er i bruk med batteri, at batteriet er ladet.

Etter å ha trykket på Strøm tasten, vil bakgrunnslyset på skjermen lyset opp, instrumentet vil starte og hovedmenyen vises. Når QuikRead go instrumentet startes for første gang vil Set-up veiviseren åpnes (se kapittel Set-up veiviser).

Slå av strømmen

For å slå av instrumentet, trykk på Strøm tasten i ca. to sekunder. Instrumentet vil spørre deg om å bekrefte at instrumentet ska slås av med spørsmålet "Ønsker du å slå av?" Hvis Ja velges på Touch Screenen, vil instrumentet slås av. Hvis kryetten er i instrumentet mens det slås av, vil kryetten bli løftet opp og instrumentet vil be deg om å fjerne den.

Hvilemodus


Meningen med hvilemodus er å spare batterierstrøm når batteri er i bruk. Hvilemodus vil aktiveres automatisk når instrumentet har vært inaktivt lenger enn tiden som er valgt i personlige innstillingar (se kapittel Innstillingar → Strømsparer). Hvilemodusfunksjonen kan innstilles på Standbymodus eller Lukk bare lokket.

Instrumentet indikerer hvilemodus ved blinkende lys i Strøm tasten. For å vekke instrumentet opp, trykk på Strøm tasten.

Bruk av Touch Screen

QuikRead go instrumentet har Touch Screen med farge. Det brukes ved å berøre tastene med fingrene. Skjermen kan brukes både med bare fingre og med hansker på. Touch Screen trenger ikke mye kraft, å trykke for hardt med skarpe gjenstander kan skade skjermen.

Det gir alltid en multisensorial tilbakemelding når en tast berøres: Tasten vil indikere berøringen både visuelt ved å endre utseende og en hørbar lyd. En kommando er registrert når fingeren fjernes fra tasten. Hvis berøringen skjer utenfor tastens område – blir ingen kommando gitt.



Bilde 9

Bruk Touch Screen ved å trykke på skjermen forsiktig med en finger.

Set-up veiviser


Når QuikRead go instrumentet startes for første gang, vil du bli spurta om å fullføre en Set-up veiviser. I løpet av Set-up veiviseren vil du bli spurta om å velge språk, og å sette dato og tid.

Standardspråk er Engelsk. Språket kan endres i første trinn på Set-up veiviseren.

Start Set-up veiviseren ved å velge **Start** (se **Bilde 10**).

Merk

Set-up veiviseren kan også startes manuelt fra *Innstillinger* -> *Analyseprosess* -> *Vedlikehold* -> *Grunninnstilling*.




Bilde 10

For å starte Set-up veiviseren, velg **Start** i Set-up skjerm bildet.

Språk

Velg språket du ønsker å bruke på instrumentet. Hvis du ikke kan se det ønskede språket på listen, velg *More languages (Flere språk)* for flere valg. Velg språket ved å berøre korresponderende tast. Du vil så bli spurta om å bekrefte ditt språkvalg. Du vil se spørsmålet om å bekrefte valget både på Engelsk og det valgte språket. Hvis det valgte språket er riktig velg *Yes (Ja)*, hvis ikke, velg *No (Nei)*. Det valgte språket kan endres når som helst senere.



Bilde 11

Det første steget i Set-up veiviseren er å velge instrumentspråk for QuikRead go instrumentet.

Dato og tid


Det andre trinnet i Set-up veiviseren er å justere dato og tid. For å gjøre dette, følg instruksjonene nedenfor:

1. Velg *Endre* på *Tid* raden.
2. Juster tiden med pil-tastene.
3. Velg mellom 12-timers og 24-timers klokke.
4. Godta med *OK*.
5. Trykk *Endre* på *Dato* raden.
6. Juster dato'en med pil-tastene.
7. Velg format for dato.
8. Godta med *OK*.
9. Velg *Neste* for å fortsette.
10. Velg *Neste*.

Skjermbelysning

Det tredje trinnet i Set-up veiviseren er å justere skjermbelysningen. For å gjøre det, følg instruksjonen nedenfor:

1. Juster skjermbelysningen med pil-tastene.
2. Godta ved å velge *Neste*.



Bilde 12

Det andre steget i Set-up veiviseren er å justere tid og dato for instrumentet.

Lydvolum

Det fjerde trinnet i Set-up veiviseren er å justere lydvolumet:

1. Juster volumet for tastaturtonen med pil-tastene.
2. Lydvolumet kan testes ved å bruke *Test* tasten.
3. Juster volumet for Alarmtonen med pil-tastene.
4. Lydvolumet kan bli testet ved å bruke *Test* tasten.
5. Godta ved å velge *Neste*.

Strømsparer

Juster strømsparertiden for å redusere strømforbruket når instrumentet går på batteriet. Når denne tiden reduseres, økes brukstiden.

1. Velg hvor lang tid det skal gå før QuikRead gjør instrumentet går over i hvilemodus.
2. Velg hvilemodusfunksjon. I Standbymodus vil QuikRead gå til hvilemodus og slå av bakgrunnsbelysningen på skjermen etter den angitte tiden. I Lukk bare lokket-modus lukkes bare lokket.

Fullføre Set-up veiviseren

Du har nå fullført Set-up veiviseren. Du kan begynne å bruke instrumentet eller fortsette med andre innstillinger under *Avansert set-up*, som tar deg til *Målingsflyt* der du kan justere laboratorie- eller arbeidsrutinerelaterte innstillinger.



Bild 13 Strømsparer

Brukergrensesnitt

QuikRead go instrumentet brukes via et grafisk brukergrensesnitt. I dette kapittelet er hovedprinsippet for brukergrensesnittet forklart.

Hovedmeny

Alle mulighetene angående brukergrensesnittet kan nås via hovedmenyen (se **Bilde 14**).

Statusområde symboler

Statusområde kan inneholde følgende symboler (se **Bilde 15**):




Bild 14

LIS-tilkoblingstilstand:



LIS online



LIS offline



LIS venter

POCT-tilstand:



Meldinger i kø



Instrument låst

Strømtilstand:



Nettstrøm ok



Feil på nettstrøm
(rødt symbol)



Batteristrøm ok



Batteristrøm lav (rødt symbol)



Svak batteristrøm til
sanntidsklokke (rødt batteri)

Annet:



Strekkode



Skriver



USB-lager



Tastatur



Koblet til QR go
Feeder

Bilde 15

Symboler i statusområdet

Layout

Skjermområdet for brukergrensesnittet er delt inn i fem funksjonelle områder (se **Bilde 16a & 16b**).

1. Statusområde

Indikerer status for QuikRead go instrumentet via symboler.

2. Meldingsområde

Indikerer nåværende trinn i prosessen via farger. Standardfargen er grå, mens grønt viser at noe nylig er utført, gult viser at brukeren trenger å gjøre noe og rødt indikerer feil.

3. Innholdsområde


De aktuelle data er i senter på skjermen.

4. Informasjonsområde


På de fleste skjermer finnes ytterligere informasjon for veiledning.

5. Navigasjonsområde

Standard taster for navigasjon kan sees nedest på skjermen.



Bilde 16a Resultat-skjerm



Bilde 16b Resultatinformasjon-skjerm

Struktur for brukergrensesnitt

Strukturen varierer avhengig av om sikkerhetspålogging er aktivert i *Innstillinger* -> *Analyseprosess* -> *Vedlikehold* -> *Admin innstillinger* -> *Sikkerhetsinnstillinger* (se bilde 17a og 17b).


Funksjonaliteten er beskrevet i neste kapittel.

Brukergrensesnittets struktur uten sikkerhetspåloggingsfunksjonen:

1. Analyse
2. Kvalitetskontroll
3. Resultater
4. Profiler
5. Innstillinger


Brukergrensesnittets struktur med sikkerhetspålogging aktivert:

1. Analyse
2. Kvalitetskontroll
3. Resultater
4. Innstillinger
5. Logg av



Bilde 17

Brukergrensesnittets struktur uten sikkerhetspåloggingsfunksjonen.



Bilde 17

Brukergrensesnittets struktur med sikkerhetspålogging aktivert.

3 ANVENDELSE


Anvendelsen av QuikRead go instrumentet kan deles inn i 3 hovedoperasjoner:

- Utføre en analyse
- Vise resultater
- Endre instrumentinnstillingar

Utførelse av en analyse

Instrumentet kan settes i forskjellige analysemodus etter behov. "Basic" analysemodus bruker den enkleste analyseprotokollen og er satt som standard i nye instrumenter dersom innstillingene ikke ble endret når instrumentet ble tatt i bruk.

Kun QuikRead go reagenskit kan brukes for å utføre en analyse. Les pakningsvedlegget for det korresponderende QuikRead go kitet før bruk. Pakningsvedlegget gir mer detaljert informasjon om utførelse av analyser og prøvebehandling.



Bilde 18


Start en "basic" analyse ved å velge *Analyse* på hovedmenyen.

Utføre en test i "basic" analyse-modus

I "basic" analysemodus vil QuikRead go instrumentet utføre en analyse og vise resultatene på skjermen med reagenslotdata.

For å utføre en analyse, gjør som følger:

1. Velg *Analyse* på hovedmenyen og følg instruksjonen på skjermen (se **Bilde 18**).
2. Sett en kvette i analysebrønnen i riktig posisjon. Barkoden på kvetten må vende mot deg (se **Bilde 19**).
Merk: ikke plasser fingeren eller andre objekter i analysebrønnen.
3. Dekselet lukkes og instrumentet starter analysen.
4. Etter at testen er fullført, kommer resultatet på skjermen og kvetten løftes opp for å bli fjernet. Velg *Resultat info* for å se tilleggsinformasjon om testen (se **bilde 16b**)
5. Fjern kvetten. Resultatet forsvinner fra skjermen. Det kan bli vist på skjermen igjen ved å velge *Se tidligere resultater*.
6. Hvis du ønsker å utføre en ny analyse, sett inn en ny kvette i analysebrønnen. Ved å velge *Avbryt* kommer du tilbake til hovedmenyen.



Bilde 19

Sett en kvette i analysebrønnen med barkoden vendt mot deg.

Kvalitetskontroll

QuikRead go har separat resultathistorikkfil for kvalitetskontrollprøver. Kvalitetskontrollprøver er analysert som vanlige pasientprøver, men resultatet er lagret i en separat resultatfil. For å starte en kvalitetskontrollanalyse, velg *Kvalitetskontroll* på hovedmenyen og følge instruksjonen på skjermen.

Andre analysemodus

Instrumentet kan brukes på forskjellige analysemodus i tillegg til "basic" analysemodus. De valgfrie protokollene inkluderer bruk av pasient ID, en operatør ID, utskrift av resultater eller sending av resultater til LIS (Laboratory Information System). Analyseprotokollen er definert i innstillingsmenyen, hvor disse mulighetene kan kobles til eller kobles av. Hvis sikkerhetspålogging er aktivert, erstatter den Operatør ID.

Operatør og pasient ID'er kan gis via en barkodeleser eller skrives med instrumentets virtuelle tastatur eller et eksternt tastatur. Brukeren legger inn operatør ID og pasient ID før analysen. Valgfritt kan enten den ene eller begge ID'ene kobles ut under innstillinger. Operatør ID kan også bli konfigurert til å forestå at den siste informasjon som ble lagt inn brukes igjen. Brukeren kan endre operatør ID før en analyse ved å skrive over den siste ID'en med en ny.

Analyseresultatet kan bli sendt til en skriver og/eller til LIS ved å koble til en skriver og/eller LIS overføring.

Resultater

Resultatene er lagret i *Resultat* filen, hvor de kan bli vist, skrevet eller overført til en USB brikke. Filen *Resultater* består av følgende undermenyelementer: *Siste resultater*, *Siste kvalitetskontrollresultater*, *Frakoblede LIS-resultater* og *Slett resultathistorikk*.

LIS offline resultater er resultater lagret i minne på QuikRead go instrumentet som normalt er tilkoblet LIS men har midlertidig vært i LIS offline modus, for eksempel i løpet av et hjemmebesøk eller sykehus/sykehjemsavdelingsbesøk.

Vise resultater

For å se resultater velg *Resultat* i hovedmenyen. Du kan velge *Siste resultater* eller *siste QC resultater* eller *LIS offline resultater*. Resultatene kan scrolles med opp og ned tastene til høyre.

Resultatene kan sorteres med *Tid*, *Analyse* eller *Pasient ID* ved å velge den relevante tasten. Berøring av en resultatlinje gir detaljert informasjon om en enkel analyse.

Sletting av resultathistorikk

Ved å velge *Slett resultathistorikk* vil alle resultatene i historikkfilen slettes permanent. Instrumentet vil be om bekrefteelse før sletting.

Utskrift av resultater

Ved å velge *Skriv ut* gis et valg til å skrive ut resultatene sortert på Dato, Analyse eller Pasient ID. Trykk tasten og velg resultatene som skal skrives ut. Velg *OK* for å starte utskrift.

Overføring av resultater til USB-brikke

Resultatene kan overføres til en USB-brikke. Koble en USB-brikke til en USB-port. Velg *Overfør til USB*, velg resultatene som skal overføres og velg *OK*.

Ikke fjern USB-brikken før overføringen er fullført. Etter at overføringen er fullført kommer beskjeden "Overføring fullført. Du kan nå trygt fjerne USB-brikken".

Sende offline resultater til LIS/HIS

Alle resultater som ikke er sendt til LIS kan sees ved å velge *LIS offline resultater*. Ved å velge *Send til LIS* vil resultatene sendes til LIS systemet, og etter vellykket overføring blir resultatene slettet fra LIS offline minnet. Ved å velge *Slett offline resultater*, slettes resultatene uten at de er sendt til LIS.

QuikRead go instrumentet sjekker LIS tilkoblingen automatisk ved oppstart, ved å gå til hovedmenyen og etter hver analyse. Hvis tilkoblingen er tilgjengelig og det er data i LIS offline resultathistorikk, vil QuikRead go instrumentet automatiske foreslå sending av offline resultater til LIS.

Innstillinger

QuikRead go innstillingar kan bli konfigurert gjennom Touch Screenen. Innstillingen er delt inn i 4 kategorier.

- Personlige innstillingar
- Analyseprosess
- Vedlikehold
- Admininnstillingar

Lagring av endringer i Personlige innstillingar og Analyseprosess innstillingar gjøres ved å lagre dem som profiler. De kan bli tatt i bruk senere ved å søke en profil etter oppstart.

Endring i fabrikkinnstillingene gjøres med Set-up veiviseren. Ved oppstart første gang bruker instrumentet fabrikkinnstillingene. Hvis sikkerhetspålogging er aktivert, benyttes ulike brukerroller med ulike brukerrettigheter – se tabellen Brukerroller og -rettigheter på side 98.

Personlige innstillingar

I de personlige innstillingene kan operatøren justere eller velge brukerorienterte innstillingar. Disse innstillingene kan velges for en midlertidig bruk inntil instrumentet slås av. For videre bruk må disse innstillingen bli lagret i en Profil. Ved kontinuerlig bruk bør innstillingene bli konfigurert med Set-up veiviseren: *Innstillinger* → *Analyseprosess* → *Vedlikehold* → *Grunninnstillingar*.

Skjerm

Skjermemblysinga kan justeres ved å velge *Skjerm*. For å øke eller minskje belysningen på

skjermen bruk pil-tastene. Godta ved å velge *OK* eller forkast ved å velge *Avbryt*.

Volum

Lydvolum kan justeres ved å velge *Volum*. Juster volumet for tastaturtonen og volumet for Alarmtonen ved å berøre pil-tastene. Godta ved å velge *OK* eller forkast ved å velge *Avbryt*.


Språk

Språket har blitt valgt med Set-up veiviseren. Her er det mulig å endre språket ved å velge *Språk* og å velge ønsket språk. Godta ved å velge *Ja* eller forkast ved å velge *Nei*.

Strømsparer

Tiden som skal gå før QuikRead go-instrumentet lukker lokket – uten å gå over i hvilemodus – kan justeres under *Strømsparer* > *Lukk bare lokket*. Juster innstillingen ved hjelp av pil-tastene. Instrumentet vil lukke lokket uten å gå over i hvilemodus (aktivere hvilemodusfunksjonen) hvis det ikke er blitt brukt i løpet av den angitte tiden. Denne modusen avbryter ikke tilkoblingen til LIS/HIS.

Tiden som skal gå før QuikRead go-instrumentet går over i hvilemodus, kan justeres under *Strømsparer* > *Standbymodus*. Juster innstillingen ved hjelp av pil-tastene. Instrumentet går fra inaktiv modus til



Bilde 20
Meny for
Personlige innstillingar

hvilemodus hvis det ikke er blitt brukt i løpet av den angitte tiden. Når systemet går over i hvilemodus, lukkes alle aktive tilkoblinger til LIS/HIS. Du godtar innstillingene ved å trykke på **OK**, eller avviser dem ved å trykke på **Avbryt**.

Lagre endringer i personlige innstillingar

Etter at alle justeringer i personlige innstillingar har blitt gjort, velg **Lagre**.

Lagre innstillingar til profiler for videre bruk

Velg **Profil** i hovedmenyen på skjermen. Velg **Lagre som profil**, velg en tom profil og sett på navn eller velg en profil du vil modifisere, hvis nødvendig gi profilen et nytt navn og godta med **OK**.

Analyseprosess

I **Analyseprosessinnstillingar** kan operatøren justere eller velge laboratorie/jobbrutine orienterte innstillingar som operatør og pasient ID, utskrift, LIS overføring og noen spesifikke testparametar.

Disse innstillingene kan bli valgt for midlertidig bruk ved å velge **Lagre** etter endringene.

For videre bruk kan innstillingene lagres i en Profil. For kontinuerlig bruk bør innstillingene bli konfigurert med Set-up veiviseren.

Operatør ID

er en identifikasjon for brukeren.

- **Operatør ID OFF:** Instrumentet ber ikke om Operatør ID.
- **Operatør ID ON:** En operatør ID må bli gitt før

hver analyse, og ID er koblet sammen med analyseresultatet.

- **Operatør ID ON + Foreslå forrige:** Instrumentet foreslår en tidligere ID, men den kan også bli endret.

Pasient ID

er en identifikasjon av pasientprøven.


- **Pasient ID OFF:** Instrumentet ber ikke om Pasient ID.
- **Pasient ID ON:** En Pasient ID må bli gitt før hver analyse, og ID er koblet sammen med analyseresultatet.

Testparametre

Noen spesifikke testparametar kan bli endret. Endringene krever ADMIN passordet som er QRGOSSET. Velg **QC / Testparametre** og den korresponderende **Analyse**. En liste over parametarar som kan konfigureres vil bli vist.

QC-kontroll

Disse innstillingene gjelder for kvalitetskontroller. Kvalitetskontroll-loter kan brukes for å utføre automatiske QC-kontroller. Legg til eller endre informasjon om en kvalitetskontroll-lot her. Hvis POCT1-A2 brukes, kan informasjon om en ny lot som skal sen-



Bilde 21
Analyseprosess meny

des til LIS/HIS legges inn her, men kan ikke redigeres manuelt.

QC-kontroll kan konfigureres slik at det bare vises en advarsel, eller slik at pasientmålinger deaktiveres hvis kvalitetskontrollmålingen er utenfor de kritiske grensene. En veldigt kvalitetskontrollmåling aktiverer pasientmålingene på nytt. Hvis QC-kontroll innstilles på OFF og deretter på ON igjen, tilbakestilles også QC-låsen, og pasientmålingene aktiveres på nytt.

For å aktivere QC-kontroll velger du / QC og angir administratorpassordet.

- **QC-kontroll innstilt på OFF:** QC-kontroll brukes ikke.

- **QC-kontroll innstilt på ON:** QC-kontroll brukes.
- **QC-lås:** Hvis dette er valgt, låses instrumentet hvis et kvalitetskontrollresultat er utenfor de kritiske grensene.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å definere en ny kvalitetskontrollprøve:

1. Velg *Innstillinger* -> *Målingsflyt* -> QC. Angi ADMIN passordet.
2. Velg *Ny lot*.
3. Velg testen på listen *Test*.
4. Angi *lot-ID-en for kvalitetkontrollen*.
5. Velg enheten på listen *Enheter*.
6. Definer grenser under *Varselområde*.

Innstillinger		MÅLINGSFLYT :: QC-LOTEGENSKAPER			
Test:	CRP				
QC-lot-ID:	1526010				
Enheter:	mg/l				
Varselområde	38	Abc	til	48	Abc
Kritisk område	34	Abc	til	52	Abc
Målverdi	43	Abc			

Bild 22
QC-lotgenskaper

Obs! I desimaltall må det brukes punktum og ikke komma.

7. Definer grenser under *Kritisk område*.
8. Angi målverdi under *Målverdi*.
9. Velg *Neste*.
10. Angi utløpsdatoen.
11. Godta innstillingene to ganger ved å trykke på *OK*.
12. Velg *Tilbake*.
13. Velg *Lagre*.

Nå er kvalitetskontroll-loten definert. Parameterne til en lot kan redigeres, eller loten kan slettes ved å velge linjen og velge *Endre* eller *Slett*. Når du starter en kvalitetskontrollmåling, kan kvalitetskontroll-loten velges på listen ved å velge

Utskrift

- **Skriver OFF:** Instrumentet foreslår ikke utskrift. Det er derimot mulig å skrive ut resultatet ved å velge *Skriv ut* på Analyse/Resultat skjermen.
- **Skriver ON:** Etter fjerning av kyvetten spør instrumentet "Skriv ut resultatet?" Godta utskrift ved å velge *Ja*. Avbryt utskrift ved å velge *Nei*.
- **Skriver ON+ Automatisk:** Instrumentet skriver ut hvert eneste analyseresultat automatisk.

LIS overføring

- **LIS overføring OFF:** Instrumentet sender ikke resultatet til Laboratory Information System.
- **LIS overføring ON:** Etter utskrift, hvis aktivert, spør instrumentet "Send resultatet til LIS?" Godta sending ved å velge *Godta*. Forkast ved

å velge *Forkast*.

- *LIS overføring ON + Automatisk*: Instrumentet sender analyseresultatet automatisk til LIS.

Lagre Analyseprosessinnstillinger til Profiler for videre bruk

Velg *Profiler* i hovedmenyen på skjermen. Velg *Lagre som profil*, velg en tom profil og gi navn eller velg en profil du ønsker å modifisere, hvis nødvendig gi profilen et nytt navn og velg *OK*.

Vedlikeholdsinnstillinger

Instrumentets spesifikke innstillinger kan bli konfigurerert i Vedlikeholdsmenyen.

Dato og tid

Dato & tid kan justeres ved å velge *Dato & Tid*. For å gjøre dette følg instruksjonene under:

1. Velg *Endre* på *Tid* raden.
2. Juster tiden med pil-tastene.
3. Velg mellom 12-timers og 24-timers klokke.
4. Godta med *OK*.
5. Velg *Endre* på *Dato* raden.
6. Juster datoen med pil-tastene.
7. Velg datoformat.
8. Godta med *OK* og bekrefte med *OK* på neste skjermbilde.
9. Velg *OK* for å fortsette med innstillingene.

Feillogg

Instrumentets feilmeldinger er lagret i minne. Feilmeldingene kan scrolles med opp og ned pilene på

høyre side, eller de kan sorteres ved å velge *Tid* eller *Feilkode*.

- Feilmeldingene kan overføres til en USB-brikke.
1. Velg *Overfør til USB*.
 2. Koble en USB-brikke til en USB-port. Vent til skjermen viser: "Overføring fullført. Du kan nå trygt fjerne USB-brikken".
 3. Velg *OK* og fjern USB-brikken.
 4. Velg *Tilbake* for å returnere til Vedlikeholds menyen.

Slett *Feillogg* tasten sletter alle feilmeldingene fra minne. Før sletting vises en tekst for å bekrefte slettingen.

1. Godta med *Ja* eller avbryt med *Nei*.
2. Velg *OK* på slett *Feillogg* på skjermen.
3. Velg *Tilbake* og *Avbryt* og returner til hovedmenyen.

Feilsøking

Instrumentet utfører en driftsmessig sjekk for å sikre korrekt funksjon. Utfør en feilsøking ved å velge *OK*. Returner til Vedlikehold ved å velge *OK*.

Programvare oppdatering

WR go programvare definerer instrumentets funksjonalitet. Programvaren kan oppdateres til nyeste versjon hvis ønskelig. Ny programvare gjøres tilgjengelig via nettstedet www.softwareupdate.quikread.com, eller den kan bestilles for levering på en USB-lagrings enhet. Velg *Innstillinger* → *Analyseprosess* → *Vedlikehold* → *Programvareoppdatering*.

Hvis instrumentet har en batterienhet, må det fjernes før programvareoppdateringen. Ny programvare leveres ut på en USB-lagrings enhet. Versjonsnummer på nåværende og ny programvare vises på skjermen. Bekreft oppdatering av ny versjon ved å trykke *OK*. Etter oppdatering vises følgende melding "Du kan nå trygt fjerne USB-brikken. Etter restart vil oppdateringen fortsette og skjermen vil være blank i ca. 30 sekunder. Ikke skru av instrumentet før oppdateringen er ferdig. Velg *OK* for å restarte." Velg *OK* og *Neste*. Følgende melding vises: "Instrumentet må startes for å fullføre programvareoppdateringen." Velg *Restart*. QuikRead go vil starte og du returnerer til hovedmenyen. Du kan nå trygt fjerne USB-brikken.

Touch screen kalibrering

Touch screen kan kalibreres for å optimalisere nytten av tastene. Start kalibreringen ved å velge *Touch screen kalibrering*. Kalibrer touch screen ved å berøre hver av de svarte sirklene etter tur. Etter "Touch skjermkalibrering vellykket" velg *OK*.

Produktinformasjon

Skjerbildet *Om* inneholder instrumentspesifikk informasjon:

- Instrumentets serienummer
- Versjonsnummer for programvaren
- Informasjon om tilkobling til LIS

Vedlikeholdslogger

Instrumentlogger og sikkerhslogger kan overføres til et USB-lager. Sikkerhslogger kan også slettes. Ved overføring til USB-lager tømmes ikke logfilene.

Admin innstilling

De administrative innstillingene (*Innstillinger* -> *Analyseprosess* -> *Vedlikehold* -> *Admin innstilling*) gjør det mulig for administrativt personell å justere instrumentspesifikke innstillingar vedrørende LIS-tilkobling, GMT-verdi, sikkerhsinnstillingar og QuikRead go Feeder-innstillingar. *Reset fabrikkinnstillingar* kan også startes herfra.

Følgende passord kreves for å endre administrator-innstillingene: QRGOSET. Dette passordet brukes som bekrefteelse for å sikre at brukeren ikke åpner denne siden ved en feil.

GMT

GMT er en universell tid mot hvilken tid instrumentet er satt. GMT er ikke synlig for brukeren men er en intern klokke for instrumentet.

For å sette GMT juster dato og tid med pil-tastene.

Intern klokke

- Dato og tid har blitt justert til GMT på fabrikken.
- Dato og tid blir lagret i minne en gang om dagen ved oppstart.
- Hvis klokkebatteriet går tomt, vil klokken stoppe. Når batteriet har blitt erstattet, vil klokken fortsette fra den sist lagrede tiden.

Tiden justeres i Admin innstillingar og krever et passord. En ny justert tid kan ikke være tidligere enn den sist lagrede tiden. Å legge inn en gammel tid vil gi feilmelding.

Lokal tid

- Juster tiden i henhold til lokal tid (*Innstillinger* -> *Analyseprosess* -> *Vedlikehold*: *Dato & tid*).
- Ved bytting av klokkebatteriet, juster tid og dato. Tiden kan ikke justeres mer enn 24 timer før sist lagrede GMT. Å sette en passert tid vil utløse en feilmelding "Innstilling av dato mislykkes. Dateon er forbti".

Sikkerhsinnstilling

Når Sikkerhs pålogging er stilt inn på ON, må brukeren alltid logge seg på QuikRead go før instrumentet tas i bruk. Bare nødmålinger kan utføres med kun operatør ID, uten passord. Alle brukere har en rolle og trenger en brukerkonto med operatør-ID, fullt navn og passord. Brukerrollene er Admin:

- bare en per instrument, operatør-ID er ADMIN. ID-en kan ikke endres.

Tilsynsansvarlig:

- har tilgang til alt bortsett fra tilbakestille fabrik-kinstillingene og slette sikkerhslogger.

Alle brukere:

- kan sette brukerspesifikke innstillingar.
- kan se resultater fra QC og LIS offline, og even-




Bild 23
Sikkerhsinnstillingar

tuelt gamle pasientresultater.

- kan legge til nye QC-lot lokalt ved kvalitetskontrollmåling. QC-kontroll må være satt til ON.
- kan se feillogg og overføre loggen til en USB-lagringssenhethet.
- funksjoner som ikke er tilgjengelige er gråtonet. Se tabell på s. 98 for brukerroller og rettigheter.

For å ta Sikkerhetsinnstillinger i bruk, gå til *Innstillinger* -> *Analyseprosess* -> *Vedlikehold* -> *Admin innstillinger* -> *Angi Admin passord* -> *Sikkerhetsinnstillinger*.

- Sett Sikkerhetspålogging til ON.
- Velg Tilgang til gamle resultater.
- Administratorpassord kan endres under *Admin passord*. Standard administratorpassord er QR-GOSET.
- Sett opp bruker- og tilsynsansvarlig under *Brukarkontoer*.
- Angi tid for når bruker skal logges ut under Avlogging tidsavbrudd. Dette er en annen innstilling enn dvalemodus i strømsparing. Hvis Standbymodus er satt under Dvalemodus, blir brukeren logget av når QuikRead go går i hvilemodus. Brukeren kan også logge ut manuelt.

Hvis du har mistet eller glemt administratorpassordet, kan du be om et midlertidig passord på . Du trenger et instrument serienummer for å fortsette. Det midlertidige passordet er gyldig i en uke og kan bare brukes en gang for å tilbakestille instrumentet til fabrikkinnstillingen.

Kontakt leverandøren din for mer informasjon om LIS-tilkobling.

LIS-innstillinger

LIS-innstillingene for dataoverføring kan justeres fra alternativet for LIS-innstillinger. Dataene blir overført via en serie- eller LAN-tilkobling. TCP/IP innstillingen må oppgis før en LAN-tilkobling kan fungere. Kontakt din leverandør for å få flere opplysninger om LIS-tilkobling.

LIS-funksjoner

Velg OFF eller ON for følgende funksjoner.

- *LIS-logging*. Når innstillingen er ON, blir LIS-trafikk logget.
- *Identifiser QC resultat*: Når innstillingen er ON, vil QC-resultater bli identifisert spesielt i LIS-kommunikasjonen.
- *LIS forsinkelse*. Når innstillingen er ON, vil det være en kort forsinkelse mellom påfølgende resultater som sendes til LIS. En forsinkelse kan være nyttig for å løse problemer med kø i eldre tilkoblinger av serietype.
- *Ekstra ID*. Når innstillingen er ON, kan du i tillegg til Pasient ID og Operatør ID legge til en tredje prøve-ID, for eksempel pasientens fødselsdato eller en lege-ID.

Den ekstra ID-en kan tas i bruk også på QuikRead go-instrumenter som ikke er koblet til LIS.

POCT1-A2-funksjoner

- *Operatørpålogging*. Når innstillingen er ON, må alle brukere alltid logge på før de begynner å bruke QuikRead go. Brukerinformasjon må hentes fra POCT1-A2-serveren.

- *Validering av pasient-ID*. Når innstillingen er ON, blir pasient-ID-er kontrollert mot en nedlastet pasientliste før resultatene sendes til LIS.
- *Pasientdata vist*. Når innstillingen er ON, vises pasientdata før en analyse starter.
- *Nødtiltak-knapp vises*. Når Sikkerhetspålogging er satt til OFF, er nødmåling deaktivert i påloggingsskjermen.

TCP/IP innstillinger

Velg LIS-tilkoblingstypen som brukes.

WLAN-innstillinger

Velg WLAN-tilkoblingstypen som brukes.

Tegnkoding

Velg tegnkodingstypen som brukes for LIS01-A2-protokollen.

Kontakt din leverandør for å få flere opplysninger om LIS-tilkobling.

Reset fabrikkinnstillinger

Fabrikkinnstillingene for brukergrensesnittet kan gjenopprettes. Reset fabrikkinnstillingen sletter alle profiler og resultater og tømmer feilloggen. På instrumenter der sikkerhetspålogging er aktivert, sletter reset fabrikkinnstillingen også sikkerhetslogger. Etter reset av fabrikkinnstillingen må alle brukerkontoer opprettes på ny.

Fabrikkinnstillingar

Denne seksjonen er kun til bruk for produsent.

Profiler

Justerte brukerinnstillingar kan bli lagret som profil for senere bruk. Fire forskjellige brukerprofiler kan bli lagret i instrumentminnet. Profiler brukes ikke hvis sikkerhetspålogging er aktivert.

Lage en profil

Når instrumentet er klart til bruk som ønsket kan innstillingene bli lagret som en profil:

1. Velg *Lagre som profil*.
2. Velg en (tom) profil.
3. Gi profilen et navn.
4. Velg *OK*.

Bruke en profil

Velg *Bruk en profil*. Velg den ønskede profil.

Grunninnstillingar

Ved å velge *Grunninnstillingar* settes instrumentet i bruk i henhold til grunninnstillingen satt med Set-up veiviseren.

4 VEDLIKEHOLD

QuikRead go instrumentet er utviklet for å være så enkelt og brukervennlig som mulig uten behov for regelmessig vedlikehold. Ved eventuelt reparasjonsbehov, kontakt din lokale forhandler.

Instrumentkalibrering

Instrumentet er fabrikk kalibrert. Instrumentet er sjekket at det fungerer som det skal ved en selv-test prosedyre i løpet av hver analyse. I tilfelle funksjonsfeil vil en feilmelding bli vist på skjermen. Kalibreringsdataene definerer samlet analysekurve eller cut-off verdi for hver test som er innkodet på kryvetteetiketten. Denne informasjonen overføres automatisk til instrumentet i løpet av hver analyse.

Rengjøring av instrumentet

Vask eksterøret på instrumentet regelmessig med en løfri klut fuktet med vann. Vær oppmerksom på vasking av skjermen. Pass på at ingen væske kommer i kontakt med skjermen, prøvebrønnen eller kontaktene.

Hvis nødvendig, kan et mildt vaskemiddel brukes. Ikke bruk organisk rensemiddel eller etsende substanser. Søl av potensielt smittefarlig materialet skal tørkes av umiddelbart med et absorberende papir, og det kontaminerte område skal vaskes med et standard desinfiseringsmiddel eller 70 % ethylalkohol. Brukt rengjøringsmaterialer, inkludert hanske, skal kastes som mikrobiologisk avfall.

Programvareoppdatering

Ny programvare kan lastes opp til instrumentet fra en USB-lagringsenhett – **se side 89**. Spør din lokale forhandler om mer informasjon.

Bytte klokkebatteri

Instrumentet har et batteri, som gir strøm til den interne klokken. Hvis klokkebatteriet er tomt for strøm kommer det en melding på skjermen. Klokkebatteriet kan byttes mot et samme type batteri (type CR 2032 3V).

1. Skru instrumentet av (hvis på).
2. Ta ut strømforsyningsskabelen.
3. Plasser instrumentet på siden på et bord.
4. Åpne dekselet til batterienheten.
5. Hvis en batterienhet er plassert, koble av batteritilkoblingen fra batterienheten og fjern batterienheten.
6. Ta klokkebatteriet ut av batteriholderen.
7. Plasser nytt klokkebatteri (type CR 2032 3V) inn i batteriholderen med tekstsiden ned.
8. Hvis en batterienhet er benyttet, fest batteritilkoblingen til batterienheten og press batterienheten på plass og sørge for at den er plassert riktig. Lukk dekselet til batterienheten.
9. Snu instrumentet tilbake i stående stilling og sett i strømforsyningsskabelen.
10. Start instrumentet ved å trykke på Strøm tasten.
11. Juster dato og tid (*Innstillinger* → *Personlige innstillingar* → *Analyseprosess* → *Vedlikehold* → *Dato og Tid*).

5 FEILSØKING

QuikRead go instrumentet viser feilmeldinger på skjermen og guider brukeren når det påvises feil. Følg instruksjonene som vist på skjermen og se feilsøkingstabellen i denne instruksjonsmanualen og i QuikRead go kit pakningsvedlegg.

Kontakt din lokale forhandler ved behov for mer veiledning eller dersom det er nødvendig med reparasjon.

Feilmeldinger / Feilsøking	Mulige årsaker	Korrigende tiltak
QuikRead go starter ikke.	Strømenheten er ikke tilkoblet.	Koble til strømenheten og start på ny.
	Instrumentet har en elektronisk funksjonsfeil.	Kontakt kundeservice.
Touch panelet på skjermen fungerer ikke riktig.	Touchkalibreringen er ikke riktig, dvs. det aktive området er ikke under tasten.	Kalibrer touch screen i henhold til den beskrevne prosedyren i vedlikeholdsrapittelet.
	Touch panelet responderer overhode ikke.	Kontakt kundeservice.
Lyden for instrumentalarmen kan ikke høres.	Volumet er stilt for lavt.	Still volumet i henhold til den beskrevne prosedyre i kapittelet om personlige innstillingar.
	Instrumentets lydsystem har en funksjonsfeil.	Restart QuikRead go. Hvis problemet vedvarer vennlig kontakt kundeservice.

Feilmeldinger / Feilsøking	Mulige årsaker	Korrigende tiltak
Skriveren skriver ikke.	Skriveren er ikke slått på, eller skriverkabelen er ikke tilkoblet, eller skriveren har en funksjonsfeil, eller innstillingene er ikke riktige.	Sørg for at skriveren er tilkoblet og at strømmen er på. Sjekk innstillingene. Hvis problemet fortsetter, start instrument og skriver og prøv og skriv ut på ny fra Resultatmenyen. Hvis problemet allikevel fortsetter, kontakt kundeservice.
Barkodeleseren fungerer ikke.	Barkodeleseren er ikke tilkoblet, eller barkodeleseren har funksjonsfeil, eller innstillingene er ikke riktige.	Sørg for at barkodeleseren er tilkoblet. Sjekk innstillingene. Hvis problemet fortsetter, start instrumentet og prøv barkodeleseren på ny. Hvis problemet fortsetter, kontakt kundeservice.
"Feilkode XXX. Vennligst start QuikRead go på ny" Melding vises på skjermen.	Fuktighet har akkumulert på den optiske overflaten.	Flytt instrumentet til et tørt miljø og start instrumentet på nytt.
	Midlertidig funksjonsfeil på instrumentet.	Start instrumentet på nytt. Hvis feilmeldingen vises ofte på skjermen, kontakt kundeservice.
"Feilkode XXX. Vennligst kontakt kundeservice" vises på skjermen.	Permanent funksjonsfeil på instrumentet.	Kontakt kundeservice.
Batterienheten må lades ofte.	Batterienhetens lagringskapasitet svekkes i løpet av dets levetid.	Bytt den gamle batterienheten med en ny i henhold til den beskrevne prosedyren i kapittelet om Innsetting av batterienhet.
"Batterinivå er lavt. Vennligst kobl til strømforsyningskabel for å fortsette prosessen", feilmelding vises på skjermen.	Strømnivået på batterienheten er lav.	Koble til strømenheten i QuikRead go's strømkontakt.
Klokkebatteri advarsel vises på skjermen.	Internt klokkebatteri er tomt.	Bytt klokkebatteriet i henhold til den beskrevne prosedyren i kapittelet om Bytting av klokkebatteri.

Feilmeldinger / Feilsøking	Mulige årsaker	Korrigende tiltak
"Kyvetten er plassert feil. Fjern kyvetten", feilmelding vises på skjermen.	Rester av forseglingsfolie er på kyvettekanten.	Fjern kyvetten når instrumentet har løftet den opp. Sørg for at alle rester er fjernet ved neste analyse.
	Instrumentet har mekanisk funksjonsfeil.	Sjekk punktene over. Hvis problemet ikke løses, start instrumentet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice.
Analysering ikke mulig.	Reagenskork mangler eller kyvetten er brukt.	Sjekk at kyvetten har reagenskork og at den indre fargede delen ikke er presset ned.
	Kunne ikke lese lotdata fra barcode.	Prøv på nytt. Hvis problemet vedvarer, avbryt testen.
	Kit lot utgått på dato.	Kast kit lot utgått på dato. Bruk et nytt.
	Kyvettetemperaturen for lav.	La kyvetten varmes opp til romtemperatur. Test den samme kyvetten igjen.
	Kyvettetemperaturen for høy.	La kyvetten kjøles ned til romtemperatur. Test den samme kyvetten igjen.
Ugyldig test.	Blank for høy.	Test den samme kyvetten igjen. Blankprosessen har ikke blitt fullført eller prøven kan inneholde interfererende substanser. I sistnevnte tilfelle, kan ikke testen fullføres.
	Ustabil blank.	
	Feil reagenstilsettning	Utfør en ny test. Det har vært noen problemer med reagenstilsettningen. Sørg for at korken er satt godt på.
	Instrument feil.	Utfør en ny test. Hvis denne meldingen kommer ofte, kontakt kundeservice.

6 INSTRUMENT SPESIFIKASJONER

Samsvarserklæring

QuikRead go-instrumentet oppfyller kravene knyttet til elektromagnetisk stråling og immunitet som er beskrevet i standarden IEC 61326-2-6.

Instrumentet oppfyller kravene til FCC klasse A.

Tekniske spesifikasjoner

Instrumentet har en pre-programmert mikroprosessor som kontrollerer analysesteg og databehandling. Testidentifikasjon, tidsberegnning og kalibreringskurve eller cut-off verdier er samlet i en barcode på hver kyvette. Straks instrumentet gjenkjenner etiketten på kyvetten vil mikroprocessoren kontrollere og guide alle analysesteg, og konverte absorbansverdiene fra prøven til konsentrasjonsheter eller cut-off verdier.

Fotometer

QuikRead go fotometer består av en prøvebrønn, tre LED og lysdetektører. Fotometeret kan brukes både for fotometrisk- og turbidimetrisk analysering.

Touch Screen

Brukergrensesnittet er basert på en enkel-i-bruk touch screen skjerm. Den brukes med touch taster som kommer til synne på skjermen. Det gir også brukeren meldinger, utfører raskt hvert analysesteg og gir analyseresultater og feilmeldinger.

- 4-wire resistiv
- Skjermstørrelse: 116,16 x 87,12 mm
- Pixels: 640 x 480

Dimensjon og strømkrev

- Vekt: 1,7 kg uten strømforsyning
- Størrelse 27 x 15,5 x 14,5 cm
- Strømspesifikasjoner
 - Spennin: 100–240 V AC
 - Frekvens: 50–60 Hz
 - Strømforbruk: 8 W

Instrument programvare

Instrumentet kan oppdateres med ny programvare med en USB-brikke. Spør din lokale forhandler for flere detaljer.

Instrumentidentifikasjon

Hvert Quikread go instrument har sitt unike serienummer som finnes på etiketten under instrumentet.

Minne

QuikRead go instrumentet har et internt minne for resultathistorikk. Se avsnittet Resultater.

Strømforsyning

Instrumentet er drevet av en strømforsyning levert sammen med instrumentet. I tillegg til strømforsyning kan instrumentet brukes med en batterienhet som strømkilde. En intern bryter på innsiden av strømkontakten vil bytte automatisk fra bruk av batteristrøm til bruk av hovedstrøm. For instruksjon om installering av batterienhet, se avsnittet Innsetting av batterienheten.

LIS-tilkobling

Tilkoblingen kan gjøres med:

- En RJ-45-kontakt som serieport med en spesiellkabel. Spesifikasjoner for installasjon av kabelen finnes på www.quikread.com.
- En RJ-45-kontakt og en 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet-tilkobling som støttes. En UTP-kabel (uskjermet tunnet parkabel) i kategori 5 eller 5e skal brukes.
- En WLAN-tilkobling. En ekstern USB-pinne for WLAN er nødvendig.
- Strøm via Ethernet (PoE) støttes ikke.
- Kontakt leverandøren for å få mer informasjon.

USB-tilkobling

Instrumentet har tre A-type USB koblinger. Disse koblingene kan brukes til skriver, barcodeleser og minnebrikke. Instrumentet kan kobles som en virtuell com-port til en PC eller datamaskin via en B-type USB kobling.

Service

QuikRead go instrumentet er utviklet for å være uten regelmessig vedlikehold med innebygget selv-sjekk prosedyrer. I de tilfeller instrumentet har funksjonsfeil eller trenger reparasjon, vennligst kontakt din lokale forhandler. Før du sender instrumentet til service, må du slette alle pasientresultater fra resultathistorikken og rengjøre instrumentets ytre. Se kapittel Rengjøring av instrumentet for detaljerte instruksjoner.

Garanti

Fabrikkgarantien for QuikRead go instrumentet dekker material- eller fabrikasjonsfeil i en periode på to år fra kjøpsdato. For at garantien skal være gyldig, må garantiforseglingen (se **bilde 3**) ikke være brutt.

Fabrikanten samtykker til reparasjon eller erstattning av instrumentet hvis det blir ute av funksjon på grunn av feil på interne deler av instrumentet. Garantien dekker ikke skader som er påført hvis instruksjonen ikke er fulgt. Denne garantien varer i to år. Fabrikanten har ingen forpliktelse til å modifisere eller oppdatere instrumentet etter at det har blitt produsert, hvis ikke en fabrikasjonsfeil er identifisert. Hvis instrumentet har en funksjonsfeil, vennligst kontakt kundeservice.

Avfallshåndtering

QuikRead go-instrumentet er et lav-spennings elektronisk apparat. Det er laget i overensstemmelse med RoHS-direktivet (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment: Directive 2011/65/EU). Et brukt QuikRead go-instrument må behandles som potensielt biologisk farlig avfall. Instrumentet skal kastes som brukt medisinsk utstyr i henhold til nasjonal og lokal lov. Sørg for å slette alle pasientdata før du destruere instrumentet.

Emballasje er av resirkulerbart materiale.

Batteriet skal kastes i henhold til nasjonale og lokale oppsamlingsregler basert på direktiv 2006/66 /EC.

QuikRead go-brukernivåer og -rettigheter når sikkerhetspålogging er aktivert

Tiltak	Normal bruker	Tilsynsansvarlig	Administrator
Pasientanalyse	x	x	x
QC-analyse	x	x	x
Se alle QC resultater	x	x	x
Legg til ny QC-lot	x	x	x
Se gamle pasientresultater	- / x*	x	x
Se LIS offline resultater	x	x	x
Overfør gamle resultater til USB	-	x	x
Personlige innstillingar (Språk, Strømsparer)	-	x	x
Personlige innstillingar (Lysstyrke på skjerm, Lydvolum)	x	x	x
Analyseprosess	-	x	x
Testparametre	-	x	x
QC-parametre	-	x	x
Vedlikehold (Feilmelding logg, Selvdiagnostikk, Om)	x	x	x
Vedlikehold (Grunninnstillingar, Dato & tid, Programvareoppdatering, Touchkabilitering, Vedlikeholdslogger: overfør)	-	x	x
Vedlikeholdslogger: slett sikkerhetslogger	-	-	x
Admin innstillingar (alle unntatt Reset fabrikkinnstillingar)	-	x	x
Admin innstillingar (Reset fabrikkinnstillingar)	-	-	x
Endre eget passord	x	x	x
Opprett/Endre/Fjern en bruker	-	x	x
Opprett en ny tilsynsansvarlig	-	x	x

*Avhengig av innstillingar i Innstillingar → Analyseprosess → Vedlikehold → Admin innstillingar → Sikkerhetsinnstillingar.

INDHOLD

1 INTRODUKTION 101

Anvendelse	101
QuikRead go instrument	101
Sikkerhedsinformation	101
Forholdsregler og begrænsninger	101

2 INSTALLATION OG MONTERING 102

Udpakning.....	102
Tilbehør	102
QuikRead go komponenter	102
Flytning/transport af instrumentet	104
Placering og omgivelser	104
Under brug.....	104
Under transport og opbevaring.....	104
Strømforsyningskabel og akkumulator ...	105
Stik og kabler.....	105
Tilslutning af strømforsyningskabel ..	105
Isætning af akkumulator	106
Tænd, sluk, dvaletilstand	107
Tænd for instrumentet	107
Sluk for instrumentet.....	107
Dvaletilstand / strømbesparelse	107
Brug af skærmen	107

Opsætningsguide.....	108
Sprog	109
Dato og tid	110
Skærmens lysstyrke	110
Lydstyrke	111
Dvaletilstand	111
Færdiggørelse af Opsætningsguiden..	111

3 ANVENDELSE 115

Udførelse af analyse	115
Basis analysemodus.....	116
Kvalitetskontrol	117
Andre analysemodus	117
Resultater	117
Aflesning af resultat.....	117
Sletning af resultathistorik	117
Udskrivning af resultat	117
Overførsel af resultat til USB enhed .	117
Overførsel af resultat offline til LIS/HIS.....	117
Indstillinger.....	118
Personlige indstillinger.....	118
Flowmåling	119
Vedligeholdelsesindstillinger.....	121
Administratorindstillinger	122
Fabriksindstillinger.....	123
Profiler.....	124
Oprettelse af profil	123
Anvendelse af profil	123
Basis indstillinger	123

4 VEDLIGEHOLDELSE 123

Kalibrering af instrumentet.....	123
Rengøring af instrumentet	123
Software opdatering.....	124
Udskiftning af urets batteri	124

5 FEJLFINDING 125

6 INSTRUMENT SPECIFIKATIONER 128

Overensstemmelseserklæring	128
Tekniske specifikationer	128
Fotometer	128
Touch Screen display	128
Dimensioner & strømkrav	128
Instrument software	128
Instrument identifikation.....	128
Hukommelse	128
Strømforsyning	128
Tilslutning til LIS	128
USB port	129
Service	129
Garanti	129
Bortskaffelse	129
QuikRead go-brugerniveauer og -retigheder, når sikkerhedslogin er aktiveret	130

1 INTRODUKTION

Anvendelse

QuikRead go® er et klar-til-brug *in vitro* diagnostisk test system. Det er udviklet til at måle en række forskellige analytter i patientprøver, som en hjælp til diagnosticering og overvågning af behandling. Systemet består af QuikRead go instrumentet og QuikRead go reagens kit.

QuikRead go instrument

QuikRead go instrument er et fotometer, som kan give kvantitative og kvalitative resultater. Instrumentet er udviklet og kalibreret til både fotometrisk og turbidimetrisk brug. Instrumentet guider brugeren gennem testproceduren ved hjælp af en serie meddelelser og animationer, der vises i displayet.

QuikRead go instrumentet mäter absorbansværdien af prøverne og omregner denne til en koncentrationsværdi eller et positivt/negativt resultat, baseret på forhåndsinstillede kalibreringsdata. Kalibreringsdata, som er indkodet på hver cuvettes etiket, angiver kittets standardkurve og cut-off værdi. Denne information overføres automatisk under målingen til QuikRead go instrumentet.

Analysen udføres jævnfør instruktionerne, der medfølger hvert QuikRead go reagens kit. Resultatet er tilgængeligt indenfor minutter.

Instrumentet kan bruges ved netstrøm eller med en akkumulatorenhed. Det har USB-forbindelser til en ekstern printer eller tastatur eller stregkodelæser. QuikRead go instrumentet kan forbindes til et Laboratorie og hospitalsinformationssystem (LIS/HIS). Instrumentet bruger en standardiseret overførselsprotokol. Kontakt Aidian Denmark ApS for yderligere detaljer.

Sikkerhedsinformation

For ens sikkerhed, skal alle advarsler og forholdsregler overholdes. Vær opmærksom på potentielle elektriske eller operationelle risici, advarsler og forsigtighedserklæringer.

Før ibrugtagning af QuikRead go instrumentet, læs venligst følgende forholdsregler og begrænsninger omhyggeligt.

Forholdsregler og begrænsninger

- Ungå at spilde væsker eller tabe ting på eller i instrumentet.
- Spild af potentielt infektiøst materiale skal straks fjernes med absorberende papir og det kontaminerede område aftørres med standard desinfektionsmiddel eller 70% ethyl alkohol. Materiale brugt til rengøring, inklusive handsker, skal bortskaffes som biologisk farligt affald.
- Før brug, skal brugsvejledningen til QuikRead go reagenskittet, der medfølger hvert kit, læses omhyggeligt.
- Kun QuikRead go reagens kit kan bruges.
- Bland ikke indholdet fra forskellige lotnumre el-

ler analyse kit.

- Placer aldrig en cuvette i QuikRead go, uden et tætlchlende låg.
- Sørg for, at folien som cuvetten er forseglet med, er fjernet inden brug.
- Anvend kun strømforsyningen, som er vedlagt instrumentet, og sørg for at stikket er placeret, så det kan flyttes.
- Anvend kun den officielle QuikRead go akkumulator, leveret af Aidian.
- Berør ikke undersiden af QuikRead go med fingrene eller redskaber under målingen.
- Fjern eller sluk ikke USB enheden under overførelse af data.
- Tag ikke instrumentets dæksler af ved at løsne eller fjerne skruer. Hvis garantiforseglingen brydes, er instrumentets garanti ikke gyldig.
- Brug et sikkert internt net eller et VPN (Virtual Private Network), når du kobler QuikRead go til laboratorie- eller hospitalssystemer (LIS/HIS) via LAN.
- Anvend ikke instrumentet, og tilslut det ikke til LAN, hvis garantiforseglingen er brudt.

2 INSTALLATION OG MONTERING

Udpakning

Åben pakningen og check at den indeholder de nødvendige komponenter:

- Instrument
- Brugsvejledning
- Strømforsyning
- Kabel
- Analysecertifikat

Undersøg omhyggeligt instrumentet for eventuel transportskade. Kontakt straks leverandøren, så fremt dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget.

Tilbehør

Printer

Instrumentet kan forbindes til en ekstern printer. En liste over kompatible printere og konfigurationsparametre kan findes på www.quikread.com.

Forbind den kompatible printer til en USB port og følg vejledningen på displayet.

Stregkodelæser

En ekstern stregkodelæser kan forbindes til QuikRead go instrumentet. En liste over kompatible stregkodelæsere kan findes på www.quikread.com.


Forbind den kompatible stregkodelæser til en USB-port og følg vejledningerne på displayet.

WLAN adapter

For trådløs netværk forbindelse. Anvend kun originale adapter fra Aidian. Sæt adapter i en USB port.


QuikRead go komponenter

Komponenterne af QuikRead go er vist på **Billede 1** (instrumentet set fra oven), **Billede 2** (instrumentets bagside) og **Billede 3** (instrumentet set nedefra).




Billede 1

1. Aflæsningsbrønd for cuvette
2. Touch screen display
3. Tænd/Sluk knap
4. USB port 1 (Type A)



Billede 2

1. USB port 2 (Type A)
2. USB port 3 (Type A)
3. USB port 4 (Type B)
4. RJ-45 port
5. Stik til strømforsyning




Billede 3

1. Akkumulatorenhedens dæksel
2. Instrumentmærkat med serienummer
3. Garantiforsegling

Flytning/transport af instrumentet

Flytning og transport af QuikRead go instrumentet skal ske med forsigtighed. Bag på Instrumentet er der et håndtag, så det er muligt at løfte det med en hånd (**Billede 4**).

Fordybningerne på instrumentets sider, giver også et godt greb. (**Billede 5**).



Billede 4

Flytning af instrumentet med en hånd.



Billede 5

Flytning af instrumentet med 2 hænder.

Placering og omgivelser

Under anvendelse

Instrumentet skal placeres på en ren, vandret overflade og følgende skal overholdes:

- Til indendørs anvendelse.
- Anvendes ved max. 2000 m højde.
- Den omgivende temperatur skal være mellem 15°C og 35°C
- Maximal relativ fugtighed på 80 % ved temperaturer op til 31°C faldende linjært til 67 % ved 35°C (ikke-kondenserende).
- Udsving i hovedstrømsforsyningen op til ± 10 % af den nominelle spænding.
- Installationskategori II (2500 V forbølgende overspænding).
- Instrumentet må ikke placeres i direkte sollys.
- Instrumentet må ikke placeres i et stærkt magnetisk- eller elektrisk felt.
- Mål ikke i et køretøj i bevægelse.
- Flyt ikke instrumentet mens en test er under måling.
- Forureningsgrad 2.

Under transport og opbevaring

- Den omgivende temperatur skal være mellem 2°C og 35°C.
- Beskyt instrumentet mod regn og fugtighed.
- Instrumentet skal behandles med forsigtighed.

Strømforsyning og akkumulatorenhed

QuikRead go instrumentet kan bruges enten med strømforsyningskablet eller med akkumulatorenheten. Akkumulatoren oplader automatisk, når strømkablet er tilsluttet.

Stik og kabler


Bag på instrumentet er der 5 stik med symboler, der beskriver hvad de skal bruges til. En USB tilslutning er placeret på højre side af instrumentet.

Alle symbolerne er beskrevet i **Billede 6**.

RJ-45 stikket kan bruges til serielle- og LAN tilslutninger. Ledningsdiagram er beskrevet på www.quikread.com.



USB



RJ-45




Se venligst
brugsvejledningen



Strøm



Tænd/Sluk knap



Billede 6

Symboler på QuikRead go.

Billede 7

Tilslutning af strømforsyningskabel.


Tilslutning af strømforsyningskablet

Sæt strømforsyningskablet i på bagsiden af instrumentet. Sæt kablet i en stikkontakt.

Isætning af akkumulator

Følg omhyggeligt følgende punkter, ved tilslutning af akkumulatorenheten til QuikRead go instrumentet:

1. Sluk instrumentet (hvis tændt).
2. Tag strømforsyningsskablen ud af instrumentet.
3. Læg instrumentet på et bord og vend det på siden.
4. Åben akkumulatorenhedens dæksel.
5. Tilslut akkumulatorforbindelsen til akkumulatorenheten.
6. Tryk akkumulatorenheten ind på plads, og sørge for at den er placeret korrekt.
7. Luk akkumulatorenhedens dæksel.
8. Vend instrumentet tilbage til stående position.



Billede 8

1. Akkumulatorenhedens dæksel
2. Akkumulatorstik
3. Akkumulatorenhed
4. Urets batteri

Tænd, sluk, dvaletilstand

QuikRead go instrumentet kan være i 3 tilstande – tændt, slukket eller dvaletilstand.

At tænde instrumentet

Instrumentet tændes ved at trykke på Tænd/Sluk knappen på frontpanelet. Lyset på Tænd/Sluk knappen vil indikere, at instrumentet er tændt. Hvis der ikke sker noget, sikres det at strømforsyningen er tilsluttet eller at instrumentet er på akkumulatorbrug, og at akkumulatoren er opladet. Efter tryk på Tænd/Sluk knappen, vil baggrundslyset i displayet lyse, instrumentet vil starte og hovedmenuen vil fremkomme. Opstart af QuikRead go instrumentet første gang, vil starte en Opsætningsguide (se afsnittet Opsætningsguide).

At slukke instrumentet

For at slukke instrumentet, trykkes på Tænd/Sluk knappen i ca. 2 sek. Instrumentet beder derefter om en bekræftelse på at der skal slukkes, ved at spørge, "Vil du slukke?" Hvis der vælges Ja på displayet, slukker instrumentet. Hvis en cuvette er i instrumentet, når det slukker, vil cuvetten blive løftet op og instrumentet vil bede om, at den fjernes.

Dvaletilstand / strømbesparelse


Formålet med dvaletilstanden er for at spare på akkumulatorens opladning, når instrumentet bruges med akkumulatoren. Dvaletilstanden aktiveres automatisk når instrumentet har været inaktivt længere end den tid, som er valgt i de personlige indstillinger (se afsnittet *Indstillinger* → *Dvaletilstand*). Dvaletilstand indledes enten med "Fuld standby" eller med "Luk kun låget".

Instrumentet indikerer dvaletilstanden ved at Tænd/Sluk knappen blinker.

For at starte instrumentet igen, trykkes på Tænd/Sluk knappen.

Brug af skærmen

QuikRead go instrumentet har en farveskærm, Touch Screen. Den fungerer ved at trykke på de virtuelle knapper med fingeren. Skærmen kan bruges både med og uden handsker. Skærmen kræver kun et let tryk, og ved for hårdt tryk eller brug af hårde eller skarpe genstande kan skærmen blive ødelagt. Der er altid flertydig respons, når man har trykket på en knap: Det indikeres både ved ændring af udseende og ved en tydelig lyd. En kommando er registreret, når fingeren slipper knappen. Hvis man slipper knappen uden for knappens område, er der ikke afgivet en kommando.



Billede 9


Brug skærmen ved at trykke forsigtigt med en finger.

Opsætningsguide

Når QuikRead go instrumentet startes første gang, bliver man bedt om at gennemgå Opsætningsguiden. I Opsætningsguiden vil man blive bedt om at vælge sprog og indstille dato og tid. Det forud-indstillede (default) sprog er engelsk. Sproget kan ændres i første trin i Opsætningsguiden. Start Opsætningsguiden ved at vælge **Start** (se **Billede 10**).

Bemærk

Opsætningsguiden kan også startes manuelt fra *Indstillinger* -> *Flowmåling* -> *Vedligeholdelse* -> *Basis indstilling*.




Billede 10

For at starte Opsætningsguiden, vælg **Start** i indstillingsskærmen.

Sprog

Vælg det sprog der ønskes at bruge på instrumentet. Hvis det ønskede sprog ikke kan ses på listen, vælges *More languages (Flere sprog)* for flere muligheder. Vælg sproget ved at trykke på den tilhørende knap.

Herefter bedes der om bekræftelse for valg af sprog. Anmodningen om bekræftelse står både på engelsk og i det valgte sprog. Hvis det valgte sprog er korrekt, vælg *Yes (Ja)*, hvis ikke, vælg *No (Nej)*. Det valgte sprog kan altid ændres.



Billede 11

Første trin i Opsætningsguiden er at vælge det operationelle sprog i QuikRead go instrumentet.

Dato og tid


Andet trin i Opsætningsguiden er at indstille dato og tid. For at gøre dette skal følgende instruktioner følges:

1. Vælg *Rediger* på linjen, hvor der står *Tid*.
2. Indstil tiden med piletasterne.
3. Vælg mellem et 12-timers og 24-timers ur.
4. Accepter med *OK*.
5. Tryk *Rediger* på linjen, hvor der står *Dato*.
6. Indstil datoen med piletasterne.
7. Vælg formatet af datovisningen.
8. Accepter med *OK*.
9. Vælg *Næste* for at fortsætte.
10. Vælg *Næste*.

Skærmens lysstyrke

Det tredje trin i Opsætningsguiden er at justere skærmens lysstyrke. For at gøre det, skal følgende instruktioner følges:

1. Juster skærmens lysstyrke med piletasterne.
2. Accepter ved at vælge *Næste*.



Billede 12

Andet trin i Opsætningsguiden er at justere dato og tid i instrumentet.

Lydstyrke

Det fjerde trin i Opsætningsguiden er at justere lydstyrken:

1. Juster lyden ved tastning på piletasterne.
2. Lydstyrken kan testes ved at trykke på *Test* knappen.
3. Juster lyden på advarselstonen med piletasterne.
4. Lydstyrken kan testes ved at trykke på *Test* knappen.
5. Accepter ved at vælge *Næste*.


Dvaletilstand

Juster dvaletilstandstiden, hvis du vil reducere strømforbruget, når instrumentet får strøm fra batterisættet. Kortere tid øger driftstiden.

1. Vælg det tidsrum, hvorefter QuikRead go-instrumentet vil gå i dvaletilstand.
2. Vælg hvilken funktion, der skal starte dvaletilstanden. I fuld standby vil QuikRead go gå i dvaletilstanden og slukke baggrundsbelysningen i displayet efter det angivne tidsrum. I tilstanden Luk kun låget lukkes låget.

Færdiggørelse af Opsætningsguiden

Opsætningsguiden er nu færdiggjort. Du kan begynde at bruge instrumentet eller forsætte med yderligere indstillinger i *Avancerede indstillinger*, hvor du går videre til *Flowmåling*, for at justere indstillinger vedrørende laboratorie- eller arbejdsrutiner.



Billede 13 Dvaletilstand

Brugergrænseflade generelt

QuikRead go instrumentet er udviklet med en grafisk brugergrænseflade. I dette afsnit forklares brugergrænsefladen i hovedtræk.

Hovedmenu

Alle elementerne i brugergrænsefladen kan ændres via hovedmenuen (se **Billede 14**).

Statusområde - symboler

Statusområdet kan indeholde følgende symboler
(Se **Billede 15**):




Bild 14

LIS-tilslutningstilstand:



LIS online



LIS offline



LIS afventer

POCT-tilstand:



Meddelelser i kø



Instrumentet er låst

Strømtilstand:



Netstrømtilstand er OK



Forstyrrelse i netstrømtilstand
(rødt symbol)



Akku-strømtilstand er OK



Akkumulators strømniveau lavt
(rødt symbol)



Tilstand af batteristrøm til realtid-
sur er lav (rødt symbol)

Andet:



Stregkode



Printer



USB-lagerenhed



Tastatur



Tilsluttet til QR go
Feeder

Billede 15

Symboler i statusområdet

Layout

Skærmens brugergrænseflade er delt i 5 funktionsområder (se **Billedet 16a & 16b**):

1. Statusområde

Indikerer status på QuikRead go instrumentet via symboler.

2. Notifikationsområde

Indikerer nuværende trin af processen med farve. Den forudindstillede farve er grå, mens grøn betyder at processen er igangværende, gul betyder at en brugeraktion er påkrævet, og rød indikerer, at der er en fejl.

3. Indholdsområde


De aktuelle data er i centrum af skærmen.

4. Informationsområde


På de fleste skærme er der en yderligere information til vejledning.

5. Navigationsområde

Standardknapper for navigation findes i bunnen af skærmen.



Billedet 16a Skærm med resultater



Billedet 16b Skærm med resultatoplysninger

Struktur af brugergrænsefladen

Opbygningen er forskellig, afhængigt af om sikkerhedslogin er aktiveret under *Indstillinger* -> *Flowmåling* -> *Vedligeholdelse* -> *Administratorindstillinger* -> *Sikkerhedsindstillinger* (se **billede 17a** og **17b**):



Deres funktioner er beskrevet i det næste kapitel.

Brugerfladens opbygning uden sikkerhed
Loginfunktion.

1. Måling
2. Kvalitetskontrol
3. Resultater
4. Profiler
5. Indstillinger

Brugerfladens opbygning med sikkerhedslogin aktiveret:

1. Måling
2. Kvalitetskontrol
3. Resultater
4. Indstillinger
5. Logout



Billede 17

Brugerfladens opbygning uden sikkerhedsloginfunktionen.

Billede 17

Brugerfladens opbygning med sikkerhedslogin aktiveret.

3 ANVENDELSE


Anvendelse af QuikRead go instrumentet kan deles op i 3 hovedområder:

- Udførelse af analyse
- Aflæsning af resultat
- Ændring af indstillinger

Udførelse af analyse

Instrumentet kan indstilles til forskellige analysemodus efter behov. Basis analysemodus bruger den enkleste måleprotokol og denne er forudindstillet som default i et nyt instrument, hvis indstillingerne ikke er ændret ved ibrugtagning.

Kun QuikRead go reagens kit kan bruges. Læs brugsvejledningen til QuikRead go reagens kittet før brug. Brugsvejledningen giver udførlig information om udførelse af test og behandling af prøver.



Billede 18


Start en basismåling ved at vælge *Måling* i hovedmenuen.

Udførelse af analyse i basis analysemodus

I basis analysemodus vil QuikRead go instrumentet udføre en analysemåling og resultatet vises i displayet med reagens kittets lot data.

For at udføre en måling, gøres følgende:

1. Vælg *Måling* i hovedmenuen og følg vejledningen i displayet (se **Billede 18**).
2. Sæt en cuvette i aflæsningsbrønden i den rette position. Stregkoden på cuvetten skal vende mod en selv (se **Billede 19**).
Bemærk: Sæt ikke en finger eller andre ting i aflæsningsbrønden.
3. Låget lukkes og instrumentet starter målingen.
4. Efter at testen er færdig, vises resultatet i displayet, og cuvetten løftes op, så den kan fjernes. Vælg *Resultat info* for at se yderligere oplysninger om testen (se **billede 16b**).
5. Fjern cuvetten. Resultatet forsvinder fra displayet. Det kan vises igen, ved at vælge *Se tidlige resultat*.
6. Såfremt der ønskes at lave en ny måling, indsættes en ny cuvette i aflæsningsbrønden. Vælges *Afslut* kommer man tilbage til hovedmenuen.



Billede 18

Sæt en cuvette i aflæsningsbrønden, med stregkoden vendt mod en selv.

Kvalitetskontrol

QuikRead go har en separat historik for kvalitetskontrolmålinger. Kvalitetskontrolprøver måles som normale prøver men resultaterne gemmes i en separat resultatfil. For at starte en kvalitetskontrolmåling, vælg *Kvalitetskontrol* i hovedmenuen, og følg vejledningen på skærmen.

Andre analysemodus

Instrumentet kan bruges med forskellige analysemodus udover basis konfigurationen. Den valgfri protokol inkluderer brugen af patient ID, operatør ID, udskrivning af resultat eller overførsel af resultat til LIS (Laboratorie Information System). Måleprotokollen er defineret i indstillingsmenuen, hvor disse funktioner kan aktiveres og deaktiveres. Hvis sikkerhedslogin er aktiveret, erstatter det Operatør ID. Operatør og patient ID kan gives med en stregkodelæser eller skrives med instrumentets virtuelle keyboard eller et eksternt keyboard. Brugeren indtaster operatør og patient ID før måling. Hvis det ønskes, kan en eller flere ID deaktiveres i konfigurationerne. Operatør ID kan også konfigureres til at foreslå den sidste anvendte værdi. Brugeren kan ændre operatør ID før en måling, ved at overskrive den sidste ID med en anden.

Analyseresultatet kan sendes til en printer og/eller til et LIS ved brug af printer og/eller LIS overførsel.

Resultater

Resultatet gemmes i filen *Resultater*, hvorfra de kan aflæses, udskrives eller overføres til USB lagring. Filen *Resultater* indeholder følgende menupunkter: *Sidste resultater*, *Sidste kvalitetskontrolresultater*, *LIS offline resultater* og *Slet resultathistorik*.

LIS offline resultater er resultater gemt i hukommelsen af QuikRead go instrumentet, som normalt har forbindelse til LIS, men midlertidigt har været offline, f.eks. ved hjemmebesøg.

Aflæsning af resultaterne

For at aflæse resultaterne vælg *Resultater* i hovedmenuen. Du kan vælge *Seneste resultater*, *Seneste kvalitetskontroller* eller *Seneste LIS offline resultater*. Resultaterne kan rulles på skærmen med *Op* og *Ned* knapperne til højre.

Resultaterne kan sorteres efter *Tid*, *Analyse* eller *Patient ID* ved at vælge de relevante knapper. Ved tryk på en resultatlinje gives detaljerede informationer af en enkelt måling.

Sletning af resultathistorik

Når der vælges *Slet resultathistorik* slettes alle resultater fra historikfilen. Instrumentet vil bede om enbekræftelse før sletning.

Udskrivning af resultat

Når der vælges *Udskriv* får man mulighed for at udskrive resultaterne sorteret efter *Dato*, *Analyse* eller *Patient ID*. Tryk på knappen og vælg det resultat, der skal udskrives. Vælg *OK* for at starte udskrivning.

Overførsel af resultat til USB lagring

Resultatet kan overføres til USB lagring. Isæt en USB enhed til USB porten. Vælg *Overførsel til USB*, udvælg resultatet/erne, der skal overføres og vælg *OK*. Fjern ikke USB enheden før overførslen er fuldført. Når overførslen er fuldført vises "Overførsel fuldført". Derefter USB enheden kan nu fjernes".

Overførsel af offline resultater til LIS/HIS

Alle resultaterne, der ikke er sendt til LIS kan vises ved at vælge *LIS offline resultater*. Ved at vælge *Overførsel til LIS*, sendes resultaterne til LIS systemet, og efter en succesfuld overførsel slettes resultaterne fra LIS offline hukommelsen. Når der vælges *Slet offline resultater* slettes resultaterne, uden at overføre dem til LIS.

QuikRead go instrumentet checker automatisk LIS forbindelsen ved opstart, når man åbner hovedmenuen og efter hver analyse. Hvis der er forbindelse og der er data i LIS offline resultathistorikken, foreslår QuikRead go instrumentet automatisk at sende offline resultaterne til LIS.

Indstillinger

QuikRead go indstillinger kan konfigureres via displayet. Indstillingerne er opdelt i 4 hovedkategorier:

- Personlige indstillinger
- Flowmåling
- Vedligeholdelse
- Administrator indstillinger

Ændringer i personlige indstillinger og flowmåling gemmes i hver sin profil. Alle profiler kan vælges og anvendes efter opstart.

Ændring af fabriksindstillinger gøres via Opsætningsguiden. Når instrumentet startes første gang, bruges fabriksindstillingerne. Hvis sikkerhedslogin er aktiveret, er der forskellige brugerroller med forskellige brugerrettigheder i brug. Se tabellen over brugerroller og rettigheder **på side 130**.

Personlige indstillinger

I personlige indstillinger kan operatøren justere eller vælge brugerorienterede indstillinger. Disse indstillinger kan vælges for midlertidig brug indtil instrumentet slukkes. For yderligere brug skal disse indstillinger gemmes som en profil. For gentagen brug bør indstillingerne konfigureres via indstillingsguiden: *Indstillinger -> Flowmåling -> Vedligeholdelse -> Basis indstillinger*.

Skærm

Skærmens lysstyrke kan justeres ved at vælge *Skærm*. For at øge eller mindske lysstyrken på skærmen, bruges piletasterne. Accepter med *OK* eller afvis med *Afbryd*.

Lydstyrke

Lydstyrken kan justeres ved at vælge *Lydstyrke*. Juster lydstyrken på tastaturtonen og advarselstonen med piletasterne. Accepter med *OK* eller afvis med *Afbryd*.


Sprog

Sproget vælges via Indstillingsguiden. Her er det muligt at ændre sproget ved at vælge *Sprog* og vælge det ønskede sprog. Accepter med *Ja* og afvis med *Nej*.

Dvaletilstand / strømbesparelse

Tidsrummet hvorefter QuikRead go-instrumentet

lukker låget — uden at gå i dvaletilstand — kan justeres med *Dvaletilstand > Luk kun låget*. Juster forsinkelsens længde ved hjælp af pileknapperne. Instrumentet lukker låget uden at gå i dvaletilstand (aktivere dvaletilstand), hvis det ikke har været i brug i en periode svarende til det angivne tidsrum. Denne tilstand påvirker ikke en eventuel forbindelse til et laboratorie- eller hospitalssystem (LIS/HIS). Tidsrummet hvorefter QuikRead go-instrumentet går i dvaletilstand kan justeres med *Dvaletilstand > Fuld standby*. Juster forsinkelsens længde ved hjælp af pileknapperne. Instrumentet går fra inaktiv tilstand til dvaletilstand, hvis det ikke har været i brug i en periode svarende til det angivne tidsrum.



Når dvaletilstanden aktiveres, lukkes der for en aktiv forbindelse til et LIS/HIS. Godkend indstillingerne med *OK*, eller afvis dem med *Annuler*.

Lagring af ændringer i personlige indstillinger

Efter alle justeringer i personlige indstillinger er foretaget vælges *Gem*.

Lagring af indstillinger i profil for fremtidig brug

I hovedmenuen vælges *Profiler*. Vælg *Gem som en profil*, vælg en tom profil og navngiv den, eller vælg den profil der ønskes justeret, giv profilen et nyt navn, hvis nødvendigt, og accepter med *OK*.

Flowmåling

I indstillerne af flowmålingen kan operatøren justere eller vælge rutineorienteret laboratorie-/arbejdsindstillinger, såsom operatør ID, patient ID, udskrivning, LIS overførelse og nogle specifikke testparametre. Disse indstillinger kan vælges for midlertidig brug ved at vælge *Gem* efter at ændringerne er foretaget.

For fremtidig brug skal indstillerne gemmes i en profil. For gentagen brug skal indstillerne konfigureres via Indstillingsguiden.

Operatør ID

Er en identifikation af brugeren.

- *Operatør ID OFF*: Instrumentet kræver ikke en Operatør ID.

- *Operatør ID ON*: En Operatør ID skal gives før hver måling, og ID'et kobles med testresultatet.
- *Operatør ID ON + Foreslå tidligere*: Instrumentet forestår anvendelse af en tidligere ID, men det kan også ændres.

Patient ID

Er en identifikation af patientprøven.

- *Patient ID OFF*: Instrumentet kræver ikke Patient ID.
- *Patient ID ON*: En Patient ID skal gives før hver måling, og ID'et kobles med testresultatet.

Testparametre

Nogle specifikke testparametre kan ændres. Ændringer kræver Administrator passwordet, som er QRGOSET. Vælg / testparametre og den tilsvarende analyt. Der vises en liste af parametre, der skal konfigureres.

Kvalitetskontrol

Disse indstillinger er til kvalitetskontrolkørsler. Der kan anvendes kvalitetskонтrolllots til automatisk kvalitetskontrol. Indtast og rediger oplysninger om kvalitets kontrol lots her. Hvis POCT1-A2 er i brug, kan oplysninger om et nyt lot, der skal sendes til

Indstillinger					FLOWMÅLING	
Operator ID:	Patient ID:	Test parametre	Udskrivning:	LIS overførelse:		
<input checked="" type="radio"/> OFF	<input checked="" type="radio"/> OFF	<input type="checkbox"/> ...	<input checked="" type="radio"/> OFF	<input checked="" type="radio"/> OFF	<input checked="" type="radio"/> OFF	
<input type="radio"/> ON	<input type="radio"/> ON	<input type="checkbox"/> QC	<input type="radio"/> ON	<input type="radio"/> ON	<input type="radio"/> ON	
<input type="checkbox"/> Foreslå tidligere		<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> Automatisk		<input type="checkbox"/> Automatisk	

Billede 21
Flowmåling

LIS / HIS, indtastes her, men kan ikke redigeres manuelt.

Kvalitetskontrol kan konfigureres til kun at give en advarsel eller til at deaktivere patientmålinger, hvis kvalitetskontrolmålingen er uden for de kritiske grænser. En vellykket kvalitetskontrolmåling vil genaktivere patientmålingerne. Hvis QC indstilles til OFF og derefter igen til ON, vil QC-låsen også blive nulstillet og patientmålingerne genaktivert.

QC slås til ved at vælge / QC og angive ADMIN password.

- QC-tjek OFF: Kvalitetskontrol er ikke i brug
- QC-tjek ON: Kvalitetskontrol er i brug.

- QC-lås: Hvis denne indstilling vælges, vil instrumentet blive låst, hvis resultatet af en kvalitetskontrol er uden for de kritiske grænser.

Følg vejledningen herunder for at angive en ny kvalitetskontrolprøve:

1. Vælg *Settings* → *measurement flow* → QC. Anvend administratører password.
2. Vælg *Nyt lot*.
3. Vælg testen på listen under *Test*.
4. Angiv *ID for QC-lot*.
5. Vælg enheden på listen under *Enheder*.
6. Angiv grænserne for *Advarselsområde*.

BEMÆRK: Decimaltegn skal angives som punktummer i stedet for kommaer.

7. Angiv grænserne for *Kritisk område*

8. Angiv *Mål værdi*.

9. Vælg *Næste*.


10. Angiv udløbsdatoen.

11. Godkend to gange ved at trykke *OK*.

12. Vælg *Tilbage*.

13. Vælg *Gem*.

Kvalitetskontrolltøttet er nu defineret. Parametrene for et lot kan redigeres, eller lottet kan slettes, ved at vælge linjen og vælge *Rediger* eller *Slet*. Når du starter en kvalitetskontrolmåling, kan du vælge et kvalitetskontrolltøtt fra listen ved at vælge



Billede 22
Egenskaber for QC-lot

Udskrivning

- *Udskrivning OFF*: Instrumentet foreslår ikke udskrivning. Det er dog alligevel muligt at udskrive resultatet ved at vælge *Udskriv* på Måling/Resultat skærmen.
- *Udskrivning ON*: Efter at cuvetten er løftet spørger instrumentet "Udskriv nuværende resultat?" Acceptor udskrivning ved at vælge *Ja*. Afbryd udskrivning ved at vælge *Nej*.
- *Udskrivning ON + Automatisk*: Instrumentet udskriver automatisk hvert måleresultat.

LIS overførsel

- *LIS overførsel OFF*: Instrumentet sender ikke resultatet til Laboratorie Information Systemet.
- *LIS overførsel ON*: Efter udskrivning, hvis dette er aktiveret, spørger instrumentet: "Overfør resultatet til LIS?" Acceptor overførsel ved at vælge *Ja*. Afvis ved at vælge *Nej*.
- *LIS overførsel ON + Automatisk*: Instrumentet sender automatisk måleresultatet til LIS.

Lagring af Flowmålingsindstillinger

i Profiler for fremtidig brug

På hovedmenukærmens vælges *Profil*. Vælg *Gem som profil*, vælg en tom profil og navngiv den eller vælg en profil som ønskes justeret, giv profilen et nyt navn, hvis nødvendigt, og vælg *OK*.

Vedligeholdelsesindstillinger

Instrumentets specifikke indstillinger kan konfigureres i Vedligeholdelsesmenuen.

Dato og tid

Dato og tid kan justeres ved at vælge *Dato og tid*.

For at gøre dette, følges nedenstående vejledning:

1. Vælg *Rediger* på linjen, hvor der står *Tid*.
2. Indstil tiden med piletasterne.
3. Vælg mellem et 12-Timers og 24-Timers ur.
4. Accepter med *OK*.
5. Vælg *Rediger* på linjen, hvor der står *Dato*.
6. Indstil datoen med piletasterne.
7. Vælg formatet af datovisningen.
8. Accepter med *OK* og bekræft med *OK* på den næste skærm.
9. Vælg *OK* for at fortsætte indstillingerne.

Fejlog

Instrumentets fejlmeddelelser er lagret i hukommelsen. Fejlmeddelelser kan vises med Op og Ned piletasterne til højre eller de kan blive sorteret ved at vælge *Tid* eller *Fejlmeddeelse*.

Fejlmeddelelser kan overføres til en USB enhed.

1. Vælg *Overførel til USB*.

2. Isæt USB enheden til USB porten. Vent indtil skærmen viser: "Overførel fuldendt. USB enheden kan fjernes."
3. Vælg *OK* og fjern USB enheden.
4. Vælg *Retur* til hovedmenu.

Knappen *Sletning af fejlmeddelelser* sletter alle fejlmeddelelser fra hukommelsen. En bekræftelse heraf vises før sletning.

1. Accepter med *Ja* eller afvis med *Nej*.
2. Vælg *OK* på fejlmeddelelsesskærmen.
3. Vælg *Retur* og *Afbryd* for at returnere til hovedmenuen.

Selvdiagnosticering

Instrumentet udfører operationelle check for at sikre funktionaliteten. Udfør en selvdiagnosticering ved at vælge *OK*. Returner til Vedligeholdelse ved at vælge *OK*.

Softwareopdatering

QuikRead go softwareen definerer instrumentets operationer. Softwaren kan opdateres til den nyeste tilgængelige version, hvis det ønskes. Ny software er tilgængelig via websitet www.softwareupdate.quikread.com, eller den kan bestilles til levering på en USB-lagerenhed. Vælg *Indstillinger* -> *Flowmåling* -> *Vedligeholdelse* -> *Softwareopdatering*.

Hvis instrumentet har en akutenhed, skal du fjerne det, inden du starter opdateringen. Ny software vil blive leveret via en USB-nøgle. Tilslut USB nøglen til USB-port. Versionsnummeret af nuværende og

nye software vises på skærmen. Bekræft opdatering ved at vælge *Ja*. Når opdateringen er færdig vises følgende meddelelse "Softwareopdateringen er fuldendt. Du kan nu fjerne USB-nøglen. Efter genstart, vil opdateringen fortsætte og skærmen vil være tom i omkring 30 sekunder. Sluk ikke for strømmen, før opdateringen er fuldført. Tryk på *OK* for at genstarte". Tryk *OK*. Dernæst vil følgende meddelelse blive vist: "Instrumentet skal genstartes for at færdiggøre softwareopdatering." Tryk på *Genstart*. QuikRead go vil genstarte og gå tilbage til hovedmenuen. Du kan nu sikkert fjerne USB-nøglen.

Touch Screen kalibrering

Instrumentets Touch Screen kan kalibreres for at optimere brugen af knapperne. Start kalibreringen ved at vælge *Touch Screen kalibrering*. Kalibrer skærmen ved at trykke på alle de sorte cirkler en efter en. Efter "Touch Screen kalibrering afsluttet" vælg *OK*.

Produktinformation

Skærbilledet *Om* viser instrumentspecifikke oplysninger:

- Instrumentets serienummer
- Softwarens versionsnummer
- Information om tilslutning til et laboratorie system (LIS)

Vedligeholdelseslogge

Instrument- og sikkerhedsloggene kan overføres til

USB-lager. Sikkerhedslogge kan også blive slettet. Overførsel til USB-lagerenhed tømmer ikke logfilerne.

Administratorindstillinger

Administrationsindstillingerne (*Indstillinger* → *Flowmåling* → *Vedligeholdelse* → *Administratorindstillinger*) gør det administrative personale i stand til at justere instrumentspecifikke indstillinger vedrørende LIS-forbindelsen, GMT-værdien, sikkerhedsindstillingerne og QuikRead go Feeder-indstillingerne. En gendannelse af fabriksindstillinger kan også startes herfra.

Der skal angives følgende password, før der er adgang til Admin indstillingen: QRGOSET. Dette password bruges som bekræftelse for at sikre, at brugeren ikke uforvarende får adgang til denne side.

GMT

GMT er en universel tid, ud fra hvilken tiden i instrumentet er indstillet. GMT er ikke synlig for brugeren, men er et internt ur i instrumentet.

For at indstille GMT, juster dato og tid med piletasterne.

Internt ur

- Dato og tid i GMT er fabriksindstillet.
- Dato og tid bliver lagret i hukommelsen en gang om dagen ved opstart.
- Hvis urets batteri løber tør, stopper uret. Når batteriet bliver udskiftet, fortsætter uret fra den sidst gemte tid. Tiden er justeret i Administra-

torindstillinger, og kræver et password. En ny justeret tid, kan ikke være før den sidst gemte tid. Hvis tiden er for gammel vises en fejlmeddelelse.

Lokal tid

- Juster tiden efter den lokale tid (*Indstillinger* → *Flowmåling* → *Vedligeholdelse: Dato & tid*).
- Når urets batteri udskiftes, justeres tid og dato. Tiden kan ikke justeres til mere end 24 timer før den sidst gemte GMT. Hvis tiden er for gammel vil det give fejlmeddelelsen "Indstilling af tid kunne ikke gennemføres. Dato for gammel".

Sikkerhedsindstillinger


Når sikkerhedsindstillinger er slæbt til, skal brugeren altid logge på QuikRead go, før man begynder at bruge instrumentet. Kun nødmålinger kan måles med et operatør-id uden et kodeord. Alle brugere har en rolle og har brug for en brugerkonto med operatør-id, fuldt navn og adgangskode. Brugerroller er

Admin:

- kun et pr. instrument, operatør-ID er ADMIN. ID'et kan ikke ændres.

Superbruger:

- har adgang til alt undtagen at udføre fabriksindstilling og sletning af sikkerheds logfiler.



Billede 23
Sikkerhedsindstillinger

Normal bruger:

- kan indstille brugerspecifikke indstillinger.
 - kan se QC og LIS offline resultater og eventuelt gamle patientresultater.
 - kan tilføje nye QC-lots lokalt, når man foretager en kvalitetskontrolmåling. QC-kontrol skal være TIL.
 - kan se fejilog og overføre loggen til et USB-stik.
 - funktioner, der ikke er tilgængelige, er gråtonede.
- Se tabel **s.130** af brugerroller og rettigheder.

For at tage sikkerhedsindstillinger i brug skal du gå til *Indstillinger* → *Flowmåling* → *Vedligeholdelse* → *Administrationsindstillinger* → *Sikkerhedsindstillinger*

- Vælg *Sikkerheds login ON*.
- Definer adgang til gamle resultater.
- Admin koden kan ændres i administrator administratorkontoen. Standard adgangskode til admin er QRGOSET.
- Opret bruger- og superbruger konti i Brugerkonti.
- Juster tiden efter, at en bruger er logget ud. Dette er anderledes end dvaletilstanden ved strømbesparelse. Hvis den fulde standby indstilling i strømbesparelse er i brug, logges brugeren ud, når QuikRead go går i dvaletilstand. Brugeren kan også logge ud manuelt.

I tilfælde af et mistet eller glemt administratoradgangskode, bedes du anmode om en midlertidig adgangskode på www.softwareupdate.quikread.com. Du skal bruge instrumentets serienummer for at fortsætte. Den midlertidige adgangskode er

gyldig i en uge og kan kun bruges én gang til at nulstille instrumentet til fabriksindstillinger.

Kontakt din leverandør for at få flere oplysninger om LIS-forbindelse.

Indstillinger til laboratoriesystemer

LIS-indstillingerne for dataoverførsel kan justeres under indstillingen LIS-indstillinger. Dataene overføres via en serieforbindelse eller en LAN-forbindelse. TCP/IP-indstillingerne skal angives, før en LAN-forbindelse kan fungere. Kontakt din leverandør for at få flere oplysninger om LIS-forbindelse.

Laboratoriesystemfunktioner

Slå følgende funktioner FRA eller TIL.

- *LIS-log*. Når indstillingen er slået TIL, logges LIS-trafik.
- *Identificer QC resultat*. Når indstillingen er slået TIL, har QC-resultaterne en særlig identifikation under LIS-kommunikation.
- *LIS-forsinkelse*. Når indstillingen er slået TIL, vil der være en kort forsinkelse mellem på hinanden følgende resultater, der sendes til LIS. En forsinkelse kan være nyttig til kønsning af problemer med overbelastning pga. ældre serieforbindelser.
- *Yderligere ID*. Når indstillingen er slået TIL, kan der ud over Patient ID og Operatør ID være tilføjet et tredje ID til prøve, f.eks. patientens fødselsdato eller læge-id.

Det yderligere ID kan også tages i brug med QuikRead go-instrumenter, der ikke er forbundet til LIS.

POCT1-A2-funktioner

- *Operatør-login*. Når indstillingen er slået til, skal alle brugere altid logge på før brug, QuikRead go. Brugeroplysninger skal leveres af POCT1-A2-serveren.
- *Validering af patient ID*. Når indstillingen er slået TIL, kontrolleres patientens ID igen i forhold til en hentet patientliste, før resultaterne sendes til LIS.
- *Patientdata vist*. Når indstillingen er slået TIL, vises patientdata, før en måling starter.
- *Akut måling synlig*. Når den er slået fra, deaktivieres nødsmåling på loginskærmen.

TCP/IP-indstillinger

Vælg den type LIS-forbindelse, der skal bruges.

WLAN-indstillinger

Vælg den type WLAN-forbindelse, der skal bruges.

Tegnkodning

Vælg den type tegnkodning, der bruges til LIS01-A2-protokollen.

Kontakt din leverandør for at få flere oplysninger om LIS-forbindelse.

Fabriksindstilling

Brugerfladen kan blive ændret til de oprindelige fabriksindstillinger. Gendannelse af fabriksindstilling sletter alle profiler og resultater og tømmer fejiloggen. I instrumenter, hvor sikkerhedslogin er aktiveret, slet-

ter gendannelsen af fabriksindstillingerne også sikkerhedsloggene. Efter en gendannelse af fabriksindstillingerne skal alle brugerkonti oprettes igen.

Leverandørens indstillinger

Dette er kun for leverandørens brug.

Profiler

Brugerjusteret indstillinger kan gemmes som profiler for senere brug. Fire forskellige brugerprofiler kan gemmes i instrumentets hukommelse. Profiler er ikke i brug, sikkerhedslogin er aktiveret.

At oprette en profil

Når instrumentet er sat til at arbejde som ønsket, kan indstillingerne gemmes som en profil:

1. Vælg *Gem som profil*.
2. Vælg en (tom) profil.
3. Giv profilen et navn.
4. Vælg *OK*.

Tilføjelse af en profil

Vælg *Tilføj en profil*. Vælg den ønskede profil.

Basis indstillinger

Vælges *Basis indstillinger* arbejder instrumentet jfr. basis indstillingerne, der er sat op via Opsætningsguiden.

4 VEDLIGEHOLDELSE

QuikRead go instrumentet er designet til at være så brugervenligt som muligt, så det ikke kræver re-

gelmæssig vedligeholdelse. Såfremt reparation er nødvendig, kontaktes Aidian Denmark ApS.

Instrument kalibrering

Instrumentet er fabrikskalibreret. Instrumentets funktionalitet checkes af en selv-check procedure under hver måling. Såfremt der er en dysfunktionalitet, vises en fejlmeldelse i displayet.

Kalibreringsdata, som er indkodet på hver cuvettes etiket, angiver kittets standardkurve og cut-off værdi. Denne information overføres automatisk til instrumentet under hver måling.

Rengøring af instrumentet

Instrumentet bør jævnligt rengøres med en fugtig fnugfri klud. Vær særlig forsiktig ved rengøring af displayet. Pas på at der ikke løber væske ned ved kanten af displayet, aflæsningsbrønden eller ved stik.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan et mildt rengøringsmiddel anvendes. Brug ikke organiske oplosningsmidler eller ætsende væsker. Spild af potentielt infektiøst materiale skal straks fjernes med absorberende papir og det kontaminerede område aftøres med et standard desinfektionsmiddel eller 70 % ethyl alkohol. Materialer brugt til rengøring, inklusive handsker, skal bortskaffes som biologisk farligt affald.

Software Opdatering

Ny software kan uploades til instrumentet via en

USB-lagerenhed. Se [side 121](#). Kontakt Aidian Denmark ApS for yderligere information.

Udskiftning af urets batteri

Instrumentet har et batteri som giver strøm til det interne ur. Hvis dette batteri er løbet tør, vises en advarselstekst på displayet. Urets batteri skal udskiftes med samme type batteri (type CR 2032 3V).

1. Sluk instrumentet (hvis tændt).
2. Tag strømforsyningsskablet ud af instrumentet.
3. Læg instrumentet på et bord og vend den på siden.
4. Åben akkumulatorenhedens dæksel.
5. Hvis en akkumulator er tilsluttet, skal akkumulatorforbindelsen afkobles fra akkumulatorenheden, og akkumulatorenheden fjernes.
6. Tag urets batteri ud af batteriholderen.
7. Placer det nye batteri (type CR 2032 3V) i batteriholderen med tekstsiden nedad.
8. Hvis akkumulatorenheden bruges, tilsluttes akkumulatorforbindelsen til akkumulatorenheden, og det sikres at akkumulatorenheden placeres korrekt. Luk akkumulatorenhedens dæksel.
9. Vend instrumentet tilbage til stående position og isæt strømforsyningsskablet.
10. Start instrumentet ved at trykke på *Tænd/Sluk*.
11. Juster Dato og tid (*Indstillinger* → *Personlige indstillinger* → *Flowmåling* → *Vedligehold* → *Dato og tid*).

5 FEJLFINDING

QuikRead go instrumentet viser fejlmeddelelser og guider brugeren såfremt, der findes fejl. Følg instruktionerne i displayet og se fejlfindingsskemaet i denne brugsvejledning og i QuikRead go kit brugs-

vejledningen. Kontakt Aidian Denmark ApS, hvis der er behov for support eller reparation.

Fejlmeddeelse / Fejlfinding	Mulig årsag	Korrigerende handling
QuikRead go starter ikke.	Strømforsyning er ikke tilsluttet.	Tilslut strømmen og prøv igen.
	Instrumentet har en elektronisk fejl.	Kontakt venligst Aidian Denmark ApS.
Touchpanelet i displayet fungerer ikke ordentligt.	Touch kalibreringen er ikke korrekt, dvs. at det aktive område er ikke under knappen.	Kalibrer instrumentets Touch Screen jfr. proceduren beskrevet i afsnittet <i>Vedligeholdelse</i> .
	Touchpanelet responderer slet ikke.	Kontakt venligst Aidian Denmark ApS.
Instrumentalarm kan ikke høres.	Lydstyrke er sat for lavt.	Juster lydstyrken jfr. proceduren beskrevet i <i>Personlige indstillinger</i> .
	Instrumentlydens system virker ikke.	Genstart QuikRead go. Hvis problemet gentager sig, kontakt venligst Aidian Denmark ApS.

Fejmeddeelse / Fejlfinding	Mulig årsag	Korrigerende handling
Printeren udskriver ikke.	Printeren er slukket eller printerkablet er ikke tilsluttet, printeren virker ikke eller indstillingerne er ikke korrekte.	Sørg for at printeren er tilsluttet og den er tændt. Check indstillingerne. Hvis problemet fortsætter startes instrumentet og printeren, og forsøg at udskrive fra Resultatmenuen. Hvis problemet gentager sig, kontakt venligst Aidian Denmark ApS.
Stregkodelæser virker ikke.	Stregkodelæseren er ikke tilsluttet, stregkodelæseren virker ikke, indstillingerne er ikke korrekte.	Sørg for at stregkodelæseren er tilsluttet. Check indstillingerne. Hvis problemet fortsætter, startes instrumentet og stregkodelæsningen forsøges igen. Hvis problemet gentager sig, kontakt venligst Aidian Denmark ApS.
"Fejmeddeelse XXX. Genstart venligst QuikRead go" vises i displayet.	Den optiske overflade er fugtig.	Flyt instrumentet til tørre omgivelser og genstart.
	Midlertidig funktionsfejl på instrumentet.	Genstart instrumentet. Hvis denne fejmeddeelse vises ofte, kontakt venligst Aidian Denmark ApS.
"Fejmeddeelse XXX. Kontakt venligst Aidian Denmark ApS" vises i displayet.	Permanent funktionsfejl på instrumentet.	Kontakt venligst Aidian Denmark ApS.
Akkumulatorenheden skal genoplades ofte.	Akkumulatorenhedens kapacitet aftager gennem dens levetid.	Udskift den gamle akkumulatorenhed med en ny jfr. proceduren beskrevet i afsnittet <i>Isætning af akkumulatorenhed</i> .
"Akkumulatorniveauet er lavt. Tilslut venligst strømkablet for at fortsætte" vises i displayet.	Akkumulatorniveauet er lavt.	Tilslut venligst kablet til QuikRead go instruments strømforsyning.
Urets batteri advarsel vises i displayet.	Det interne urs batteri er løbet tør.	Udskift urets batteri jfr. proceduren beskrevet i afsnittet <i>Udskiftning af urets batteri</i> .

Fejlmeddelelse / Fejlfinding	Mulig årsag	Korrigerende handling
"Cuvette placeret forkert. Fjern cuvetten." Vises i displayet.	Rester af cuvettens folieforsegling sidder på kraven af cuvetten.	Fjern cuvetten når instrumentet har løftet den op. Sørg for at alle folierester er fjernet, når næste måling udføres.
	Instrumentet har en mekanisk funktionsfejl.	Check ovenstående. Hvis dette ikke er tilfældet, genstart instrumentet. Hvis problemet fortsætter, kontakt venligst Aidian Denmark ApS.
Måling forhindret.	Reagenslåget mangler eller cuvetten er brugt.	Check at cuvetten har reagenslåg på, og at den inderste farvede del af låget ikke er trykket ned.
	Aflæsning af lot data fra stregkode ikke gennemført.	Prøv igen. Hvis problemet fortsætter, kasser testen.
	Kittet er udløbet.	Kasser udløbet kit. Nyt kit tages i brug.
	Cuvettetemperatur for lav.	Lad cuvetten nå stuetermineratur (18...25°C). Test den samme cuvette igen.
	Cuvettetemperatur for høj.	Lad cuvetten afkøle til stuetermineratur (18...25°C). Test den samme cuvette igen.
Testen afvist.	Blank for høj.	Test den samme cuvette igen. Blank proceduren har ikke været fuldstændig eller prøven kan indeholde interferende stoffer. I det sidste tilfælde, kan testen ikke fuldføres.
	Ustabil blank.	
	Fejl ved tilslætning af reagens.	Udfør en ny test. Der har været problemer under tilslætning af reagens. Sørg for at låget er tæt.
	Instrumentfejl.	Udfør en ny test. Hvis meddelelsen vises ofte, kontakt Aidian Denmark ApS, og oplys fejlkoden.

6 INSTRUMENT SPECIFIKATIONER

Overensstemmelses-erklæring

QuikRead go-instrumentet overholder de elektromagnetiske emissions- og immunitetskrav, der er beskrevet i standarden IEC 61326-2-6. Instrumentet opfylder FCC klasse A krav.

Tekniske specifikationer

Instrumentet har en forprogrammeret mikroprocessor som kontrollerer analysens trin og database-handling. Testidentifikation, tid og standardkurve eller cut-off værdi er indeholdt i stregkoden på hver cuvette. Når denne aktiveres via cuvettens etiket, vil mikroprocessoren kontrollere og guide brugeren gennem alle trin i analysen og omregne absorbans-værdien af prøverne til koncentrationsværdier eller cut-off værdier.

Fotometer

QuikRead go fotometer består af en aflæsnings-brønd, tre LED og lys detektorer. Fotometeret er designet og kalibreret både til fotometriske og turbidimetriske målinger.

Touch Screen display

Brugergrænsefladen er baseret på et brugervenlig Touch Screen display. Det bruges med trykknapper som fremkommer på skærmen. Det giver tillige meddelelser og stikord til at udføre hvert trin i analysen, og giver testresultater og fejlmeddelelser.

- 4-ledet resistive
- Display størrelse: 116,16 x 87,12 mm
- Pixels: 640 x 480

Dimensioner & strømkrav

- Vægt: 1,7 kg uden strømforsyningen
- Størrelse: 27 x 15,5 x 14,5 cm
- Krav til strømforsyning
 - Spænding: 100 - 240 V AC
 - Frekvens: 50 - 60 Hz
 - Strømforbrug: 8 W

Instrument software

Ny software kan opdateres via en USB nøgle. Kontakt Aidan Denmark ApS for yderligere information.

Instrument identifikation

Hvert QuikRead go instrument har et unikt serie-nummer, som findes på mærkaten i bunden af instrumentet.

Hukommelse

QuikRead go instrumentet har en intern hukommelse til resultathistorik. Se sektionen Resultater.

Strømforsyning

Instrumentet får strøm fra en strømforsyning, der leveres sammen med instrumentet. Udenfor strømforsyningen kan instrumentet bruges med en akkumulatorenhed som strømkilde. En intern kontakt i kablet, skifter automatisk fra akkumulatorforsyning til strømforsyning. Vejledning i installation af akkumulatorenheden, se sektionen Installation af akkumulatorenhed.

Tilslutning til et laboratoriesystem (LIS)

Instrumentet kan tilsluttes via:

- En seriel forbindelse med et RJ-45-stik og et særligt kabel. Specifikationen for kablet fremgår af www.quikread.com.
- En understøttet 10BASE-T/100BASE-TX-Ethernetforbindelse med et RJ-45-stik. Der bør anvendes et CAT 5- eller et CAT 5e UTP-kabel (UTP står for unshielded twisted pair, uskærmet snoet par).
- En WLAN-forbindelse. Der er behov for et eksternt WLAN USB-stik.
- Det er ikke muligt at anvende en PoE-forbindelse (Power over Ethernet, strøm gennem Ethernet).
- Kontakt din lokale leverandør, hvis du har brug for flere oplysninger.

USB port

Instrumentet har tre A-type USB porte. Disse porte kan bruges til printer, stregkodelæser og USB enhed. Instrumentet kan forbindes som en virtuel COM-port til en PC eller computer via et B-type USB stik.

Service

QuikRead go instrumentet er designet fri for regelmæssig vedligeholdelse via den indbyggede selv-check funktion. Såfremt instrumentet har en fejfunktion eller der er behov for reparation, kontakt venligst Aidian Denmark ApS. Før du sender instrumentet til service, skal du slette alle patientresultater fra resultathistorik og rengøre instrumentets ydre. Se kapitel Rengøring af instrumentet for detaljerede instruktioner.

Garanti

Producentens garanti vedrørende QuikRead go instrumentet dækker produktions- og funktionsfejl i to år fra købsdatoen. For at garantien skal være gyldig, skal garanti forseglingen (se **billede 3**) være uberørt.

Producenten garanterer at reparere eller erstatte instrumentet, såfremt instrumentet ikke virker på grund af svigt i en intern del af instrumentet. Garantien dækker ikke skader forårsaget ved brug, der ikke er i henhold til brugsvejledningen. Denne garanti er gældende i 2 år. Producenten er ikke forpligtet til at ændre eller opdatere instrumentet, efter at det er produceret, med mindre

der er tale om en produktfejl.

Såfremt instrumentet ikke virker efter hensigten, kontakt venligst Aidian Denmark ApS.

Bortskaffelse

QuikRead go-instrumentet er et lavspændingselektronisk udstyr. Det er designet i overensstemmelse med RoHS-direktivet (begrensning af brugen af visse farlige stoffer i elektriske og Elektronisk udstyr: direktiv 2011/65 / EU). Et brugt QuikRead go-instrument skal behandles som potentielt biofarligt affald. Instrumentet skal bortskaffes som brugt medicinsk udstyr i henhold til national og lokal lovgivning. Sørg for at slette alle patientdata, inden du bortskaffer instrumentet.

Emballeringsmaterialerne er genanvendelige materialer.

Akkumulatoren skal bortskaffes i henhold til nationale og lokale opsamlingsregler baseret på direktiv 2006/66 / EF.


QuikRead go-brugerniveauer og -rettigheder, når sikkerhedslogin er aktiveret

Handling	Normal bruger	Tilsynsførende	Administrator
Patientmåling	x	x	x
QC-måling	x	x	x
Se alle QC-resultater	x	x	x
Tilføj nyt QC-lot	x	x	x
Se gamle patientresultater	- / x*	x	x
Se LIS-offlineresultater	x	x	x
Overfør gamle resultater til USB	-	x	x
Personlige indstillinger (sprog, dvaletilstand)	-	x	x
Personlige indstillinger (skærmens lysstyrke, lydstyrke)	x	x	x
Flowmåling	-	x	x
Testparametre	-	x	x
QC-parametre	-	x	x
Vedligeholdelse (Fejllog, Selvdiagnosticering, Om)	x	x	x
Vedligeholdelse (Basisindstillinger, Dato & tid, Softwareopdatering, Touch kalibrering, Vedligeholdelseslogge: overførsel)	-	x	x
Vedligeholdelseslogge: Slet sikkerhedslogge	-	-	x
Administratorindstillinger (alle undtagen gendannelse af fabriksindstillinger)	-	x	x
Administratorindstillinger (gendannelse af fabriksindstillinger)	-	-	x
Skift eget password	x	x	x
Opret/rediger/fjern en bruger	-	x	x
Opret en ny tilsynsførende	-	x	x

*Afhængigt af *indstillinger under Indstillinger -> Flowmåling -> Vedligeholdelse -> Administratorindstillinger -> Sikkerhedsindstillinger*.

QuikRead go[®]

QuikRead go[®] is a registered trademark of Aidian Oy.



AIDIAN

Aidian Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
P.O. Box 83, FI-02101 Espoo, Finland
www.aidian.eu
www.quikread.com

CE