



Varenummer 1000001877

Engangskateter, SpeediCath Flex, fleksibel kuglespids, CH 14, 33cm, coated, lommestørrelse, steril

- ✓ Fleksibel
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Genlukkelig
- ✓ Beskyttelsesfilm



Produktbeskrivelse

Et nyt, blødt standardkateter til mænd med en tør beskyttelsesfilm, der dækker hele katetret, og hjælper til ved indføringen. Katetret har en fleksibel, kugleformet spids, som sikrer skånsom indføring, også ved forsnævringer eller andre svære passager. Katetret kan genlukkes efter brug. Kommer i to forskellige emballagestørrelser - normal og lommestørrelse



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	SpeediCath
Vareserie	Flex
Spidstype	Fleksibel kuglespids
Størrelse	CH 14
Features	Coated, lommestørrelse, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PU, PVP
Længde/dybde	33 cm
Steriliseringstype	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskateterisation. Katetret åbnes, og væsken hældes fra. Efter tømning kan katetret genlukkes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	53.5 cm	39.5 cm	14 cm	5708932123266
pk	30 stk	18.9 cm	26.2 cm	12.5 cm	5708932123259
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.