



DiverseyTM

suma[®] Med Super LpH

Maskinopvaskemiddel til medicinske instrumenter

Beskrivelse

Suma Med Super LpH er et flydende koncentreret specialmiddel til vask af emner som kirurgiske instrumenter, personlige hjælpemidler, bækkener, vaskefade m.v.

Egenskaber

Formuleret til anvendelse på en lang række instrumentvaskemaskiner, bækkenskyllere, fadevaskere m.m.. Produktets unikke sammensætning gør det lavalkalisk samtidig med at det effektivt løser smuds og binder vandhårdheder, således at det giver et særdeles flot vaskeresultat. Selv i hårdt vand undgås kalkopbygninger på emner og maskiner.

Fordele

- Løser effektivt smuds og indtørret blod
- Forhindrer kalkopbygning på bækkener/vaskefade og i maskinen
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Kan anvendes til vask af kørestole og personlige hjælpemidler i specielle maskiner

Dosering

Suma Med Super LpH anvendes normalt sammen med Diversey's automatiske doseringsudstyr eller tilsvarende udstyr. Den anbefalede dosering er min. 1ml/ltr. vand..

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*

Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): > 12
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 11
Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.15

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diverseym.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7517689	Suma Med Super LpH 2x5L W3552	
7517690	Suma Med Super LpH 200L W1779	

www.diverseym.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 28/01/2022 da-DK (P01151)

