


Varenummer 1000003233

## Ernæringssprøjte, Medicina, 30 ml, ENFit, steril



### Produktbeskrivelse

Medicina steril enteral sprøjte med stempelstop til indgift af ernæring eller medicin. Indeholder hverken PVC eller ftalater. Hver sprøjte er sterilt pakket.

**STERILE**

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Ernæringssprøjte                                                                 |
| Varemærke                        | Medicina                                                                         |
| Features                         | ENFit, steril                                                                    |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | PP                                                                               |
| Rumindhold, netto                | 30 ml                                                                            |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Sygesikringsgruppe               | 6                                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Brugsanvisning

Der er risiko for, at der kan være sondeernæring/medicin i studsens på sprøjten, hvis den fyldes direkte fra kop/medicinbæger. Dette kan betyde, at sprøjten, når den tilkøbes sonden kan føre sondemad/medicin i sonden og når låget påsættes sonden igen kan det klistre fast og det kan være svært at skille fra sonden ved næste gangs brug. Husk derfor at skylle sonden efter indgift. Alternativt kan der bruges et optræksrør for at undgå at forurene sprøjtestudsen.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|-------|----------------|
| kll   | 640 stk    | 43.5 cm | 41 cm   | 85 cm | 45060278507451 |
| pk    | 80 stk     | 42 cm   | 19.7 cm | 21 cm | 25060278507457 |
| stk   | 1 stk      |         |         |       |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**STERILE**

Produktet er sterilt