

Bærbar enteral ernæringspumpe

Compat Ella-pumpen er en innovativ, ny, bærbar enteral ernæringspumpe med et unikt, farvet, brugervenligt interface på lokalt sprog.

FUNKTIONERNE – KORT FORTALT

- Kontinuerlige og intervalstyrede ernæringsprogrammer fra 1 ml til 4000 ml med eller uden dosisbegrænsning
- Flowhastigheder fra 1 ml/t til 600 ml/t
- Hastighed og tilførselsforløb er altid synligt i driftsmodus

Let at lære og forstå

- En farveskærm med letforståelige symboler for pumpe-status, batterilevetid, pumpemodus
- Et tydeligt, U-formet tastatur med intuitiv, ikonbaseret mærkning
- Fuld tekstlinje på skærmen, der viser pumpestatus og er nyttig ved programmering af ernæringsterapi og problemløsning

Nøjagtig og sikker

- Alarmer for opadgående og nedadgående tilstopning og alarm for luft i slangen
- $\pm 5\%$ tilførselspræcision*
- AAF-technologie: Auto-Anti-Free-Flow der øger patient-sikkerheden
- Separat tilførselshistorik for 1) aktuel ernæringsterapi og 2) kumulativ volumen
- Tastaturlås, så utilsigtede ændringer undgås

Robust

- 5-års serviceinterval*
- Kan rengøres under rindende varmt vand

Mobil

- Lav vægt og bærbar – kan bruges i en hvilken som helst retning
- 24-timers batterilevetid ved en tilførselshastighed på 125 ml/t

Avancerede funktioner

- PDMS-forbindelse** (Patient Data Management Systems)
- Intervalmodus tilfører bestemte volumener med de valgte intervaller
- Terapilås så utilsigtede ændringer i behandlingen undgås
- 30-dages historik over volumentilførslen

Indholdet af Compat Ella® pumpesæt

- Compat Ella®pumpe

- Vekselstrømsadapter
- Stativklemme
- Brugsanvisning

Compat Ella® administrationssæt

- Spike sæt
- Universalsæt

Compat Ella® tilbehør

- Rygsæk til voksne og børn
- Rygsækstøtte/mini-bordstativ

- Kabel til PDMS-forbindelse**
- Forbindelseskabel til kaldeknop



PUMPENS FUNKTIONER

Tilførselspræcision: +-5%.*

AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (baseret på administrationssættet).

Tastatur: Ergonomisk, U-formet tastatur med let genkendelige ikoner.

Skærm: Farveskærm, der fremhæver pumpestatus.

Driftssprog: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, hollandsk, svensk, dansk, norsk, finsk med flere.

Kontinuerlig modus: Kontinuerlig tilførsel af ernæring. Med eller uden grænse for total volumen.

Flowhastighed: 1–600 ml/t i intervaller à 1 ml.

Volumengrænse: 1–4000 ml i intervaller à 1 ml.

Alarmer: Luft i slange, separat for opadgående og nedadgående tilstopning, dør åben, ingen kassette, slut på dosis, timeout pga. inaktivitet, batteri.

Volumen aktuel behandling: Den tilførte volumen for den aktuelt aktive ernæringsterapi. Kan nulstilles af brugeren.

Kumulativ volumen: Tilført volumen i alt siden dette parameter blev nulstillet af brugeren.

30-dages volumenhistorik: Tilført volumen i alt for hvert døgn i de seneste 30 dage.

Indstillinger: Alarmlydstyrke, baggrundsbelysnings styrke, timeout for baggrundsbelysning, alarm ved behandlingsophør (ja/nej), tastaturlås (til/fra).

Priming: Ét-tryk, automatisk (17 ml) eller manuel.

AVANCEREDE FUNKTIONER

Intervalmodus: Tilførsel af valgte bolusmængder i ml med forud definerede intervaller. Bolus fra 1–2000 ml. Intervallet kan indstilles fra 15 minutter til 12 t. Med eller uden grænse for total volumen.

Intervalmodus låst: Intervalmodus er ikke tilgængelig for brugeren.

Terapilås: Låser alle aktuelle parametre for ernæringsterapien, så de ikke kan ændres af brugeren.

Kommunikation: PDMS** eller kaldeknop.

Dato: Dato og klokkeslæt, der kan justeres af brugeren.

**PATIENT DATA MANAGEMENT SYSTEM

Compat Ella® kan forbindes til visse PDMS-systemer, der typisk anvendes på intensivafsnit. Dette giver mulighed for automatisk sporing af tilførslen af ernæring til den enkelte patient. Den fysiske forbindelse går gennem et specielt serielt kabel. Der fås specifikke særlige software drivere til hvert system.*

GARANTI OG KRAV

Garanti: 2 år.

Service: Kræver kun service hvert 5. år.*

Serviceagent: Al service må kun udføres af autoriseret personale. Kontakt din repræsentant for Nestlé Health Science eller en serviceudbyder, der er godkendt af Nestlé.

PUMPESPECIFIKATIONER

Pumpevægt: 495 g.

Batteri: Li-Ion. Kører 24 timer ved 125 ml/t med vand. 6-timers genopladningstid.

Pumpedimensioner: L:140 mm x B:140 mm x H:62 mm.

Pumpesættets emballage: Pakket enkeltvis i en kasse.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares på afstand af sollys og fugtighed.

Enhedsklassifikation: Klasse IIa.

Mekanisk indtrængen og væskeindtrængen: IP25.

CE-mærkning: Overholder direktiv 93/42 EØF om medicinsk udstyr. Der er udstedt en CE-mærkning af et anerkendt bemyndigende organ: TÜV Rheinland.

Økologisk fodspor: Symbolet 'Grüne Punkt' angiver, at Nestlé Health Science påtager sig sit ansvar som producent og bidrager til finansieringen af genbrug.

COMPAT ELLA ONLINE

Websted: www.compatella.com

Uddannelsescenter: www.trainingcentre.compatella.com

BESTILLING

Venligst kontakt Nestlé Health Science Kundeservice på tlf. 3546 0167 eller på nestlehealthscience@dk.nestle.com for at få yderligere oplysninger vedrørende bestilling af Compat Ella Pumpe.

*Flere oplysninger fås i brugsanvisningen til Compat Ella® eller ved henvendelse www.compatella.com/patent

® Reg. varemærke tilhørende Société des Produits Nestlé S.A.

