


Varenummer 1000003455

Lyskestrømpe, VenoTrain Impuls, AG, kl. 3, u.tå/5cm nopret, caramel, 4-normal-kort

- ✓ Effektiv selv med lavt niveau af muskulær bevægelse
- ✓ Blød, åndbar og nem at pleje
- ✓ Højt mikrofiberindhold
- ✓ Højt arbejdsstryk
- ✓ Mærkbar aflastning af venerne

**Produktbeskrivelse**

VenoTrain Impuls anvendes ved veneproblemer. Takket være sin innovative, sømløse strikkekonstruktion og et højt mikrofiberindhold på over 40 procent, tilbyder VenoTrain Impuls effektiv støtte til den naturlige venefunktion. Ved små muskelbevægelser opnås en særlig dybdevirkning på grund af et højt arbejdsstryk. Giver en mærkbar aflastning af venerne og fremmer mobiliteten. Det høje indhold af mikrofiber gør strømpen åndbar og nem at tage på. Funktioner, der gør strømpen yderst effektiv ved svær venøs insufficiens, posttrombotisk syndrom, samt ved lymfødem i begyndelsesstadiet. Fås med eller uden tå. Fås i klasse 2 og 3. VenoTrain Impuls kompressionsstrømpe fås i farverne: karamel og sort. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Lyskestrømpe
Varemærke	VenoTrain
Vareserie	Impuls
Sekundær farve	Caramel
Ingredienser/sammensætning	75% polyamid (deraf 44% mikrofibre), 25% elasthan
Målepunkter	AG
Kompressionsklasse	Kl. 3
Strømpeegenskaber	5cm nopret, u.tå
Strømpestørrelse	4-normal-kort
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 3 - 34-46 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	22.5 cm	15 cm	4 cm	4046445410079



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



STANDARD
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.