


Varenummer 1000004247

Knæstrømpe, VenoTrain Micro, AD, kl. 1, m.tå, antracit, medium-plus-kort

- ✓ Stor kundetilfredshed
- ✓ 50% mikrofibre: åndbar, hudvenlig og let at pleje
- ✓ Fin, men uigennemsigtig strømpeekvalitet
- ✓ Forebygger åreknuder
- ✓ Robust og holdbar

**Produktbeskrivelse**

VenoTrain Micro er den mest brugte og moderigtige kompressionsstrømpe med den største kundetilfredshed. Mikrofiber udgør en stor del af materialet i den yderst populære kompressionsstrømpe, hvilket gør den særdeles komfortabel, åndbar og hudvenlig, samtidig med at den er robust og holdbar. Det bløde, elastiske strikmateriale fremmer blodgennemstrømningen og aflaster venerne. Fås med eller uden tå. Fås i klasse 1 og 2. VenoTrain Micro kompressionsstrømpe fås i farverne: creme, karamel, amaretto, espresso, sort, antracit og navy. Disse farver kan kombineres med de mange modeller, diskrete nuancer og mønstre, som typemæssigt passer til enhver stil. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Knæstrømpe
Varemærke	VenoTrain
Vareserie	Micro
Sekundær farve	Antracit
Ingredienser/sammensætning	65% polyamid, 35% elasthan
Målepunkter	AD
Kompressionsklasse	Kl. 1
Strømpeegenskaber	M.tå
Strømpestørrelse	Medium-plus-kort
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 1 - 18-21 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	22.5 cm	15.2 cm	2.8 cm	4046445799747



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



STANDARD
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.