

Varenummer 1000005084


Lyskestrømpe, Juzo Soft, AG, kl. 2, u.tå/5cm nopret, sesam, 5-xlarge-kort

- ✓ Forbinder modemæssige finesser med yderste bærekraft og velvære
- ✓ Glat, super blød og behagelig
- ✓ Nem at tage af og på
- ✓ Fås i trendfarver



Produktbeskrivelse

Juzo Soft kompressionsstrømpe giver en god, blød fornemmelse mod huden gennem det fine mikrofiberstrik, der giver optimal fugtighedstransport. Takket være dens egenskaber ved brug og bløde strik er kompressionsstrømpen specielt let at tage af og på. Strømpen fås i mange forskellige udførelser, modeller og farver, hvilket gør den populær ved behandlingen af venøse sygdomme og som rejse- og sportsstrømpe. Egnede til brug ved let til moderat venøs insufficiens. Fås i klasse 1 og 2. Fås med eller uden tå. Juzo Soft kompressionsstrømpe fås i farverne: sukker, sesam, mandel, muskat, kanel, kakao, birkes, blåbær og peber. Fås desuden i aktuelle trendfarver samt batik kollektion. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lyskestrømpe
Varemærke	Juzo
Vareserie	Soft
Sekundær farve	Sesam
Ingredienser/sammensætning	65% polyamid, 35% elasthan
Målepunkter	AG
Kompressionsklasse	Kl. 2
Strømpeegenskaber	5cm nopret, u.tå
Strømpestørrelse	5-xlarge-kort
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 2 - 23-32 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	21.8 cm	15.8 cm	3 cm	4018678436300



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.