

Varenummer 1000005643


Lyskestrømpe, VenoTrain Soft, AG, kl. 1, m.tå/wide-nopret, caramel, large-plus-lang

- ✓ Til hende og ham
- ✓ Med velgørende massageeffekt
- ✓ Beskytter mod åreknuder
- ✓ Hudvenlig
- ✓ Holdbar



Produktbeskrivelse

VenoTrain Soft er specielt designet til blidt at massere din hud, så blodcirkulationen fremmes. Venerne komprimeres og vitaliseres. Strømpen er blød og robust, og egner sig både til mænd og kvinder. VenoTrain Soft er finmasket, hudvenlig og har særlige behagelige bæreegenskaber, da den elastiske tråd er omtvundet med lycra, som gør strømpen nemmere at tage af og på. Anbefales til brugere, der slider en del på deres strømper, da den er meget holdbar. Fås i klasse 1 og 2. VenoTrain Soft kompressionsstrømpe fås i farverne: karamel, sort, navy, antracit, espresso og natur. Fås desuden i aktuelle trendfarver: bordeaux og denim. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lyskestrømpe
Varemærke	VenoTrain
Vareserie	Soft
Sekundær farve	Caramel
Ingredienser/sammensætning	70% polyamid, 30% elasthan
Målepunkter	AG
Kompressionsklasse	Kl. 1
Strømpeegenskaber	Wide-nopret, m.tå
Strømpestørrelse	Large-plus-lang
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 1 - 18-21 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	22.5 cm	15.5 cm	4.1 cm	4046445253669



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.