

2-vejs foley, Care

Tiemann



Produktbeskrivelse: Anvendes til blæredrænage. Sprøjte med 10% glycerinopløsning medfølger.

Brugsanvisning: Ballonen kan fyldes med glycerinopløsning. Skal senest skiftes efter 90 dage.

Materiale: Silikone

Varenr.	Produkt	længde	Størrelse	Antal æske
1000005704	2-vejs foley kateter, Care, tiemann, CH 12, 40cm, 10 ml, hvid, semi-integreret ballon, engangs	40 cm	CH 12	5
1000005705	2-vejs foley kateter, Care, tiemann, CH 14, 40cm, 10 ml, grøn, semi-integreret ballon, engangs	40 cm	CH 14	5
1000005706	2-vejs foley kateter, Care, tiemann, CH 16, 40cm, 10 ml, orange, semi-integreret ballon, engangs	40 cm	CH 16	5
1000005708	2-vejs foley kateter, Care, tiemann, CH 18, 40cm, 10 ml, rød, semi-integreret ballon, engangs	40 cm	CH 18	5

Rev – sdl 12..3.18