

Varenummer 1000006663


Knæstrømpe, VenoTrain Soft S, AD, kl. 1, m.tå, caramel, small-normal-lang

- ✓ Til mennesker med nedsat bevægelighed
- ✓ Til hende og ham
- ✓ Med velgørende massageeffekt
- ✓ Bred hæl
- ✓ Komfortabel vridning specielt designet til den vinklede fod
- ✓ Åndbart materiale med vitaliserende virkning



Produktbeskrivelse

VenoTrain Soft S er specielt designet til blidt at massere din hud, så blodcirkulationen fremmes. Venerne komprimeres og vitaliseres. Strømpen har en bred hæl og en meget behagelig, bred vrist og anbefales derfor til immobile brugere med nedsat bevægelighed. VenoTrain Soft S er til den bruger, der ønsker en elegant blød strømpe med stor mængde mikrofiber, et optimalt klima mod huden og en høj bærekomfort samtidig med at den er robust og holdbar. Fås med eller uden tå. Fås i klasse 1 og 2. VenoTrain Soft S kompressionsstrømpen fås i farverne: natur, karamel, espresso, sort og navy. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Knæstrømpe
Varemærke	VenoTrain
Vareserie	Soft S
Sekundær farve	Caramel
Ingredienser/sammensætning	70% polyamid, 30% elastan
Målepunkter	AD
Kompressionsklasse	Kl. 1
Strømpeegenskaber	M.tå
Strømpestørrelse	Small-normal-lang
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 1 - 18-21 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år, ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 måneder, ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	22.5 cm	15.3 cm	2.7 cm	4046445700200



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



STANDARD
100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.