

Varenummer 1000010094

## Kemiske indikatorer, til tørvarme, klasse 4



### Produktbeskrivelse

Den kemiske indikator er fremstillet i henhold til ISO 11140-1 "Sterilisation af instrumenter i Sundhedssektoren" og følger retningslinjerne i NIR for Almen Praksis. Indikatoren anvendes til at monitorere om tør varme kan trænge igennem indpakningen af instrumenterne, der er blevet udsat for sterilisation med tør varme, ved at reagere på to kritiske parametre - tid og temperatur. Den kemiske indikator skal anvendes ved 160 grader C i 2 timer – og det anbefales, at man anvender en kemisk indikator minimum 1 gang dagligt eller når sterilisatoren anvendes. Indikatoren er en papirstrip, og dermed er det muligt at gemme teststrippen (resultatet) i en log-bog.

### Specifikationer

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse             | Kemiske indikatorer                                                              |
| Features                      | Til tørvarme, klasse 4                                                           |
| Produkt- eller teststandarder | ISO 11140-1                                                                      |
| Holdbarhed                    | 3 år fra produktionsdato                                                         |
| Bortskaffelse af produkt      | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage    | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|--------|---------------|
| pk    | 250 stk    | 22 cm  | 14.5 cm | 1.5 cm | 7798164672883 |
| stk   | 1 stk      |        |         |        |               |