


Dit laboratorium på farten

QuikRead go[®] point of care system



QuikRead go[®]

Hurtig CRP+Hb test til at støtte behandlings-beslutninger i forskellige situationer – hvor som helst

- » Kvantitativ CRP og Hb resultater på 2 minutter – kun en dråbe blod fra fingerspidsen er tilstrækkeligt
- » Giver dig nøjagtige kvalitets resultater på stedet – sammenlignelig med laboratorie resultater

Du kan nemt tage prøven eller instrumentet med dig!

- » Prøven er stabil i test buffer i op til 2 timer
- » Reagenserne er klar til brug og kan opbevares ved 2–25 °C
- » Instrument med batteri er let at transportere og kan anvendes uden net strøm



Driftsbetingelser

- » Brug ikke instrumentet i et bevægende køretøj
- » Driftstemperatur 15–35 °C for instrumentet, 18–25 °C for test reagenserne
- » Instrument opbevaring ved 2–35 °C
- » Reagens langtidsopevaring ved 2–8 °C, kortvarig opbevaring ved 2–25 °C

Bestillings oplysninger

Produkt	Bestillings nr.
QuikRead go CRP+Hb	140066
QuikRead go Instrument	135867

For bestilling og flere oplysninger kontakt os venligst via e-mail eller telefon:

orion@oriondiagnostica.dk
+45 86103020