



Varenummer 1000013072

## Skumbandage, Mepilex Border Flex, 16x13cm, beige, oval, m/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Med innovativ 360 graders Flex Teknologi, hvilket er med til at øge bærekomforten
- ✓ Med eksudatindikator, som indikerer det optimale tidspunkt for bandageskift
- ✓ Med Safetac® sårkontaktlag



### Produktbeskrivelse

Mepilex Border Flex er en ekstra-fleksibel og formbar alt-i-en skumbandage med Safetac silikoneklæb på både skumpuden og borderen. Den er designet til høj væske-håndteringskapacitet og kan håndtere alle typer af såreksudat. Flexibiliteten og de fremragende væskehåndteringsegenskaber kombineret gør, at bandagen kan blive siddende i længere tid. Bandagen absorberer hurtigt såreksudat, der indeholder bakterier. En unik kombination af Flex-teknologi og ekstra superabsorberende fibre hjælper med at transportere bakterierne gennem bandagens lag. Retentionslaget indkapsler bakterierne og forhindrer dem i at trænge tilbage ned i sårbunden, selv under tryk.

Er brusetæt.



### Specifikationer

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Produktbetegnelse                  | Skumbandage   |
| Varemærke                          | Mepilex   |
| Vareserie                          | Border Flex   |
| Sekundær farve                     | Beige   |
| Features                           | Oval, m/silikonekontaktlag og silikoneklæb, latexfri, steril  |
| Engangs/flergangs                  | Engangs   |
| Ingredienser/sammensætning         | PUR-film, PUR-skum, nonwoven, bomuldsfiber, silikone  |
| Længde/dybde                       | 16 cm   |
| Bredde                             | 13 cm   |
| Størrelse på sårpude               | 85 cm <sup>2</sup>  |
| Steriliseringsmetode               | ETO   |
| Certifikater                       | CE. MD.   |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse IIb  |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745   |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | I tilfælde af tegn på klinisk infektion fx feber eller hvis såret eller den omkringliggende hud bliver rød, varm og hævet, skal en sundhedsperson konsulteres med henblik på passende behandling. |
| Holdbarhed                         | 3 år fra produktionsdato  |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.  |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.  |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.   |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 35 stk     | 26 cm   | 23.5 cm | 21.7 cm | 7323190233335 |
| pk    | 5 stk      | 23.5 cm | 22 cm   | 2.5 cm  | 7323190233342 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 7323190233311 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt