




Bedre kontakt til uforstyrret sårheling


Biatain® Contact er et sårkontaktag med silikoneklæb på den ene side til behandling af væskende kroniske og akutte sår og til beskyttelse af ikke-væskende skrøbelig hud.

- ✓ Forbedret perforation til optimal ekssudatoverførsel til den sekundære bandage og til beskyttelse mod maceration
- ✓ Transparent så det er muligt at vurdere såret uden at fjerne sårkontaktaget
- ✓ Tynd og let at påsætte med silikoneklæb på én side

Biatain® Contact

Biatain® Contact

Forbedret sårkontaktlag med silikone på én side



Forbedret væskeoverførsel

60% større huller* og 3 gange hurtigere væskeoverførsel* for at reducere risikoen for infektion og ophobning af væske.



Sårvurdering

Transparent design for nem sårtilsyn uden aftagning af sårkontaktlaget sikrer uforstyrret sårheling.



Let påsætning og aftagning

Silikone klæb på den ene side gør påsætningen nem, og det samme med skift af sekundærbandagen. Sårkontaktlaget hænger ikke fast i såret, sikrer mindre smerter for patienten samt beskytter det nye væv.

*Testresultater sammenlignet med konkurrerende produkter

Anvendelse

Biatain Contact er et sårkontaktlag til behandling af akutte og kroniske sår. Det kan anvendes fra ikke-væskende sår til kraftigt væskende sår og som beskyttelse til sart hud og skrøbelig hud.

Biatain Contact kan også anvendes sammen med negativ trykbehandling (NPWT), forskellige former for Epidermolysis, inklusiv Epidermolysis Bullosa (EB) og 2. grads forbrændinger.

Bæretid op til 14 dage.

Læs altid brugervejledningen, som ligger i æsken med produkter, før brug



Biatain Contact

Biatain Contact



Varenummer	Størrelse	Antal i æske
33560	5 x 7,5 cm	10
33561	7,5 x 10 cm	10
33562	10 x 18 cm	10
33563	15 x 25 cm	5
33564	18 x 30 cm	5

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Danmark A/S, Høldedam 1, 3050 Humlebæk. 190NWC0099. PM-18712
www.coloplast.dk Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2021-10. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S.

