




Varenummer 1000013251



Skål, Curas Hygiene Pulp, engangs

✓ 100% genbrugspapir



Produktbeskrivelse

Rund skål på 2 liter, som er udformet med en stabil og glat kant, der sikrer et rigtigt godt greb og en udskæring, som gør den behagelig at bruge tæt på ansigtet/krop. Skålen har således flere anvendelsesmuligheder. Kan anvendes i forbindelse med personlig hygiejne. Hvis der er behov for at tilføje sæbe i vandet, skal skålen bruges med overtrækspose. Skålen kan anvendes som bækken i de fleste bækkenstole, hvor den placeres ovenpå sædet af bækkenstolen. Skålen har en tydelig ml skala. Kan anvendes i forbindelse med opkast, hvor den stabile kant og udskæring gør, at den er let at håndtere. Kan med fordel bruges sammen med overtrækspose str L, hvis der er behov for væsketæthed ud over 4 timer, eller hvis der er tilsættes sæbe til vandet. Brug evt. SAP brev eller indlæg for optimal hygiejnisk løsning. I kassen medfølger der 5 låg.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skål
Varemærke	Curas
Vareserie	Hygiene Pulp
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Pulp
Rumindhold, brutto	2 l
Steriliseringsmetode	ETO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	8 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	59.3 cm	32.5 cm	52.3 cm	5051400080333
pk	50 stk	32 cm	30 cm	29.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.