



Leukoplast® skin sensitive

Leukoplast®

Sårbehandling i de bedste hænder

Leukoplast® skin sensitive

Transparent og rivbar acetat fikseringstape med silikoneklæb

Transparent og rivbar acetat (silkelignende) fikseringstape med silikoneklæb i to bredder til sikker fiksering af sårbandager på følsom, skrøbelig og skadet hud. Til supplerende fiksering af I.V., slanger og dræn.

Indikationer

Sikker fiksering af sårbandager og supplerende fiksering af slanger, dræn mm. Udviklet til meget følsom, ødelagt og skrøbelig hud, som ofte ses ved ældre, børn, diabetikere eller patienter med skadet hud.

Kontraindikationer

Fiksering med silikoneklæb, herunder Leukoplast® skin sensitive, må kun anvendes som supplerende fiksering af I.V., slanger og dræn.

Leukoplast® skin sensitive må ikke anvendes på præmature i kuvøse.

Indhold

Silikoneklæb på acetatmateriale, vundet på en antimikrobiel spole med antimikrobielt kliklåg.

Kan anvendes med

Cutimed® Siltec, Cutimed® Sorbion, Cutisoft® kompresser m. fl

Egenskaber

- Kan fjernes atraumatisk
- Forebygger hudstripping og skin tear
- Kan genappliceres flere gange uden skade på huden eller tab af klæbeevne
- Kan rives på tværs
- Høj patientkomfort
- Røntgengennemtrængelig
- Åndbar (MVTR >300g/m²/24h)
- Kan skrives på
- Efterlader ikke klæberester
- Lang holdbarhed (3 år)
- Antimikrobiel spole og kliklåg - reducerer risikoen for krydskontamination



Leukoplast® skin sensitive			
Varenr	Størrelse	Antal stk /æske	Antal stk/TRP
76173-00000	1,25 cm x 2,6 m	24	240
76173-00001	2,5 cm x 2,6 m	12	120