

BARE MERE EFFEKTIVT.

AFINION[™] 2 ANALYSER

Afinion 2-analyseapparatet er et resultat af mange års løbende produktinnovation og finjustering. Analyseapparatet leverer umiddelbart anvendelige testresultater på behandlingsstedet, på blot få minutter.



Afinion™ 2 Analyser

OM

Med sin kompakte størrelse og testpanel, er Afinion 2-systemet ideelt til test på behandlingsstedet, i lægens konsultation, på klinikker, sundhedscentre, plejehjem, skadestuer og hospitalsambulatorier. Det kræver kun et fingerprik at tage prøven og opnå resultater af laboratoriekvalitet, for CRP, HbA1c, ACR og Lipidpanel, under konsultationen.

FORDELE VED TEST PÅ BEHANDLINGSSTEDET:

Mindre arbejde i konsultationen:¹

- Færre opkald vedrørende opfølgning
- Færre breve vedrørende opfølgning
- Færre patientbesøg

Beslutninger taget på et mere oplyst grundlag, forbedrer forholdet mellem patient og læge, samt patientens motivation og holdning.²

3-TRINS PROCEDURE

1 Tag prøven med den integrerede prøvetagningsenhed.



2 Sæt prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten.



3 Sæt testkassetten i analyseapparatet, og luk låget. Analysen starter automatisk.



TEST

Afinion-test kan bruges sammen med både Afinion 2-analyseapparatet og Afinion AS100-analyseapparatet. Alere Afinion™ ACR · HbA1c · CRP · Lipid Panel



FAKTA

- Størrelse: 200 mm B x 186 mm H x 328 mm D
- Vægt: 3,4 kg
- LCD touch-skærm med farver
- Patient-ID, kvalitetskontrol-ID og resultater gemmes i hukommelsen.
- Ingen vedligeholdelse
- Ingen operatørkalibrering
- Omfattende fejlsikrede systemer fjerner risikoen for forkerte resultater
- Kvalitetskontrol- og operatørspærring

KONNEKTIVITET

Afinion 2-analyseapparatet overfører uden problemer testresultater til et informationssystem. Brug Ethernet-kablet til at forbinde analyseapparatet med et informationssystem. Afinion 2-analyseapparatets konnektivitet overfører automatisk patient- og kontrolresultater til et tilsluttet LIS/HIS/EMR-system via et TCP/IP-netværk, med protokollerne

POCT1-A, HL7, ASTM 1381-85 (lavt niveau) eller ASTM 1394-97 (højt niveau), hvilket vælges på basis af konfiguration. Afinion 2-analyseapparatet kan med sin indbyggede konnektivitet kommunikere med LIS- og HIS-systemer samt dele og administrere data mere effektivt, hvilket bidrager til bedre patientadministration alle steder.

1. Crocker JB, Lee-Lewandrowski E, Lewandrowski N, et al. Implementation of point-of-care testing in an ambulatory practice of an academic medical center. Am J Clin Pathol. 2014;142:640-6.

2. Laurence CO, Gialamas A, Bubner T. Patient satisfaction with point-of-care testing in general practice. Br J Gen Pract. 2010;60(572): e98-e104.

© 2018 Abbott. Alle rettigheder forbeholdes. Afinion er et varemærke tilhørende virksomheder i Abbott-koncernen. Alle andre nævnte varemærker er varemærker, der tilhører de respektive ejere. CVD107896 10004092-01 07/18