



BARE MERE EFFEKTIVT.

AFINION™ ACR

Kronisk nyresygdom, CKD (Chronic Kidney Disease), har store og stigende sundhedsmæssige konsekvenser. En ud af 3 europæere er i risikogruppen for at udvikle kronisk nyresygdom. Faktisk har 1 ud af 10 allerede en så dårlig nyrefunktion, at det påvirker deres almene helbred.¹

- Resultater på laboratorie niveau indenfor 5 minutter
- 3,5 µl midtstråle-urin
- Større nøjagtighed ved kreatinin måling



Afinion™ ACR

KRONISK NYRESYGDOM (CKD)

Kronisk nyresygdom er en „tavs sygdom“ med få eller ingen symptomer, indtil det er for sent. Kronisk nyresygdom tiltrækker sig meget opmærksomhed sammenlignet med andre kroniske sygdomme. Den nuværende stigning i diabetes, fedme og aldersbetingede sygdomme vil kun gøre situationen værre, medmindre der bliver større fokus og handles derefter.¹

Nyresygdom er en af de alvorligste komplikationer ved diabetes. Det første tegn er øget udskillelse af albumin i urin (albuminuri).² Afinion ACR er en test til kvantitativ påvisning af albumin, kreatinin og albumin-/kreatininforholdet (ACR) i human urin, der kan anvendes i løbet af patientkonsultationen, på behandlingsstedet.

DIABETES OG HJERTE-KARSYGDOM

Alle diabetespatienter bør mindst en gang om året få vurderet kardiovaskulære risikofaktorer. Disse risikofaktorer omfatter dyslipidæmi, hypertension, rygning, familiær forekomst af præmatur hjertesygdom, kronisk nyresygdom og forekomst af albuminuri.⁴ Test af ACR og lipidpanel spiller derfor en vigtig rolle i behandling af diabetes.

3-TRINS PROCEDURE

1 Tag prøven med den integrerede prøvetagningsenhed.



2 Sæt prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten.



3 Sæt testkassetten i analyseapparatet, og luk låget. Behandlingen starter automatisk.



IDF- OG ADA-TESTANBEFALINGER^{2,3}

International Diabetes Federation (IDF) og American Diabetes Association (ADA) anbefaler, at der udføres en årlig test for at vurdere udskillelsen af albumin i urin. Der anbefales en test på albumin-/kreatininforhold (ACR).

- Patienter med type 1 diabetes med en varighed på ≥ 5 år.
- Alle patienter med type 2-diabetes ved starten af diagnosen.
- Alle diabetespatienter med komorbid hypertension.

REFERENCEINTERVAL⁵

KATEGORI	MÅLING AF ACR PÅ STEDET	
	mg/g	mg/mmol
NORMAL	< 30	< 3
MIKROALBUMINURI	30-300	3-30
KLINISK ALBUMINURI	> 300	> 30

TILGÆNGELIGE TEST

AFINION™ ACR
AFINION™ CRP
AFINION™ HbA1c
AFINION™ LIPID PANEL

1. EKHA. Recommendations for Sustainable Kidney Care. August 2015. <http://ekha.eu/wp-content/uploads/2016/01/EKHA-Recs-for-Sustainable-Kidney-Care-25.08.2015.pdf>. Accessed 20 October 2016.

2. Global Guideline for Type 2 Diabetes, IDF, 2012. ISBN 2-930229-43-8.

3. American Diabetes Association. Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S86-S104

4. American Diabetes Association. Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S105-S118.

5. KDIGO. Kidney Int Suppl. 2013;3:1-150

© 2019 Abbott. Alle rettigheder forbeholdes. Afinion er et varemærke tilhørende virksomheder i Abbott-koncernen. Alle andre nævnte varemærker er varemærker, der tilhører de respektive ejere.
CVD184965 10004075-02 01/19