

BARE MERE EFFEKTIVT.

AFINION™ HbA1c

Konsultationer med patienter, som mangler deres laboratorieresultater, er udfordrende og ineffektive. HbA1c-testning på behandlingsstedet kan forbedre effektiviteten i arbejdsgangen og føre til øget patientmotivation og tilfredshed.¹⁻⁴

- 3 minutters testtid
- Resultater af laboratoriekvalitet
- Ingen interferens fra almindelige Hb-varianter
- NGSP- og IFCC-certificeret



Afinion™ HbA1c

FAKTA

Afinion HbA1c-test er en simpel fingerstiksprøve, der leverer patientens HbA1c-værdi på få minutter under konsultationen.

- 1,5 µl prøvevolumen
- Kapillært eller og venøst fuldblodsprøvemateriale
- Målingsinterval: 4-15 % HbA1c, 20-140 mmol/mol HbA1c
- 3 måneders opbevaring ved stuetemperatur
- Kontroller i 2 niveauer klar til brug

HbA1c TEST

Afinion HbA1c testen, målt på 3 minutter, passer perfekt til arbejdsgangen:

”Test af HbA1c på behandlingsstedet giver mulighed for en bedre behandling af patienter med diabetes”.

—Egbunike V et. al. *Diabetes Educator*. 2013;39:66-73.

”HbA1c-test på behandlingsstedet giver mulighed for flere rettidige ændringer i behandlingen”.

—ADA. *Diabetes Care* 2018;41(Suppl. 1):S55–S64.

3-TRINS PROCEDURE

1 Tag prøven med den integrerede prøvetagningsenhed.



2 Sæt prøvetagningsenheden tilbage i testkassetten.



3 Sæt testkassetten i analyseapparatet, og luk låget. Behandlingen starter automatisk.



IDF-ANBEFALINGER

Den internationale diabetesforenings anbefalinger til brug af HbA1c, ved type 2 diabetes⁵

- Diagnostiske kriterier: HbA1c $\geq 6,5$ % eller HbA1c ≥ 48 mmol/mol
- Få HbA1c-resultatet målt på behandlingsstedet eller i laboratoriet før lægekonsultationen.
- Mål HbA1c hver 2. til 6. måned afhængigt af niveau, glukosemålingens stabilitet og ændringer i behandling.

TILGÆNGELIGE TEST

AFINION™ ACR
AFINION™ CRP
AFINION™ HbA1c
AFINION™ LIPID PANEL

1. Shepard MD. Clin Biochem Rev. 2006;27(3):161-70.

2. Laurence CO, Gialamas A, Bubner T. Br J Gen Pract. 2010;60(572):e98-e104.

3. Miller CD, Barnes CS, Phillips LS, et al. Diabetes Care. 2003;26(4):1158-63.

4. Crocker JB, Lee-Lewandrowski E, Lewandrowski N, et al. Am J Clin Pathol. 2014;142:640-6.

5. Global Guideline for Type 2 Diabetes, IDF, 2012. ISBN 2-930229-43-8.

© 2019 Abbott. Alle rettigheder forbeholdes. Afinion er et varemærke tilhørende virksomheder i Abbott-koncernen. Alle andre nævnte varemærker er varemærker, der tilhører de respektive ejere.
CVD185610 10004101-02 1/19