

I5 90100-P, I5 90100-I5 90104:



L M S XS XXS

| Størrelse | Længde | Bredde | Håndtag bredde | Åbningshøjde |
|-----------|--------|--------|----------------|--------------|
| L         | 109±2  | 35±1   | 30±1           | 34±2         |
| M         | 109±2  | 35±1   | 26±1           | 34±2         |
| S         | 109±2  | 35±1   | 24±1           | 34±2         |
| XS        | 109±2  | 35±1   | 20±1           | 34±2         |
| XXS       | 109±2  | 35±1   | 15±1           | 34±2         |



L

M

S

XS

XXS

| Størrelse | Længde | Bredde | Håndtag bredde | Åbningshøjde |
|-----------|--------|--------|----------------|--------------|
| L         | 109±2  | 35±1   | 30±1           | 34±2         |
| M         | 109±2  | 35±1   | 26±1           | 34±2         |
| S         | 109±2  | 35±1   | 24±1           | 34±2         |
| XS        | 109±2  | 35±1   | 20±1           | 34±2         |
| XXS       | 109±2  | 35±1   | 15±1           | 34±2         |
| XXXS      | 109±2  | 34±1   | 11±1           | 35±2         |

Yderligere specifikationer:

Modstandsdygtighed over for deformation: Når vaginalspekulumet udvides helt til stop-punktet, påføres en kraft på 20 N, og den tilladte deformation må ikke overstige 30 mm.

Strukturel styrke: Når vaginalspekulumet udvides helt til stop-punktet, påføres en kraft på 30 N, og ingen del må glide, rive sig løs eller knække.