




Varenummer 1000017627

ABENA®
Nova San
with MediSens®

Åben ble, ABENA Nova San, 6, med sensor

- ✓ Ble med integrerede sensorer – en del af ABENA Nova løsningen
- ✓ 100 % åndbarhed giver sund hud og optimal komfort
- ✓ Top-Dry System sørger for tør overflade, hvilket beskytter huden og øger komforten
- ✓ Effektiv kerneteknologi giver hurtig absorption
- ✓ Anatomisk formet for bedre pasform
- ✓ Lækagebarrierer giver ekstra beskyttelse
- ✓ Odor-system sikrer mod lugtgener fra produktet
- ✓ Svanemærket og Dermatologisk testet

Produktbeskrivelse

ABENA Nova San er vores intelligente version af ABENAs Premium åben ble. ABENA Nova er en løsning, som leverer data i realtid, der gør det muligt for plejepersonalet at handle rettidigt ved et skift, og derved levere en mere personlig kontinens pleje. Produktet består af: en ble med integrerede sensorer, en personlig clips som sender data en til brugervenlig app. Den åbne ble er ABENAs førsteklases serie af anatomisk formede bind for let til moderat inkontinens. Produkternes Top-Dry System giver optimal komfort og hudintegritet. De åndbare og anatomisk formede bind hjælper med at holde huden sund og har en fremragende pasform. Alle produkter er forsynet med liggende lækagebarrierer, der yder ekstra beskyttelse, og et Odor-system, der minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Åben ble
Varemærke	ABENA
Vareserie	Nova San
Størrelse	6
Farve	Hvid
Features	Med sensor
Længde/dybde	630 mm
Bredde	300 mm
Vægt, netto	56.1 g
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	1600 ml
Køn	Unisex
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

ABENA Nova åben ble for moderat til svær inkontinens. Sæt først clipsen på den åbne ble, dernæst bleen med clipsen på borgeren. Clipsens blå side

skal vende udaf efter montering. Nem fiksering i normalt undertøj eller speciel fikserings undertøj, som Abri-Fix. Fikseringen sikrer en tæt pasform og reducerer risikoen for lækage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	3 pk	39.6 cm	60.1 cm	26 cm	5703538032516
pk	30 stk	37 cm	18 cm	23.5 cm	5703538032400



Dermatologisk testet-symbolet garanterer, at produktet er testet for potentielle hudirritationer af et uafhængigt tredjepartslaboratorium.



Unik Top-Dry system, som sikrer hurtig absorption og efterlader en tør overflade i brug – også ved gentagne vandladninger.



Produktet er produceret med unikke lækagebarrierer.



ABENAs produkter er produceret med Odor System, som sikrer mod lugtgener fra produktet.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Dråbesystem, som viser produktets sugsevne. Jo flere dråber jo højere sugsevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Produktet indeholder ikke latex.