



Varenummer 1000021343



Bind, ABENA Let, Normal, hvid, pink farvekode, med SAP

- ✓ Non-woven materiale med flow-through bagsidefolie
- ✓ 100% åndbarhed understøtter sund hud
- ✓ Forskellige størrelser og sugevner



Produktbeskrivelse

ABENA Let er en serie af rektangulære bind med flere anvendelsesmuligheder. Både ABENA Let Super Airlaid, Normal og Maxi bruges hovedsageligt som booster til ekstra absorption, men kan også anvendes som fødebind eller sekundært absorberende bind i andre sammenhænge. Det fuldt åndbare bind med non-woven bagside er med til at sikre en sund hudbalance og giver optimal komfort. Bindende fås i forskellige størrelser og sugevner. ABENA Let Normal og Super Airlaid indeholder begge superabsorberende polymer (SAP) for at minimere risikoen for ubehagelige lugtgener.



Specifikationer

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Bind |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Let |
| Størrelse | Normal |
| Farve | Hvid |
| Features | Pink farvekode, med SAP |
| Materiale | ECF fluff, åndbar bagfolie, elasthan, nonwoven, PP, resin, SAP |
| Længde/dybde | 39 cm |
| Bredde | 14 cm |
| Tolerance | +/- 10% |
| Absorptionsevne | 500 ml |
| Køn | Unisex |
| Inkontinensgrad | Moderat |
| Certifikater | CE. Svanemærket. MD. UKCA. |
| Svanemærket licensnr. | 5023 0001 |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Produkt- eller teststandarder | ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485 |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør opbevares utilgængeligt for børn. |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Rektangulært bind til bred anvendelse. Bruges hovedsageligt som booster sammen med et andet inkontinensprodukt, for at øge den samlede absorptionsevne. Hvis det ikke bruges som booster, anbefales brug af fikseringstrusse, eksempelvis vores ABENA Fix-produkter. Fikseringstrusser sikrer god pasform og reducerer risikoen for lækage. Produktstørrelsesgenkendelse ved hjælp af farvekoder og navne.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kl | 9 pk | 77 cm | 30 cm | 37.5 cm | 5713571001295 |
| pk | 34 stk | 26 cm | 12 cm | 22 cm | 5713571001288 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Poser med dette symbol er fremstillet af mindst 60% PCR-plast (post-consumer recycled), dvs. plastmaterialer, der tidligere har været brugt af forbrugere. Således kan vi reducere vores plastaffald og være med til at passe på miljøet.



The Flow Through symbol indicates that the incontinence product can be used as a "booster", which means that the product can be placed into other incontinence products to provide extra absorbency. The booster products have a backsheet made of non-woven materials, where urine can flow through the backside of the product.



Dråbesystem, som viser produktets sugsevne. Jo flere dråber jo højere sugsevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.

 Produktet indeholder ikke latex.

