

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 1000028951-1000028955

Classic

Nitrilhandsker, pudderfri, COATS



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usteril

Colloidal Oatmeal Coated handsker

Blå

Mikrotekstureret fingerspidser

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S DK i Malaysia under ISO 9001, ISO14001 og ISO 13485

CE

Dual CE-mærket i henhold til Forordningen for medicinsk udstyr (EU) 2017/745 klasse

PPE Regulativ (EU) 2016/425, CATIII, Type B certificat

AQL 1.0 i henhold til EN 455-1:2000

Standarder

EN 455-1:2000

EN 455-2 :2015

EN 455-3 :2015

EN 455-4 :2009

EN ISO 374-1: 2016 + A1:2018

EN ISO 374-2:2019

EN 16523-1:2015 +A:2018

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 21420:2020

Opbevaring og håndtering

Håndtering: Undgå varme, fugt, direkte sollys og ozon

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 1000028951-1000028955

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning	6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton

Strækkevne:

Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%

Tykkelse

Håndfladen	0,07 mm (+/- 0,02)
Fingrene	0,09 mm (+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)	Forpakning stk/kolli
X-small	1000028951	5-6	76	240	100/1000
Small	1000028952	6-7	86	240	100/1000
Medium	1000028953	7-8	98	240	100/1000
Large	1000028954	8-9	107	240	100/1000
X-large	1000028955	9-10	115	240	100/1000

Test udført

Luft og vand
 Sensibiliseringstest
 Irritationstest
 Cytotoksitet
 Restkemikalier
 Brudstyrke
 Pudderrester
 Virusgennemtrængning
 Bakterie og svampe
 Fødevaregodkendelse
 Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater)

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 1000028951-1000028955

Sammensætning

Kemikalie	CAS	Rest kemikalier
Nitrile	9010-81-5	
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (SDBS)	25155-30-0	
Sulphur	7704-34-9	
Zinc oxide	1314-13-2	
ZDBC	136-23-2	
Titanium dioxide	13463-67-7	
Wax Emulsion	-	
Blue Pigment	147-14-8 + 980-26-7 + 30125-47-4	
Colloidal Oatmeal	134134-86-4 + 55965-23-6	
Sodium Benzoate	532-32-1	

Kemikalierne og mængderne anvendt er i overensstemmelse med US 21 CFR 177

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS	Gennemtrængningstid	Klasse
Formaldehyde 37 %	50-00-0	>480 min.	5
Hydrogen Peroxide 30%	7722-84-1	11-20 min.	3
Sodium Hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6

Cytostatika

Carmustine 3.300 ppm	24 min	1
Cisplatin 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Fluorouracil 50.000 ppm	>240 min.	5
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (Taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
ThioTepa 10.000 ppm	>25 min.	1
Vincristine Sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5

Test method used: EN 374-3, EN16523-1 and ASTM D 6978

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 1000028951-1000028955

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevarer godkendt ^{*4}	✓	✓	✓

SK114/DK/12.2014

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.