



Varenummer 1010001286



Absorberende brev, Curas, engangs

- ✓ SAP brev i selvopløselig indpakning. Absorberer væsken og omdanner væsken til en gele-agtig sustans.



Produktbeskrivelse

SAP (Super Absorberende Polymer) brev i selvopløselig indpakning. Absorberer væsken og omdanner væsken til en gele-agtig sustans. Indkapsler amoniaklugten fra urinen. Ideel til at undgå spild og stænk i forbindelse med hygiejnisk bortskaffelse af Curas hygiejneprodukter. Et brev kan absorbere 100-200 gange dets egen vægt, hvilket er ca. 500-1000 ml væske.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Absorberende brev
Varemærke	Curas
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	SAP-pulver
Længde/dybde	5.5 cm
Bredde	3 cm
Vægt, netto	6 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Placeres i beholder eller pose før eller efter brug.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2400 stk	40.4 cm	38.7 cm	36 cm	45051400081000
pk	100 stk	30 cm	20.2 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.