

Actico® UlcerSys

Medicinsk kompressionsstrømpesystem.



Actico UlcerSys er et 2-lags, medicinsk kompressionsstrømpesystem, som især anvendes til behandling af og recidivforebyggelse af venøse bensår. Mens der under den indledende

aflastningsfase anvendes kortstræksbandager, skal Actico UlcerSys anvendes over det behandlede sår i selve aflastningsfasen efter ødemreduktion og under stabiliseringsfasen.

Anvendelsesområder

- til behandling af venøse bensår efter ødemreduktion
- til forebyggelse af tilbagevendende, kroniske, venøse ulcera
- ved stasedermatitis (f.eks. eksem, pigmentering, lipodermatosklerose, atrophie blanche)
- ved venøse ødemer
- til behandling af posttrombotisk syndrom
- til efterbehandling i forbindelse med skleroserende behandling og variceoperationer
- efter udtagning af vener til en bypass-op

Egenskaber

Understrømpe:

- 70 % polyamid, 30 % Lycra®
- 10–14 mmHg

Overstrømpe:

- 65 % polyamid, 35 % Lycra®
- 26–34 mmHg

Længde

- lægstrømpe
- 2 længder: standard & lang

Detaljer

Fås i 2 farvekombinationer:

- 1 overstrømpe (O) sand + 2 understrømper (U) hvide
- 1 overstrømpe (O) sort + 2 understrømper (U) sand

Komfortabel: Understrømpen.




Pålidelig: Overstrømpen.



Sådan måler du:

- **Målepunkt cC:** på læggens tykkeste sted
- **Målepunkt cB:** 2–3 cm over malleolen



- **Længde-ID:** 2–3 cm under knæhasen og til gulv

Actico® UlcerSys Medicinsk kompressionsstrømpesystem NYHED

Farve O / U*	Længde	Størrelse	Ankelomkreds cB (cm)	Lægomfang cC (cm)	Benlængde ID (cm)	REF	Pakning
	Standard	S	19–21	31–39	38–42	32 510	1/16
		M	21–23,5	33–41	38–42	32 512	1/16
		L	23–27	35–44	38–42	32 514	1/16
		XL	27–32	39–48	38–42	32 516	1/16
		XXL	32–37	43–52	38–42	32 518	1/16
	Lang	S	19–21	31–39	> 42	32 511	1/16
		M	21–23,5	33–41	> 42	32 513	1/16
		L	23–27	35–44	> 42	32 515	1/16
		XL	27–32	39–48	> 42	32 517	1/16
		XXL	32–37	43–52	> 42	32 519	1/16
	Standard	S	19–21	31–39	38–42	39 710	1/16
		M	21–23,5	33–41	38–42	39 712	1/16
		L	23–27	35–44	38–42	39 714	1/16
		XL	27–32	39–48	38–42	39 716	1/16
		XXL	32–37	43–52	38–42	39 718	1/16
	Lang	S	19–21	31–39	> 42	39 711	1/16
		M	21–23,5	33–41	> 42	39 713	1/16
		L	23–27	35–44	> 42	39 715	1/16
		XL	27–32	39–48	> 42	39 717	1/16
		XXL	32–37	43–52	> 42	39 719	1/16

* O = Overstrømpe, U = Understrømpe