



Varenummer 1999902408

## Sølvalginat pasta, Askina Calgitrol, på tube, 5-pak, steril, 15 g

- ✓ Smertefrit for patienten
- ✓ Let at fjerne ved skylning
- ✓ Misfarver ikke
- ✓ Kan anvendes på svært tilgængelige sår



### Produktbeskrivelse

Askina® Calgitrol® Pasta er en sølvalginat pasta til infektiøse og vanskeligt helende sår:

- Effektiv mod bakterier
- Let at anvende på grund af den faste konsistens
- Tæt kontakt til sårbund og kaviteter
- Absorberer eksudat samtidig med at fugtigheden i såret bevares
- Let at fjerne med rindende vand
- Pastaen er let genkendelig på grund af den lilla farve
- Kan anvendes i op til 7 dage efter åbning

**STERILE**

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sølvalginat pasta                                                                |
| Varemærke                        | Askina                                                                           |
| Vareserie                        | Calgitrol                                                                        |
| Features                         | På tube, 5-pak, steril                                                           |
| Ingredienser/sammensætning       | Ioniseret sølv indeholdt i en alginat matrix                                     |
| Vægt, netto                      | 15 g                                                                             |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse III                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 1 år fra produktionsdato                                                         |
| Holdbarhed, åbnet                | Tuben kan anvendes til samme patient i op til 7 dage efter åbning.               |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Brugsanvisning

Tuben rystes før anvendelse. Pastaen lægges i såret, så såroverfladen er dækket fuldstændig. Dæk med en passende yderforbinding. Det er ikke nødvendigt at aktivere pastaen før brug.



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| pk    | 5 stk      | 15.5 cm | 15.3 cm | 0.3 cm | 4046963567484 |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt