



Varenummer 1999904494

Diversey

Desinfektion, Diversey Oxivir Excel Acti, 26,7x20cm, til overflader, servietter, hydrogenperoxide, 100stk

- ✓ Overfladedesinfektion
- ✓ Hydrogenperoxide
- ✓ effektiv
- ✓ High Level desinfektion



Produktbeskrivelse

Rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasive medicinske emner og ikke porøse overflader. Høj effekt over for et stort antal sygdomsfremkaldende stoffer. Fuld virucidal virkning over for såvel Polio, Adeno og Murine norovirus som indkapslet virus, fx HIV, HBV, HCV, Influenza, VACV og Coronavirus. Velegnet til brug i højrisiko-områder i butikker, undervisningslokaler, sundhedsvæsenet og i mange andre områder. Diversey Oxivir Excel Wipe er en kombination af et rengørings- og desinfektionsmiddel, der udnytter AHP-teknologien. Diversey Oxivir Excel Wipe giver dig det bedste alternativ til en traditionel desinficering, idet det yder total virucidal virkning på kun 30 sekunder. Produktet er skånsomt over for overflader og samtidig uden risiko for dine ansatte, kunder, gæster, patienter eller besøgende.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektion
Varemærke	Diversey
Vareserie	Oxivir Excel Acti
Features	Til overflader, servietter, hydrogenperoxide, 100stk
pH-værdi (konc.)	< 2
Materiale	PP
Længde/dybde	26.7 cm
Bredde	20 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 1650, EN 16615
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, BPR EU 528/2012, (EF) 1272/2008, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vigtigt: Bland ikke produktet med andre stoffer. Brug det ikke på vand- eller syrefølsomme overflader. Under anbefalede brugsomstændigheder er Diversey Oxivir Excel Wipe velegnet til brug på de fleste normalt forekommende materialer som fx: Rustfrit stål, chrom, vinyl, nylonstoffer, laminerede overflader, glas, gummi, hårde og bløde plastgenstande (polypropylen, polyurethan, polyethylen, plexiglas, fiberglas og polycarbonat). Sikker for brugerne. Kræver ikke PPE. Ingen fareklassificering.
Holdbarhed	24 måneder
Holdbarhed, åbnet	4 uger
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Brugsanvisning

Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1200 stk	31 cm	24 cm	28 cm	8720986863230
pk	100 stk	25.5 cm	16.3 cm	4.5 cm	7615400868476
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er ætsende.