



Varenummer 1999904494



Overfladedesinfektion, Diversey Oxivir Excel, 26,7x20cm, med Hydrogenperoxide, 100 stk.

- ✓ Overfladedesinfektion
- ✓ Hydrogenperoxide
- ✓ effektiv
- ✓ High Level desinfektion



Produktbeskrivelse

Rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasive medicinske emner og ikke porøse overflader. Høj effekt over for et stort antal sygdomsfremkaldende stoffer.

Fuld virucidal virkning over for såvel Polio, Adeno og Murine norovirus som indkapslet virus, fx HIV, HBV, HCV, Influenza, VACV og Coronavirus. Velegnet til brug i højrisiko-områder i butikker, undervisningslokaler, sundhedsvæsenet og i mange andre områder.

Diversey Oxivir Excel Wipe er en kombination af et rengørings- og desinfektionsmiddel, der udnytter AHP-teknologien. Diversey Oxivir Excel Wipe giver dig det bedste

alternativ til en traditionel desinficering, idet det yder total virucidal virkning på kun 30 sekunder. Produktet er skånsomt over for overflader og samtidig uden risiko for dine

ansatte, kunder, gæster, patienter eller besøgende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Overfladedesinfektion
Varemærke	Diversey
Vareserie	Oxivir Excel
Features	Med Hydrogenperoxide, 100 stk.
pH-værdi (konc.)	pH < 2
Materiale	PP
Længde/dybde	26.7 cm
Bredde	20 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Produkt- eller teststandarder	EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 1650, EN 16615
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, BPR EU 528/2012
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vigtigt: Bland ikke produktet med andre stoffer. Brug det ikke på vand- eller syrefølsomme overflader. Under anbefalede brugsomstændigheder er Diversey Oxivir Excel Wipe velegnet til brug på de fleste normalt forekommende materialer som fx: Rustfrit stål, chrom, vinyl, nylonstoffer, laminerede overflader, glas, gummi, hårde og bløde plastgenstande (polypropylen, polyurethan, polyethylen, plexiglas, fiberglas og polycarbonat). Sikker for brugerne. Kræver ikke PPE. Ingen fareklassificering.
Holdbarhed	24 måneder
Holdbarhed, åbnet	1 måned
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	30.5 cm	23.3 cm	28 cm	7615400770540
pk	100 stk	23.3 cm	14.5 cm	4 cm	7615400770557
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.