



Varenummer 1999914337

Åndedrætsværn med hovedelastikker, Kolmi, One size, hvid, jern/PP, Fold-Flat, FFP3 NR D, Type IIR, uden ventil, engangs

- ✓ Bløde hovedelastikker garanterer høj komfort og optimal pasform
- ✓ Indbygget, fleksibel næseklemme sikrer den bedst mulige pasform
- ✓ Høj åndbarhed
- ✓ Fremstillet af højkvalitets europæiske råmaterialer



Produktbeskrivelse

Åndedrætsværn, FFP3 NR D og Type IIR er udviklet til at beskytte mod faste og flydende aerosoler. Type IIR certificeret, masken beskytter omgivelserne mod dråber fra brugeren og brugeren mod sprøjt og stønk. Åndedrætsværnet er med vævede hovedelastikker fastgjort med ultrasonic sømme, for at garantere den bedst mulige pasform og komfort for brugeren. De er nemme at tage på og behagelige at have på i længere tid. Indbygget, fleksibel næseklemme som sikrer den bedst mulige pasform til den enkelte bruger. De bløde råmaterialer er latexfrie, og det indvendige lag er lavet af let, glat materiale, der garanterer beskyttelse og optimal komfort. Åndedrætsværnene er i enkeltstyk poser, og er pakket i en æske



Specifikationer

Produktbetegnelse	Åndedrætsværn med hovedelastikker
Varemærke	Kolmi
Størrelse	One size
Farve	Hvid
Features	Fold-Flat, FFP3 NR D, Type IIR, uden ventil
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Jern, PP
Bredde	24 cm
Højde	9 cm
Certifikater	CE. CAT III. MD.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 14683:2019+AC:2019, EN 149:2001+A1:2009
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Denne maske må kun bruges af personer, der er uddannet til at bruge den. Tag ikke masken ud af indpakningen, før den skal tages i brug. Før brug sikres at masken er intakt og at de elastiske snore også er intakte. Se også vedlagte instruktionsfolder i dispenserens.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	57.6 cm	27.6 cm	28 cm	3662036020666
pk	50 stk	26.8 cm	11.4 cm	14 cm	3662036020673
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.



Ansigtmasken til kirurgi er en type IIR (stænkafvisende) i henhold til EN 14683.



Produktet har ultrasoniske tætninger.

