



Varenummer 1999915542



## Underlag, ABENA Tissue Underpads, 6-lags, 60x40cm

- ✓ Absorberende kerne med flere lag papir
- ✓ Blød og glat non-woven overflade
- ✓ Hurtig og effektiv absorption af væske
- ✓ Væsketæt bagside og forseglede kanter for ekstra beskyttelse
- ✓ Tilgængelig i forskellige størrelser og papirlag



### Produktbeskrivelse

ABENA Tissue Underpads anvendes som beskyttende engangsunderlag til for eksempel senge og stole, så brugeren kan føle sig tryk i enhver situation. Engangsunderlaget er primært tiltænkt ikke-sterile procedurer som sårpleje og blødprøvetagning, men kan med fordel anvendes som beskyttende underlag ved inkontinensproblemer. Underlaget har forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage, og overfladen er dækket af et blødt non-woven materiale, som sikrer brugeren optimal komfort. Ud over at underlaget hjælper til at skabe ro og tryk, når man sidder eller ligger ned, er det også med til at mindske risikoen for kontaminering og øge hygiejnen. ABENA Tissue Underpads findes i forskellige størrelser og kommer med enten seks eller otte papirlag.



### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Underlag   |
| Varemærke                        | ABENA  |
| Vareserie                        | Tissue Underpads   |
| Sekundær farve                   | Lyseblå  |
| Engangs/flergangs                | Engangs  |
| Materiale                        | PE, nonwoven, papir  |
| Længde/dybde                     | 60 cm  |
| Bredde                           | 40 cm  |
| Vægt, netto                      | 45 g   |
| Tolerance                        | +/- 1 cm   |
| Antal lag                        | 6-lags   |
| Absorptionsevne                  | 300 ml   |
| Certifikater                     | UKCA.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I   |
| Produkt- eller teststandarder    | ISO 11948-1  |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745  |
| Holdbarhed                       | 5 år   |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.   |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

### Brugsanvisning

Underlaget placeres på sengen eller stolen med den blå side nedad. Sørg for at underlaget er helt glattet ud inden brug.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 400 stk    | 42.8 cm | 36.6 cm | 40.8 cm | 5713571006948 |
| pk    | 25 stk     | 24.7 cm | 24 cm   | 10.2 cm | 5713571006931 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Produktet er kun til engangsbrug.

