



Varenummer 1999915564



Underlag, ABENA Underpads Washable, 85x75cm, med håndtag

- ✓ Vaskbart absorberende underlag
- ✓ Øget brugerkomfort
- ✓ OEKO-TEX certificeret
- ✓ Åndbart og væsketæt materiale
- ✓ Sikkerhed og tryghed døgnet rundt
- ✓ Blødt og behageligt materiale
- ✓ Kan vaskes minimum 100 gange



Produktbeskrivelse

ABENA Underpads Washable anvendes primært som beskyttende underlag til senge og madrasser, så brugeren til enhver tid kan føle sig tryk og sikker. Underlaget er lavet i et vaskbart materiale, som tåler vasketemperaturer på op til 95°C. Derfor er lagenet en både praktisk og diskret løsning til inkontinente brugere, som ønsker ekstra beskyttelse. Underlaget har et væsketæt barrierelag, som forhindrer lækage. Samtidig er materialet åndbart og overfladen blød og behagelig, hvilket sikrer brugeren optimal komfort. Underlaget er designet med runde hjørner for at mindske slid i forbindelse med vask. ABENA Washable er tilgængelig i to specialversioner, med hhv. flaps eller håndtag. Vores underlag med flapper er særligt velegnet til aktive og urolige brugere, da sidestykkerne sikrer, at underlaget ikke flytter sig. Den anden version med håndtag i siderne er til gengæld yderst praktisk i de tilfælde, hvor der er behov for skiftende stillinger, da håndtagene gør det nemt at vende eller flytte brugeren i sengen.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Underlag |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Underpads Washable |
| Sekundær farve | Lyseblå |
| Egenskaber | Med håndtag |
| Engangs/flergangs | Flergangs |
| Materiale | Polyester, rayon, TPU |
| Længde/dybde | 85 cm |
| Bredde | 75 cm |
| Absorptionsevne | 2000 ml |
| Certifkater | CE. OEKO-TEX. MD. UKCA. |
| OEKO-TEX licensnr. | SHHO 094484 |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Produkt- eller teststandarder | ISO 11948-1 |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Sørg for, at underlaget er placeret på madrassen med den blå side nedad. Sørg for at underlaget er helt glattet ud. Det anbefales, at produktet vaskes inden brug for at opnå optimal beskyttelse.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl | 36 stk | 47 cm | 30 cm | 60 cm | 5713571007167 |
| stk | 1 stk | | | | 5713571007150 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende - også over tid.



Produktet har en meget blød overflade, der sikrer en behagelig pasform.



Væskesikker bagside for øget beskyttelse mod lækager.



Underlagene er designet med håndtag, der gør det lettere at flytte brugeren.

