

Saluscur®

Simpler Healthcare Equipment.



Hvad er MaxillaAir™?

En oppustelig halskrave til fiksering af afdødes kæbe. MaxillaAir™ skal gøre istandsættelsen nemmere og mere værdig.



Se en videoguide til påsætning af MaxillaAir™

Hvordan anvendes MaxillaAir™?



Spænd stroppen



Pump op



Lad sidde indtil
rigor mortis



Smid ud
efter brug

Hvorfor vælge MaxillaAir™?



- Nem påsætning
- Æstetisk løsning
- Laver ikke mærker på huden
- Kan justeres til den enkelte