

Produktdatablad

630774 CareLine elastik benstrap

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Unomedical A/S
 Adresse: Hårlev Mark 2
 Land: Danmark
 Website: www.unomedical.com

1.2. Forhandler:

Navn: Unomedical A/S
 Adresse: Kongevejen 2, 3460 Birkerød
 Tlf. nr.: 48 16 70 30
 Fax nr.: 48 16 70 35
 E-mail: sales-dk@unomedical.com
 Website: www.unomedical.com/dk-salg

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9002, EN46001

Forhandler: ISO 9002, EN46001

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: CareLine elastik benstrap

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Polyester/nylon/PU Elastane strap med siliconebånd

3.2. Plast:

Plast-typer: PVC:
 Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej Typer:

Klorbleget materiale: Nej Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej
 Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PE

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☒ Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☒ Nej

Genbrugsmaterialer: ☒ Nej

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: 1S

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Stuetemperatur og tørt.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	☒	☐	☐	☐
Enkeltemballage	☒	☐	☐	☐
Inderemballage	☒	☐	☐	☐
Transportemballage	☒	☐	☐	☐