

Askina® DresSil Border Hæl

Skumprodukt med silikone klæber

Indikation

Sår på hælen, hvor der er behov for en klæbende bandage:

- Væskende overfladiske til dybe sår på hælen
- Diabetiske fodsår
- Tryksår, grad 1 – 4
- Kirurgiske sår
- 1. og 2. grads forbrændinger

Egenskaber

- Selvhæftende skumbandage
- God absorptionskapacitet
- Beskytter sart hud
- Nedsætter smerte og traume ved bandageskift
- Maserations risiko minimeres
- God og sikker tilhæftning til såret samt tilpasning til hudens konturer og folder
- Anatomisk design så den passer til hælen
- Mulighed for repositionering
- Hypoallergisk

Produktbeskrivelse

- Skumbandage med en selvhæftende silikoneklæber på den ene side og en semipermeabel film på den anden
- Blomstermønster i silikoneklæber på 3–5 mm huller, hvilket giver en hurtig og sikker transport af vævsvæske til skumbandagen uden risiko for maseration



Brugsvejledning

1. Fjern det transparente beskyttelses-papir fra de to "ører". Anbring forsigtigt bandagen på hælområdet.
2. Dæk anklerne med "ørerne" af bandagen. Fjern det sidste transparente beskyttelsespapir.
3. Påsæt den nederste del af bandagen på hælen.



Varenr.	Produktnavn	Størrelse	Salgsenhed
5592205	Askina® DresSil Border NYHED	22 x 21,6 cm	5 stk./æske

Askina® Hæl

Ikke klæbende hælbandage med ankelrem

Indikation

Sår på hælen, hvor der er behov for en ikke-klæbende bandage:

- Væskende overfladiske til dybe sår på hælen
- Diabetiske fodsår
- Tryksår, grad 1 – 4
- Kirurgiske sår
- 1. og 2. grads forbrændinger

Egenskaber

- Innovativt anatomisk design, der dækker maleolen/anklen
- God beskyttelse mod friktion og shear forskydninger
- Trykaflastende skum. Hjælper med at forebygge tryksår grad 1
- Klar til brug – der er ikke brug for ekstra fiksat
- Ankelremmen kan placeres individuelt. Kan åbnes og lukkes mange gange
- Mulighed for at besigtige såret uden at gå på kompromis med patientens komfort
- Tillader mobilisering

Produktbeskrivelse

- Anatomisk facon
- 2-lags ikke klæbende skumbandage
- Ankelrem samt to selvhæftende burrestykker, der tillader individuel placering
- Blødt hydrofilt polyurethanskum med en semipermeabel film yderst
- Findes i en størrelse



Brugsvejledning

1. Placer de to burrestykker på hver side af Askina® Hæl.
2. Anbring forsigtigt bandagen på hælområdet, og fiksér remmen
3. Korrekt placering af Askina® Hæl: Anklen er dækket.
4. Bandagen kan også fikseres sammen med en kompressionsstrømpe.



Varenr.	Produktnavn	Størrelse	Salgsenhed
7240105	Askina® Hæl	Overflade=225cm ²	5 stk./æske