



Varenummer 215934

## Klæbefjerner spray, Welland, 50 ml, silikonebaseret, uden alkohol, steril, flergangs

- ✓ Silikonebaseret
- ✓ Uden alkohol, undgå svie
- ✓ Indeholder ikke drivgasser
- ✓ Beskytter huden



### Produktbeskrivelse

Er en silikonebaseret alkoholfri klæbefjerner pumpespray, der ikke svier ved brug uanset hudens tilstand. Fjerner klæberester fra huden efter stomiplader og andre klæbende produkter. Er skånsom og hudvenlig. Efterlader huden blød og skal ikke vaskes af. Indeholder ikke drivgasser.



### Specifikationer

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Klæbefjerner spray                                           |
| Varemærke                          | Welland                                                      |
| Features                           | Silikonebaseret, uden alkohol, steril                        |
| Engangs/flergangs                  | Flergangs                                                    |
| Materiale                          | Silikone                                                     |
| Rumindhold, netto                  | 50 ml                                                        |
| Certifikater                       | CE, MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Kun til udvendig brug,                                       |
| Holdbarhed                         | Ifølge udløbsdato                                            |
| Holdbarhed, åbnet                  | Ifølge udløbsdato                                            |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt           | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

### Brugsanvisning

Spray rundt langs kanten af klæberen, til bandagen løsner sig.

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|-------|---------------|
| kll   | 48 stk     | 31.5 cm | 23.5 cm | 15 cm | 5024310970568 |
| stk   | 1 stk      |         |         |       | 5024310905195 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.