



Varenummer 216127

Skyllevæske, Uro-Tainer Mono, 100 ml, citronsyre/vand, Solutio R, 6% citronsyre, steril

✓ Sættet består af 1 kammer med 100 ml opløsning.



Produktbeskrivelse

Uro-Tainer Mono Suby G med 3,23% citronsyre anvendes til skylning af permanente katetre, hvor der er tendens til tilstopning af kateter, samt dannelse af inkrustationer. Hyppighed af skylning afhænger af problemets omfang - se brugsanvisningen. Sættet består af 1 kammer med 100 ml opløsning. Behandling med Uro-Tainer Mono Suby G kan kombineres med Uro-Tainer Mono Solutio R. Behandling med Uro-Tainer opløsninger bør ikke foretages, mens der behandles for blærebetændelse.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skyllevæske
Varemærke	Uro-Tainer
Vareserie	Mono
Features	Solutio R, 6% citronsyre, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Citronsyre, vand
Rumindhold, netto	100 ml
Steriliseringstype	A
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	12.5 cm	26 cm	18.5 cm	4030539002417
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC
(plasttype fremstillet af
polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt