



Varenummer 216206

## Skyllevæske, Uro-Tainer Twin, citronsyre/vand, Solutio R, 6% citronsyre, 2x30 ml, steril

✓ Twin - for bedre udnyttelse



### Produktbeskrivelse

Uro-Tainer Twin Suby G med enten 3,23% eller 6% citronsyre anvendes til skylning af permanente katetre, hvor der er tendens til tilstopning af kateter, samt dannelse af inkrustationer. Hyppighed af skylning afhænger af problemets omfang - se brugsanvisningen. Urotainer Twin sættet består af 2 kamre med hver 30 ml opløsning, således at der kan skylles 2 gange med samme sæt. Uro-tainer Mono består af et 100 ml enkelt kammer med skyllevæske. Behandling med Uro-Tainer Twin Suby G kan kombineres med Uro-Tainer Twin Solutio R. Behandling med Uro-Tainer opløsninger bør ikke foretages mens der behandles for blærebetændelse.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Skyllevæske
Varemærke	Uro-Tainer
Vareserie	Twin
Features	Solutio R, 6% citronsyre, 2x30 ml, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Citronsyre, vand
Steriliseringmetode	A
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	35.5 cm	18 cm	9 cm	4030539048903
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.