



## Biatain Silicone Skumbandage

### Biatain Silicone Lite

#### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
33434		5708932452854	Biatain Silicone Skumbandage	7,5 x 7,5 cm	10	320		*
33435		5708932482875	Biatain Silicone Skumbandage	10 x 10 cm	10	320		*
33436		5708932452830	Biatain Silicone Skumbandage	12,5 x 12,5 cm	10	320		*
33437		5708932452816	Biatain Silicone Skumbandage	15 x 15 cm	5	120		*
33438		5708932520935	Biatain Silicone Skumbandage	17,5 x 17,5 cm	5	80		*
33444		5708932484749	Biatain Silicone Lite	7,5 x 7,5 cm	10	320		*
33445		5708932484763	Biatain Silicone Lite	10 x 10 cm	10	320		*
33446		5708932484787	Biatain Silicone Lite	12,5 x 12,5 cm	10	320		*

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*

## Elektronisk datablad (Produktdatablad)

### Biatain Silicone Skumbandage Biatain Silicone Lite

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 2. Produktet

##### 2.1 Handelsnavn

Biatain Silicone Skumbandage og Biatain Silicone Lite

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_      PVC:   
Hvis PVC, angiv blødgører: PU Skum og Film, Silikone, PE      % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :   
Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas: Metal: Latex: Bomuld: Økologisk: 

Andet: \_\_\_\_\_

**4.2. Plast:**Plast-typer: PET, PEPVC: 

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

**4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**Tungmetal: 

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale: 

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfbre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

**5. CE-mærkning**5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: IIb**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej: 6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler: \_\_\_\_\_

**7. Holdbarhed**Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: **8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**(Angiv anbefalinger) Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys**9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering**

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Materialegenanvendelse	
Inderemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14021
Transportemballage			Materialegenanvendelse	Ja, Mobious-loopet iflg. ISO14022