

Produktdatablad

Alione Hydrokapillær Bandage

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Land Danmark
Website: www.coloplast.dk

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Alione Hydrokapillær Bandage

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[U. Klæber \(Web\)](#) [M. Klæber \(Web\)](#)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Cellulose fiber, Cross-linked sodium polyacrylate, Elastomer, 100 % hydrogenated petroleum resin, Natrium Carboxy methyl cellulose, D PET

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyurethan, PET, Polyethylen

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej:

Ja:

Klasse: II b

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Opbevaring ved stuetemperatur _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			Ja - emballagematerialet	
Inderemballage			Ja - emballagematerialet	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Ja - emballagematerialet	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



Alione Hydrokapillær Bandage

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
4610		5701780829786	Med klæber	10 x 10 cm	10	320		*
4612		5701780829809	Med klæber	12,5 x 12,5 cm	10	240		*
4615		5701780829823	Med klæber	15 x 15 cm	10	120		*
4620		5701780887274	Med klæber	20 x 20 cm	10	80		*
4625		5701780988032	Med klæber	12 x 20 cm	10	160		*
4630		5701780887304	Uden klæber	10 x 10 cm	10	320		*
4632		5701780887335	Uden klæber	12,5 x 12,5 cm	10	240		*
4635		5701780887366	Uden klæber	15 x 15 cm	10	120		*
4639		5701780887397	Uden klæber	20 x 20 cm	10	80		*
4645		5701780988162	Uden klæber	12 x 20 cm	10	160		*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *