



"Man håber jo, at det hele følger med på én gang"

"Et par af mine patienter har sår med mindre kaviteter, hvor jeg har brug for en bandage med god absorptionskapacitet. Jeg ved, hvor ondt det gør på patienten at få fjernet en bandage fra kavitetssår. Hver gang håber jeg bare, at det går let, og at hele bandagen følger med på én gang."

Sygeplejerske, plastikkirurgisk afdeling

Specialbandage til kavitetssår - let at fjerne i ét stykke

AQUACEL® kavitetsbandage er en specialudviklet bandage til brug i kaviteter. Bandagen er let at applicere¹, og de forstærkede fibre gør den nem at fjerne igen i ét stykke. Det er en stor hjælp for personalet - og en lettelse for patienten, når smertefulde bandageskift kan reduceres². AQUACEL® kavitetsbandage bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø³ og former sig efter såret, så der ikke opstår hulrum, hvor bakterier kan udvikle sig⁴.

AQUACEL® kavitetsbandager absorberer sårvæske hurtigt og omdannes til en sammenhængende gel, som binder sårvæsken, bakterier og enzymer³.

AQUACEL® kavitetsbandage fås også med sølv til sår, der er inficerede eller er i risiko for at blive det⁵. Bandagerne kan sidde på i op til syv dage, hvilket fremmer helingsprocessen³.


Indikationer: Sår med kavitet og abscesser.

Specialbandage til kavitetssår

- **Ekstra trækstyrke sikrer, at bandagen fjernes i ét stykke**
- **Bandagen er specielt udviklet til kavitetssår**
- **Fås også med sølv ved behov for antimikrobiel effekt**
- **Optimalt sårhelingsmiljø - hurtig geldannelse³, absorption af væske, bakterier og enzymer³, dæmpet inflammation⁴**
- **Binder væske og bakterier - også under kompression³**



AQUACEL®



AQUACEL® kavitetsbandage

AQUACEL® kavitetsbandage

Størrelse	Antal pr. æske	Varenummer
1 x 45 cm	5 stk.	420127
2 x 45 cm	5 stk.	403770

AQUACEL® Ag kavitetsbandage

Størrelse	Antal pr. æske	Varenummer
1 x 45 cm	5 stk.	420128
2 x 45 cm	5 stk.	403771

Indhold: AQUACEL® og AQUACEL® Ag kavitetsbandager består af unik Hydrofiber®-teknologi (natriumcarboxymetyl-cellulose) samt forstærkede cellulosefibre. AQUACEL® Ag kavitetsbandage indeholder desuden 1,2 % (w/w) sølvioner.

Indikationer:* Den ekstra trækstyrke i AQUACEL® og AQUACEL® Ag kavitetsbandager betyder, at de med fordel kan anvendes ved behandling af sårkaviteter, abscesser og kirurgiske incisioner. AQUACEL® Ag kavitetsbandage vælges ved behandling af sår med infektion eller sår med øget risiko for infektion.

Skifteinterval: AQUACEL® og AQUACEL® Ag kavitetsbandager kan sidde på i op til 7 dage - eller skiftes, når det er klinisk indikeret.

Opbevaring: Ved stuetemperatur.

Steriliseringsmetode: Gammasteriliseret.

Klassificering: AQUACEL® og AQUACEL® Ag kavitetsbandager er CE-mærkede og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Holdbarhed: AQUACEL® kavitetsbandage 5 år.
AQUACEL® Ag kavitetsbandage 2 år.

LATEXFRIT produkt og indpakning.

*Se brugsanvisning i emballagen for mere information.

Referencer:

1. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
2. Foster L, Moore P. The application of a cellulose-based fibre dressing in surgical wounds. *J Wound Care*. 1997; 6 468-473.
3. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.
4. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.
5. Newman G. R. et al. Visualisation of bacterial sequestration and bactericidal activity within hydrating Hydrofiber® wound dressings. *Biomaterials* (27) 2006: 1129-1139.