

Bekæmper infektioner og biofilm, hvor det er vigtigt

Biatain® Silicone Ag former sig efter sårbunden, fylder hulrummet mellem bandage og sårbund, reducerer ophobning af ekssudat og frigiver sølv til sårbunden.

- Bekæmper 99,99% af moden biofilm
- Former sig efter sårbunden
- Absorberer vertikalt
- Låser ekssudatet inde

Biatain® Silicone Ag

Biatain® Silicone Ag med 3DFit Technology frigiver sølv til sårbunden

Bekæmper 99,99% af moden biofilm

Det er dokumenteret, at Biatain Silicone Ag bekæmper 99,99% af moden biofilm* (*P. aeruginosa*) og forebygger biofilmdannelse (påvist in-vitro).¹ Bandagen er også effektiv mod et bredt spektrum af bakterier og svampe i op til 7 dage.¹



Former sig efter sårbunden

Biatain Silicone Ag former sig efter sårbunden, reducerer ophobning af ekssudat og frigiver sølv til sårbunden i op til 7 dage.

Absorberer vertikalt

Når mikrokapillærerne i skumstrukturen absorberer ekssudatet vertikalt, udløses sølvet til sårbunden i op til 7 dage.

Låser ekssudatet inde

Ekssudatet holdes inde og retineres under kompression, således at risikoen for maceration og spredning af infektion til sårkanten og huden omkring såret reduceres.

Produktopbygning

Biatain Silicone Ag er en blød og formbar polyurethan skumbandage, som består af en semi-permeabel bakterie- og vandtæt topfilm, et skumlag med patenteret ionisk sølvkompleks og 3DFit Technology, et blødt silikonekontaktlag på skumpuden og silikoneklæbekant samt 3-delt berøringsfri påsættelsesfilm.

Anvendelse

Biatain Silicone Ag anvendes til en lang række lavt til kraftigt væskende sår med forsinket sårheling på grund af bakterier eller øget risiko for infektion. F.eks akutte sår, som 2. grads forbrændinger, donorsteder, postoperative sår og problemsår som bensår, tryksår og diabetiske fodsår.



Biatain Silicone Ag

Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
39636	7,5x7,5	4,5x4,5	5
39637	10x10	6,5x6,5	5
39638	12,5x12,5	8,5x8,5	5
39639	15x15	10,5x10,5	5
39640	17,5x17,5	13x13	5
39644 NY	10x20	5,5x15,5	5
39645 NY	10x30	5,5x25,5	5



Biatain Silicone Ag Sakral

Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
39650 NY	15x19	10,9x14	5
39651 NY	25x25	17x17,2	5



Biatain Silicone Ag Hæl

Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
39652 NY	18x18	14x13,2	5



* Moden biofilm defineres som minimum 24 timer. 1. Christiansen et al. Poster EWMA 2018.