

Produktdatablad

Mepore / Mepore Pro

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Mölnlycke Health Care AB
 Adresse Byfogedgatan 1, Göteborg
 Land Sverige
 Website: www.molnlycke.com

1.2. Forhandler:

Navn Mölnlycke Health Care ApS
 Adresse Gydevang 33, DK-3450 Allerød
 Tlf. nr. 80 88 68 10
 Fax nr. 80 88 68 09
 E-mail: kundeservice@molnlycke.com
 Website: www.molnlycke.com

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001

Forhandler: ISO 9001

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Mepore / Mepore Pro

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment"](#)

["klik her" www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Ydl. oplysninger"](#)

["klik her" www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: -emballage Glas:

Metal: Latex: - Limkant på emballagen Bomuld:

Gælder ikke alle art.nr. Økologisk:

Andet: Polyester nonwoven, polyakrylat klæb, viskose nonwoven. Polyurethanfilm (Mepore Pro)

3.2. Plast:

Plast-typer: PE/PP, vinylacetat (emballage) PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

 (Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Blegning: Oxygen, peroxyd + klordioxyd.

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer: 50%

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

 Producent: ISO 14001

 Forhandler: ISO 14001
7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt, beskyttet mod sollys, max. stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering *OBS: Købers evt. interne regler om affaldshåndtering skal følges!*

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | X | | X | |
| Inderemballage | X | | X | |
| Transportemballage | X | | X | X |

Mepore / Mepore Pro

Sortimentsoversigt

| Producent varenr. | Forhandler varenr. | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse | Forpakkings enhed | Antal forpakk. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|
| 670800 | | 7332430504913 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 6x7cm | stk | 480 | 110 | * |
| 670870 | | 7332430674784 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 6x7 cm | stk | 140 | 198 | * |
| 670900 | | 7332430599681 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 9x10 cm | stk | 400 | 72 | * |
| 671000 | | 7332430599711 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 9x15 cm | stk | 400 | 56 | * |
| 671070 | | 7332430674968 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 9x15 cm | stk | 70 | 110 | * |
| 671100 | | 7332430599742 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 9x20 cm | stk | 180 | 88 | * |
| 671200 | | 7332430674487 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 9x25 cm | stk | 180 | 66 | * |
| 671300 | | 7332430674579 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 9x30 cm | stk | 270 | 44 | * |
| 671400 | | 7332430674661 | Mepore, selvklæb. ø-forbinding | 9x35 cm | stk | 180 | 44 | * |
| | | | | | | | | |
| 670820 | | 7332430674210 | Mepore pro, ø-forbind m. film | 6x7cm | stk | 480 | 112 | * |
| 670920 | | 7332430674302 | Mepore pro, ø-forbind m. film | 9x10 cm | stk | 320 | 72 | * |
| 671020 | | 7332430674364 | Mepore pro, ø-forbind m. film | 9x15 cm | stk | 320 | 56 | * |
| 671120 | | 7332430674425 | Mepore pro, ø-forbind m. film | 9x20 cm | stk | 180 | 88 | * |
| 671220 | | 7332430674517 | Mepore pro, ø-forbind m. film | 9x25 cm | stk | 180 | 66 | * |
| 671320 | | 7332430674609 | Mepore pro, ø-forbind m. film | 9x30 cm | stk | 270 | 44 | * |
| | | | | | | | | |
| 331900 | | 7332430675088 | Mepore, selvklæb. forbinding | 4cmx5m | stk | 24 | 132 | |
| 332000 | | 7332430675118 | Mepore, selvklæb. forbinding | 7cmx5m | stk | 18 | 98 | |
| 331980 | | 7332430675149 | Mepore, selvklæb. forbinding | 4cmx2m | stk | 30 | 176 | |
| 332080 | | 7332430675170 | Mepore, selvklæb. forbinding | 7cmx2m | stk | 21 | 198 | |

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

