

Produktdatablad

Mepore Film

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Mölnlycke Health Care AB
 Adresse: Byfogedgatan 1, Göteborg
 Land: Sverige
 Website: www.molnlycke.com

1.2. Forhandler:

Navn: Mölnlycke Health Care A/S
 Adresse: Gydevang 33, DK-3450 Allerød
 Tlf. nr.: 80 88 68 10
 Fax nr.: 80 88 68 09
 E-mail: kundeservice@molnlycke.com
 Website: www.molnlycke.com

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001

Forhandler: ISO 9001

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Mepore Film

2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment"](#)

["klik her" www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Yderligere oplysninger"](#)

["klik her" www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Polyuretanfilm, polyakrylat klæb. Silikonebelagt papir/emballage.

3.2. Plast:

Plast-typer:

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer:

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☒ 50%

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: ISO 14001

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt, beskyttet mod sollys, max. stuetemperatur

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering *OBS: Købers evt. interne regler om affaldshåndtering skal følges!*

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X		X	
Inderemballage	X		X	
Transportemballage	X		X	X

Mepore Film

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
270600		7332430856159	Mepore film, filmforb.	6x7cm	stk	600	112	*
270670		7332430848253	Mepore film, filmforb. 10 stk.	6x7cm	stk	50	420	*
271500		7332430855930	Mepore film, filmforb.	10x12 cm	stk	210	198	*
271570		7332430856012	Mepore film, filmforb. 10 stk.	10x12 cm	stk	70	198	*
272500		7332430856043	Mepore film, filmforb.	10x25 cm	stk	100	132	*
272570		7332430848284	Mepore film, filmforb. 10 stk.	10x25 cm	stk	50	132	*
273000		7332430856074	Mepore film, filmforb.	15x20 cm	stk	50	154	*
273500		7332430464767	Mepore film, filmforb.	20x30 cm	stk	30	88	*

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *