

Produktdatablad

Allevyn*

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Smith & Nephew Medical Ltd.
Adresse Hessle Road, Hull HU3 2BN
Land England
Website: www.smith-nephew.com

1.2. Forhandler:

Navn Smith & Nephew A/S
Adresse Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 45806100
Fax nr. 45806151
E-mail: sn.dk@smith-nephew.com
Website: www.smith-nephew.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 / EN46001

Forhandler: ISO9001/2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Allevyn*

2.2. Sortimentsoversigt:

Se faneblad "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se faneblad "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: ☒ Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: Polyurethan, Akrylklæbemasse (Allevyn* Adhesive)

3.2. Plast:

Plast-typer: PU PVC: ☒
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ☒ nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☒

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: II B

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: ☐ Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: ☒ Ja: ☐ Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14000

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) < 25 C Opbevares bedst i originalemballagen

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	☒			
Enkeltemballage	☒			
Inderemballage	☒		☒	
Transportemballage	☒		☒	☒

Allewyn*

Produktoplysninger:

Hydrocellulær absorberende Polyurethanskum-forbinding til sår med let til kraftig sekretion. Vand- og bakterietæt overflade

Lav-allergen akryl-klæbemasse (klæbende varianter)

Latex-fri

Special-versioner til hælforbinding (HEEL), Sakralforbindinger (SACRUM) og Trachealforbindinger (TRACHEOSTOMY)

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Steril	Klæb.
66007643	66007643	5000223076436	5000223415877	ALLEVYN non-adhesive	5 X 5 CM	10 STK.	6	*	
66007637	66007637	5000223076375	5000223415846	ALLEVYN non-adhesive	10 X 10 CM	10 STK.	7	*	
66007335	66007335	5000223410346	5000223416775	ALLEVYN non-adhesive	10 X 20 CM	10 STK.	7	*	
66007638	66007638	5000223076382	5000223415853	ALLEVYN non-adhesive	20 X 20 CM	10 STK.	2	*	
66000091	66000091	5000223411602	5000223416775	ALLEVYN non-adhesive	10 X 20 CM	5 STK.	14	*	
66000093	66000093	5000223412210	5000223415631	ALLEVYN non-adhesive	15 X 15 CM	10 STK.	3	*	
66000092	66000092	5000223411619	5000223415853	ALLEVYN non-adhesive	20 X 20 CM	3 STK.	7	*	
66000663	66000663	5000223438784	500022341438791	ALLEVYN non-adhesive	40 X 70 CM	2 STK.	2	*	
66007630	66007630	5000223426712	5000223426705	ALLEVYN HEEL		5 STK.	6	*	
66007640	66007640	5000223076405	5000223415860	ALLEVYN TRACHEOSTOMI	9 X 9 CM	10 STK	8	*	
66000690	66000690	5000223439354	5000223439347	ALLEVYN Lite	5 X 5 CM	20 STK.	5	*	
66000691	66000691	5000223439385	5000223439378	ALLEVYN Lite	10 X 10 CM	20 STK.	7	*	
66000692	66000692	5000223439415	5000223439408	ALLEVYN Lite	10 X 20 CM	10 STK	5	*	
66000698	66000698	5000223440381	5000223440374	ALLEVYN Lite	15 X 20 CM	10 STK	5	*	
66000043	66000043	5000223411572	5000223415570	ALLEVYN ADHESIVE	7,5 X 7,5 CM	10 STK	30	*	+
66000044	66000044	5000223411558	5000223415587	ALLEVYN ADHESIVE	12,5 X 12,5 CM	10 STK	12	*	+
66000744	66000744			ALLEVYN ADHESIVE	12,5 X 22,5 CM	10 STK	8	*	+
66000045	66000045	5000223411565	5000223415594	ALLEVYN ADHESIVE	17,5 X 17,5 CM	10 STK	8	*	+
66000046	66000046			ALLEVYN ADHESIVE	22,5 X 22,5 CM	10 STK	8	*	+
66000451	66000451	5000223426743	5000223426743	ALLEVYN SACRUM	22 X 22 CM	10 STK	8	*	+
66000700	66000700	5000223441500	5000223441494	ALLEVYN SACRUM	17 X 17 CM	10 STK	8	*	+
66000857	66000857	5000223456535		ALLEVYN PLUS SACRUM	22 X 22 CM	10 STK	5	*	+
66000856	66000856	5000223456504		ALLEVYN PLUS SACRUM	17 X 17 CM	10 STK	5	*	+

Allevyn*

Produktoplysninger:

Hydrocellulær absorberende Polyurethanskum-forbinding til sår med let til kraftig sekretion. Vand- og bakterietæt overflade

Lav-allergen akryl-klæbemasse (klæbende varianter)

Latex-fri

Special-versioner til hælforbinding (HEEL), Sakralforbindinger (SACRUM) og Trachealforbindinger (TRACHEOSTOMY)

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Steril	Klæb.
66000805	66000805			ALLEVYN PLUS ADHESIVE	12,5 x 12,5 cm	10 STK	5	*	+
66000806	66000806			ALLEVYN PLUS ADHESIVE	17,5 x 17,5 cm	10 STK	5	*	+
66000807	66000807			ALLEVYN PLUS ADHESIVE	12,5 x 22,5 cm	10 STK	12	*	+
								*	
66007326	66007326	5000223073268	5000223415792	ALLEVYN CAVITY	5 CM - CIRKULÆR	10 STK	6	*	
66007327	66007327	5000223073275	5000223415808	ALLEVYN CAVITY	10 CM - CIRKULÆR	5 STK.	4	*	
66007328	66007328	5000223073282	5000223415815	ALLEVYN CAVITY	9 X 2,5 CM - TUBULÆR	10 STK	6	*	
66007329	66007329	5000223073299	5000223415822	ALLEVYN CAVITY	12 X 4 CM - TUBULÆR	5 STK.	4	*	
66047576	66047576			ALLEVYN THIN	5 x 6 cm	10 STK.	10	*	+
66047578	66047578			ALLEVYN THIN	10 x 10 cm	5 STK.	20	*	+
66045124	66045124			ALLEVYN THIN	15 x 15 cm	3 STK.	16	*	+
66047579	66047579			ALLEVYN THIN	15 x 20 cm	3 STK.	16	*	+

Sterilisation: Gamma-sterilisation iht. ISO 11137

Fremstillingsland: England / USA

Se separat datablad for Allevyn* Gentle og Allevyn* Gentle Border